Anleitung zur Rücksendung Ihres Lithium-Ionen-Akkus



P.O. Box 304, NL - 7000 AH Doetinchem Logistiekweg 7, Doetinchem - The Netherlands
T +31 (0)314-328 000 F +31 (0)314-328 001 I www.life-mobility.com

Inhalt

1 Einleitung 3
2 Überprüfung des Akkus 3
3 Anmeldung der Rücksendung eines unauffälligen Akkus 4
4 Verpackung und Versand eines einzelnen Lithium-Ionen-Akkus 4
4.1 Versand eines einzelnen Lithium-Ionen-Akkus 4
5 Versand eines Lithium-Ionen-Akkus in einer Umverpackung 5
6 Versand eines Hilfsmittels mit einem Lithium-Ionen-Akku 5
7 Anbringen Ihres Rücksendenscheins 5

1. Einleitung

Lithium-Ionen-Akkus unterliegen den Vorschriften für gefährliche Güter. Um die Sicherheit während des Transports zu gewährleisten, bitten wir Sie, die folgenden Anweisungen sorgfältig zu befolgen.

2. Überprüfung des Akkus

Sicherheitswarnung

Versenden Sie niemals einen Lithium-Ionen-Akku, der eines der folgenden Anzeichen aufweist:

- Er raucht oder hat geraucht
- Er wurde durch einen Sturz oder einen Zusammenstoß beschädigt
- Er weist Dellen, Risse und/oder Brüche auf



- Er wird ohne Belastung warm
- Er ist aufgebläht



- Er weist Wasser- oder Brandschäden auf oder ist undicht



Bei sichtbaren Schäden den Akku NICHT versenden. Wenden Sie sich an Ihren Entsorgungsfachbetrieb für Lithium-Akkus, um den Akku entsorgen zu lassen.

3. Anmeldung der Rücksendung eines unauffälligen Akkus

Wenden Sie sich an Life & Mobility, um Ihre Rücksendung anzumelden und eine Rücksendenummer zu erhalten.

4. Verpackung und Versand eines einzelnen Lithium-Ionen-Akkus

Life&Mobility führt verschiedene Typen von Lithium-Ionen-Akkus.
Sie können Ihren Akku oder Ihre Akkus auf verschiedene Weise an uns zurücksenden.
Nachfolgend wird für jede Kategorie erläutert, welche Schritte Sie durchführen müssen.

4.1 Versand eines einzelnen Lithium-Ionen-Akkus.

1. Stellen Sie sicher, dass der Akku oder die Akkus transportsicher sind.
   - **iBox.** Versetzen Sie die iBox in den Transportmodus. Halten Sie die weiße Taste an der Vorderseite der iBox 10 Sekunden lang gedrückt.
   - **Lithium-Ionen-Akku (Solo).** Decken Sie freiliegende Akkupole sorgfältig mit Schutzkappen ab oder kleben Sie sie ab.
   - **Lithium-Ionen-Akku (Aura).** Stellen Sie sicher, dass der Akku mit dem Schalter an der Seite des Akkus ausgeschaltet ist.

2. Verpacken Sie den Akku oder die Akkus immer in einer zugelassenen Verpackung* oder in der Verpackung eines neu bestellten Akkus.
3. Stellen Sie sicher, dass die UN-Nummer und der Gefahrzettel außen am Karton sichtbar angebracht sind. Der Gefahrzettel muss wie in der folgenden Abbildung gezeigt aufgeklebt werden.

***Die Verpackung muss eine UN-Zulassungskennzeichnung tragen und die erforderlichen Bedingungen erfüllen.**









4. Melden Sie Ihren Transport **immer** bei Ihrem Transportunternehmen als Gefahrgut an.

5. Versand eines Lithium-Ionen-Akkus in einer Umverpackung

Wenn ein Lithium-Ionen-Akku zusammen mit weiteren Produkten in einem Karton zurückgesendet wird, müssen die folgenden Anweisungen befolgt werden.

1. Stellen Sie sicher, dass der Akku gemäß den oben unter 4.1 genannten Anforderungen verpackt ist.
2. Stellen Sie sicher, dass außen am Karton ein Aufkleber mit der Aufschrift „Umverpackung" sichtbar angebracht ist, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.



3. Verschließen Sie die Verpackung sorgfältig mit Klebeband.

6. Versand eines Hilfsmittels mit einem Lithium-Ionen-Akku

Verfügt Ihr Hilfsmittel über einen eingebauten Lithium-Ionen-Akku? Dann fällt das gesamte Hilfsmittel unter **UN 3556**: *Fahrzeug mit Antrieb durch Lithium-Ionen-Batterien*. Diese Transporteinstufung gehört zur **ADR-Klasse 9**.

1. Lassen Sie den Akku im Hilfsmittel eingebaut.
2. Schalten Sie das Hilfsmittel aus.
3. Informieren Sie Ihr Transportunternehmen **immer** darüber, dass Ihr Hilfsmittel einen eingebauten Lithium-Ionen-Akku enthält, damit die Sendung als Gefahrgut gekennzeichnet werden kann.

7. Anbringen Ihres Rücksendescheins

Bringen Sie den Rücksendeschein gut sichtbar und lesbar an der Außenseite der Verpackung oder des Hilfsmittels an.