

PRIMO



Kompakt  
und wendig

Inspired by life



# Kompaktes Design-Elektromobil

Ganz bequem im Primo unterwegs. Für den Einkaufsbummel, den Besuch einer Veranstaltung in der Nähe oder einen Museumsbesuch. Das einzigartige INDEGO-Federsystem sorgt unterwegs für eine optimale Schwingungsdämpfung: Sie fahren also mit höchstem Komfort! Dank des großen, mitdrehenden Frontscheinwerfers und der guten Front- und Heckbeleuchtung sind Sie mit dem Primo für andere Verkehrsteilnehmer gut sichtbar. Und mit seinem kompakten Design kann sich der Primo sehen lassen!

## Farbvariante



Primo mit Captain Seat und Sitzverschiebung

## Sicherheit

- Die Kurvengeschwindigkeit wird automatisch korrigiert, um eine bessere Steuerungskontrolle zu ermöglichen.
- Die Fahrtrichtungsanzeiger werden nach einer Kurve automatisch ausgeschaltet und können sicher bedient werden, ohne das Steuer loslassen zu müssen (nur beim Arrivo-Paket).
- Auffällige Notstopp-Taste, um das Elektromobil bei Gefahr sofort anhalten zu können.
- Die Hinterräder sind unabhängig voneinander gefedert. Zusammen mit der einzigartigen Radgröße sorgt dies für größere Stabilität beim Überwinden von Hindernissen.

## Ergonomie

- Der Stuhl, die Bedienung sowie das Steuerungs- und Fahrverhalten können vollständig an individuelle Wünsche und Bedürfnisse angepasst werden.
- Die patentierte INDEGO-Federung und die spezielle Stuhlfederung sorgen für ruhiges und bequemes Fahrverhalten.
- Übersichtliches Bedienfeld mit einfacher Umschaltung zwischen zwei Geschwindigkeitsstufen mit dem High/Low-Knopf.
- Große Bein- und Fußfreiheit.

## Eigenschaften

- Kompaktes und komfortables Elektromobil mit kleinem Wendekreis von 120/165 cm.
- In 3- und 4-Rad-Ausführung erhältlich.
- Einstellbare Geschwindigkeit bis 12 km/h.
- Maximaler Aktionsradius 40 km\*.
- Hohe maximale Belastung von 160 kg.
- Drehbarer Stuhl, Höhenverstellung und optionale Sitzverschiebung.
- Fixierpunkte integriert.
- Mitdrehender Scheinwerfer mit LED für bessere Sicht in Kurven.

\*Unter idealen Bedingungen



### Digital Display

- Digital-Display mit Kilometer-zähler, Geschwindigkeits- und Akkustandanzeige

### Optionen

- Captain Seat
- Sitzverschiebung
- Fußgassteuerung
- Stockhalter
- Hüftgurt