

ERGO Lite



Der ultraleichte
Reiserollstuhl

Inspired by life



ERGO Lite

Der Ergo Lite ist ein extrem leichter Rollstuhl, der nur 8,3 kg wiegt! Das kompakte und leichte Design ist ideal für Bedienung und Benutzung durch eine Begleitperson.

Der Ergo Lite ist ausgestattet mit dem einzigartigen und patentierten S-Ergo Sitzsystem. Die S-förmige ergonomische Sitzfläche bietet effiziente Druckverteilung um das Körpergewicht über eine größere Fläche zu verteilen. Außerdem wird die Sitzstabilität erhöht und das Nachvorrutschen reduziert. Dieser extrem leichte Rollstuhl ist die ideale Wahl für diejenigen, die unbesorgt und leicht reisen möchten.

Kurzum:

- Ultraleichter Rollstuhl (8,3 kg)
- Ausgestattet mit dem einzigartigen und patentierten S-Ergo Sitzsystem
- Zu einem sehr kompakten Paket zu reduzieren



STANDARD:

- S-Ergo Sitzsystem
- Höhenverstellbare Fußstützen
- Zusammenfaltbarer Rahmen
- Zusammenfaltbare Rückenlehne
- 14" Felgen mit Pannensicherer Bereifung

OPTIONEN:

- Sicherheitsräder Aufsteckbar
- Beckengurt
- Kopfstütze
- Reisetasche
- Getränkehalter
- Therapietisch
- Rückenlehentasche



Seitenansicht



S-Ergo Sitzsystem



Zusammenfaltbar



Super Kompakt

EIGENSCHAFTEN ERGO LITE

Breite:	62 cm
Tiefe:	93 cm
Sitz Maße (Breite x Tiefe):	40 x 42 / 45 x 42 cm
Personengewicht max.:	100 kg
Rollstuhl Gewicht:	8,3 kg
6" Vollgummi Lenkrad	

Fest montierte Armlehnen und Fußstützen
AEGIS antimikrobielle Barriere Polsterung
Bremse für Begleitperson
Rahmen Farbe: Perlen Silber
Bezug: Silber und Schwarz