

# Produktübersicht

**EVO** Lectus LR

STANDARD AUSSTATTUNG BEINHÄLTET:			
Mobilität	Steuerung	Sitzsystem	Sitzfunktionen
Geschwindigkeit 6 km/h	P&G R-Net	Ergonomisch geformt Sitzkissen, 3D Mesh	Elektrische Sitzhöhenverstellung bis 400 mm
<b>2x Gel Batterien MTG76</b>	Joystick-Modul CJSM	Standard Rückenkissen, 3D Mesh	Manuelle Rückenlehnenverstellung
Ladegerät 24V/8A	Standard Joystickaufsatz	Armlehnen hochschwenkbar, längen- und höhenverstellbar Inkl. Armlehentasche	Sitzkantelung elektrisch verstellbar bis 15 Grad
Luftbereifung schwarz	Bedienpult feste Montage - rechts	Beinstütze biomechanisch, manuell verstellbar	
LED Beleuchtung vorn und hinten	120 Amp Power Modul		
<b>Inklusive Stützräder</b>			



HMV nummer
18.99.06.1074

## Spezifizierung

AFK.	MESSPUNKTE	
SB	Sitzbreite	42 – 62 cm
ST	Sitztiefe	40 – 60 cm
SH	Sitzhöhe (inkl Sitzkissen)	50,5 - 55,5 cm
	Min. Sitzhöhe (Boden bis Sitzplatte)	41,5 - 81,5 cm
GH	Gesamthöhe	111 cm
GL	Gesamtlänge	98,5 cm
GB	Gesamtbreite	61,5 cm
	Geschwindigkeit	6/10/12,5 km/h
	Reichweite (Batterienabhängig)	Bis 45 km
	Gesamtgewicht (einschl. Akkus)	185 kg
	Höchstgewicht des Nutzers	136 kg
	Wendekreis	100 cm
	Durchmesser Antriebsräder	14"
	Durchmesser Hinterräder	9"





# Produktübersicht

Rechnungsadresse:	
Name:	Ansprechpartner:
Straße:	
PLZ:	Ort:
Tel:	

Versandadresse:	
Name:	Ansprechpartner:
Straße:	
PLZ:	Ort:
Tel:	

Kommission:	
Name:	Ansprechpartner:
Straße:	
PLZ:	Ort:
Tel:	
Krankenkasse / Diagnose:	

Datum:
Mitarbeiter Fachhändler:
Email:
Tel:
Mitarbeiter L&M DE:

ANATOMISCHE MASSE <sup>1</sup>	
1) Kopf Höhe:	_____ mm
2) Schulter Höhe:	_____ mm
3) Ellbogen Höhe:	_____ mm
4) Ellbogen bis Hand:	_____ mm
5) Unterschenkel Länge:	_____ mm
6) Oberschenkel Länge:	_____ mm
7) Hüft Breite:	_____ mm
8) Brust Breite:	_____ mm
9) Höhe,	_____ mm
10) LT-Ebene (Newton):	_____ cm
Gewicht (kg):	_____ kg

1 Ab Werk: Nur „Ellbogen bis Hand“ und „Ellbogen Höhe“ werden eingestellt. Für die übrigen Maße wird, soweit möglich, die entsprechende gewählte Option auf der Preisliste befolgt.

**SYMBOLE: S = Standard**

MODELL	
<input type="checkbox"/>	ELLR000000080 EVO Lectus Low Rider, 6 km/h, R-Net, inklusive Stützräder
Geschwindigkeit	
<input type="checkbox"/>	ELLR010000090 Geschwindigkeit 10 km/h <sup>1</sup> inklusive StVo Kit und elektrischen Stützräder
<input type="checkbox"/>	ELLR010000100 Geschwindigkeit 12,5 km/h <sup>1</sup> inklusive StVo Kit und elektrischen Stützräder
<input type="checkbox"/>	ELLR000000050 Gyro-Modul (Fahrstabilisator)

1 Bei einer Geschwindigkeit von 10 km/h oder 12,5 km/h ist das Gyro-Modul notwendig.

Federung Voreinstellung	
<input type="checkbox"/>	ELLR720000060 EVO 0 - 75 kg
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>S</b> ELLR720000030 EVO 75 - 100 kg
<input type="checkbox"/>	ELLR720000040 EVO 100 -125 kg
<input type="checkbox"/>	ELLR720000050 EVO 125 - 136 kg

Farbe Verkleidung	
<input type="checkbox"/>	ELLR500000010 Silver / Black
<input type="checkbox"/>	ELLR500000020 Orange / Black
<input type="checkbox"/>	ELLR500000030 White / Black
<input type="checkbox"/>	ELLR500000050 Persönliche Farbauswahl. Bitte RAL-Nummer angeben: .....

BATTERIEN (2 STÜCK) + LADEGERÄT	
<input type="checkbox"/>	<b>S</b> ELLR530000090 Batterien MTG76 (Typ Gel, 76Ah@C20, 66Ah@C5)
<input type="checkbox"/>	<b>S</b> ELLR660000010 Ladegerät 24V / 8A
<input type="checkbox"/>	ELLR660000020 Ladegerät 24V / 12A <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/>	ELLR530000070 Batterien MPX85 <sup>1</sup> (Typ AGM, 105Ah@C20, 85Ah@C5)
<input type="checkbox"/>	ELLR660000020 Ladegerät 24V / 12A <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/>	ELLR530000040 Ohne Batterien
<input type="checkbox"/>	ELLR660000030 Ohne Ladegerät

1 Wenn eine maximale Reichweite gefragt ist, wird wegen der höhere Kapazität der Einsatz von den MPX-Batterien empfohlen.  
2 Um die Ladezeit mit ca. 25% zu verkürzen, wird ein externe Ladebuchse empfohlen

Externe Ladebuchse	
<input type="checkbox"/>	ELLR660000040 Externe Ladebuchse; Befestigung hinten an der Bekappung
<input type="checkbox"/>	ELLR660000060 Externe Ladebuchse; Befestigung unter der Armlehne rechts
<input type="checkbox"/>	ELLR660000070 Externe Ladebuchse; Befestigung unter der Armlehne links

(Maßanfertigung, Lieferzeit auf Anfrage)  
(Maßanfertigung, Lieferzeit auf Anfrage)



# Produktübersicht

## RÄDER

### Vorderräder 3.00 x 8 (14")

- S** ELLR050190020 Luftbereift schwarz
- ELLR050190010 Luftbereift grau
- ELLR050200020 Vollgummi schwarz
- ELLR050200010 Vollgummi grau

### Lenkräder 2.50 x 4 (9")

- S** ELLR060190020 Luftbereift schwarz
- ELLR060190010 Luftbereift grau
- ELLR060200010 Vollgummi schwarz
- ELLR060200020 Vollgummi grau

## STEUERUNG

### R-Net bedienpult<sup>1</sup>

- S** ELLR770000010 Joystick-Modul CJSM mit Farbdisplay
- ELLR770000020 Joystick-Modul CJSM2
- ELLR770000090 R-Net Joystick-Modul CJSM2 mit Bluetooth
- ELLR770000130 Ohne Bediengerät, siehe Sonderbau

<sup>1</sup> Betrachten Sie das Bestellblatt Sondersteuerungen.



CJSM



CJSM2

### Joystick Montage

- S** ELLR750040010 Bedienpult feste Montage - RECHTS
- ELLR750030010 Bedienpult feste Montage - LINKS
- ELLR750040020 Bedienpult abschwenkbar und längeneinstellbar RECHTS
- ELLR750030020 Bedienpult abschwenkbar und längeneinstellbar LINKS
- ELLR750040030 Ausgewähltes Bedienpult als Begleitsteuerung RECHTS
- ELLR750030030 Ausgewähltes Bedienpult als Begleitsteuerung LINKS



Bedienpult abschwenkbar und längeneinstellbar

### Mittelsteuerung

- ELLR770000030 Umkehrbarer Mittelsteuerung für Tisch Aufklappbar<sup>1</sup>
- ELLR150030020 Tisch aufklappbar nach Links, für umkehrbarer Mittelsteuerung
- ELLR150040020 Tisch aufklappbar nach Rechts, für umkehrbarer Mittelsteuerung

<sup>1</sup> Tisch auswählen für Mittelsteuerung!



Mittelsteuerung



Tisch aufklappbar für umkehrbarer Mittelsteuerung

### Joystickaufsatz (R-Net)

- |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ELLR930320020            | ELLR930320030            | ELLR930320040            | ELLR930320060            | ELLR930320070            | ELLR930320050            | ELLR930320080            | ELLR930320090            |
| Standard                 | Ball 32 mm               | Ball 38 mm               | Pilztaste                | T-Bar-Schalter           | Stick 80 mm              | Soft-Ball 70 mm          | Golfball                 |





# Produktübersicht

## Schaltkasten

<input type="checkbox"/>	ELLR160000250	5 Tasten Schaltkasten Pro mit Auswahlfreiheit in der Funktionsbelegung der einzelne Schalter (Druckschalter) <sup>1</sup>	
<input type="checkbox"/>	ELLR160000260	5 Tasten Schaltkasten Pro mit Auswahlfreiheit in der Funktionsbelegung der einzelne Schalter (Kippschalter) <sup>1</sup>	
<input type="checkbox"/>	ELLR160000290	Montage gegenüber des Bediengerätes	(Maßanfertigung, Lieferzeit auf Anfrage)
<input type="checkbox"/>	ELLR160000300	Montage am Rücken	(Maßanfertigung, Lieferzeit auf Anfrage)

1 Montage an der Bediengeräteseite



Schaltkasten Druckschalter



Schaltkasten Kippschalter

## Begleitsteuerung

<input type="checkbox"/>	ELLR770040070	Begleitsteuerung (Anbau hinter dem Sitz) RECHTS	
<input type="checkbox"/>	ELLR770030060	Begleitsteuerung (Anbau hinter dem Sitz) LINKS	
<input type="checkbox"/>	ELLR770000110	Handballenauflage für Begleitsteuerung	(Maßanfertigung, Lieferzeit auf Anfrage)
<input type="checkbox"/>	ELLR770000080	Intuitive Schiebegriffe-Steuerung für Begleiter <sup>1</sup>	
<input type="checkbox"/>	ELLR770000120	Scout Control als Begleitsteuerung	(Maßanfertigung, Lieferzeit auf Anfrage)

1 Nur in Kombination mit Begleitsteuerung.



Begleitsteuerung



Scout Control als Begleitsteuerung

## Therapie Tisch

<input type="checkbox"/>	ELLR150030010	Tisch aufklappbar LINKS (Bedienpult RECHTS)	
<input type="checkbox"/>	ELLR150040010	Tisch aufklappbar RECHTS (Bedienpult LINKS)	
<input type="checkbox"/>	ELLR150000030	Brustpelotte mit Mesh Bezug für Tisch	(Maßanfertigung, Lieferzeit auf Anfrage)

## SITZGRÖSSEN

### Sitzbreite

<input type="checkbox"/>	<b>S</b>	ELLR020000010	420 mm	
<input type="checkbox"/>		ELLR020000020	470 mm	
<input type="checkbox"/>		ELLR020000030	520 mm	
<input type="checkbox"/>		ELLR020000040	570 mm	
<input type="checkbox"/>		ELLR020000050	620 mm inkl. Sitzverstärkung, Ohne Sitzkissen (Sitzkissen auf Anfrage)	(Lieferzeit auf Anfrage)

### Sitztiefe

<input type="checkbox"/>		ELLR030000010	400 mm	
<input type="checkbox"/>		ELLR030000020	425 mm	
<input type="checkbox"/>		ELLR030000030	450 mm	
<input type="checkbox"/>		ELLR030000040	475 mm	
<input type="checkbox"/>	<b>S</b>	ELLR030000050	500 mm	
<input type="checkbox"/>		ELLR030000060	525 mm	
<input type="checkbox"/>		ELLR030000070	550 mm	
<input type="checkbox"/>		ELLR030000080	575 mm	
<input type="checkbox"/>		ELLR030000090	600 mm	

### Rückenlehnen-Breite

<input type="checkbox"/>		ELLR730000010	410 mm	
<input type="checkbox"/>	<b>S</b>	ELLR730000020	460 mm	
<input type="checkbox"/>		ELLR730000030	510 mm	

### Rückenlehnen-Höhe

<input type="checkbox"/>		ELLR410000010	530 mm	
<input type="checkbox"/>	<b>S</b>	ELLR410000020	600 mm	
<input type="checkbox"/>		ELLR410000030	670 mm <sup>1</sup>	

1 Standard in Kombination mit 510 mm Rückenlehnen-Breite. (Wenn für andere Breite, AD-Lieferzeit auf Anfrage)

### Sitz-Höhe (Boden bis Sitzplatte)

<input type="checkbox"/>	<b>S</b>	ELLR040000010	415 mm	
<input type="checkbox"/>		ELLR040000020	425 mm	
<input type="checkbox"/>		ELLR040000030	435 mm	
<input type="checkbox"/>		ELLR040000040	445 mm	
<input type="checkbox"/>		ELLR040000050	455 mm	
<input type="checkbox"/>		ELLR040000060	465 mm	



# Produktübersicht

## KISSEN

### Sitzkissen

- S** ELLR240000010 Ergonomisch geformt mit 3D-Mesh Bezug
- ELLR240000020 Ergonomisch geformt mit abwaschbarem Bezug
- ELLR240000040 Ohne Kissen

### Rückenkissen

- S** ELLR780000010 Standard mit 3D-Mesh Bezug
- ELLR780000020 Standard mit abwaschbarem Bezug
- ELLR780000080 Extra Kontur mit 3D-Mesh Bezug
- ELLR780000090 Extra Kontur mit abwaschbarem Bezug
- ELLR780000060 Konturpolster / Rumpfanstützung
- ELLR780000040 Ohne Kissen
- ELLR780000050 Ohne Kissen und Rückenschale

### Lumbalkissen

- ELLR960000010 Lumbalkissen manuell aufpumpbar

### Rumpfpelotten

- ELLR830040060 Rumpfpelotte RECHTS, 2D einstellbar mit Mesh Bezug
- ELLR830040070 Rumpfpelotte RECHTS, 2D einstellbar mit abwaschbarem Bezug
- ELLR830030060 Rumpfpelotte LINKS, 2D einstellbar mit Mesh Bezug
- ELLR830030070 Rumpfpelotte LINKS, 2D einstellbar mit abwaschbarem Bezug
- ELLR830040010 Rumpfpelotte RECHTS, 3D einstellbar und wegschwenkbar mit Mesh Bezug
- ELLR830040020 Rumpfpelotte RECHTS, 3D einstellbar und wegschwenkbar mit abwaschbarem Bezug
- ELLR830030010 Rumpfpelotte LINKS, 3D einstellbar und wegschwenkbar mit Mesh Bezug
- ELLR830030020 Rumpfpelotte LINKS, 3D einstellbar und wegschwenkbar mit abwaschbarem Bezug
- ELLR830040030 Variable Höheneinstellung über Gleitschiene, RECHTS
- ELLR830030030 Variable Höheneinstellung über Gleitschiene, LINKS

## KOPFSTÜTZE

- ELLR140000010 Kopfstütze 3D einstellbar mit Mesh Bezug
- ELLR140000020 Kopfstütze 3D einstellbar mit abwaschbarem Bezug
- ELLR140000120 Kopfstütze Muschelform 3D einstellbar mit Mesh Bezug
- ELLR140000090 Mehrfach verstellbare Kopfstütze 3D einstellbar mit Mesh Bezug
- ELLR140000050 Snellius Kopfstütze mit Edison Mechanik
- ELLR140000040 Kopfstütze seitlich einstellbar auf Gleitschiene
- ELLR140000110 Keine Kopfstütze

## ARMLEHNEN

### Armlehne Typ

- ELLR790040010 Armlehne RECHTS 300mm 3D-Mesh Bezug
- ELLR790030010 Armlehne LINKS 300mm 3D-Mesh Bezug
- S** ELLR790040020 Armlehne RECHTS 300mm mit abwaschbarem Bezug
- S** ELLR790030020 Armlehne LINKS 300mm mit abwaschbarem Bezug
- ELLR790040030 Armlehne RECHTS 400mm 3D-Mesh Bezug
- ELLR790030030 Armlehne LINKS 400mm 3D-Mesh Bezug
- ELLR790040040 Armlehne RECHTS 400mm mit abwaschbarem Bezug
- ELLR790030040 Armlehne LINKS 400mm mit abwaschbarem Bezug
- ELLR790000050 Armlehnen mit Drehgelenk (horizontal)
- ELLR790040070 Armlehneverstärkung durch Teleskop-Gestänge RECHTS
- ELLR790030070 Armlehneverstärkung durch Teleskop-Gestänge LINKS
- ELLR790040080 Ellbogenstützpolster Mesh RECHTS<sup>1</sup>
- ELLR790030080 Ellbogenstützpolster Mesh LINKS<sup>1</sup>
- ELLR790000070 Armlehnen 25 mm seitlich verstellbar

<sup>1</sup> In Kombination mit einer Therapie-Tisch, Lieferzeit auf Anfrage



Armlehnen 25 mm seitlich verstellbar



# Produktübersicht

## Breite zwischen den Armlehnen<sup>1</sup>

- S** ELLR730000040 410mm
- ELLR730000050 460mm
- ELLR730000060 510mm

<sup>1</sup> die Breite zwischen den Armlehnen kann nicht kleiner sein als die Breite der Rückenlehne

## PELOTEN

### Oberschenkelpelotte

- ELLR840040010 Oberschenkelpelotte RECHTS, 3D einstellbar mit Mesh Bezug
- ELLR840040020 Oberschenkelpelotte RECHTS, 3D einstellbar mit abwaschbarem Bezug
- ELLR840030010 Oberschenkelpelotte LINKS, 3D einstellbar mit Mesh Bezug
- ELLR840030020 Oberschenkelpelotte LINKS, 3D einstellbar mit abwaschbarem Bezug



Oberschenkelpelotte

## BEINSTÜTZEN

### Beinstützenverstellung

- S** ELLR110000010 Beinstütze biomechanisch, manuell verstellbar
- ELLR110000020 Beinstütze biomechanisch, elektrisch verstellbar bis 180 Grad

### Fussplatten

- ELLR800000010 150mm - mit Winkeleinstellung
- S** ELLR800000020 180mm - mit Winkeleinstellung
- ELLR800000030 Durchgehende Fussplatte Standard Grösse, Breite 397 x 244 Tiefe

### Wadenpelotten

- ELLR850230010 Wadenpelotten, 3D einstellbar mit Mesh Bezug (1 Paar)
- ELLR850230020 Wadenpelotten, 3D einstellbar mit abwaschbarem Bezug (1 Paar)



Wadenpelotten

### Beinstützenlängenausgleich

- ELLR110000040 8 cm Ausgleichslänge
- ELLR110000050 12 cm Ausgleichslänge
- S** ELLR110000060 16 cm Ausgleichslänge
- ELLR110000070 20 cm Ausgleichslänge

## SITZFUNKTIONEN

### Rückenlehne-verstellung


- S** ELLR130000010 Rückenlehne, manuell einstellbar
- ELLR130000030 Rückenlehne, elektrisch verstellbar bis 180 Grad
- ELLR130000040 Rückenlehne biomechanisch



### Sitzkantelung

- S** ELLR810000050 Sitzkantelung elektrisch verstellbar bis 15 Grad
- ELLR810000030 Sitzkantelung elektrisch, verstellbar bis 30 Grad
- ELLR810000040 Sitzkantelung elektrisch verstellbar bis 50 Grad

<sup>1</sup> Achtung: Sitzhöhe und Sitztiefe beachten, kann zu Einschränkung der Sitzkantelung führen (siehe Tabelle am Ende der Seite)/ Sonderbauanfrage ist möglich!





# Produktübersicht

## Sitzlift

- S** ELLR820000010 Sitzhöhenverstellung elektrisch, bis 400mm



## Individ. Programmierung

- ELLR820000020 Individuelle Programmierung Sitzeinheit (nicht Rabattfähig)

## ZUBEHÖR

- ELLR160000010 Schiebehandgriffe (1 Paar)
- ELLR160040170 Spiegel, Montage an der Armlehne RECHTS
- ELLR160030170 Spiegel, Montage an der Armlehne LINKS
- ELLR160040180 Transfer Handgriffe RECHTS
- ELLR160030180 Transfer Handgriffe LINKS
- ELLR160230160 Taschenhaken (1 Paar)<sup>1</sup>
- ELLR160000030 Wandabweiser / Stoßschutz (Rückseite)
- ELLR160000040 Beckengurt mit Schnappverschluss
- ELLR160000050 Beckengurt mit Rollautomatik und Schnappverschluss
- ELLR160000060 4-Punkt H-Gurt
- ELLR160000070 2-Punkt Brustgurt mit Polsterelement
- ELLR160000090 USB-Ladeadapter, blau
- S** ELLR160000100 High-power LED-Beleuchtung vorn und hinten
- ELLR160000200 Fern Stop (Fahrverriegelung per Funk-Fernbedienung)
- ELLR160000210 Befestigungsplatte am Rollstuhlrahmen zur Fixierung in Dahl Dockingstation
- ELLR160000140 Universalhalterung zur Montage Zubehör an Sitzschiene 15 x 15 mm Rohr .....St.
- ELLR160040200 Smartphonehalter RECHTS
- ELLR160030200 Smartphonehalter LINKS
- ELLR160040210 Tablethalter RECHTS
- ELLR160030210 Tablethalter LINKS

<sup>1</sup> Abhängig von den ausgewählten Optionen werden die Taschenhaken an der Rückenschale oder an der seitlich verstellbaren Kopfstützenschiene montiert.



Spiegel



Transfer Handgriffe



Beckengurt mit Rollautomatik



4-Punkt H-Gurt



USB-Ladeadapter



LED Beleuchtung vorn



LED Beleuchtung hinten



Befestigungsplatte



Universalhalterung

**Achtung: Sitzhöhe und Sitztiefe beachten, kann zu Einschränkung der Sitzkantelung führen/ Sonderbauanfrage ist möglich!**

	Sitztiefe 550	Sitztiefe 575	Sitztiefe 600
Sitzhöhe 415	30° X	30° X	30° X
	50° X	50° X	50° X
Sitzhöhe 425	30° ✓	30° X	30° X
	50° X	50° X	50° X
Sitzhöhe 435	30° ✓	30° ✓	30° ✓
	50° ✓	50° X	50° X
Sitzhöhe 445	30° ✓	30° ✓	30° ✓
	50° ✓	50° ✓	50° X