

Produktübersicht

Life & Mobility GmbH, Oderstraße 59, 14513 Teltow, Telefon: +49 (0)3328 3381300, Fax: +49 (0)3328 3381301, verkauf@life-mobility.com, www.life-mobility.com

ERGO Lite

Bestellung

Kostenvoranschlag

karma




Standardaustattung beinhaltet:







- * Zusammenfaltbarer Rahmen und Rückenlehne
- * Feste Armlehnen und feste Beinstützen mit geteilte Fußrasten
- * 6" Pannensichere PU Lenklaufräder
- * 14" Antriebsräder mit Pannensichere PU Bereifung
- * Bremse für Begleitperson
- * Komfortable und strapazierfähige „AEGIS antimikrobielle Barriere Polsterung“
- * Rollstuhl Gewicht nur: 8,3 kg
- * Personengewicht max: 100 kg
- * Rahmenfarbe Perlen Silber mit Schwarz-Grauem Polster



Option: Reisetasche





Rechnungsadresse: Name: _____ Straße: _____ PLZ: _____ Ort: _____ Tel: _____	Ansprechpartner: Name: _____ Straße: _____ PLZ: _____ Ort: _____ Tel: _____
Kommission: Name: _____ Straße: _____ PLZ: _____ ORT: _____ Tel: _____ Krankenkasse Diagnose: _____	Versandadresse: Name: _____ Straße: _____ PLZ: _____ Ort: _____ Tel: _____
Datum: _____ Mitarbeiter Fachhändler _____ Email: _____ Tel: _____ Mitarbeiter L&M DE _____	

Anatomische Maße: 1) Kopf Höhe - mm: _____ 2) Schulter Höhe - mm: _____ 3) Ellbogen Höhe - mm: _____ 4) Ellbogen bis Hand - mm: _____ 5) Unterschenkel Länge - mm: _____ 6) Oberschenkel Länge - mm: _____ 7) Hüft Breite - mm: _____ 8) Brust Breite - mm: _____ 9) Höhe, Achselhöhle - mm: _____ Gewicht (kg): _____		 EN12183:2008  TÜV Rheinland Product Safety  GS  ISO 9001 CERTIFIED  CRASH TEST APPROVED ISO 7176-19
---	---	---

Bemerkungen: _____

Symbole: ◆ = Standard

Model:	<input type="checkbox"/>	ER100000010	ERGOLITE 1 - Sitzmaß (Breite x Tiefe): 40 x 40		
	<input type="checkbox"/>	ER100000020	ERGOLITE 1 - Sitzmaß (Breite x Tiefe): 45 x 40		
S-Ergo Sitzsystem 			Patentierter S-Ergo / S-förmige ergonomische Sitzfläche	◆	

Zubehör	<input type="checkbox"/>	ER116000010	Lumbalkissen manuell aufpumpbar		
	<input type="checkbox"/>	ER116000020	Sicherheitsräder Aufsteckbar		
	<input type="checkbox"/>	ER116000030	Kopfstütze faltbar		
	<input type="checkbox"/>	ER116000040	Beckengurt		
	<input type="checkbox"/>	ER116000070	Infusionsständer		
	<input type="checkbox"/>	ER116000080	Halterung für Gehhilfen		

