

# Produktübersicht

Life & Mobility GmbH, Oderstraße 59, 14513 Teltow, Telefon: +49 (0)3328 3381300, Fax: +49 (0)3328 3381301, verkauf@life-mobility.com, www.life-mobility.com

## ERGO Lite 2

Bestellung

Kostenvoranschlag




### karma

#### Standardaustattung beinhaltet:

- \* Zusammenfaltbarer Rahmen und Rückenlehne
- \* Feste Armlehnen und abnehmbare Beinstützen mit geteilte Fußrasten
- \* 6" Pannensichere PU Lenklaufäder
- \* 14" Antriebsräder mit Pannensichere PU Bereifung
- \* Bremse für Begleitperson
- \* Komfortable und strapazierfähige „AEGIS antimikrobielle Barriere Polsterung“
- \* Rollstuhl Gewicht nur: 8,3 kg
- \* Personengewicht max: 100 kg
- \* Rahmenfarbe Perlen Silber mit Schwarz-Grauem Polster









Option: Reisetasche



20" Selbstfahrer Version



Rechnungsadresse:		Ansprechpartner:		Versandadresse:		Ansprechpartner:	
Name:				Name:			
Straße:				Straße:			
PLZ:				PLZ:			
Ort:				Ort:			
Tel:				Tel:			


Kommission:		Datum:	
Name:			
Straße:		Mitarbeiter Fachhändler	
PLZ:	ORT:	Email:	
Tel:		Tel:	
Krankenkasse   Diagnose:		Mitarbeiter L&M DE	

<p>Anatomische Maße:</p> <p>1) Kopf Höhe - mm: _____</p> <p>2) Schulter Höhe - mm: _____</p> <p>3) Ellbogen Höhe - mm: _____</p> <p>4) Ellbogen bis Hand - mm: _____</p> <p>5) Unterschenkel Länge - mm: _____</p> <p>6) Oberschenkel Länge - mm: _____</p> <p>7) Hüft Breite - mm: _____</p> <p>8) Brust Breite - mm: _____</p> <p>9) Höhe, Achselhöhle - mm: _____</p> <p>Gewicht (kg): _____</p>		 <p>EN12184:2008</p>     <p>ISO 7176-19</p>
---	---	---

Bemerkungen:

Symbole: ◆ = Standard

Model wählen:	<input type="checkbox"/>	ER2000000010	ERGOLITE 2: 40 x 42 14" Antriebsräder mit Pannensichere PU Bereifung		
	<input type="checkbox"/>	ER2000000020	ERGOLITE 2: 45 x 42 14" Antriebsräder mit Pannensichere PU Bereifung		
	<input type="checkbox"/>	ER2000000030	ERGOLITE 2: 40 x 42 20" Antriebsräder mit Pannensichere PU Bereifung, abnehmbar mit Steckachse. (Selbstfahrer)		
	<input type="checkbox"/>	ER2000000040	ERGOLITE 2: 45 x 42 20" Antriebsräder mit Pannensichere PU Bereifung, abnehmbar mit Steckachse. (Selbstfahrer)		
S-Ergo Sitzsystem			Patentierter S-Ergo / S-förmige ergonomische Sitzfläche	◆	

Zubehör	<input type="checkbox"/>	ER2160000010	Lumbalkissen manuell aufpumpbar		
	<input type="checkbox"/>	ER2160000020	Sicherheitsräder Aufsteckbar		
	<input type="checkbox"/>	ER2160000030	Kopfstütze faltbar		
	<input type="checkbox"/>	ER2160000040	Beckengurt		

