

# Produktübersicht

SOLO

INDEGO adaptive

## Solo 4 - Grundmodell

Farbe	Schwarz metallic + silbergrauem Akkudeckel
Federung	Active
Benutzergewicht	Bis 100 kg
Motor	Standard
Stuhl	Standard
Stuhloptionen	Sitzverschiebung
Sitzhöhe	Gasfeder Hebe-/Senk-Vorrichtung
Sitz- & Rückenbreite	48 cm
Sitztiefe	44 cm
Gasbedienung	Mittels Gashebel
Bedienung der Blinker	Mittels Daumenschaltern
Bedienung Tempomat	Auf der Bedientafel
An-/ausschalten	Zündschloss
Reifentypen	Luft
Akkus	2 MK Gelakkus 60Ah
Akkuladegerät	6A/24V



## Spezifizierung

Abk.	Messpunkte	Messmethode
SB	Sitzbreite	48 cm
ST	Sitztiefe	44 cm
SH	Sitzhöhe über Trittbrett (inkl. Sitzverschiebung)	45-53 cm
HE	Höhe Elektromobil (ohne Stuhl)	120 cm (80 cm)
LE	Länge Elektromobil	140 cm
BE	Breite Elektromobil	64 cm
HT	Höhe des Trittbrett über dem Boden	17 cm
	Höchstgeschwindigkeit	15 km/h (weniger ist möglich)
	Aktionsradius	35 / 45 / 65 km**
	Akku	60 Ah / 73 Ah / 97 Ah
	Akkuladegerät	6A/24V, 8A/24V, 11A/24V
	Gesamtgewicht (ohne Akkus)	105 kg
	Höchstgewicht des Benutzers	160 (200kg)
	Wendekreis	167 cm
	Maximale Neigungswinkel	10°
	Radmaß (Luftreifen auf teilbarer Felge)	3.00 - 8"
	Erfüllt	EN 12184 Klasse C



\* Unter Belastung gemessen mit Sitzverschiebung in mittlerer position.  
 \*\* Abhängig von der eingestellten Geschwindigkeit, der Außentemperatur, dem Gewicht des Benutzers, dem Reifendruck usw.



# Produktübersicht

## Kontakt

Name des Händlers \_\_\_\_\_  
 Ansprechpartner \_\_\_\_\_  
 Datum \_\_\_\_\_  
 Bestellnummer \_\_\_\_\_

## Modell

Solo 4	<input checked="" type="checkbox"/>	S400000010	Kursstabiles 4-Rad-Elektromobil mit einzigartiger Federung (Torsionsfederung an den Vorder- & Hinterrädern + INDEGO Federung an der Vorder- & Hinterachse), Höchstgeschwindigkeit 15 km/h, Rückrollsperrung, 5-Speichen-Felgen mit schwarzen Reifen + highway Profil, schwarz metallic mit farbigem Akkudeckel, drehbarem Stuhl mit Tiefenfederung & Sitzverschiebung, Hebe-/Senk-Vorrichtung, guter Seiten- und (Luft-) Lendenwirbelstütze, winkelverstellbarer & umklappbarer Rückenlehne, Notstoppschalter, Geschwindigkeitsbegrenzer in den Kurven, einklappbaren + höhenverstellbaren & winkelverstellbaren Armlehnen, Lenksäuleneinstellung mittels Gasfeder, geräumigem Trittbrett, Einkaufskorb, Scheinwerfer & Rückleuchten/Reflektoren, Bremsleuchten, Bedienungstafel mit: Akku-Anzeige, 3 Gängen, Signalhupe, Alarmbedienungsleuchten, Tempomat, Warnton bei Rückwärtsfahrt, Blinkern und beleuchtetem Display: km/h, Gesamtkilometerstand, Tageskilometerzähler, Uhrzeit, Datum und Außentemperatur, inkl. 2 MK Gelakkus 60Ah und zugehöriges Akkuladegerät 6A/24V.
--------	-------------------------------------	------------	--

Die gewünschte Ausführung bitte ankreuzen! Die genannten Optionen können Aufpreise umfassen.

<b>Farbe</b>			
	<input type="checkbox"/>	S450000010	Schwarz metallic + orangefarbenem Akkudeckel
	<input type="checkbox"/>	S450000020	Schwarz metallic + silbergrauem Akkudeckel
	<input type="checkbox"/>	S450000030	Schwarz metallic + Akkudeckel in RAL-Farbe Nr ..... <sup>1,2</sup>
<b>Paket</b>			
<b>Elegance-Paket</b>	<input type="checkbox"/>	S488000010	Standard Stuhl in Eichenbraun mit Diamantmuster, Champagnerfarbene Blenden, Windschild und verchromte Rückschauspiegel links und rechts
<b>Blue Diamond-Paket</b>	<input type="checkbox"/>	S488000020	Standard Stuhl in Eichenbraun mit Diamantmuster, Blue Diamondfarbene Blenden, Windschild und verchromte Rückschauspiegel links und rechts
<b>Black Edition-Paket</b>	<input type="checkbox"/>	S488000030	Akkudeckel in Schwarzmetallic, schwarze Felgen und Stoßstange, serienmäßig mit Rückschauspiegeln links und rechts ausgestattet
<b>Semi-unabhängige Federung</b>			
<b>Active</b>	<input type="checkbox"/>	S458000010	Ermöglicht einen sportlichen & aktiven Fahrstil
<b>Comfort</b>	<input type="checkbox"/>	S458000020	Optimale Mischung aus Stoßdämpfung & Fahrverhalten
<b>Benutzergewicht</b>			
	<input type="checkbox"/>	S459000010	bis 100 kg
	<input type="checkbox"/>	S459000020	100-130 kg <sup>3</sup>
	<input type="checkbox"/>	S459000030	130-160 kg <sup>5</sup>
<b>Motor &amp; Höchstgeschwindigkeit</b>			
<b>Standard Motor</b>	<input type="checkbox"/>	S468000042	15 km/h
<b>Forza Motor (mehr Drehmoment)</b>	<input type="checkbox"/>	S468000062	12 km/h
<b>Stuhl</b>			
	<input type="checkbox"/>	S461000010	Kein Stuhl (Minderpreis)
	<input type="checkbox"/>	S461000020	Standard-Solo-Stuhl (> 100 kg)
	<input type="checkbox"/>	S461000030	Weicher Solo-Stuhl4 (< 100 kg)
	<input type="checkbox"/>	S461000040	Besonders stabiler Solo-Stuhl <sup>4,5</sup> (> 130 kg)
	<input type="checkbox"/>	S461000050	Elegance Stuhl in Eichenbraun mit Diamantmuster
<b>Stuhloptionen</b>	<input type="checkbox"/>	S4510030010	Sitzverschiebung unter dem Stuhl links
	<input type="checkbox"/>	S4510040010	Sitzverschiebung unter dem Stuhl rechts
	<input type="checkbox"/>	S4510000020	Kein Sitzverschiebung <sup>6</sup> (Minderpreis)
	<input type="checkbox"/>	S4510000030	Standardarmlehnen
	<input type="checkbox"/>	S4510000050	Verlängerte gepolsterte Armlehnen (5 cm)
	<input type="checkbox"/>	S4510000060	Kopfstütze <sup>4</sup>
	<input type="checkbox"/>	S4510000070	Beckengurt
<b>Sitz</b>			
<b>Sitzhöhe</b>	<input type="checkbox"/>	S4040030010	Gasfeder Hebe-/Senk-Vorrichtung links
	<input type="checkbox"/>	S4040040010	Gasfeder Hebe-/Senk-Vorrichtung rechts
<b>Sitz- &amp; Rückenbreite</b>	<input type="checkbox"/>	S4620000010	48 cm
	<input type="checkbox"/>	S4620000020	53 cm <sup>1,4,7</sup>
	<input type="checkbox"/>	S4620000030	58 cm <sup>1,4,7</sup>
<b>Sitztiefe</b>	<input type="checkbox"/>	S4030000010	44 cm
	<input type="checkbox"/>	S4030000020	Sitz um 6 cm verlängert <sup>1,4,8</sup>



# Produktübersicht

<b>Gasbedienung</b>			
<input type="checkbox"/>	S452000010	Mittels Gashebel	
<input type="checkbox"/>	S452000020	Mittels Gashebel für kleine/rheumatische Hände	
<input type="checkbox"/>	S452000030	Rechts vorwärts / Rückwärts mittels Taste (links keine Funktion)	
<input type="checkbox"/>	S452000040	Links vorwärts / Rückwärts mittels Taste (rechts keine Funktion)	
<input type="checkbox"/>	S452000050	Rechts vorwärts / Links rückwärts (Standard)	
<input type="checkbox"/>	S452000060	Links vorwärts / Rechts rückwärts	
<input type="checkbox"/>	S452000070	Rechts & links vorwärts / Rückwärts mittels Taste	
<input type="checkbox"/>	S4520030090	Extra Fußgas links	
<input type="checkbox"/>	S4520040090	Extra Fußgas rechts	
<input type="checkbox"/>	S4520000100	Einbau in Trittbrett für Fußbedienung	
<input type="checkbox"/>	S4520140110	Warnton bei Rückwärtsfahrt An	
<input type="checkbox"/>	S4520150110	Warnton bei Rückwärtsfahrt Aus	
<b>Bedienung der Blinker</b>			
<b>Mittels Daumenschaltern</b>			
<input type="checkbox"/>	S4630000010	Standardeinstellung (Blinker L = links / Blinker R = rechts)	
<input type="checkbox"/>	S4630000040	Einhandbedienung (hoch = links / herunter = rechts)	
<input type="checkbox"/>	S4630000030	Mittels Daumenbedienung mithilfe eines Druckknopfes	
<b>Bedienung Tempomat</b>			
<input type="checkbox"/>	S4640000010	Auf der Bedientafel	
<input type="checkbox"/>	S4640030020	Auf Daumenschalter <sup>9</sup> links	
<input type="checkbox"/>	S4640040020	Auf Daumenschalter <sup>9</sup> rechts	
<input type="checkbox"/>	S4640140030	Tempomat An	
<input type="checkbox"/>	S4640150030	Tempomat Aus	
<b>An-/ausschalten<sup>10</sup></b>			
<input type="checkbox"/>	S4650030010	Zündschloss links	
<input type="checkbox"/>	S4650040010	Zündschloss rechts	
<input type="checkbox"/>	S4650030020	Zündschloss ausführbar in Magnetbedienung links	
<input type="checkbox"/>	S4650040020	Zündschloss ausführbar in Magnetbedienung rechts	
<b>Reifentypen</b>			
<input type="checkbox"/>	S4570000010	Luftreifen	
<input type="checkbox"/>	S4570000020	Vollgummireifen <sup>12</sup>	
<b>Akku &amp; Akkuladegerät</b>			
<input type="checkbox"/>	S4530000030	2 MK Gelakkus Typ 60 Ah	
<input type="checkbox"/>	S4660000030	Zugehöriges Akkuladegerät 6A/24V	
<input type="checkbox"/>	S4530000010	2 MK Gelakkus Typ 73 Ah	
<input type="checkbox"/>	S4660000010	Zugehöriges Akkuladegerät 8A/24V	
<input type="checkbox"/>	S4530000020	2 MK Gelakkus Typ 97Ah	
<input type="checkbox"/>	S4660000020	Zugehöriges Akkuladegerät 11A/24V	
<input type="checkbox"/>	S4530000050	Lithium-Akkupack mit 2 LiFe4PO-Akkus 24V 40Ah, 12A-Lithium-Akkuladegerät und Akkuanzeige	
<input type="checkbox"/>	S4530000040	Ohne Akkus (Minderpreis)	
<input type="checkbox"/>	S4660000040	Ohne Akkuladegerät (Minderpreis)	
<b>Aufbewahrungsmöglichkeit</b>			
<b>Stockhalter</b>			
<input type="checkbox"/>	S4540030020	An Stoßstange links	
<input type="checkbox"/>	S4540040020	An Stoßstange rechts	
<b>Zubehör</b>			
<input type="checkbox"/>	S4160030010	Bedienung Lenkereinstellung mittels Kneifhebel am Lenker links	
<input type="checkbox"/>	S4160040010	Bedienung Lenkereinstellung mittels Kneifhebel am Lenker rechts	
<input type="checkbox"/>	S4160030050	Rückschauspiegel links	
<input type="checkbox"/>	S4160040050	Rückschauspiegel rechts	
<input type="checkbox"/>	S4160000080	Gefütterte Beinschutzdecke regenbeständig & winddicht	
<input type="checkbox"/>	S4160000090	Regenbeständiger Überzug Elektromobil	
<input type="checkbox"/>	S4160000100	Windschutz inklusive Montagehalterung	
<input type="checkbox"/>	S4160000110	Universelles Zubehörhalter	
<b>Transportoptionen<sup>11</sup></b>			
<input type="checkbox"/>	S4550000020	2 Befestigungsösen	

## Erläuterung

- Lieferzeit nach Rücksprache
- Akkudeckel wird in gewünschter RAL-Farbe gespritzt, bei Schwarz kann der Farbton vom Rest des Elektromobils abweichen
- Nicht möglich in Kombination mit weichem Solo-Stuhl
- Nicht möglich in Kombination mit Elegance Stuhl (Eichenbraun mit Diamantmuster)
- Immer in Kombination mit dem besonders stabilen Solo-Stuhl wenn Benutzergewicht > 130 kg
- Kein Sitzverschiebung unter dem Stuhl reduziert den Sitzhöhenbereich um 2,5 cm
- Nur möglich in Kombination mit dem Standard- oder dem besonders stabilen Solo-Stuhl
- Nur möglich in Kombination mit dem Standard-Solo-Stuhl
- Position l/r des Tempomats hängt von einhändiger Blinkerbedienung ab
- Inklusive 2 Schlüssel
- Das Elektromobil lässt sich zwar befestigen aber mit Benutzer nicht sicher transportieren!
- Nicht möglich i.K.m. Black Edition-Paket

## Hinweis

Bei Abweichungen von den oben genannten Möglichkeiten verweisen wir Sie auf das ergänzende Bestellformular für Sonderanfertigungen

Wenn der Benutzer mehr als 160 kg wiegt, kann der Solo angepasst werden. Zu diesem Zweck sollten Sie das Formular für Sonderanfertigungen ausfüllen.