

Produktübersicht Sondersteuerungen für Elektrorollstühle

Achtung: Die nachfolgenden Optionen sind keine Standardkomponenten, sondern Sonderanfertigungen, für die längere Lieferzeiten gelten können.

Kontaktinformationen


Händler _____
 Ansprechpartner _____
 Datum _____
 Auftragsnummer _____

Bedienungswiderstand des Joysticks

Kilogramm	Muskelkraft	Geeignet für:
10 g	Stark eingeschränkt	Lippe, Zunge, Kinn und Finger
50 g	Eingeschränkt	Lippe, Kinn und Finger
150 g	Leicht eingeschränkt	Kinn und Hand
250 g	Standard	Kinn-, Hand- und Begleiterbedienung
650 g	Extrem (HD)	Hand und Fuß

Ort der Bedienung – Körper

- Kinn-/Kopf-/Mundsteuerung
Siehe Spalte A
- Arm-/Handsteuerung
Siehe Spalte B
- Fußsteuerung
Siehe Spalte C



Positionierung der Steuerung – Rollstuhl

- Befestigung der Kopfstütze
optional an der Rückenlehne
- Befestigung der Armlehne
optional im Therapietisch
- Befestigung der Fußplatte



JOYSTICK-MODULE ⓘ ACHTUNG! Es muss mindestens 1 externer Schalter für das Auswahlmnü ausgewählt werden, siehe Schalter weiter unten in der Liste.

ⓘ Die Kennzeichnung ! bedeutet, dass für das betreffende Produkt bzw. die Produktgruppe eine Ausnahme gilt oder eine Anmerkung zu beachten ist.
 ⊕ Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

OMNI: Optionales OMNI-Joystickmodul

- OMNI 2 Joystick auf Schwenkmodul
- OMNI 2 Joystick auf Halterung an der Armlehne
- OMNI 2 Joystick auf/in Therapietisch

Montage für Bildschirm

- | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Befestigung des Displays an fester Halterung an Armlehne | <input type="checkbox"/> Links | <input type="checkbox"/> Rechts |
| <input type="checkbox"/> Befestigung des Displays an schwenkbarer Armlehne | <input type="checkbox"/> Links | <input type="checkbox"/> Rechts |
| <input type="checkbox"/> Befestigung des Displays vorn am Therapietisch | <input type="checkbox"/> Links | <input type="checkbox"/> Rechts |

Spalte A: Optionale Kinn-/Kopf-/Mundsteuerungen

<input type="checkbox"/> Mikro-Joystick OMNI	10 g	einschl. Joystick Cupp + Ball
<input type="checkbox"/> Mikro-Joystick R-net	10 g	einschl. Joystick Cupp + Ball
<input type="checkbox"/> Multi-Joystick OMNI	50 g	einschl. Joystick Cupp + Ball
<input type="checkbox"/> Multi-Joystick R-net	50 g	einschl. Joystick Cupp + Ball
<input type="checkbox"/> Allround-Joystick OMNI light	150 g	Funktionen siehe Übersicht der Joystick-Bedienelemente
<input type="checkbox"/> Allround-Joystick R-net light	150 g	Funktionen siehe Übersicht der Joystick-Bedienelemente
<input type="checkbox"/> Allround-Joystick OMNI	250 g	Funktionen siehe Übersicht der Joystick-Bedienelemente
<input type="checkbox"/> Allround-Joystick R-net	250 g	Funktionen siehe Übersicht der Joystick-Bedienelemente



Montage für Joystick

- | | | |
|---|-------|--|
| <input type="checkbox"/> Manuell schwenkbar nach rechts ¹ | 10 g | einschl. Joystick Cupp + Ball |
| <input type="checkbox"/> Manuell schwenkbar nach links ¹ | 10 g | einschl. Joystick Cupp + Ball |
| <input type="checkbox"/> Elektrisch schwenkbar nach rechts ^{1,2} | 50 g | einschl. Joystick Cupp + Ball |
| <input type="checkbox"/> Elektrisch schwenkbar nach links ^{1,2} | 50 g | einschl. Joystick Cupp + Ball |
| <input type="checkbox"/> 3-Schalter-Kopfsteuerung ³ | 150 g | Funktionen siehe Übersicht der Joystick-Bedienelemente |
| <input type="checkbox"/> Proportionale Kopfsteuerung ³ | 150 g | Funktionen siehe Übersicht der Joystick-Bedienelemente |
| <input type="checkbox"/> Kinngurt ³ | 250 g | Funktionen siehe Übersicht der Joystick-Bedienelemente |
| <input type="checkbox"/> Kinnsteuerung | 250 g | Funktionen siehe Übersicht der Joystick-Bedienelemente |
| ⊕ Höhe des Joysticks über Sitzplatte | cm | |
| ⊕ Tiefe des Joysticks über Rückenplatte | cm | |



Produktübersicht Sondersteuerungen für Elektrorollstühle

Spalte B: Optionale Arm-/Handsteuerungen

<input type="checkbox"/>	Mikro-Joystick OMNI	10 g	einschl. Joystick Cupp + Ball
<input type="checkbox"/>	Mikro-Joystick R-net	10 g	einschl. Joystick Cupp + Ball
<input type="checkbox"/>	Multi-Joystick OMNI	50 g	einschl. Joystick Cupp + Ball
<input type="checkbox"/>	Multi-Joystick R-net	50 g	einschl. Joystick Cupp + Ball
<input type="checkbox"/>	Allround-Joystick OMNI light	150 g	Funktionen siehe Übersicht der Joystick-Bedienelemente
<input type="checkbox"/>	Allround-Joystick R-net light	150 g	Funktionen siehe Übersicht der Joystick-Bedienelemente
<input type="checkbox"/>	Allround-Joystick OMNI	250 g	Funktionen siehe Übersicht der Joystick-Bedienelemente
<input type="checkbox"/>	Allround-Joystick R-net	250 g	Funktionen siehe Übersicht der Joystick-Bedienelemente
<input type="checkbox"/>	Allround-Joystick OMNI Heavy Duty	650 g	Funktionen siehe Übersicht der Joystick-Bedienelemente
<input type="checkbox"/>	Allround-Joystick R-net Heavy Duty	650 g	Funktionen siehe Übersicht der Joystick-Bedienelemente



Montage für Joystick an der Armlehne

- Befestigung des Joysticks an fester Halterung an Armlehne
- Befestigung des Joysticks an schwenkbarer Armlehne
- Heavy-Duty-Satz für Montage auf Standard-CJSM1
- Heavy-Duty-Satz für Montage auf Standard-CJSM2

Montage für Joystick in/auf Therapietisch

- Joystick fest in den Therapietisch integriert
- Joystick auf manuell schwenkbarer Halterung
- Joystick auf elektrisch schwenkbarer Halterung
- Heavy-Duty-Satz für Montage in den Therapietisch

Therapietisch

- Therapietisch nach links schwenkbar
 - Therapietisch nach rechts schwenkbar
 - Therapietisch einsteckbar (für Evo Altus)
 - Nur Therapietischbeschläge
- Montagemethode für Joystick muss immer ausgewählt werden
- Montagemethode für Joystick muss immer ausgewählt werden
- Montagemethode für Joystick muss immer ausgewählt werden

Spalte C: Optionale Fußsteuerungen

<input type="checkbox"/>	Fußsteuerungen ³	Nur in Kombination mit OMNI
--------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Spalte D: Optionale Begleiterbedienung

<input type="checkbox"/>	Scoot-Steuerung mit Befestigung ³
--------------------------	--

ZUBEHÖR

<input type="checkbox"/>	3-Schalter Bedienung Licht und Fahrrichtungsanzeiger	(einschl. 3 x Piko-Taste und Automatikabschaltung)
<input type="checkbox"/>	Bluetooth-Mausmodul für Windows	
<input type="checkbox"/>	Bluetooth-Mausmodul für iOS	

Schalter Schaltkasten

<input type="checkbox"/>	5-Schalter Schaltkasten	<input type="checkbox"/> CJSM 1	<input type="checkbox"/> Druckschalter	<input type="checkbox"/> Kippschalter
		<input type="checkbox"/> CJSM 2	<input type="checkbox"/> Druckschalter	<input type="checkbox"/> Kippschalter
<input type="checkbox"/>	6-Schalter Schaltkasten	<input type="checkbox"/> CJSM 1		
		<input type="checkbox"/> CJSM 2		

Montage für Schaltkasten

- Montage am Steuerkasten
 - Montage auf Armlehne
 - Montage an Rückenlehne
- Links Rechts
- Links Rechts

JOYSTICK-TASTE ⓘ Nicht für Mikro- und Multi-Joystick geeignet

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KN 32 mm Ball	KN 38 mm Ball	Pilztaste	Soft-Ball	Stick 80 mm	T-Bar-Schalter	Golfball	U-Form 75 mm	U-Form 102 mm



Produktübersicht Sondersteuerungen für Elektrorollstühle

SCHALTER

Twister 30-cm-Kabel

- Twister Ø 17 mm auf gebogenem Rohr, Mono-Jackplug schwarz
- Twister Ø 17 mm auf gebogenem Rohr, Mono-Jackplug rot
- Twister Ø 17 mm auf gebogenem Rohr, Mono-Jackplug gelb
- Twister Ø 17 mm auf gebogenem Rohr, Mono-Jackplug blau
- Twister Ø 17 mm auf gebogenem Rohr, Mono-Jackplug grün



Twister 150-cm-Kabel

- Twister Ø 17 mm auf gebogenem Rohr, Mono-Jackplug schwarz
- Twister Ø 17 mm auf gebogenem Rohr, Mono-Jackplug rot
- Twister Ø 17 mm auf gebogenem Rohr, Mono-Jackplug gelb
- Twister Ø 17 mm auf gebogenem Rohr, Mono-Jackplug blau
- Twister Ø 17 mm auf gebogenem Rohr, Mono-Jackplug grün



Twister Satellite 30-cm-Kabel ⓘ Nur für Allround-Joystick geeignet

- Twister Ø 17 mm Satellite, Mono-Jackplug schwarz
- Twister Ø 17 mm Satellite, Mono-Jackplug rot
- Twister Ø 17 mm Satellite, Mono-Jackplug gelb
- Twister Ø 17 mm Satellite, Mono-Jackplug blau
- Twister Ø 17 mm Satellite, Mono-Jackplug grün



Twister Basic 150-cm-Kabel

- Twister Ø 17 mm Basic, Mono-Jackplug schwarz
- Twister Ø 17 mm Basic, Mono-Jackplug rot
- Twister Ø 17 mm Basic, Mono-Jackplug gelb
- Twister Ø 17 mm Basic, Mono-Jackplug blau
- Twister Ø 17 mm Basic, Mono-Jackplug grün




Piko 150-cm-Kabel

- Piko-Taste Ø 30 mm, Mono-Jackplug schwarz
- Piko-Taste Ø 30 mm, Mono-Jackplug rot
- Piko-Taste Ø 30 mm, Mono-Jackplug gelb
- Piko-Taste Ø 30 mm, Mono-Jackplug blau
- Piko-Taste Ø 30 mm, Mono-Jackplug grün



Multi-Switch

- Multi-Switch-Schaltmodul
- Näherungsschalter klein (Set)*
- Näherungsschalter groß (Set)*
- Welche Funktion soll mit dem Schalter bedient werden?



Montage

- Handwärmerset
- Handwärmer Dome transparent



Erläuterung

- 1 Montageschiene für Kopfstütze in Standardkonfiguration auswählen.
- 2 Bedienungsschalter/Position berücksichtigen
- 3 Es gilt der Adaptationsrabatt