



NEOX Größentabellen

NEOX

RAHMENKOMPONENTEN - BREITENABHÄNGIG


KLAPPRAHMEN GRÖSSE	1	2
Gleitarm (Bitte beachten Sie! Maximales Anzugsdrehmoment 3Nm am Hinteren Modul)	87595	87596
Nicht faltbare Stabilisierungsstange	87609	
Faltbare Stabilisierungsstange	87612	87611
SITZBREITE	W34,5 bis W47	W49 bis W57
Nicht faltbare, abnehmbare Schiebebügel mit Kopfstützenhalterung	87613	87614

SITZAUFLAGE - BREITENABHÄNGIGE FLX-AUFLAGE

	KLAPPRAHMEN GRÖSSE 1		KLAPPRAHMEN GRÖSSE 2	
Newton FLX 1 Rückenlehne	RH 35: 87616	RH 45: 87618	RH 35: 87617	RH 45: 87619
Newton FLX 2 Rückenlehne	RH 35: 87620	RH 45: 87622	RH 35: 87621	RH 45: 87623
Newton FLX Stabilisationsplatte	ab B37: 87654			

SITZAUFLAGE - BREITENABHÄNGIGE CURVE-AUFLAGE

	B37	Montage- position	B42	Montage- position	B47	Montage- position	B52	Montage- position	B57	Montage- position
SB37	87843	D								
SB39,5	87843	C								
SB42	87844	D								
SB44,5	87844	B	87844	D						
SB47			87842	B						
SB49,5			87842	A						
SB52					87845	B	87843	B		
SB54,5					87845	A	87844	C		
SB57							87844	A	87844	A





NEOX Größentabellen

SITZAUFLAGE - BREITEN- UND TIEFENABHÄNGIG NEWTON FLX SITZKISSEN

	T40	T42	T44	T46	T48	T50	T52	T56
B34,5	87846	87847	87847	87848	87848	87849	87849	87850
B37	87851	87852	87852	87853	87853	87854	87854	87855
B39,5	87851	87852	87852	87853	87853	87854	87854	87855
B42	87856	87857	87857	87858	87858	87859	87859	87860
B44,5	87856	87857	87857	87858	87858	87859	87859	87860
B47	87861	87862	87862	87863	87863	87864	87864	87865
B49,5	87861	87862	87862	87863	87863	87864	87864	87865
B52	87866	87867	87867	87868	87868	87869	87869	87870
B54,5	87866	87867	87867	87868	87868	87869	87869	87870
B57	87871	87872	87872	87873	87873	87874	87874	87875

BEINSTÜTZE - STANDARD-FUSSPLATTEN

Rahmenbreite Neox	Breite der Fußplatte				Wadenplatte (in Kombination mit Comfort-Beinstütze)		
	Artikelname	Fußplatte links und rechts gleich	Fußplatte mit Fersenriemen rechts	Fußplatte mit Fersenriemen links	Artikelname	Standard	Kurz
B34,5		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage		Auf Anfrage	Auf Anfrage
B37	Fußplatte W32	87671	87933	87799		Auf Anfrage	Auf Anfrage
B39,5	Fußplatte W32	87671	87933	87799		Auf Anfrage	Auf Anfrage
B42	Fußplatte W37	80919	87934	87800	Wadenplatte B32	84156	84155
BL44,5	Fußplatte W37	80919	87934	87800	Wadenplatte B32	84156	84155
B47	Fußplatte W42	80587	87935	87801	Wadenplatte B37	81020	80928
B49,5	Fußplatte W42	80587	87935	87801	Wadenplatte B37	81020	80928
B52	Fußplatte W47	51166	87936	87802	Wadenplatte B42	79808	80600
B54,5	Fußplatte W47	51166	87936	87802	Wadenplatte B42	79808	80600
B57	Fußplatte W52	80589	87937	87803	Wadenplatte B47	79809	80601

BEINSTÜTZE - DURCHGEHENDE FUSSPLATTE

Rahmenbreite Neox	Durchgehende Fussplatte
B34,5	Auf Anfrage
B37	Auf Anfrage
B39,5	Auf Anfrage
B42	87939
B44,5	87947
B47	87940
B49,5	87948
B52	87941
B54,5	87949
B57	87942

BEINSTÜTZE - UNTERSCHENKELLÄNGE

	Artikelname	Aufhängerohr	Artikelname	Einsteckrohr
Standard Beinstütze				
Unterschenkellänge (USL) kurz (USL 38 – 48 cm)	Aufhängerohr kurz	87659	Einsteckrohr kurz	87669
Unterschenkellänge (USL) standard (USL 41 – 51 cm)	Aufhängerohr kurz	87659	Einsteckrohr lang	88153
Unterschenkellänge (USL) lang (USL 44 – 57 cm)	Aufhängerohr lang	87660	Einsteckrohr lang	88153
Winkelverstellbare Beinstütze				
Unterschenkellänge (USL) kurz (USL 38 – 51 cm)	Aufhängerohr kurz links	87808	Einsteckrohr lang	88153
	Aufhängerohr kurz rechts	87661	Einsteckrohr lang	88153
Unterschenkellänge (USL) lang (USL 48 – 57 cm)	Aufhängerohr lang links	87809	Einsteckrohr lang	88153
	Aufhängerohr lang rechts	87662	Einsteckrohr lang	88153