



Der Extra-Push


Aktiv bleiben, mehr Bewegungsfreiheit, zusammen unterwegs sein; der Aura gibt Ihnen den Extra-Push. Diese elektrisch angetriebene Schubunterstützung macht das Schieben des Rollstuhls um einiges leichter. Das ist sehr angenehm, gerade wenn der Begleiter auch gewisse Einschränkungen hat.

Unser Aura kann mit dem Canto Nxt Rollstuhl und dem Match, dem Untersatz für Sitzorthesen, kombiniert werden. Aura steigert die Mobilität erheblich, so dass Benutzer und Begleiter bequem zusammen auf Achse gehen können!

Aura in Kürze:

- Ergonomische Bedieneinheit:
 - Gashebel mit Vorwärts- und Rückwärtsfunktion
 - Nach Wahl links und rechts bedienbar
 - Drehknopf mit Im-Haus-Stellung, Aus-Stellung und 4 (einstellbaren) Geschwindigkeiten
 - gut sichtbare und zuverlässige Akkustandanzeige
- Durch den Händler individuell anpassbare Geschwindigkeiten
- Integrierte Motoren in den Hinterrädern
- Steuerbare Auf- und Abwärtsfahrt bei Steigungen und Abhängen
- Automatische Parksicherung beim Loslassen des Gashebels
- Unter der Sitzfläche (beim Canto Nxt) oder am Fahrradrahmen und am Rücklehnenrohr (beim Match) montierte elektronische Regelung und leichter Lithium-Ionen-Akku
- Großer Aktionsradius (18 km)
- Benutzer- und wartungsfreundliche Teile
- Installierbar an das Untergestell von Canto Nxt und von Match

Die Aura Schubunterstützung ist beim Canto Nxt Schiebewagen (sowohl bei Kelvin als auch Snellius) und beim Match Untergestell zu einem Aufpreis von € 2.925,- lieferbar. Siehe auch die beigefügten Preislisten.



match
AURA

