



Immer bequem fahren

Bequem fahren, darauf kommt es an. Deshalb beschäftigen wir hausintern Ergo- und Physiotherapeuten. Menschen, die genau wissen, wie der Körper funktioniert. Sie waren an der Entwicklung der Ergonomic Driving Solutions (EDS) beteiligt. Ein Paket mit ergonomischen Lösungen, die dafür sorgen, dass sich unsere Elektromobile an Ihren Körper anpassen lassen. Gutes Design ist etwas Schönes, aber bequemes Fahren ist für

jeden Elektromobilfahrer noch viel wichtiger. Das Federungssystem INDEGO leistet einen wichtigen Beitrag zu bequemem Fahren. Sie brauchen nicht auf jede Unebenheit in der Fahrbahn zu achten. Wahrscheinlich bemerken Sie sie nicht einmal. Die überraschend großzügige Beinfreiheit lässt Sie entspannt und komfortabel fahren, insbesondere auf langen Fahrten.

	Solo Blue Diamond Solo Elegance	Presto Presto S	Vivo
Federungssystem INDEGO+	●		
Federungssystem INDEGO		●	●
Benutzerspezifischer Sitz, Wahl aus: Format, Weichheit und Unterstützung	●		
Stufenlose Lenkerwinkeleinstellung	●	●	●
Einstellung der Lenkerhöhe	●		
Benutzerspezifische Federung	●		
Sitzfederung	●		
(Stufenlos) Einstellbare Sitzhöhe	●	●	●
Verstellbare Lendenwirbelstütze	●		
Großzügige Beinfreiheit	●	●	●
Tempomat	●		



Das Federungssystem INDEGO

Der menschliche Körper ist nicht für seitliche Belastungen geschaffen. Unsere Wirbelsäule bewegt sich mühelos nach vorne und hinten, aber bei Seitwärtsbewegungen sind wir weniger geschmeidig und Stöße haben schnell unangenehme Folgen. Um den Körper bei Seitwärtsbewegungen so wenig wie möglich zu belasten, sind unser Solo, Presto und Presto S mit dem einzigartigen patentierten Federungssystem INDEGO ausgestattet. Vom Vivo gibt es ein eigenes Modell, dessen Vorderräder über diese

einzigartige Federung verfügen. Das Federungssystem des INDEGO basiert auf Gummi und gleicht Unebenheiten der Straße aus. Dadurch werden Stöße direkt abgefangen, unabhängig von der Zuladung durch den Benutzer. Bei Gummi braucht nämlich keine Anfangskraft überwunden zu werden, wie es bei einer Spiralfederung der Fall ist. Deshalb genießen Sie unvergleichlichen Komfort. Und können sich vollständig auf den Verkehr konzentrieren.

INDEGO

Stabilität

Minimiert schädliche Stöße durch geringere Seitenbelastung.

Unabhängige Federung

Die Räder federn unabhängig vom Rahmen.

Sicherheit bei Hindernissen

Die Straßenlage bleibt stabil, auch bei Bodenschwellen und Hindernissen.

Fahrkomfort

Bequemes Fahrerlebnis dank der natürlich dämpfenden Eigenschaften der Gummifederung.

Aufrechte Wirbelsäule

Aufrechte Haltung trotz Unebenheiten in der Straßendecke.

Geeignet für raues Gelände

Macht auch unzugänglicheres Terrain einfach befahrbar.

