



Wählen Sie Ihren eigenen Weg

Solo



Mezzo



Primo





# INDEGO-Federsystem

## Wählen Sie Ihren eigenen Weg

Über schmale Pfade und durch prachtvolle Alleen. Auf Familienbesuch, kurz einkaufen oder in vollen Zügen einen Ausflug in die Natur genießen. Mit den Behindertenfahrzeugen von Life & Mobility stehen Ihnen alle Wege offen!

## Einzigartiges Federsystem

Der menschliche Körper ist nicht geeignet für Seitwärtsbewegungen. Unsere Wirbelsäule bewegt sich mühelos nach vorn und hinten, aber bei Seitwärtsbewegungen sind wir weniger geschmeidig und es kommt rasch zu lästigen Erschütterungen. Um den Körper bei Seitwärtsbewegungen so wenig wie möglich zu belasten, sind der Solo, der Mezzo und der Primo von Life & Mobility mit dem einzigartigen, patentierten INDEGO-Federsystem ausgestattet. Ein Federsystem, das mit Unebenheiten auf dem Weg kurzen Prozess macht!

## Bequem unterwegs

Das INDEGO-Federsystem hat eine Gummibasis. Dadurch werden Stöße direkt abgefangen, unabhängig von der Belastung durch den Insassen. Bei Gummi muss nämlich keine Anfangskraft überwunden werden, wie das bei einer Spiralfederung der Fall ist. Unvergleichlicher Komfort!

## Federung nach Wahl

Unser Solo ist ein Behindertenfahrzeug der Spitzenklasse. Das INDEGO-Federsystem des Solo kann wahlweise sportlich (Active), bequem (Comfort) oder extra gefedert (Xtra) eingestellt werden. Dadurch ist das Fahrzeug besonders geeignet für Personen mit starken Schmerzen wie Rückenbeschwerden oder Rheuma.

Bei dem Vierradfahrzeug ist auch die Vorderachse mit dem INDEGO-Federsystem ausgestattet.

Eine aufrechte Haltung trotz Unebenheiten in der Straßendecke.

Die Räder federn unabhängig vom Rahmen.

Bequemes Fahrgefühl dank der natürlichen Eigenschaften der Gummifederung.

