

Notre équipe



Arnaud Duvernois
Directeur opérationnel et marketing



Laurent Pichon
Directeur opérationnel et commercial



Service Client
Amélie Lebrun
T. 04.37.22.21.38
service@life-mobility.fr



SAV/Logistique
Nicolas Righi
T. 04.78.46.64.62
sav@life-mobility.fr



Xavier Lescastre
Responsable de secteur Nord
06 11 76 39 88
x.lescastreyres@life-mobility.fr



Jérôme Halna
Responsable de secteur Nord-Ouest
07 85 70 43 91
j.halna@life-mobility.fr



Romain Lobjois
Responsable de secteur Nord-Est
06 11 76 39 87
r.lobjois@life-mobility.fr



Teddy Charpenel
Responsable de secteur Paris / Ile-de-France
06 11 76 40 04
t.charpenel@life-mobility.fr




Nathalie Jourdan
Responsable de secteur Rhône-Alpes / Auvergne
06 17 05 08 15
n.jourdan@life-mobility.fr



Jérémie Ganet
Responsable de secteur Sud-Ouest
06 11 76 40 02
j.ganet@life-mobility.fr



Frank Izaret
Responsable de secteur Sud-Est / Corse
06 66 57 68 08
f.izaret@life-mobility.fr



Distribué par:

Life & Mobility France
2736 Route de Ravel
69440 Mornant

T 04.37.22.21.38
service@life-mobility.fr
www.life-mobility.fr



Fauteuils roulants
électriques



Inspired by life

10/2020 – 1428AK

Inspired by life





L'autonomie et la participation à la vie sociale apportent une contribution importante à la qualité de vie. Life & Mobility veut permettre aux personnes à mobilité réduite de se développer au maximum. Nous voulons ainsi repousser leurs limites.

Toutes nos démarches visent à leur permettre, dans les limites de leurs possibilités individuelles, de participer totalement à la vie en communauté. Pour ce faire, nous proposons une gamme complète de produits innovants et fiables. Des produits qui se distinguent par leur qualité, leur fonctionnalité et leur sécurité, avec lesquels nous aidons nos clients. Et si cela n'est pas possible avec notre gamme de produits standard, nous réalisons une solution sur mesure.

Life & Mobility travaille de plus en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes de la chaîne de soins. Nous posons ainsi les fondements pour garantir la meilleure solution possible à l'utilisateur individuel. Nos innovations trouvent leur origine dans de solides connaissances des développements du marché. Nous continuons à investir dans des solutions d'avenir qui favorisent l'autonomie des personnes à mobilité réduite. C'est ce que signifie pour nous

Inspired by life!



René Ploum
CEO Life & Mobility Group

Table des matières

Nos systèmes de siège	04
EVO Altus	06
EVO Lectus	08
EVO Lectus LR	09
MID Lectus	10
LEON	12
MORGAN	14
ERGO Stand	16
BLAZER	18
Centre de spécialiste	20
Caractéristiques des produits	22



Nos systèmes de siège

LECTUS



Le système de siège Lectus répond parfaitement à la fonctionnalité exigeante des châssis de haute qualité EVO et MID pour fauteuils roulants. Le soutien est assuré dans toutes les positions grâce au réglage biomécanique. Grâce au soutien

latéral réglable avec précision, chaque utilisateur peut être soutenu de manière stable pendant les déplacements, le tout dans un look moderne, récompensé par un prix IF !

En résumé :

- Réglages biomécaniques
- Stabilité pour toutes les morphologies
- Lauréat pour son design
- Adapté aux transferts

Soutien personnalisé grâce au repose-tête réglable en 3D

- Appui-tête confort

Répartition optimale de la pression grâce à la structure de mousse épousant les formes

- Largeur d'assise 42 - 62 cm
- Profondeur d'assise 40 - 60 cm
- Plaque d'assise pour coussin AD
- Agencements pour orthèses

Changement de position assise avec maintien d'un bon soutien grâce aux repose-jambes et accoudoirs à réglage biomécanique

- Version standard 30 / 40 cm
- Abaissé
- Pivotant
- Convient pour hémiplégie
- Fixation pour tablette de travail

Beaucoup d'espace latéral grâce aux accoudoirs rabattables et au repose-jambes central.

- Mécanique
- Électrique

Support d'assise sur mesure grâce à une large gamme de coussins d'assise et de dossier

- Largeur d'assise 42 - 62 cm
- Forme ergonomique
- Coussins lombaires

Liberté de mouvement maximale grâce à la position libre des homoplates

Stabilité d'assise supplémentaire grâce aux cale-cuisses réglables

Convient pour une fixation sûre d'orthèses de siège ou l'utilisation d'un coussin AD

Système compensateur de longueur pour repose-jambes



Filet 3D



Membrane anti-humidité

VERSUS

Le système d'assise Versus est un système modulaire proposant différentes possibilités de soutien d'assise et de dossier. De cette façon, un soutien stable peut être fourni pour chaque utilisateur, combiné à une répartition optimale de la pression.

Les coussins de dossier réglables permettent d'épouser la forme individuelle du dos, de manière optimale. Outre les coussins standard, le cadre de l'assise offre la possibilité de placer des coussins ou une orthèse individuelle.

En résumé :

- Système modulaire de 6 coussins différents pour assise et pour dossier
- Soutien dorsal individuel
- Homologué Crash-test

Soutien individualisé optimal grâce aux sangles de tension placées dans les coussins dorsaux

- Petit modèle
- Modèle standard

Accoudoir réglable en hauteur

- Rabattable
- Extra large
- En forme de P
- Convient pour hémiplégie
- Fixation pour tablette de travail

Stabilité d'assise supplémentaire grâce aux cale-cuisses réglables

Un soutien permanent des jambes, sur mesure

- Mécanique
- Électrique

Choix parmi plusieurs Appuis-têtes

Support d'assise sur mesure grâce à une large gamme de coussins d'assise et de dossier

- Largeur du dossier 37 - 57 cm
- Modèle standard


Répartition optimale de la pression grâce à la structure de mousse épousant les formes, dans ce cas-ci par des sangles

Convient pour une fixation sûre d'orthèses de siège ou l'utilisation d'un coussin AD


- Largeur d'assise 37 - 57 cm
- Profondeur d'assise 42 - 56 cm
- Modèle standard
- Plaque d'assise pour coussins AD
- Agencements pour orthèses



Skaï



Tissu stretch



Extensible



EVO Altus

Le modèle EVO Altus verticalisateur séduit par une hauteur d'assise extrêmement basse et une capacité de batterie remarquable.

L'EVO Altus a été conçu pour tous les besoins des utilisateurs. Le positionnement du siège s'effectue sans aucune restriction et peut être ajusté de manière optimale aux besoins de l'utilisateur. Nous avons mis l'accent sur la bonne répartition du centre de gravité, qui garantit des caractéristiques de conduite optimales.

En bref :

- Fauteuil verticalisateur premium
- Hauteur minimale de la plaque d'assise : 41,5 cm
- Capacité élevée de la batterie
- Nombreuses options de personnalisation
- Lauréat de la distinction « Red Dot » pour son design



ÉQUIPÉ DE SÉRIE DE :

- Appui-tête 3D réglable
- Hauteur lift de 40 cm
- Repose-jambes central avec compensation biomécanique
- Crochets d'arrimage intégrés (ISO 7176/19)
- Commande R-Net de P&G
- Dossier biomécanique à inclinaison électrique 85° - 180°
- Bascule d'assise électrique de 30°
- Mémoire de position programmable

OPTIONS :

- Barre de support poitrine 3D réglable avec coussin ergonomique
- Soutien de torse et supports de hanche réglables individuellement
- Tablette thérapeutique avec pilotage central réversible
- Système de montage pour station d'accueil Dahl
- Tout type de commandes spéciales adaptées

Vous trouverez les spécifications techniques dans la présentation du produit en pages 22 - 23 - 24



Inclinaison : 0 - 50°



Assise à hauteur des yeux



Repose-jambes central réglable



Position couchée

EVO Lectus

L'EVO Lectus est un fauteuil roulant moderne à traction bénéficiant d'une assise Lectus entièrement personnalisable. Avec l'EVO Lectus, vous pouvez faire tout ce qui est vraiment important pour vous !

Le modèle a été conçu autour des besoins de l'utilisateur. Un utilisateur qui exige le maximum de son fauteuil à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais aussi un utilisateur capable de se surpasser avec un support individuel adapté. Affichant un design résolument moderne, l'Evo Lectus s'impose comme le fauteuil électrique haut de gamme. Il dispose de nombreuses options pour maîtriser son environnement. Les repose-jambes et les accoudoirs biomécaniques permettent à l'utilisateur de réaliser des transferts en toute simplicité. Il est également possible d'adapter plusieurs systèmes d'assise (par exemple des coquilles). Le fauteuil tient compte également des besoins des personnes qui entourent l'utilisateur, comme la famille, les professionnels de santé et le technicien de maintenance/entretien.

En bref :

- Traction avant premium
- Hauteur lift 40 cm
- Capacité élevée de la batterie
- Nombreuses options de personnalisation
- Lauréat de la distinction « IF » pour son design



karma



EVO Lectus LR

L'EVO Lectus Low Rider est conçu pour les utilisateurs qui souhaitent une hauteur de siège particulièrement basse (41,5 cm à la plaque). L'assise basse, la hauteur de lift de 40 cm et la capacité remarquable de la batterie rendent ce fauteuil électrique unique sur le marché !



karma



ÉQUIPÉ DE SÉRIE DE :

- Appui-tête 3D réglable
- Hauteur lift de 40 cm
- Repose-jambes central avec compensation biomécanique
- Crochets d'arrimage intégrés (ISO 7176/19)
- Commande R-Net de P&G

OPTIONS :

- Soutien de torse et supports de hanche réglables individuellement
- Tablette thérapeutique avec pilotage central réversible
- Système de montage pour station d'accueil Dahl
- Tout type de commandes spéciales adaptées

Vous trouverez les spécifications techniques dans la présentation du produit en pages 22 - 23 - 24



Inclinaison : 0 - 50°
EVO Lectus



Assise à hauteur des yeux
EVO Lectus



Repose-jambes central réglable
EVO Lectus LR



Position couchée
EVO Lectus LR



MID Lectus

Le MID Lectus impressionne avec son châssis à roues centrales motrices puissant, qui le rend particulièrement compact et maniable. Le MID Lectus est la solution idéale pour les utilisateurs qui souhaitent profiter d'une conduite confortable aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Les 6 roues montées de façon indépendante et dotées d'une suspension hydraulique offrent un excellent niveau de confort lors de la conduite. Grâce au système d'assise ultra performant Lectus, l'utilisateur du fauteuil roulant MID Lectus dispose d'un confort optimal et d'une assise permettant de nombreux réglages en largeur et en profondeur. Il est également possible d'adapter plusieurs systèmes d'assise (par exemple, des coquilles). De plus, il est possible de procéder à certaines adaptations afin de personnaliser le fauteuil MID en fonction des besoins de l'utilisateur. Si d'autres options sont requises, elles peuvent être réalisées sur-mesure.

En bref :

- Châssis à roues centrales motrices compact et maniable
- Capacité élevée de la batterie
- Assise Lectus
- Châssis pour coquille résistant au crash-test
- Fiable et facile d'entretien



karma



ÉQUIPÉ DE SÉRIE DE :

- Appui-tête 3D réglable
- Bascule d'assise électrique 50°
- Repose-jambes central avec compensation biomécanique
- Crochets d'arrimage intégrés (ISO 7176/19)
- Commande R-Net de P&G

OPTIONS :

- Soutien de torse et supports de hanche réglables individuellement
- Tablette thérapeutique avec pilotage central réversible
- Système de montage pour station d'accueil Dahl
- Tout type de commandes spéciales adaptées

Vous trouverez les spécifications techniques dans la présentation du produit en pages 22 - 23 - 24



Inclinaison : 0 - 50°

Fonction lift : 30 cm

Repose-jambes central réglable

Position couchée

LEON^{VRS}

Le châssis LEON particulièrement stable est associé à l'assise Versus personnalisable. Ce fauteuil roulant électrique a été conçu pour tirer parti des avantages de la propulsion dans le cadre d'une utilisation en extérieur, même pour les utilisateurs les plus actifs.

Le modèle LEON a été développé pour vous assurer un maximum de stabilité et de confort lors de la conduite. Le faible empattement assure une grande maniabilité. La suspension des quatre roues offre un maximum de confort pour une excellente performance sur tout type de terrain. Le LEON est équipé de moteurs extrêmement puissants qui permettent d'atteindre une vitesse maximale de 10 km/h.

Le châssis LEON est associé au système d'assise personnalisable Versus. Cela permet d'adapter le fauteuil à chaque utilisateur de manière optimale. La suspension évolutive permet d'utiliser tout type de système d'assise.

- En bref :
- Fauteuil à propulsion
 - Assise Versus personnalisable
 - Sûr et confortable sur tous les types de route
 - Facile à entretenir et recyclable



Rouge



Gris métallisé

ÉQUIPÉ DE SÉRIE DE :

- Coussins de siège et de dossier au choix
- Dossier à inclinaison électrique
- Crochets d'arrimage intégrés (ISO 7176/19)
- Bascule d'assise électrique 50°
- Commande R-Net de P&G

OPTIONS :

- Accoudoirs escamotables
- Tablette thérapeutique avec pilotage central réversible
- Système de montage pour station d'accueil Dahl
- Tout type de commandes spéciales adaptées

Vous trouverez les spécifications techniques dans la présentation du produit en pages 22 - 23 - 24



Position d'assise basse



Inclinaison : 0 - 50°



Fonction lift : 30 cm



Repose-jambes séparés réglables





MORGAN^{VRS}

Tout est sous contrôle avec le MORGAN-Versus. Le fauteuil parfait pour l'intérieur. Compact, maniable et intuitif pour une grande facilité d'utilisation.

Le MORGAN est un fauteuil électrique performant à roues centrales motrices qui offre un excellent confort de conduite. Compact, il permet de se déplacer facilement dans les espaces étroits. Avec ses 6 suspensions indépendantes et une motorisation puissante, le MORGAN offre une grande maniabilité, même sur terrain irrégulier. Les roues centrales motrices permettent au MORGAN de pivoter sur place. Sa faible largeur lui permet de passer facilement les portes et les ascenseurs. Le système d'assise personnalisable MORGAN-Versus permet de configurer l'assise selon les besoins spécifiques de l'utilisateur.

En bref :

- Châssis à roues centrales motrices compact et maniable
- Système d'assise MORGAN-Versus personnalisable
- Sûr et confortable sur tous les types de route



ISO 7176-19:2008

karma



Gris



Rouge

ÉQUIPÉ DE SÉRIE DE :

- Coussins de siège et de dossier au choix
- Dossier à inclinaison électrique
- Crochets d'arrimage intégrés (ISO 7176/19)
- Bascule d'assise électrique 30°
- Commande R-Net de P&G

OPTIONS :

- Système de montage pour station d'accueil Dahl
- Tout type de commandes spéciales adaptées
- Tablette thérapeutique avec pilotage central réversible
- Accoudoirs escamotables

Vous trouverez les spécifications techniques dans la présentation du produit en pages 22 - 23 - 24



Position d'assise basse



Inclinaison : 0-30°



Fonction lift : 30 cm



Repose-jambes séparés réglables

ERGO Stand

karma

L'ERGO Stand est un fauteuil roulant électrique verticalisateur très maniable doté du système unique de siège S-ERGO breveté de Karma.

Avec son châssis étroit et sa traction avant, l'Ergo Stand offre d'excellentes performances de maniabilité aussi bien à l'intérieur que dans les espaces étroits. La commande réactive assure des caractéristiques de conduite agréables en extérieur. En quelques secondes, il est possible de passer de la position assise à la position debout en appuyant simplement sur un bouton. L'angle du dossier est réglable électriquement, ce qui permet également de modifier la position verticale. L'ERGO Stand peut être conduit en position verticale.

- En bref :
- Fauteuil roulant électrique verticalisateur très maniable
 - Conduite en position verticale
 - Passage de la position assise à la position verticale en quelques secondes
 - Idéal pour une utilisation en intérieur et dans des espaces étroits



Bleu diamant

ÉQUIPÉ DE SÉRIE DE :

- Hauteur ajustable du repose-pieds sur 7 niveaux
- Assise S-Ergo
- Dossier réglable électriquement
- Accoudoirs réglables en hauteur et inclinables
- Cale-genoux réglable en hauteur, profondeur, largeur

OPTIONS :

- Appui-tête
- Joystick rabattable sur le côté
- Ceinture de sécurité en forme de H
- Kit lumière LED
- Coussins lombaires



Vous trouverez les spécifications techniques dans la présentation du produit en pages 22 - 23 - 24



Vue côté



Vue avant



Vue arrière



Position debout



BLAZER

karma

Avec seulement 60 cm de largeur totale, le modèle BLAZER est très compact. Le fauteuil à propulsion BLAZER est facile à manipuler en intérieur et rentre sans problème dans un ascenseur de 3 personnes.

La bascule d'assise électrique dans l'espace (jusqu'à 25°) n'a pas d'incidence sur la hauteur d'assise basse, très pratique. La suspension active offre un maximum de confort pour une excellente performance sur tout type de terrain. Le BLAZER est équipé de moteurs extrêmement puissants qui permettent d'atteindre une vitesse maximale de 10 km/h.

En bref :

- Haute maniabilité grâce à un châssis très compact
- Idéal en intérieur
- Suspension active offrant un maximum de confort pour une excellente performance sur tout type de terrain
- Équipé de moteurs extrêmement puissants



Gris

VERSION AA2 ÉQUIPÉE DE SÉRIE DE :

- Système d'assise réglable
- Accoudoirs ergonomiques rabattables
- Repose-jambes réglables en hauteur et rabattables
- Système de suspension sur roues arrières
- Dossier électrique 35°
- Appui-tête réglable
- Joystick rabattable sur le côté

OPTIONS :

- Protection anti-basculement
- Poignée en L
- Kit lumière LED
- Crochets d'arrimage véhicule
- Batteries 70 A/h
- Coussin lombaire

Vous trouverez les spécifications techniques dans la présentation du produit en pages 22 - 23 - 24



Réglage de l'inclinaison de l'assise



Protection anti-basculement



Repose-jambes réglables en profondeur



Repose-jambes rabattables



Appui-tête réglable



Centre spécialisé pour des solutions personnalisées



Life & Mobility souhaite contribuer à une mobilité optimale et une autonomie maximale des personnes handicapées. En raison des nombreuses options de réglage standard, nos fauteuils roulants électriques offrent de nombreuses solutions pour divers handicaps et besoins.

Néanmoins, il peut arriver que les possibilités standards ne s'avèrent pas satisfaisantes. C'est pourquoi nous proposons également des modifications sur mesure pour nos fauteuils roulants électriques. Si vous le souhaitez, nos conseillers travailleront avec vous pour identifier clairement les besoins spécifiques du patient. Ceci se traduit ensuite en une solution technique appropriée. Pensez à une commande spéciale, à un soutien supplémentaire ou même à une aide électrique au relevage.

Ces adaptations spécifiques au client sont conçues et construites dans notre centre spécialisé à Kerkrade (Pays-Bas). Chaque jour, de nombreux spécialistes y sont à l'œuvre pour traduire les besoins spécifiques de nos clients en solutions techniques appropriées. La sécurité et la fiabilité de chaque fauteuil roulant électrique réalisé sur mesure sont garanties par une analyse de risque définie avant que le fauteuil roulant ne soit produit et livré.



Caractéristiques produits

EVO Altus



EVO Lectus



EVO Lectus LR



MID Lectus



LEON



MORGAN



ERGO Stand



BLAZER



Propriétés

Type de motricité	Traction	Traction
Poids utilisateur Max.	136 kg	140 kg
Poids total	185 kg	165 kg
Hauteur/largeur/longueur	111 / 61,5 / 98,5 cm	116 / 62 / 98,5 cm
Dimensions de transport (H/I/L)	75 / 61,5 / 99 cm	77 / 61 / 88 cm
Largeur d'assise	42 - 62 cm	42 - 62 cm
Profondeur d'assise	40 - 57,5 cm	40 - 60 cm
Hauteur d'assise (à la plaque)	41,5 - 81,5 cm	46 - 86 cm
Assise biomécanique	Oui	Oui
Type d'assise	Altus	Lectus
Autonomie	30 - 45 km	30 - 45 km
Vitesse max.	10 km/h	10 km/h
Batteries	70 Ah / 85 Ah	70 Ah / 85 Ah
Type d'électronique	Rnet	Rnet
Type chargeur	24V/8A, 24V/12A	24V/8A, 24V/12A
Homologation Crash-test	Oui	Oui
Couleurs en standard	Gris métallisé / Orange / Blanc	Gris métallisé / Orange / Blanc
Amplitude dossier électrique	85° - 180°	85° - 180°
Type d'inclinaison du dossier	Électrique	Manuelle / Électrique
Amplitude bascule d'assise	15° / 30° / 50°	50°
Amplitude Lift	40 cm	40 cm
Amplitude repose-jambes	85° - 180°	85° - 180°
Type d'inclinaison repose-jambes	Électrique	Manuelle / Électrique

Traction	Roues centrales	Propulsion
140 kg	140 kg	136 kg
165 kg	175 kg	105 kg
111 / 61,5 / 98,5 cm	111 / 62 / 98,5 cm	112 / 62 / 83 cm
65 / 62 / 105,5 cm	92 / 70 / 92 cm	64 / 62 / 84 cm
42 - 62 cm	42 - 62 cm	37 - 57 cm
40 - 57,5 cm	40 - 60 cm	42 - 56 cm
41,5 - 81,5 cm	46 - 76 cm	46 - 76 cm
Oui	Oui	Non
Lectus	Lectus	Versus
30 - 45 km	35 km	25 - 35 km
10 km/h	10 km/h	10 km/h
70 Ah / 85 Ah	50 Ah / 70 Ah	50 Ah / 70 Ah
Rnet	Rnet	Rnet
24V/8A, 24V/12A	24V/8A, 24V/12A	24V/6A, 24V/8A, 24V/12A
Oui	Oui	Oui
Gris métallisé / Orange / Blanc	Gris métallisé / Orange / Blanc	Gris métallisé / Rouge
85° - 180°	85° - 180°	83° - 128°
Électrique	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique
50°	50°	50°
40 cm	30 cm	30 cm
85° - 180°	85° - 180°	90° - 165°
Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique

Roues centrales	Traction	Propulsion
136 kg	136 kg	136 kg
105 kg	83 kg	96 kg
109 / 60 / 94 cm	97 / 62 / 100 cm	92 / 60 / 93 cm
64 / 60 / 85 cm	97/62/100 cm	131 / 60 / 99 cm
37 - 57 cm	40 / 44 / 48 cm	43 / 48 cm
42 - 56 cm	45 / 48 / 51 cm	41 / 43 / 48 cm
46 - 76 cm	45 cm	44 cm
Non	Non	Non
Versus	S-Ergo	-
25 km	25 km	25 - 35 km
10 km/h	9 km/h	10 km/h
50 Ah	50 Ah	50 Ah / 70 Ah
Rnet	VR2	VR2
24V/6A, 24V/8A, 24V/12A	24V/6A, 24V/8A	24V/6A, 24V/8A, 24V/12A
Oui	Pas testé	Oui
Gris métallisé / Rouge	Bleu Diamant	Gris métallisé
83° - 128°	80° - 120°	90° - 125°
Manuelle / Électrique	Électrique	Manuelle / Électrique
30°	-	25°
30 cm	-	-
90° - 165°	-	90° - 165°
Manuelle / Électrique	-	Manuelle / Électrique