



**Des solutions pour tous**

Avec une large gamme de fauteuils roulants (électriques), nous avons une solution pour chaque besoin de mobilité. Ce tableau pratique donne un aperçu de toutes les caractéristiques importantes de nos fauteuils roulants manuels et

électriques, verticalisateurs et multi-positions. Besoin d'un conseil ? Nous sommes toujours prêts à répondre à vos questions et nous nous ferons un plaisir de vous rendre visite pour une démonstration.

	Les multi-positions									Les verticalisateurs										
<b>Mode de propulsion</b>	Traction	Traction	Roues centrales	Roues centrales	Propulsion	Traction	Traction	Roues centrales	Propulsion	Traction	Traction	4 roues motrices - châssis 6 roues	Traction	Roues centrales	Roues centrales	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle
<b>Poids total (kg)</b>	180	185	175	187	182	196	196	137	104,5	185	185	180	80	170	170	28,6	21	26	26	17-18
<b>Poids maximal de l'utilisateur (kg)</b>	136	136	136	136	136	57	57	136	136	136	136	140	136	120	120	120	125	120	120	120
<b>Longueur totale (avec repose-jambes) (cm)</b>	88 - 120	98,5 - 120	92 - 110	79 - 119	106 - 120	109 - 126	109 - 126	112 - 119	109 - 116	98,5 - 120	98,5 - 120	105	100 - 116	110	110	96 - 143	78 - 94	84 - 86 (S-M) 93 - 104 (L-XL)	84 - 86 (S-M) 93 - 104 (L-XL)	84 - 86 (S-M) 93 - 104 (L-XL)
<b>Largeur totale (cm)</b>	61,5	61,5	61,5	60	62	62	62	60	58	61,5	61,5	63 (jusqu'à assise 48 cm) 68 (pour assise 52 cm)	62	66	66	59 - 67	51-66	53 - 70	53 - 70	57 - 70
<b>Hauteur totale (cm)</b>	116	111	111	119	122	76 - 82	76 - 82	96	97,5	111	111	120	97	120	120	104	78 - 80	78 - 80	78 - 80	78 - 80
<b>Largeur d'assise (cm)</b>	42 - 62	42 - 62	42 - 62	37 - 57	37 - 57	25 - 30	35 - 40	43 - 52	39 - 48	42 - 62	42 - 62	32 / 36 / 40 / 44 / 48 / 52	40 / 44 / 48	38 / 44 / 50	30 / 35 / 38	40 / 44 / 48	35 / 38 / 40 / 42 / 45 / 48 / 50	35 / 38 / 40 / 42 / 45 / 48 / 50	30 / 35	35 / 38 / 40 / 42 / 45 / 48
<b>Profondeur d'assise (cm)</b>	40 - 60	40 - 57,5	40 - 60	42 - 56	42 - 56	27,5 - 39	31 - 45	39 - 51,5	37,5 - 50	40 - 57,5	40 - 57,5	35 à 63 cm (tous les 2 cm)	45 / 48 / 51	36 - 47 (S-M) 47 - 58 (L-XL)	36 - 47 (S-M) 27 - 36 (XS)	44 / 47 / 50	35 - 43 (S) 41 - 49 (M) 47 - 55 (L)	29 - 40 (S-M) 43 - 54 (L-XL)	24 - 35	29 - 40 (S-M) 43 - 54 (L-XL)
<b>Hauteur d'assise (à la plaque)</b>	46	41,5 - 46,5	46	44	44	46	46	44	44	44,5 - 46,5	41,5 - 43,5	48 / 54	45	48	48	52	48 / 50 / 52 / 54	48 / 51 / 54 / 57	33 / 40 / 44	48 / 51 / 54 / 57
<b>Taille des roues en pouces (avant / milieu / arrière)</b>	14" / 9"	14" / 9"	8" / 14" / 6"	8" / 14" / 6"	9" / 14"	14" / 9"	14" / 9"	8" / 14" / 6"	9" / 14"	14" / 9"	14" / 9"	8,5" / 14" / 8"	12,5" / 6"	8" / 14" / 5"	8" / 14" / 5"	6" / 24"	4-5-6" / 22-24-26"	5-6" / 22-24-26"	3-5" / 16-20-22"	5-6" / 22-24-26"
<b>Vitesses maximales (km/h)*</b>	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	-	-	-	-	-
<b>Batteries</b>	60 Ah / 76 Ah	60 Ah / 76 Ah	60 Ah	60 Ah	60 Ah	60 Ah	60 Ah	50 Ah	50 Ah	60 Ah	76 Ah	48 Ah	50 Ah	56 Ah	56 Ah	2,9 Ah	Li-ion 24V/2,9Ah	2,7Ah	2,7Ah	- /
<b>Type chargeur</b>	24V / 8A	24V / 8A	24V / 8A	24V / 8A	24V / 8A	24V / 8A	24V / 8A	24V / 8A	24V / 8A	24V / 8A	24V / 8A	24V - 8A	24V / 6A	24V - 8A	24V - 8A	24V - 1A	29,4V - 2A	24V - 0,5A	24V - 0,5A	-
<b>Franchissement (cm)</b>	7	7,5	7	8	5	5	5	8	5	7,5	7,5	10	5	6	6	-	-	-	-	-
<b>Commandes</b>	R-Net	R-Net	R-Net	R-Net	R-Net	Rnet	Rnet	LiNX	LiNX	R-Net (CJSM1)	R-Net (CJSM2)	VR2 / Rnet	VR2	Rnet	Rnet	-	-	-	-	-
<b>Homologation Crash-test ISO 7176/19</b>	Oui (sangles 4 pts)	Oui (sangles 4 pts et station)	Oui (sangles 4 pts et station)	Oui (sangles 4 pts et station)	Oui (sangles 4 pts et station)	Oui (sangles 4 pts et station)	Oui (sangles 4 pts et station)	Oui (sangles 4 pts et station)	Oui (sangles 4 pts)	Oui (sangles 4 pts et station)	Oui (sangles 4 pts et station)	Oui (sangles 4 pts)	Non	Oui (Sangles 4 Pts et Stations d'arrimage QLK Q'Straint)	Oui (Sangles 4 Pts et Stations d'arrimage QLK Q'Straint)	Non	Oui (Sangles 4 pts)	Oui (Sangles 4 pts)	Oui (Sangles 4 pts)	Oui (Sangles 4 pts)
<b>Couleurs en standard</b>	Anthracite / Orange / Blanc	Anthracite / Orange / Blanc	Anthracite / Orange / Blanc	Noir / Blanc / Orange / Gris / Vert	Noir / Blanc / Orange / Gris / Vert	Jaune / Rouge / Bleu / Noir	Jaune / Rouge / Bleu / Noir	Noir / Blanc / Bleu / Orange	Noir / Blanc / Bleu / Orange	Anthracite / Orange / Blanc	Anthracite / Orange / Blanc	Rouge / Noir / Jaune / Bleu	Bleu Diamond	Rouge / Noir / Jaune / Bleu	Rouge / Noir / Jaune / Bleu	Bleu	Noir / blanc (châssis) + 7 couleurs au choix (détails)	Rouge / Jaune / Bleu / Noir	Rouge / Jaune / Bleu / Noir	Rouge / Jaune / Bleu / Noir
<b>Type de verticalisation</b>										Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Manuelle
<b>Inclinaison de dossier</b>	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	-	-	-	-	-
<b>Amplitude du dossier</b>	85° - 180°	85° - 180°	85° - 180°	83 - 128°	83 - 128°	87° - 138° / 90° - 135°	87° - 138° / 90° - 135°	0° - 119° / 90° - 122°	0° - 114° / 90° - 122°	85° - 180°	85° - 180°	90° - 130°	80 - 120°	90° - 180°	90° - 180°	-	82,5° à 104°	-	-	85° - 90° - 95°
<b>Basculer d'assise</b>	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Manuelle / Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	-	Électrique	Électrique	-	-	-	-	-
<b>Amplitude de bascule d'assise</b>	5° - 50°	5° - 50°	5° - 50°	0° - 45°	0° - 45°	-3° - 42°	-3° - 42°	2° - 20° / 5° - 23°	8° - 28°	15° (standard) 30° / 50°	15° (standard) 30° / 50°	35°	-	11°	11°	-	-	-	-	-
<b>Lift</b>	40	40	30	30	30	30	30	-	-	40	40	-	-	20	20	-	-	-	-	-
<b>Repose-jambes</b>	Manuel / Électrique	Manuel / Électrique	Manuel / Électrique	Manuel / Électrique	Manuel / Électrique	Manuel / Électrique	Manuel / Électrique	Manuel	Manuel	Manuel / Électrique	Manuel / Électrique	Manuel / Électrique	-	Électrique	Électrique	-	-	-	-	-
<b>Amplitude de repose-jambe(s)</b>	85° - 180°	85° - 180°	85°-180°	90 - 165°	90 - 165°	90 - 140°	90 - 140°	95 - 165°	95 - 165°	85° - 180°	85° - 180°	90°- 180°	-	90° - 180°	90° - 180°	-	-	-	-	-
<b>Type de repose-jambe(s)</b>	Central	Central	Central	Central / Séparés	Central / Séparés	Central	Central	Séparés	Séparés	Central	Central	Central/Séparés	Central	Central	Central	-	-	-	-	-
<b>Garde au sol</b>	70	70	70 - 80	80	70	60	60	100	73	70	70	75	60	60	60	-	-	-	-	-
<b>Dimensions de transport max. (H/L/L) (cm)</b>	77/61/88	75/61/115	111/61/83	72/60/79	66/62/106	47/62/101	47/62/101	70/60/85	81,5/58,5/83	75/61/115	75/61/115	96/63/69	76/64/96,5	93/66/67	93/66/67	87/65/94	54/60,5/93	43/45/98	43/45/62	50/64/98

Scannez le code QR pour plus d'informations



\*La vitesse peut varier jusqu'à 5 %

## Notre équipe



**Arnaud Duvernois**  
Directeur opérationnel  
et marketing



**Laurent Pichon**  
Directeur opérationnel  
et commercial



**Service Client**  
**Amélie Lebrun**  
T. 04.78.46.64.61  
service@life-mobility.fr

Demande de prêt de  
matériel de  
démonstration :  
pret@life-mobility.fr

Comptabilité :  
compta@life-mobility.fr



**SAV/Logistique**  
**Nicolas Righi**  
T. 04.78.46.64.62  
sav@life-mobility.fr




**SAV/Logistique**  
**Jordan Agostini**  
T. 04.78.46.64.62  
sav@life-mobility.fr



**Assistante SAV**  
**Nathalie Arpaillange**  
T. 04.37.22.21.38  
sav@life-mobility.fr



**Jérôme Halna**  
Responsable de secteur  
Nord-Ouest  
07 85 70 43 91  
j.halna@life-mobility.fr



**Xavier Lescastreyres**  
Responsable de secteur Nord  
06 11 76 39 88  
x.lescastreyres@life-mobility.fr



**Francis Pouget**  
Responsable de secteur  
Nord-Est  
06 11 76 39 87  
f.pouget@life-mobility.fr



**Quentin Martel**  
Responsable de secteur  
Rhône-Alpes / Auvergne  
06 17 05 08 15  
q.martel@life-mobility.fr




**Vianney Villier**  
Responsable de secteur  
Paris / Île-de-France  
06 11 76 40 04  
v.villier@life-mobility.fr



**Jérémy Ganet**  
Responsable de secteur  
Sud-Ouest  
06 11 76 40 02  
j.ganet@life-mobility.fr

**Frank Izaret**  
Responsable de secteur  
Sud-Est / Corse  
06 66 57 68 08  
f.izaret@life-mobility.fr



Life & Mobility France

2736 Route de Ravel  
69440 Mornant

T 04.37.22.21.38  
service@life-mobility.fr  
www.life-mobility.fr



# Gammes Fauteuils



Nous avons  
forcément  
la solution  
à votre  
besoin

Inspired by life



02/2024 - 1956AB