

Gammes Fauteuils Manuels



La solution
à vos
besoins

Inspired by life

 **Life & Mobility**

Prescription

Par une équipe pluridisciplinaire constituée au minimum d'un médecin spécialiste compétent en médecine physique et en réadaptation (MPR) ou d'un médecin titulaire d'un DU Appareillage, et d'un ergothérapeute ou d'un kinésithérapeute ayant une pratique dans le domaine des VPH.

Catégorie	FRMV			
Codes LPP	9578798			
				
	Levo Summit EL	Levo LCEV	Levo LCEV Junior	Levo LAE
Mode de propulsion	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle
Poids total (kg)	21	26	26	17-18
Poids maximal de l'utilisateur (kg)	125	120	120	120
Longueur totale (avec repose-jambes) (cm)	78 - 94	84 - 86 (S-M) 93 - 104 (L-XL)	84 - 86 (S-M) 93 - 104 (L-XL)	84 - 86 (S-M) 93 - 104 (L-XL)
Largeur totale (cm)	51-66	53 - 70	53 - 70	57 - 70
Hauteur totale (cm)	78 - 80	78 - 80	78 - 80	78 - 80
Largeur d'assise (cm)	35 / 38 / 40 / 42 / 45 / 48 / 50	35 / 38 / 40 / 42 / 45 / 48 / 50	30 / 35	35 / 38 / 40 / 42 / 45 / 48
Profondeur d'assise (cm)	35 - 43 (S) 41 - 49 (M) 47 - 55 (L)	29 - 40 (S-M) 43 - 54 (L-XL)	24 - 35	29 - 40 (S-M) 43 - 54 (L-XL)
Hauteur d'assise (à la plaque)	48 / 50 / 52 / 54	48 / 51 / 54 / 57	33 / 40 / 44	48 / 51 / 54 / 57
Taille des roues en pouces (avant / arrière)	4-5-6" / 22-24-26"	5-6" / 22-24-26"	3-5"/16-20-22"	5-6" / 22-24-26"
Batteries	Li-ion 24V/2,9Ah	2,7Ah	2,7Ah	- /
Type chargeur	29,4V - 2A	24V - 0,5A	24V - 0,5A	-
Homologation Crash-test ISO 7176/19	Oui (Sangles 4 pts)	Oui (Sangles 4 pts)	Oui (Sangles 4 pts)	Oui (Sangles 4 pts)
Couleurs en standard	Noir / blanc (châssis) + 7 couleurs au choix (détails)	Rouge / Jaune / Bleu / Noir	Rouge / Jaune / Bleu / Noir	Rouge / Jaune / Bleu / Noir
Type de verticalisation	Électrique	Électrique	Électrique	Manuelle
Dimensions de transport max. (H/I/L) (cm)	54/60,5/93	43/45/98	43/45/62	50/64/98

Scannez le code QR pour plus d'informations



Catégorie	FRMC	
Codes LPP	9557230	
		
	Neox	Neox Hemi
Mode de propulsion	Manuelle	Manuelle
Poids total (kg)	A partir de 14	A partir de 14
Poids de transport	A partir de 10 kg	A partir de 10 kg
Poids maximal de l'utilisateur (kg)	136	136
Longueur de la jambe inférieure (cm)	38 - 57	38 - 57
Largeur totale (cm)	LA+18	LA+22
Hauteur du dossier (cm)	43,5-62	43,5-62
Largeur moyenne pliée (cm)	35,5	35,5
Largeur d'assise (cm)	34,5-57	37-57
Profondeur d'assise (cm)	40-56	40-50
Hauteur des accoudoirs (cm)	20-30	20-30
Hauteur d'assise (à la plaque) (cm)	34-55	41-55
Inclinaison du siège	12° à 16°	12° à 16°
Taille des roues en pouces (avant / arrière)	5"-8" / 20"-26"	5"-8" / 22"-24"
Carrossage roue arrière	0°/1,5°/3°	0°/1,5°/3°
Homologation Crash-test ISO 7176/19	Oui (sangles 4 pts)	Oui (sangles 4 pts)
Couleurs en standard	Noir et Aluminium anodisé	Noir et Aluminium anodisé
Inclinaison de dossier	-5° à 30°	-5° à 30°

Scannez le code QR pour plus d'informations





Life & Mobility France

2736 Route de Ravel
69440 Mornant

T 04.37.22.21.38
service@life-mobility.fr
www.life-mobility.fr