

BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

2026

Levo C3

"VR2 Pack"

FREV - Verticalisation électrique

Indications

Patients en situation de handicap longue voire permanente et dont la durée estimée est supérieure à six mois.

Personnes avec incapacité de marche partielle ou totale, avec impossibilité de propulser un VPH à propulsion manuelle ou podale soit en raison de la déficience, soit en raison de la situation environnementale.

Nécessite les capacités cognitives et physiques permettant d'assurer la maîtrise du fauteuil roulant électrique. Commande uniquement par l'accompagnant possible à titre exceptionnel selon capacités et situation environnementale.

Personnes dont les besoins nécessitent une verticalisation régulière, et en particulier les personnes ayant des rétractions musculotendineuses des membres inférieurs, et dont les capacités fonctionnelles ne leur permettent pas de se verticaliser elles-mêmes ou d'utiliser un système de verticalisation mécanique, assistée ou non.

Conditions de prescription et de prise en charge

Compétences du prescripteur hors renouvellement à l'identique :
Equipe pluridisciplinaire constituée au minimum d'un médecin spécialiste compétent en médecine physique et en réadaptation (MPR) ou d'un médecin titulaire d'un DU Appareillage, et d'un ergothérapeute ou d'un kinésithérapeute ayant une pratique dans le domaine des VPH.

Compétences du prescripteur renouvellement à l'identique : Médecin généraliste ou Ergothérapeute

Parcours hors renouvellement à l'identique :
Evaluation des besoins (+ Aptitude à la conduite) => Préconisations (VPH + Adjonctions) => Essais => Validation.
Cf Fiche de préconisation.

Prise en charge : Sur DAP (Demande d'accord préalable) : 15 jours - 2 mois si Adjonction(s) sur devis

Fauteuil	Montant LPP/PLV	Code LPP Individuel	
VPH, ACHAT NEUF, FREV, MODULAIRE ÉLECTRIQUE DE VERTICALISATION, LIFE MOBILITY	21 069,25 €	9544121	
Adjonctions	Montant LPP/PLV	Code LPP Individuel	Adjonctions Disponibles
VPH, ADJONCTION, REPOSE-JAMBE ÉLEC. DROIT+GAUCHE, FRE FREP FREV, LIFE MOBILITY	1 250,00 €	9936430	✗
VPH, ADJONCTION, SUPP. ÉLEVATION ÉLECTRIQUE (LIFT) FRE FREP FREV, LIFE MOBILITY	1 500,00 €	9967867	✗
VPH, ADJONCTION, SUPPLÉMENT APPUI-TÊTE RÉGLABLE, LIFE MOBILITY	160,00 €	9992530	✓
VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPÉRIEUR, LIFE MOBILITY	Dans la limite de 600,00 €	9992641	✓
VPH, ADJONCTION, PAP FORFAIT B ADJONCTIONS MEMBRE INFÉRIEUR, LIFE MOBILITY	Dans la limite de 600,00 €	9925544	✓
VPH, ADJ., BOÎTIER DE COMMANDE PERSONNALISÉ POUR FRE, FREP, FREV, LIFE MOBILITY	1 500,00 €	9982714	✓
VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE, LIFE MOBILITY	132,00 €	9982298	✓
VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV	Sur devis	4960062	✓

INFORMATIONS CLIENT



COMMANDE



DEVIS

SOCIÉTÉ

Code Client :

Société :

Contact
Nom / Prénom :

E Mail :

Tel :

UTILISATEUR

Nom / Prénom :

Prescripteur - Thérapeute :

Fonction :

DOCUMENT A RENVOYER A :

E Mail : service@life-mobility.fr

Tel : 04 37 22 21 38

ADRESSE DE LIVRAISON

Adresse :

Code postal :

Ville :


TAMPON ET SIGNATURE

Prix publics conseillés en € - TVA 5,5% - Valides à la date d'impression - Sous réserve de modifications.

Photos et schémas non contractuels. Les caractéristiques produit sont données à titre indicatif et des modifications peuvent survenir sans préavis.

Les Informations relatives à la LPP sont également données à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Life & Mobility France. Nous vous invitons à consulter les textes de référence sur le site du gouvernement (Arrêté du 6 février 2025 NOR : TSSS2503855A, Avis Tarifaire du 17 Juillet 2025 NOR : TSSS2520446V, Arrêtés Modificatifs du 31 Mars 2025 NOR : TSSS2510196A et du 10 Octobre 2025 NOR : TSSS2527842A)

PRISE DE MESURE



	Poids (Kg) :
	Taille (cm) :
1	Hauteur Assise / Haut Tête (cm) :
2	Hauteur Assise / Epaules (cm) :
3	Hauteur Assise / Coude (cm) :
4	Coude / Main (cm) :
5	Creux poplité / Talon (segment jambe) (cm) :
6	Bas du dos / Creux poplité (Segment cuisse) (cm) :
7	Largeur de hanches :
8	Largeur de buste (cm) :
9	Hauteur assise / Buste (cm) :

CARACTERISTIQUES PRODUIT - EQUIPEMENT STANDARD

Base Motrice - Châssis	
Type de propulsion	Base motrice à 4 roues (roues centrales + roues avant).
Vitesse - Moteurs - Batteries	10Km/h - Moteurs 2 x 350 W (Unités motrices à chaîne) - Batteries MK 48 Ah
Electronique	VR2 90 Ah - 2 Fonctions de vérins
Suspensions	Unités motrices droite et gauche suspendues
Roues - Pneus	Jantes roues motrices en aluminium - Pneus à Bandages (Roues centrales et avants motrices + roues arrière 200x50)
Transport	Crochets d'arrimage - Crash Test ISO 7176/19 Crash Testé aussi pour Docking Station Dahl (MK II et Variodock)
Couleurs	Rouge, Bleu, Jaune, Noir

Dimensions - capacités	
Longueur hors tout	105 cm
Largeur hors tout	63 cm (ext. Roues centrales motrices)
Hauteur sol siège	48 cm
Dimensions de siège	Profondeur réglable de 38 à 66 cm Largeur de 32 à 52 cm (tous les 4 cm)
Poids utilisateur max.	140 kg

Siège - Fonctions d'assise - Equipements	
Verticalisation	Verticalisation électrique assis/debout avec compensation d'assise et de dossier
Dossier	Dossier réglable en angle
Repose Jambe	Repose-jambes central avec palettes repose-pieds séparées relevables sur 2 axes, réglables en inclinaison et en hauteur.
Bascule d'assise	Bascule d'assise électrique 35°
Accoudoirs	Accoudoirs relevables réglables en hauteur, en écartement, en profondeur - garnitures PU
Sellerie	Coussins d'assise à mémoire de forme - dossier Ergonomique V Trak (plusieurs tailles au choix) - Tissu Mesh
Maintien - Sécurité	Ceinture de buste 2 points capitonnée avec boucle aviation / cale-genoux amovible central multiréglable

Garantie	
Garantie	2 ans / Hors batteries et pièces d'usure.

SYMBOLES

✕	Sélection d'office
◆	Configuration standard - Choix par défaut
ⓘ	Information

☐	Sélection possible - A cocher
■	Configuration standard - Autre choix possible
ⓘ	Avertissement

ⓘ

Prescription

Information relative à la prise en charge
Code et Montant LPP

ⓘ

Fact en Sus

Option hors nomenclature - hors compensation du handicap - Facturable en sus du PLV (CF FAQ - Question 18)

ⓘ

Besoin couvert

Explique la destination de l'adjonction - Exemples donnés à titre d'information - Liste non exhaustive

FAUTEUIL

Fauteuil	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
	21 069,25 €	19 970,85 €	9544121	21 069,25 €	VPH. ACHAT NEUF, FREV, MODULAIRE ÉLECTRIQUE DE VERTICALISATION,LIFE MOBILITY
52001XLevo C3 pack VR 2	+ 7,42 € HT d'éco-participation				Note :Le Levo C3 est conforme aux spécifications LPPR pour la catégorie FREV (Certificat CERAH 25-107-A)

CHASSIS

Couleurs de châssis	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
52100 ☐ Couleur rouge	◆	- €			Les exemples de coloris sont fournis à titre indicatif et ne sont pas contractuels. Le rendu peut varier (nuances, contraste, luminosité) en fonction de la qualité de l'écran et/ou de l'impression.
52101 ☐ Couleur jaune	■	- €			
52102 ☐ Couleur bleu	■	- €			
52103 ☐ Couleur noir	■	- €			
52112 ☐ Couleur blanc signal	■	- €			
52105 ☐ Couleur de châssis bleu métallisé RAL 5000-M	631,05 €	598,15 €	Hors LPP - Option à caractère Esthétique - Facturable en sus du PLV		FAQ Réforme de la PEC des VPH - Question 18 -"options hors nomenclature qui ne relèvent pas de la compensation du handicap [...], peuvent être facturées en sus sans prise en charge par l'Assurance maladie."
52107 ☐ Couleur de châssis rouge métallisé RAL 3002-M	631,05 €	598,15 €			
52108 ☐ Couleur de châssis argent métallisé RAL 9007	631,05 €	598,15 €			
52109 ☐ Couleur de châssis orange réfléchissante RAL 2011-R	658,59 €	624,26 €			
52110 ☐ Couleur de châssis vert lemon réfléchissante RAL 6018-R	658,59 €	624,26 €			
52111 ☐ Couleur de châssis argent réfléchissante RAL 9007-R	658,59 €	624,26 €			
52113 ☐ Couleur RAL - Code à préciser : Code RAL : _____	373,27 €	353,81 €			



Finition du châssis			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
52117	x	Finition "Black Edition" - Tubes de châssis et set de roues noires	■	- €			
Finition "Black Edition" 							i NOTE : En finition "Black Edition", le fauteuil est livré avec des tubes de châssis peints en noirs et des roues noires;

Kit route	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
52130 ☐ Kit route C3 (led)	■	- €			
Kit route 					

BATTERIES ET CHARGEURS

Batteries	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
52095XBatteries 48 ah	■	- €			Autonomie : Jusqu'à 33 km avec des batteries de 73 Ah (autonomie donnée à titre indicatif, valeur théorique calculée sur la base des tests d'homologation CE. Cette valeur peut varier en fonction de l'utilisation, des conditions d'usage, de la charge embarquée, de l'utilisation des fonctions du siège, etc., ainsi que de l'ancienneté des batteries).
Chargeurs	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
StdXChargeur 24 V / 8A	◆	- €			

ROUES ET PNEUS

Roues	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
52120 ☐ Roues profil crampon (bandage)	◆	- €			NOTE : En finition "Black Edition", le fauteuil est livré avec des roues noires.
52121 ☐ Roues profil route (bandage)	■	- €			
52122 ☐ Roues arrière 200x50 (bandage)	■	- €			



DISPOSITIFS DE COMMANDE ET MODULES ELECTRONIQUES

Electronique VR 2 - Pour C3 Pack VR 2		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
52065	☒ Electronique VR 2 (std C3 pack VR 2)	◆	- €			NOTE : L'électronique VR2 équipe en standard le C3 "Pack VR2".

Electronique VR 2



ATTENTION

 : L'électronique VR2 permet la gestion de 2 véris (Verticalisation et Bascule d'assise)

Vitesse - Programmation		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
52085	☐ Vitesse 6 km/h	■	- €			
52086	☐ Vitesse 8 km/h	■	- €			
52087	☐ Vitesse 10 km/h	◆	- €			

Manettes de joystick - Embouts		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
52250	☐ Manette de Joystick type Barre en "T"	■	- €			
52251	☐ Manette de Joystick type Stick 80 mm	■	- €			
52252	☐ Manette de Joystick type Balle en mousse "Soft"	■	- €			
52253	☐ Manette de Joystick type Champignon	■	- €			
52254	☐ Manette de Joystick type Coupelle	■	- €			
52255	☐ Manette de Joystick type Balle	■	- €			

Manettes de Joystick



Joystick Balle

Stick 80 mm

Champignon

"T-bar"

Balle en mousse "Softball"

Côté du dispositif de commande		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
52070	☐ Joystick à droite	◆	- €			
52071	☐ Joystick à gauche	■	- €			

Support de joystick et protection		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
52072	☐ Support fixe de joystick	■	- €			
52073	☐ Escamotage de joystick C3	◆	- €			
52075	☐ Protection de joystick	■	- €			Sur VR2 uniquement

Escamotage de Joystick



Protection de joystick




Commandes tierce-personne		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
52080	☐ Contrôle 1/3 personne VR 2	1 500,00 €	1 421,80 €	9982714	1 500,00 €	VPH, ADJ., BOÎTIER DE COMMANDE PERSONNALISÉ POUR FRE, FREP,FREV,LIFE MOBILITY

Commande Tierce-personne



FONCTIONS ELECTRIQUES DE SIEGE

Verticalisation / Bascule d'assise / Dossier		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
52131	☒ Verticalisation électrique	◆	- €			
52132	☐ Bascule d'assise électrique 35° C3	■	- €			

DIMENSIONS DE SIEGE					
Largeurs d'assise		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
52010	☐ Largeur d'assise 32	■	- €		
52011	☐ Largeur d'assise 36	■	- €		
52012	☐ Largeur d'assise 40	■	- €		
52013	☐ Largeur d'assise 44	■	- €		
52014	☐ Largeur d'assise 48	■	- €		
52015	☐ Largeur d'assise 52	■	- €		
① Largeur d'assise : En position assise, mesurez les points extérieurs des trochanters (extérieur des hanches). Note : La largeur aux accoudoirs et la taille du coussin de siège seront configurées par défaut en fonction de la largeur d'assise. 					
Profondeurs d'assise		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
52018	☐ Profondeur d'assise 38	■	- €		
52019	☐ Profondeur d'assise 40	■	- €		
52020	☐ Profondeur d'assise 42	■	- €		
52021	☐ Profondeur d'assise 44	■	- €		
52022	☐ Profondeur d'assise 46	■	- €		
52023	☐ Profondeur d'assise 48	■	- €		
52024	☐ Profondeur d'assise 50	■	- €		
52025	☐ Profondeur d'assise 52	■	- €		
52026	☐ Profondeur d'assise 54	■	- €		
52027	☐ Profondeur d'assise 56	■	- €		
52028	☐ Profondeur d'assise 58	■	- €		
52029	☐ Profondeur d'assise 60	■	- €		
52030	☐ Profondeur d'assise 62	■	- €		
52031	☐ Profondeur d'assise 64	■	- €		
52032	☐ Profondeur d'assise 66	■	- €		
① NOTE : Notez ici le réglage souhaité, relevé sur l'indexage visible sur le fauteuil. L'assise du C3 est réglable de 35 à 63 cm, ce qui correspond à des segments fémoraux (longueur de cuisses) de 38 à 66 cm. L'index de réglage du C3 correspond à la longueur de cuisse de la personne prise de l'arrière du sacrum au creux poplité. 					
Distance du repose-pied		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
Longueur de jambe :					
52050	☐				
24 cm ←→ 50 cm					
① ATTENTION : En cas de distance repose-pieds/plaque d'assise > 44 cm, la hauteur de siège peut être augmentée pour éviter tout risque de contact entre les palettes et le sol, à moins d'utiliser le fauteuil avec un angle de bascule d'assise suffisant, augmentant la hauteur du repose-pieds par rapport au sol. Cf ci-dessous. 					
① NOTE : Pour calculer la distance souhaitée, appliquer la formule suivante: Longueur de jambe de l'utilisateur (UL) - épaisseur du coussin = Distance repose pied / plaque d'assise Pour information : Coussin LEVO = 6 cm					
Hauteur Sol/Siège		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
52052	☐ Hauteur de siège 48 cm (mesurée a la plaque)	◆	- €		
52053	☐ Hauteur de siège 54 cm (mesurée a la plaque)	■	- €		
① NOTE : La hauteur sol-siège est mesurée à la plaque d'assise, sans coussin. ① ATTENTION : En cas de distance repose-pieds > 44 cm, les repose-pieds peuvent entrer en conflit avec le sol si le fauteuil est en hauteur sol-siège 48 cm et s'il n'est pas utilisé selon un certain degré de bascule d'assise. Ce paramètre est non réglable et est irréversible (sauf intervention en atelier et remplacement du bloc support de siège).					
Hauteur des accoudoirs		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
52040	☐ Hauteur d'accoudoirs (cm) 17	■	- €		
52041	☐ Hauteur d'accoudoirs (cm) 18	■	- €		
52042	☐ Hauteur d'accoudoirs (cm) 19	■	- €		
52043	☐ Hauteur d'accoudoirs (cm) 20	■	- €		
52044	☐ Hauteur d'accoudoirs (cm) 21	■	- €		
52045	☐ Hauteur d'accoudoirs (cm) 22	◆	- €		
52046	☐ Hauteur d'accoudoirs (cm) 23	■	- €		
52047	☐ Hauteur d'accoudoirs (cm) 24	■	- €		
52048	☐ Hauteur d'accoudoirs (cm) 25	■	- €		
① NOTE : En l'absence d'annotation, les accoudoirs seront réglés par défaut à 22 cm. Au besoin, las accoudoirs pourront être réglés indépendamment à droite et à gauche ultérieurement.					
Poids de l'utilisateur (Puissance des vérins d'assistance à la verticalisation)		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
52035	☐ Vérin de verticalisation 1200 N (poids de 0 à 60 kg)	■	- €		
52036	☐ Vérin de verticalisation 1700 N (poids de 60 à 100 kg)	◆	- €		
52037	☐ Vérin de verticalisation 2100 N (poids de 100 à 140 kg)	■	- €		
① NOTE : Pour un fonctionnement optimal de la verticalisation, les vérins d'assistance doivent être calibrés en fonction du poids de l'utilisateur.					

COUSSINS D'ASSISE

Coussins d'assise		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
52140	☐ Coussin mousse C3	◆	- €			
à 52165						

Largeur d'assise ►						
	32	36	40	44	48	52
Profondeur d'assise ▼						
35, 37, 39 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	52140	52143	52147	52152	52157	Sur demande
41, 43, 45 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	52141	52144	52148	52153	52158	52162
47, 49, 51 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	52142	52145	52149	52154	52159	52163
53, 55, 57 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Sur demande	52146	52150	52155	52160	52164
59, 61, 63 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Sur demande	Sur demande	52151	52156	52161	52165

NOTE : Merci de choisir les dimensions du coussin souhaité en fonction des dimensions de l'assise (largeur x profondeur).

Coussin d'assise standard



PAP MEMBRE SUPERIEUR - DOSSIERS ET MAINTIEN DU TRONC - V TRAK

Dossiers Axxis		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
60060	☐ Dossier vtrak Axxis 31S (larg. 26,5-33 x hteur 31cm)	■	- €			
60061	☐ Dossier vtrak Axxis 31 M (larg. 30-38 x hteur 31cm)	■	- €			
60062	☐ Dossier vtrak Axxis 31 L (larg. 35-43 x hteur 31cm)	■	- €			
60063	☐ Dossier vtrak Axxis 31 XL (larg. 41-50 x hteur 31cm)	500,00 €	473,93 €	9992641	Dans la limite de 600,00 €	 VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPERIEUR,LIFE MOBILITY
60055	☐ Dossier vtrak Axxis 40 M (larg. 30-38 x hteur 40cm)	500,00 €	473,93 €			
60056	☐ Dossier vtrak Axxis 40 L (larg. 35-43 x hteur 40cm)	500,00 €	473,93 €			
60057	☐ Dossier vtrak Axxis 40 XL (larg. 41-50 x hteur 40cm)	500,00 €	473,93 €			
60050	☐ Dossier vtrak Axxis 60 M (larg. 30-38 x hteur 60cm)	500,00 €	473,93 €			
60051	☐ Dossier vtrak Axxis 60 L (larg. 35-43 x hteur 60cm)	500,00 €	473,93 €			
60052	☐ Dossier vtrak Axxis 60 XL (larg. 41-50 x hteur 60cm)	500,00 €	473,93 €			


Dossier AXXIS : 4 segments réglables indépendamment



Note : Attention à la hauteur du dossier en cas d'installation d'un appui-tête

Dossiers Deep Contour		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
60121	☐ Dossier Axxis Deep Contour 28cm S (larg. 30-40 x hteur 28 cm)	600,00 €	568,72 €	9992641	Dans la limite de 600,00 €	 VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPERIEUR,LIFE MOBILITY
60120	☐ Dossier Axxis Deep Contour 30cm M (larg. 34-44 x hteur 30 cm)	600,00 €	568,72 €			
60119	☐ Dossier Axxis Deep Contour 30cm L (larg.38-50 x hteur 30 cm)	600,00 €	568,72 €			
60118	☐ Dossier Axxis Deep Contour 30cm XL (larg.43-55 x hteur 30 cm)	600,00 €	568,72 €			
60117	☐ Dossier Axxis Deep Contour 36cm M (larg. 34-44 x hteur 36 cm)	600,00 €	568,72 €			
60116	☐ Dossier Axxis Deep Contour 40cm L (larg.38-50 x hteur 40 cm)	600,00 €	568,72 €			
60115	☐ Dossier Axxis Deep Contour 40cm XL (larg.43-55 x hteur 40 cm)	600,00 €	568,72 €			
60114	☐ Dossier Axxis Deep Contour 40cm XXL (larg.52-60 x hteur 40cm)	600,00 €	568,72 €			
60113	☐ Dossier Axxis Deep Contour 56cm M (larg. 34-44 x hteur 56 cm)	600,00 €	568,72 €			
60112	☐ Dossier Axxis Deep Contour 60cm L (larg.38-50 x hteur 60 cm)	600,00 €	568,72 €			
60111	☐ Dossier Axxis Deep Contour 60cm XL (larg.43-55 x hteur 60 cm)	600,00 €	568,72 €			
60110	☐ Dossier Axxis Deep Contour 60cm XXL (larg.52-60 x hteur 60cm)	600,00 €	568,72 €			


Dossier AXXIS : 4 segments
réglables indépendamment
Deep Contour : Appuis
Latéraux plus profond



ATTENTION : Les dossiers Deep contours ne sont pas compatibles avec les cales-troncs.

Maintiens latéraux		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
52270	☐ Cale tronc V Trak Medium - Incl support C3 - Droit	■	- €			
52271	☐ Cale tronc V Trak Medium - Incl support C3 - Gauche	■	- €			
52272	☐ Cale tronc V Trak Large - Incl support C3 - Droit	300,00 €	284,36 €	9992641	Dans la limite de 600,00 €	ATTENTION : VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPÉRIEUR, LIFE MOBILITY
52273	☐ Cale tronc V Trak Large - Incl support C3 - Gauche	300,00 €	284,36 €			

Cale-troncs



V-TRAK

ATTENTION : Les cales-troncs ne sont pas compatibles avec les Dossiers Deep Contour. Aussi, selon le dossier Axxis choisi, et la largeur du fauteuil, il est possible que le montage ne soit pas possible (Exemple dosier larg XL avec appui latéraux resserrés au maxium sur largeur 45 cm)


APPUI-TÊTES V TRAK

Appui-têtes	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
60172 ☐ Appui-tête V Trak medium - supp. Rotule fixe	■	- €			
60174 ☐ Appui-tête V Trak large - supp. Rotule fixe	160,00 €	151,66 €	9992530	160,00 €	ATTENTION : VPH, ADJONCTION, SUPPLÉMENT APPUI-TÊTE RÉGLABLE, LIFE MOBILITY
BM HX ☐ Rail d'extension appui-tête courbé	Inclus dans prix de L'adjonction "Appui-tête"				
BMHX-ST ☐ Rail d'extension appui-tête droit	Inclus dans prix de L'adjonction "Appui-tête"				

Appui-Têtes



V-TRAK



Rail d'extension



DISPOSITIFS DE MAINTIEN DE JAMBES

Cale-genoux rigides	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
52200 ☐ Cale-genoux PRO STD - appuis taille S (10x12 CM)	■	- €			ATTENTION : Le cale-genoux type "Pro" (fixation centrale) n'est pas compatible avec les repose-jambes électriques.
52201 ☐ Cale-genoux PRO STD - appuis taille M (14x16 CM)	◆	- €			
52202 ☐ Cale-genoux escamot. Integral - appuis taille S (10x12 cm)	■	- €			
52203 ☐ Cale-genoux escamot. Integral - appuis taille M (14x16 cm)	■	- €			
52204 ☐ Extension 10cm (prof.) Pour cale-genoux integral	■	- €			
60360 ☐ Housse pour appui genoux Levo taille S (la paire)	■	- €			
60361 ☐ Housse pour appui genoux Levo taille M (la paire)	■	- €			

Cale-genoux rigides : Pro Std



Cale-genoux rigides escamotables : Integral



Cale-genoux souples classiques	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
52950 ☐ Cale-genoux semi rigide standard	■	- €			ATTENTION : Le cale-genoux type Semi Rigide n'est pas compatible avec les repose-jambes électriques.
52951 ☐ Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 50x100	■	- €			
52952 ☐ Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 60x100	■	- €			
52953 ☐ Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 80x100	■	- €			
52954 ☐ Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 50x150	■	- €			
52955 ☐ Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 80x150	■	- €			

Cale-genoux semi rigide



PAP MEMBRE INFÉRIEUR

Cale-cuisses / cale-hanches / Plot de cale-genoux -Abduction	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
52214 ☐ Cale cuisse C3 - Droit	300,00 €	284,36 €	9925544	Dans la limite de 600,00 €	ATTENTION : VPH, ADJONCTION, PAP FORFAIT B ADJONCTIONS MEMBRE INFÉRIEUR, LIFE MOBILITY
52215 ☐ Cale cuisse C3 - Gauche	300,00 €	284,36 €			
52956 ☐ Plot de cale-genoux conique (larg. AR - larg. AV x hteur en mm) 50-100 x 100	70,69 €	67,00 €			

52957	☐	Plot de cale-genoux conique (larg. AR - larg. AV x hteur en mm) 90-140 x 100	70,69 €	67,00 €		600,00 €	
52958	☐	Plot de cale-genoux conique (larg. AR - larg. AV x hteur en mm) 130-180 x 100	70,69 €	67,00 €			

Cale-cuisse réglable



Plots de cale-genoux coniques



Plaques cale-pieds			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
52232	☐	Plaque cale-pied droite petite	239,28 €	226,80 €	9925544	Dans la limite de 600,00 €	VPH, ADJONCTION, PAP FORFAIT B ADJONCTIONS MEMBRE INFÉRIEUR,LIFE MOBILITY
52233	☐	Plaque cale-pied gauche petite	239,28 €	226,80 €			
52234	☐	Plaque cale-pied droite large	246,95 €	234,08 €			
52235	☐	Plaque cale-pied gauche large	246,95 €	234,08 €			

Plaques cale-pieds



Anti dérapant plaque repose-pieds			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
52491	☐	Surface antidérapante pour repose-pieds	■	- €			

DISPOSITIFS DE MAINTIEN DE BUSTE

Ceintures et accessoires			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
Std	☐	Ceinture Bodypoint boucle aviation 150 cm / Largeur 6 cm Standard pour largeurs 32 - 40 cm	■	- €			ATTENTION : Seulement compatibles avec Dossier V Trak (Se montent sur le rail central de fixation du dossier).
Std	☐	Ceinture Bodypoint boucle aviation 180 cm / Largeur 8 cm Standard pour largeurs 44 - 52 cm	■	- €			
60032	☐	Support de harnais 4 points (Harnais non inclus)	■	- €			
60140	☐	Support de harnais 4 point / bras télescopiques réglables (Harnais non inclus)	■	- €			

Support de Harnais pour
Dossiers V Trak



Support de Harnais
/ Bras télescopique
pour Dossiers V
Trak



Barres de maintien			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
52225	☐	Barre de maintien antérieure C3 larg. 32	591,21 €	560,39 €	4960062	Sur devis	VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV
52226	☐	Barre de maintien antérieure C3 larg. 36	591,21 €	560,39 €			
52227	☐	Barre de maintien antérieure C3 larg. 40	591,21 €	560,39 €			
52228	☐	Barre de maintien antérieure C3 larg. 44	591,21 €	560,39 €			
52229	☐	Barre de maintien antérieure C3 larg. 48	591,21 €	560,39 €			
52230	☐	Barre de maintien antérieure C3 larg. 52	591,21 €	560,39 €			

Barre de maintien antérieure



Besoin couvert : Permet à des utilisateurs de forte corpulence et/ou dont les capacités de maintien de buste ne peuvent être assurées par des dispositifs de maintien souples et/ou qui nécessitent un appui antérieur rigide, de se verticaliser.

ACCESSOIRES


Protège-vêtements		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
52210	☐ Protège vêtements droit	■	- €			 Non compatibles avec les cale-cuisses
52211	☐ Protège vêtements gauche	■	- €			



Tablettes		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
52240	☐ Tablette escamotable largeur 32/40 cm	132,00 €	125,12 €	9982298	132,00 €	 VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE, LIFE MOBILITY
52241	☐ Tablette escamotable largeur 44/52 cm	132,00 €	125,12 €			
52242	☐ Montage tablette à droite	■	- €			 Le montage de la tablette doit être du côté opposé au joystick
52243	☐ Montage tablette à gauche	■	- €			



Accessoires			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
52260	☐	Poignée de poussée	■	- €			
52237	☐	Rétroviseur C3 - montage à droite	179,35 €	170,00 €	4960062	Sur devis	 VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV
52238	☐	Rétroviseur C3 - montage à gauche	179,35 €	170,00 €			



 Besoin couvert : Destiné à des utilisateurs dont la mobilité de la tête et/ou le champ de vision est limité pour visualiser ce qui se passe en latérale ou à l'arrière du fauteuil.

DISPOSITIFS D'ARRIMAGE EN VEHICULE

Dispositif d'ancrage en véhicule par sangles		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
Note	× Crochets d'arrimage pour transport en véhicule - Crash test ISO 7176/19	◆	- €			 Le Levo C3 est équipé de série de 4 points d'ancrage intégrés au châssis pour arrimage en véhicule par dispositifs à sangles (Ex marque Dahl, Q'Straint) Le Levo C3 est Crash Testé ISO 7176/19 dans cette configuration

Dispositif d'ancrage en véhicule par Station d'arrimage DAHL		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
--	--	----------	---------	----------	-----------	--

 Le Levo C3 est Crash Testé ISO 7176/19 pour les systèmes d'arrimage Docking Station Dahl (MK II et Variodock). Voir l'équipementier du véhicule pour l'installation

SERVICES

Assistance à la mise en service		Prix TTC	Prix HT			
F95000	☐ Mise en route fauteuil	274,30 €	260,00 €			 Assistance sur site d'un intervenant Life & Mobility lors de la mise en route du matériel et de ses accessoires. Inclus tous réglages, paramétrages, conseils et formation à l'utilisation du fauteuil auprès du prestataire, de l'utilisateur et de tout tiers concerné. Ne comprends aucune autre prestation de type livraison, service après vente etc..

