

BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL
2026

Evo Altus

FREV - Verticalisation électrique


karma

Indications

Patients en situation de handicap longue voire permanente et dont la durée estimée est supérieure à six mois.

Personnes avec incapacité de marche partielle ou totale, avec impossibilité de propulser un VPH à propulsion manuelle ou podale soit en raison de la déficience, soit en raison de la situation environnementale.

Nécessite les capacités cognitives et physiques permettant d'assurer la maîtrise du fauteuil roulant électrique.

Commande uniquement par l'accompagnant possible à titre exceptionnel selon capacités et situation environnementale

Personnes dont les besoins nécessitent une verticalisation régulière, et en particulier les personnes ayant des rétractions musculaires des membres inférieurs, et dont les capacités fonctionnelles ne leur permettent pas de se verticaliser elles-mêmes ou d'utiliser un système de verticalisation mécanique, assistée ou non.

Conditions de prescription et de prise en charge
Compétences du prescripteur hors renouvellement à l'identique :

Equipe pluridisciplinaire constituée au minimum d'un médecin spécialiste compétent en médecine physique et en réadaptation (MPR) ou d'un médecin titulaire d'un DU Appareillage, et d'un ergothérapeute ou d'un kinésithérapeute ayant une pratique dans le domaine des VPH.

Compétences du prescripteur renouvellement à l'identique : Médecin généraliste ou Ergothérapeute

Parcours hors renouvellement à l'identique :

Evaluation des besoins (+ Aptitude à la conduite) => Préconisations (VPH + Adjonctions) => Essais => Validation.
Cf Fiche de préconisation.

Prise en charge : Sur DAP (Demande d'accord préalable) : 15 jours - 2 mois si Adjonction(s) sur devis

Fauteuil	Montant LPP/PLV	Code LPP Individuel	
VPH, ACHAT NEUF, FREV, MODULAIRE ÉLECTRIQUE DE VERTICALISATION, LIFE MOBILITY	21 069,25 €	9544121	
Adjonctions	Montant LPP/PLV	Code LPP Individuel	Adjonctions Disponibles
VPH, ADJONCTION, REPOSE-JAMBE ÉLEC. DROIT+GAUCHE, FRE FREP FREV, LIFE MOBILITY	1 250,00 €	9936430	✓
VPH, ADJONCTION, SUPP. ÉLÉVATION ÉLECTRIQUE (LIFT) FRE FREP FREV, LIFE MOBILITY	1 500,00 €	9967867	✓
VPH, ADJONCTION, SUPPLÉMENT APPUI-TÊTE RÉGLABLE, LIFE MOBILITY	160,00 €	9992530	✓
VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPÉRIEUR, LIFE MOBILITY	Dans la limite de 600,00 €	9992641	✓
VPH, ADJONCTION, PAP FORFAIT B ADJONCTIONS MEMBRE INFÉRIEUR, LIFE MOBILITY	Dans la limite de 600,00 €	9925544	✓
VPH, ADJ., BOÎTIER DE COMMANDE PERSONNALISÉ POUR FRE, FREP, FREV, LIFE MOBILITY	1 500,00 €	9982714	✓
VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE, LIFE MOBILITY	132,00 €	9982298	✓
VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV	Sur devis	4960062	✓

INFORMATIONS CLIENT
 COMMANDE
 DEVIS
SOCIÉTÉ

Code Client :

Société :

 Contact
Nom / Prénom :

E Mail :

Tel :

UTILISATEUR

Nom / Prénom :

Prescripteur - Thérapeute :

Fonction :

DOCUMENT À RENVoyer A :
E Mail : service@life-mobility.fr

Tel : 04 37 22 21 38

ADRESSE DE LIVRAISON

Adresse :

Code postal :

Ville :


TAMPON ET SIGNATURE

Prix publics conseillés en € - TVA 5,5% - Valides à la date d'impression - Sous réserve de modifications.

Photos et schémas non contractuels. Les caractéristiques produit sont données à titre indicatif et des modifications peuvent survenir sans préavis.

Les Informations relatives à la LPP sont également données à titre indicatif et n'engage en aucun cas Life&Mobility France. Nous vous invitons à consulter les textes de référence sur le site du gouvernement (Arrêté du 6 février 2025 NOR : TSSS2503855A, Avis Tarifaire du 17 Juillet 2025 NOR : TSSS2520446V, Arrêtés Modificatifs du 31 Mars 2025 NOR : TSSS2510196A et du 10 Octobre 2025 NOR : TSSS2527842A)

PRISE DE MESURE



Poids (Kg) :

Taille (cm) :

1	Hauteur Assise / Haut Tête (cm) :
2	Hauteur Assise / Epaules (cm) :
3	Hauteur Assise / Coude (cm) :
4	Coude / Main (cm) :
5	Creux poplité / Talon (segment jambe) (cm) :
6	Bas du dos / Creux poplité (Segment cuisse) (cm) :
7	Largeur de hanches :
8	Largeur de buste (cm) :
9	Hauteur assise / Buste (cm) :

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Base Motrice - Châssis

Type de propulsion	Base Motrice Evo : Traction - Roues Avant Motrices
Vitesse - Moteurs - Batteries	10 Km/h - Moteurs 2 x 320 W (Réductés en ligne) - Batteries Gel MTG 76 Ah
Electronique	R Net 120 Ah - Joystick Ecran Couleur - Contrôle de trajectoire avec Gyro intégré
Suspensions	4 suspensions indépendantes par combinés ressorts-amortisseurs à gaz réglables
Roues - Pneus	Roues avec jantes en aluminium à 3 branches, anodisées noir mat, et pneus gonflables noirs.
Transport	Crochets d'arrimage - Crash Test ISO 7176/19 / Pré équipement pour Station d'arrimage Dahl - Crash Test ISO 7176/19
Couleurs	Gris métallisé, Orange, Blanc

Dimensions - capacités

Longueur hors tout	98,5 cm (plaques repose-pieds relevées)
Largeur hors tout	61,5 cm (ext. Roues avant motrices)
Hauteur sol siège	Standard : à partir de 44,5 cm (mesurée à la plaque d'assise). Low Rider : Hauteur sol-siège à partir de 41,5 cm (mesurée à la plaque d'assise).
Dimensions de siège	Profondeur réglable de 40 à 57,5 cm et largeur réglable de 42 à 62 cm (rails latéraux additionnels)
Poids utilisateur max.	136 kg (120 Kg en mode assis / couché / debout)

Siège - Fonctions d'assise - Equipements

Verticalisation	Siège Altus : Verticalisation électrique assis / couché / debout - Bascule d'assise / debout - Assis / debout
Dossier	Dossier électrique inclinable à 180° avec compensation biomécanique, réglable en hauteur
Repose-jambes	Repose-jambe central électrique inclinable à 180° avec compensation biomécanique - plaques repose-pieds séparées relevables, réglables en inclinaison et en hauteur de 25 à 60 cm
Lift	Lift électrique 40 cm
Bascule d'assise	Bascule d'assise électrique 15° / 30° / 50°
Accoudoirs	Accoudoirs à compensation biomécanique, relevables, réglables en hauteur, en écartement, en profondeur - garnitures 10 x 30 cm avec revêtement Mesh micro aéré.
Sellerie	Coussins d'assise et de dossier ergonomiques
Maintien - Sécurité	Ceinture de buste 2 points et cale-genoux amovible multiréglable, appuis capitonnés avec revêtement micro aéré Mesh
Appui-tête	Appui-têtes multi-réglables
Support de joystick	Escamotable à 45° (S'abaisse sous le niveau de l'accoudoir une fois escamoté)

Garantie

Garantie	2 ans / Hors batteries et pièces d'usure. Châssis 5 ans
----------	---

SYMBLES

✕ Sélection d'office

◆ Configuration standard - Choix par défaut

ⓘ Information

☐ Sélection possible - A cocher

■ Configuration standard - Autre choix possible

ⓘ Avertissement

ⓘ Prescription

Information relative à la prise en charge Code et Montant LPP

ⓘ Fact en Sus

Option hors nomenclature - hors compensation du handicap - Facturable en sus du PLV (CF FAQ - Question 18)

ⓘ Besoin couvert

Explique la destination de l'adjonction - Exemples donnés à titre d'information - Liste non exhaustive

FAUTEUIL

Fauteuil	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA00000080 X Evo Altus	21 069,25 €	19 970,85 €	9544121	21 069,25 €	<p>i VPH, ACHAT NEUF, FREV, MODULAIRE ÉLECTRIQUE DE VERTICALISATION, LIFE MOBILITY</p> <p>i Note : L'Evo Altus est conforme aux spécifications LPPR pour la catégorie FREV (Certificat CERAH 25-103-A)</p>
	+ 7,42 € HT d'éco-participation				

CHASSIS

Module gyroscopique	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
Std X Module Gyro R Net - Contrôle de trajectoire	◆	- €			



i Le module Gyro est installé dans le châssis. Il permet de détecter les déviations de trajectoires lors de la conduite et corrige automatiquement la direction. Il apporte sécurité et confort de conduite selon les capacités de l'utilisateur, et l'environnement.

Hauteurs sol-siège - Siège surbaissé (mesurées à la plaque d'assise)	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA040000010 <input type="checkbox"/> Hauteur sol-siège - Siège surbaissé "Low Rider" (mesurée à la plaque d'assise) - 415 mm	6 330,00 €	6 000,00 €			<p>i VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV</p>
EA040000020 <input type="checkbox"/> Hauteur sol-siège - Siège surbaissé "Low Rider" (mesurée à la plaque d'assise) - 425 mm	6 330,00 €	6 000,00 €	4960062	Sur devis	
EA040000030 <input type="checkbox"/> Hauteur sol-siège - Siège surbaissé "Low Rider" (mesurée à la plaque d'assise) - 435 mm	6 330,00 €	6 000,00 €			

Hauteur sol-siège "Low Rider" à partir de 41,5,5 cm



i Besoin couvert : Rabaissement de l'ensemble du système de siège permettant à l'utilisateur d'accéder à l'intérieur de véhicules dont la hauteur est limitée, et/ou d'accéder au poste de conduite avec passage des jambes sous le volant.

Hauteurs sol-siège assise (mesurées à la plaque d'assise)	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA040000040 <input type="checkbox"/> Hauteur sol-siège (mesurée à la plaque d'assise) - 445 mm	◆	- €			
EA040000050 <input type="checkbox"/> Hauteur sol-siège (mesurée à la plaque d'assise) - 455 mm	■	- €			
EA040000060 <input type="checkbox"/> Hauteur sol-siège (mesurée à la plaque d'assise) - 465 mm	■	- €			

Hauteur sol-siège à partir de 44,5 cm



Réglage des suspensions (selon poids de l'utilisateur)	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA720000010 <input type="checkbox"/> Réglage suspensions poids 0 à 50 kg	■	- €			
EA720000020 <input type="checkbox"/> Réglage suspensions poids 50 à 75 kg	■	- €			
EA720000030 <input type="checkbox"/> Réglage suspensions poids 75 à 100 kg	◆	- €			
EA720000040 <input type="checkbox"/> Réglage suspensions poids 100 à 125 kg	■	- €			
EA720000050 <input type="checkbox"/> Réglage suspensions poids 125 à 140 kg	■	- €			

Combiné Ressort / Amortisseur (x 4)



i Le fauteuil est livré pré-réglé d'usine. Ces réglages sont modifiables ultérieurement selon les souhaits de l'utilisateur. Ressorts et amortisseurs à gaz sont réglables indépendamment.

Couleurs de châssis	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA500000010 <input type="checkbox"/> Couleur Gris Métallisé / Noir	■	- €			<p>Les exemples de coloris sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.</p> <p>i Le rendu peut varier (nuance, contraste, luminosité) en fonction de la qualité de l'écran et/ou de l'impression.</p> <p>Attention : Life & Mobility France ne pourra être tenu responsable en cas d'insatisfaction concernant le coloris choisi et n'effectuera aucun échange.</p>
EA500000020 <input type="checkbox"/> Couleur Orange / Noir	■	- €			
EA500000030 <input type="checkbox"/> Couleur Blanc / Noir	■	- €			
EA500000050 <input type="checkbox"/> Couleur personnalisée RAL - code RAL à préciser Code RAL : _____	605,90 €	574,31 €	Hors LPP - Option à caractère Esthétique - Facturable en sus du PLV		<p>i FAQ Réforme de la PEC des VPH - Question 18 - "options hors nomenclature qui ne relèvent pas de la compensation du handicap [...], peuvent être facturées en sus sans prise en charge par l'Assurance maladie."</p>

Exemples de couleurs de détail



Kit route	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA160000100 <input type="checkbox"/> Kit route à LED	■	- €			



Kit route





BATTERIES ET CHARGEURS

Batterie	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA530000060 <input checked="" type="checkbox"/> Batteries Gel MTG 76 Ah	◆	- €			<p>Autonomie : Jusqu'à 36 km avec des batteries de 76 Ah (autonomie donnée à titre indicatif, valeur théorique calculée sur la base des tests d'homologation CE. Cette valeur peut varier en fonction de l'utilisation, des conditions d'usage, de la charge embarquée, de l'utilisation des fonctions du siège, etc., ainsi que de l'ancienneté des batteries).</p>
Chargeurs	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA660000010 <input type="checkbox"/> Chargeur 24 V / 8A	◆	- €			<p>Un chargeur de plus forte intensité réduit le temps de charge</p>
EA660000020 <input type="checkbox"/> Chargeur 24 V / 12A - Batterie MTG 76Ah - Prise de charge déportée obligatoire	734,99 €	696,67 €	4960062	Sur devis	<p>VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV</p>
EA660000050 <input type="checkbox"/> Avec prise de charge déportée à l'arrière du châssis					
EA660000020 <input type="checkbox"/> Chargeur 24 V / 12A - Batterie MTG 76Ah - Prise de charge déportée obligatoire					
EA660000060 <input type="checkbox"/> Avec prise de charge déportée - emplacement au choix	Sur Devis				<p>Besoin couvert : Permet par exemple à l'utilisateur qui ne peut accéder à l'avant du joystick de brancher le chargeur de son fauteuil en autonomie, et/ou selon l'environnement, d'offrir un accès adapté à la prise de charge, autre que celui du joystick.</p>

ROUES ET PNEUS

Roues avant motrices	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA050200020 <input type="checkbox"/> Roues AV 3.00 x 8 : Pneus à bandages Noirs	◆	- €			<p>Des pneus gris (bandages ou gonflables sont disponibles en SAV)</p>
EA050190020 <input type="checkbox"/> Roues AV 3.00 x 8 : Pneus gonflables Noirs	■	- €			
<p>Pneus noirs roues AV </p>					
Roues arrières pivotantes	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA060200010 <input type="checkbox"/> Roues AR 2.50 x 4 : Pneus à bandages Noirs	◆	- €			<p>Des pneus gris (bandages ou gonflables sont disponibles en SAV)</p>
EA060190020 <input type="checkbox"/> Roues AR 2.50 x 4 : Pneus gonflables Noirs	■	- €			
<p>Pneus noirs roues AR </p>					

DIMENSIONS DE SIEGE

Largeurs d'assise	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA020000010 <input type="checkbox"/> Largeur d'assise 420 mm	■	- €			<p>Largeur d'assise : D'une épaisseur de 2,5 cm, les rails latéraux permettent d'ajuster facilement la largeur en ajoutant ou en retirant des rails supplémentaires.</p>
EA020000020 <input type="checkbox"/> Largeur d'assise 470 mm	■	- €			
EA020000030 <input type="checkbox"/> Largeur d'assise 520 mm	■	- €			
EA020000040 <input type="checkbox"/> Largeur d'assise 570 mm	■	- €			
EA020000050 <input type="checkbox"/> Largeur d'assise 620 mm	■	- €			
<p>Largeur d'assise </p>					
Profondeurs d'assise	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA030000010 <input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 400 mm	■	- €			<p>VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV</p>
EA030000020 <input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 425 mm	■	- €			
EA030000030 <input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 450 mm	■	- €			
EA030000040 <input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 475 mm	■	- €			
EA030000050 <input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 500 mm	■	- €			
EA030000060 <input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 525 mm	■	- €			
EA030000070 <input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 550 mm	■	- €			
EA030000080 <input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 575 mm	■	- €			
EA030000090 <input type="checkbox"/> Rails latéraux coulissants pour réglage profondeur d'assise	580,25 €	550,00 €	4960062	Sur devis	
<p>Profondeur réglable </p>					
<p>Besoin couvert : Les rails latéraux coulissants sont recommandés en prévision d'une évolution de la morphologie (croissance, corpulence) et donc de la profondeur d'assise. Il permettent d'ajuster la profondeur sans remplacement de pièces.</p>					

Largeurs de dossiers		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
EA73000010	<input type="checkbox"/> Largeur de dossier 410 mm	■	- €		
EA73000020	<input type="checkbox"/> Largeur de dossier 460 mm	■	- €		
EA73000030	<input type="checkbox"/> Largeur de dossier 510 mm	■	- €		

Attention : La largeur du dossier doit être cohérente avec l'espace entre les accoudoirs. Elle ne peut en aucun cas être supérieure.

Seulement en cas de Dossier "Type Lectus" => Voir choix "PAP Membre supérieur" ci-dessous

Largeur de dossier



Hauteurs de dossiers		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
EA41000010	<input type="checkbox"/> Hauteur de dossier 530 mm	■	- €		
EA41000020	<input type="checkbox"/> Hauteur de dossier 600 mm	■	- €		
EA41000030	<input type="checkbox"/> Hauteur de dossier 670 mm - Seulement pour largeur 510 mm	■	- €		

La position du dossier est réglable en hauteur sur plusieurs positions

Seulement en cas de Dossier "Type Lectus" => Voir choix "PAP Membre supérieur" ci-dessous

Hauteur de dossier



Dimensions de dossier sur mesure		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
EA780310070	<input type="checkbox"/> Dossier sur mesure : Largeur : _____ cm x Hauteur : _____ cm	Sur Devis		4960062	Sur devis

VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV

Besoin couvert : Permet à l'utilisateur d'avoir un positionnement des pieds/membres inférieurs fabriqué sur mesure, en l'absence de toute solution existante dans la liste des produits d'aide à la posture (PAP)

Dossier sur mesure



DISPOSITIFS DE COMMANDE ET MODULES ELECTRONIQUES

Joystick principal		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
EA77000010	<input type="checkbox"/> Electronique R Net - Joystick Couleur CJSM1	◆	- €		
EA77000020	<input type="checkbox"/> Electronique R Net - Joystick Couleur XL CJSM2	■	- €		
EA77000060	<input type="checkbox"/> Commande spéciale - Electronique R Net - Joystick Couleur XL C.JSM2 avec contrôle d'environnement IR et Bluetooth	981,15 €	930,00 €	4960062	Sur devis

VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV

Besoin couvert : Permet à l'utilisateur qui ne peut manipuler/porter des accessoires, et qui ne peut accéder qu'à son Joystick, de contrôler depuis le fauteuil des périphériques connectés via Bluetooth ou Infra rouge (Téléphone, ordinateur, tablette, outils de communication etc...)

Joystick R Net CJSM1



Joystick R Net CJSM2



Manettes de joystick - Embouts		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
EA930320020	<input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Balle 32 mm	■	- €		
EA930320030	<input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Balle 38 mm	■	- €		
EA930320040	<input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Stick 80 mm	■	- €		
EA930320050	<input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Champignon	■	- €		
EA930320060	<input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Barre en "T"	■	- €		
EA930320070	<input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Balle en mousse "Soft"	■	- €		
EA930320080	<input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Balle de Golf	■	- €		
EA930320090	<input type="checkbox"/> Manette de Joystick Tétra Bodypoint larg. 75 mm	■	- €		
EA930320100	<input type="checkbox"/> Manette de Joystick Tétra Bodypoint larg.102 mm	■	- €		

Manettes de joystick

Balle 32 mm



Balle 38 mm



Stick 80 mm



Champignon



Barre en "T"



Balle en mousse "Soft"



Balle de Golf



Manette Tétra Bodypoint

Supports de joystick		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
EA750040010	<input type="checkbox"/> Support de joystick fixe type Altus - côté Droit	■	- €		
EA750030010	<input type="checkbox"/> Support de joystick fixe type Altus - côté Gauche	■	- €		
EA750040020	<input type="checkbox"/> Support de joystick escamotable - côté Droit	■	- €		
EA750030020	<input type="checkbox"/> Support de joystick escamotable - côté Gauche	■	- €		
EASpeJoy3	<input type="checkbox"/> Support de joystick escamotable intérieur / extérieur	1 342,46 €	1 272,47 €	4960062	Sur devis

VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV

Besoin couvert : Destiné à des utilisateurs nécessitant de positionner en intérieur leur joystick (position frontale), tout en autorisant un escamotage latéral intégral pour l'accès aux tables par exemple.

Escamotage de joystick



BOITIERS DE COMMANDE PERSONNALISÉS

ATTENTION : Options non cumulables entre elles

Option Commande accompagnateur		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
BPPACK1	<input type="checkbox"/> Boîtier de commande personnalisé - Commande accompagnateur <i>Choix du côté du montage :</i>	1 500,00 €	1 421,80 €			
EA770040050	<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne montée au dossier - à Droite	◆		9982714	1 500,00 €	
EA770030040	<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne montée au dossier - à Gauche	■				




Commande tierce-personne

Option Commande par clavier		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
BPPACK2	<input type="checkbox"/> Boîtier de commande personnalisé - Commande par Clavier 5 Switchs (5 rangées / 10 contacts) <i>Choix du type de boutons : Pousoirs ou Leviers :</i>	1 500,00 €	1 421,80 €			 
EA160000300	<input type="checkbox"/> Dispositif de contrôle par clavier PRO - 5 switchs type boutons poussoirs - Mo-Vis	■		9982714	1 500,00 €	
EA160000310	<input type="checkbox"/> Dispositif de contrôle par clavier PRO - 5 switchs type leviers - Mo-Vis	■				

Boîtier Mo-Vis à boutons poussoirs

Boîtier Mo-Vis à boutons leviers

❗ Répartition des fonctions programmables


Option Commande accompagnateur + Commande par clavier		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
BPPACK3	<input type="checkbox"/> Boîtier de commande personnalisé - Commande accompagnateur + Commande par Clavier 5 Switchs (5 rangées / 10 contacts) <i>Choix du côté du montage :</i>	1 500,00 €	1 421,80 €			  
EA770040050	<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne montée au dossier - à Droite	◆				
EA770030040	<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne montée au dossier - à Gauche	■		9982714	1 500,00 €	
EA160000300	<input type="checkbox"/> Dispositif de contrôle par clavier PRO - 5 switchs type boutons poussoirs - Mo-Vis	■				
EA160000310	<input type="checkbox"/> Dispositif de contrôle par clavier PRO - 5 switchs type leviers - Mo-Vis	■				

Commande tierce-personne

Boîtier Mo-Vis à boutons poussoirs

Boîtier Mo-Vis à boutons leviers

❗ Répartition des fonctions programmables

Adaptations spéciales pour commandes personnalisées		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA770000070	<input type="checkbox"/> Poignée pour commande tierce-personne (commande tierce-personne obligatoire)	1 727,17 €	1 637,13 €	4960062	Sur devis	

❗ VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV




❗ Besoin couvert : Offre à l'accompagnant un accès facilité et ergonomique à la commande tierce personne, permettant une maîtrise affinée de la conduite ou de la gestion des fonction du fauteuil.

EASpeJoy4	<input type="checkbox"/> Fab. Spé : Déplacement du Joystick principal au dossier pour l'accompagnant	369,25 €	350,00 €	4960062	Sur devis	
-----------	--	----------	----------	---------	-----------	---

Joystick monté au dossier

❗ VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV

❗ Besoin couvert : En complément d'une commande spéciale, ou lorsque qu'une commande personnalisée pour l'accompagnateur n'est pas envisageable, le déport du Joystick principal du fauteuil au dossier permet l'accès à l'intégralité des fonctions du fauteuil, et offre aux utilisateurs de cette commande un retour visuel complet des menus/mode via l'écran LCD (CJSM2 ou CJSM2).

Commande centrale sur mesure avec Joystick réversible sur tablette		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA770000030	<input type="checkbox"/> Commande spéciale - Joystick central réversible pour tablette - Choix de la tablette ci-dessous :					  
EA150040020	<input type="checkbox"/> Tablette pour Joystick central réversible - escamotable à Droite	2 414,87 €	2 288,98 €	4960062	Sur devis	
EA150030020	<input type="checkbox"/> Tablette pour Joystick central réversible - escamotable à Gauche					

Joystick central réversible

Joystick sur tablette

❗ Besoin couvert : Permet à des utilisateurs dont la mobilité ne permet pas le contrôle d'un manipulateur latéral, et pour lesquels les membres supérieurs doivent rester en appui devant le tronc, de gérer la conduite et l'ensemble des fonctions du fauteuil.

❗ Attention : Le joystick central réversible est spécifique et doit obligatoirement être monté sur une tablette.
La tablette ne peut être commandée séparément.
Important : Lorsqu'il est retourné, un dispositif de sécurité bloque automatiquement la conduite.

SELLERIE (COUSSINS ET REVETEMENTS)

Coussins d'assise	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA24000010 <input type="checkbox"/> Coussin d'assise ergonomique Altus - revêtement Mesh micro aéré	◆	- €			Note : dimensions de base des coussins d'assise Altus : Largeurs : 42, 47, 52, 57 cm Profondeurs : 45, 52,5 ou 60 cm
EA24000020 <input type="checkbox"/> Coussin d'assise ergonomique Altus - revêtement Dartex imperméable	■	- €			
EA24000040 <input type="checkbox"/> Sans coussin d'assise	■	- €			

Coussin de siège



PAP MEMBRE SUPERIEUR ET MAINTIEN DU TRONC

Dossier Rigides "Type Lectus"	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA78000010 <input type="checkbox"/> Dossier rigide avec Coussin - revêtement Mesh micro aéré	■	- €			VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPÉRIEUR, LIFE MOBILITY
EA78000020 <input type="checkbox"/> Dossier rigide avec Coussin- revêtement Dartex imperméable	319,99 €	303,31 €	9992641	Dans la limite de 600,00 €	
EA78000080 <input type="checkbox"/> Dossier rigide avec Coussin Extra Confort - revêtement Mesh	345,00 €	327,01 €			
EA78000090 <input type="checkbox"/> Dossier rigide avec Coussin Extra Confort - revêtement Dartex imperméable	365,00 €	345,97 €			
EA78000040 <input type="checkbox"/> Sans coussin de dossier	■	- €			
EA78000050 <input type="checkbox"/> Sans coussin de dossier et sans plaque de dossier	■	- €			

Dossier rigide



Coussin de dossier Extra Confort



Maintiens latéraux	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA78000060 <input type="checkbox"/> Biseaux dorso-lombaires - Inserts Latéraux de dossier (la paire)	148,00 €	140,28 €	9992641	Dans la limite de 600,00 €	VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPÉRIEUR, LIFE MOBILITY
EA830040070 <input type="checkbox"/> Appui latéral capitonné - Côté Droit - revêtement Mesh micro aéré	■	- €			
EA830030070 <input type="checkbox"/> Appui latéral capitonné - Côté Gauche - revêtement Mesh micro aéré	■	- €			VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPÉRIEUR, LIFE MOBILITY
EA830040080 <input type="checkbox"/> Appui latéral capitonné - Côté Droit - revêtement Dartex imperméable	145,00 €	137,44 €	9992641	Dans la limite de 600,00 €	
EA830030080 <input type="checkbox"/> Appui latéral capitonné - Côté Gauche - revêtement Dartex imperméable	145,00 €	137,44 €			
EA830040050 <input type="checkbox"/> Cale-tronc Droit - sur rail de réglage en hauteur - revêtement Mesh micro aéré	150,00 €	142,18 €			
EA830030040 <input type="checkbox"/> Cale-tronc Gauche - sur rail de réglage en hauteur - revêtement Mesh micro aéré	150,00 €	142,18 €			


Biseaux Dorso Lombarres



Appuis latéraux



Cale-tronc escamotable réglable en hauteur



Les biseaux dorso-lombaires sont des coussins additionnels placés entre la plaque de dossier et le coussin afin d'en augmenter la galbe et assurer la stabilité du tronc en rotation. Non compatibles avec les appuis latéraux. Les appuis latéraux sont des cale-troncs amovibles, réglables en hauteur et en écartement. Les cale-troncs sont escamotables et multiréglables.

Butées de Coude	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA790040080 <input type="checkbox"/> Butée de maintien arrière et latéral de coude capitonnée - revêtement Mesh micro aéré - côté droit	300,00 €	284,36 €	9992641	Dans la limite de 600,00 €	VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPÉRIEUR, LIFE MOBILITY
EA790030080 <input type="checkbox"/> Butée de maintien arrière et latéral de coude capitonnée - revêtement Mesh micro aéré - côté gauche	300,00 €	284,36 €			


Butée de maintien (Butée de coude)



APPUI-TETES

Appui-têtes	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA14000060 <input type="checkbox"/> Appui-tête Gamme Lectus - multiréglable - revêtement Mesh micro aéré	■	- €			VPH, ADJONCTION, SUPPLÉMENT APPUI-TÊTE RÉGLABLE, LIFE MOBILITY
EA14000070 <input type="checkbox"/> Appui-tête Gamme Lectus - multiréglable - revêtement Dartex imperméable	160,00 €	151,66 €	9992530	160,00 €	
EA14000080 <input type="checkbox"/> Appui-tête Gamme Lectus - Confort multiréglable - revêtement Confort Mesh micro aéré	160,00 €	151,66 €			
EA14000100 <input type="checkbox"/> Appui-tête Gamme Lectus - modulable - segmenté - multiréglable - revêtement Confort Mesh micro aéré	160,00 €	151,66 €			

Appui-tête multiréglable



Appui-tête Confort multiréglable -



Appui-tête modulable - segmenté multiréglable



Les appui-têtes Altus sont amovibles (molettes de serrage), multiréglables y compris latéralement.

ACCOUDOIRS

Accoudoirs (Largeur 10 cm)		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA790040010	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir - 300 mm - revêtement Mesh micro aéré - Droite	■	- €			
EA790030010	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir - 300 mm - revêtement Mesh micro aéré - Gauche	■	- €			
EA790040020	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir - 300 mm - revêtement Dartex imperméable - Droite	■	- €			
EA790030020	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir - 300 mm - revêtement Dartex imperméable - Gauche	■	- €			
EA790040030	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir - 400 mm - revêtement Mesh micro aéré - Droite	■	- €			
EA790030030	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir - 400 mm - revêtement Mesh micro aéré - Gauche	■	- €			
EA790040040	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir - 400 mm - revêtement Dartex imperméable - Droite	■	- €			
EA790030040	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir - 400 mm - revêtement Dartex imperméable - Gauche	■	- €			
EA790000050	<input type="checkbox"/> Manchettes d'accoudoirs réglables en rotation	■	- €			
Fab Spé	<input type="checkbox"/> Capitonage Gel pour manchette - revêtement Mesh - Droite	Sur Devis		4960062	Sur devis	<p>i VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRM, FRMC, FRMA, FRMP, FRMV, FRE, FREP et FREV</p>
Fab Spé	<input type="checkbox"/> Capitonage Gel pour manchette - revêtement Mesh - Droite	Sur Devis				

i Il est possible d'avoir des dimensions d'accoudoirs différentes à droite et à gauche : Merci de préciser vos souhaits à la commande.

Fab Spé	<input type="checkbox"/> Manchettes sur mesure : Largeur : _____ cm x Hauteur : _____ cm	Sur Devis		4960062	Sur devis	<p>i Besoin couvert : Permet de réduire les risques cutanés liés aux points d'appuis sous les coudes.</p> <p>i VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRM, FRMC, FRMA, FRMP, FRMV, FRE, FREP et FREV</p>
---------	--	-----------	--	---------	-----------	---

Manchette (Largeur 10 cm) - Longueur 300 ou 400 mm



Réglage en rotation



i Besoin couvert : Fabriquées aux dimensions souhaitées, elles permettent une adaptation précise à la morphologie de l'utilisateur et/ou, par exemple, permettent d'optimiser la largeur aux accoudoirs selon les contraintes d'encombrement imposées par le logement (ex : passages de portes).

Largeurs entre accoudoirs		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA730000040	<input type="checkbox"/> Largeur entre accoudoirs 410 mm	■	- €			
EA730000050	<input type="checkbox"/> Largeur entre accoudoirs 460 mm	■	- €			
EA730000060	<input type="checkbox"/> Largeur entre accoudoirs 510 mm	■	- €			

i La largeur entre accoudoirs ne peut pas être inférieure à celle du dossier

Largeur / Distance entre accoudoirs



REPOSE-PIEDS

Plaques repose-pieds		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA800000020	<input type="checkbox"/> Plaques repose-pieds 2 parties escamotables - réglables en inclinaison - largeur 180 mm	◆	- €			
EA800000030	<input type="checkbox"/> Plaque repose-pieds monobloc - escamotable - Larg. 397 mm x Prof. 244 mm	483,50 €	458,29 €	4960062	Sur devis	<p>i VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV</p>

Plaques repose-pieds séparées



Plaque repose-pied monobloc



i Besoin couvert : Permet une adaptation spécifique de la position des pieds sur la palette, et/ou facilite les transferts (autonomes ou assistés), par exemple en cas de non-capacité de relever des palettes séparées, ou en cas de besoin d'une surface d'appui continue (sans espace entre côté droit et gauche)

PAP MEMBRE INFÉRIEUR

Soutien des jambes		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA850000010	<input type="checkbox"/> Appui-mollets - multiréglables - revêtement Mesh micro aéré	■	- €			

Appui-mollets




Cale-cuisses / cale-hanches		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA840040010	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse Droit - revêtement Mesh micro aéré	300,00 €	284,36 €	9925544	Dans la limite de 600,00 €	<p>i VPH, ADJONCTION, PAP FORFAIT B ADJONCTIONS MEMBRE INFÉRIEUR, LIFE MOBILITY</p>
EA840030010	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse Gauche - revêtement Mesh micro aéré	300,00 €	284,36 €			

Cale-cuisse réglable




i Dimensions Cale-cuisse











CALE-GENOUX

Dispositifs de maintien pour la verticalisation - Cale-genoux		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA850000030	<input type="checkbox"/> Cale-genoux multiréglable - revêtement Mesh micro aéré	◆	- €			
EA850000040	<input type="checkbox"/> Cale-genoux multiréglable - revêtement Dartex imperméable	■	- €			

Cale-genoux




FONCTIONS DE SIEGE

Dossier	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA13000040 <input checked="" type="checkbox"/> Dossier à inclinaison électrique avec compensation biomécanique	◆	- €			<p>Compensation mécanique du dossier : abaissement de l'inclinaison du dossier lors de la verticalisation (évitant les effets de cisaillement entre le dos et le dossier).</p> <p>i Inclut la compensation biomécanique des accoudoirs : abaissement des accoudoirs en fonction de l'inclinaison du dossier.</p>
Dossier à inclinaison électrique 180° 					
Bascule d'assise					
EA81000010 <input type="checkbox"/> Bascule d'assise électrique 0 - 15°	■	- €			<p>i Selon la configuration globale du fauteuil (hauteur sol-siège, profondeur, largeur d'assise, éventuels accessoires... des limitations d'amplitude sont possibles pour la version 50° afin d'éviter tous conflits mécaniques en bascule maximale.</p>
EA81000020 <input type="checkbox"/> Bascule d'assise électrique 0 - 30°	◆	- €			
EA81000030 <input type="checkbox"/> Bascule d'assise électrique 0 - 50°	■	- €			
Bascule d'assise électrique 0 => 50° 					
Verticalisation					
EA98000010 <input checked="" type="checkbox"/> Verticalisation électrique Assis - Debout	◆	- €			
EA98000030 <input type="checkbox"/> Verticalisation électrique Assis - Couché - Debout (Attention : Max. 120 kg)	■	- €			
EA98000070 <input type="checkbox"/> Verticalisation électrique Bascule d'assise 30° - Debout (Attention : Max. 120 kg)	■	- €			
Verticalisation 					
Mémoire de position programmable					
EA98000050 <input checked="" type="checkbox"/> Mémoire de position (programmable par Boitier Externe - non fourni - Accès Pro uniquement)	◆	- €			<p>i VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV</p>
EA98000060 <input type="checkbox"/> Mémoire de position - Accès utilisateur (Contacteur de programmation monté côté Joystick)	360,60 €	341,80 €	496062	Sur devis	
Contacteur de mémoire de position 					<p>i Le Contacteur de programmation permet à l'utilisateur de mémoriser les angles de positions basse et haute souhaitées (verticalisation). Il est monté par défaut à l'arrière du joystick.</p>
Repose-jambe central					
EA11000010 <input checked="" type="checkbox"/> Repose-jambe central à compensation biomécanique - Inclinaison électrique	1 250,00 €	1 184,83 €	9936430	€ 1 250,00	<p>i VPH, ADJONCTION, REPOSE-JAMBE ÉLEC. DROIT+GAUCHE, FRE FREP FREV, LIFE MOBILITY</p> <p>i Le Repose-jambe électrique est partie intégrante de la conception de l'Evo Altus. Il est géré par un programme spécifique (séquence). L'Evo Altus ne peut pas fonctionner sans cette fonction, au même titre que les fonctions de dossier et bascule d'assise électriques, spécifiquement pour les différents profils de verticalisation</p>
Repose-jambe central à compensation biomécanique - Inclinaison électrique 					
EASTDLEG <input type="checkbox"/> Hauteur électrique des repose-pieds - course 15 cm	2 321,00 €	2 200,00 €			<p>i VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV</p>
Note <input type="checkbox"/> Pour cette option, merci de préciser la distance plaque d'assise / plaques repose-pieds souhaitée : _____ cm Et d'indiquer si la course souhaitée à partir de ce point doit :			496062	Sur devis	
Note <input type="checkbox"/> Effectuer 7,5 cm vers le haut et 7,5 cm vers le bas	◆	- €			
Note <input type="checkbox"/> Effectuer 15 cm vers le haut	■	- €			
Note <input type="checkbox"/> Effectuer 15 cm vers le bas	■	- €			
Hauteur électrique des repose-pieds 					<p>i Besoin couvert : Permet à l'utilisateur de contrôler la hauteur du repose-pied, permet de faire varier les angles genoux/hanches/chevilles, la pression d'assise, et aussi d'abaisser au sol (selon mensurations) le repose-pieds pour permettre les transferts.</p>
Lift (Elévation d'assise)					
EA82000010 <input checked="" type="checkbox"/> Lift 400 mm	1 500,00 €	1 421,80 €	9967867	€ 1 500,00	<p>i VPH, ADJONCTION, SUPP. ÉLÉVATION ÉLECTRIQUE (LIFT) FRE FREP FREV, LIFE MOBILITY</p> <p>i Le Lift est partie intégrante de la conception de l'Evo Altus. Il est géré par un programme spécifique (séquence). L'Evo Altus ne peut pas fonctionner sans cette fonction, au même titre que les fonctions de dossier et bascule d'assise électriques, spécifiquement pour les différents profils de verticalisation</p>
Lift 400 mm 					
Anti-basculés avant					
EA44000010 <input checked="" type="checkbox"/> Anti-basculés avant - réglage de hauteur électrique	◆	- €			<p>i Le dispositif anti-basculé est électrique. Il s'abaisse et se relève automatiquement lors des séquences de verticalisation (quel que soit le mode choisi). Il peut également être contrôlé directement via une fonction dédiée sur le joystick.</p>
Anti-basculés avant - réglage de hauteur électrique 					

DISPOSITIFS DE MAINTIEN DE BUSTE

Dispositifs de maintien pour la verticalisation - Buste		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA16000070	<input type="checkbox"/> Ceinture de buste - 2 points	■	- €			
Ceinture de buste						i Attention : La ceinture de buste n'est pas compatible avec l'installation du harnais 4 points.
EA16000210	<input type="checkbox"/> Support de buste ergonomique rigide - capitonné (fortement conseillé pour poids de plus de 90 kg)	1 103,64 €	1 046,10 €	4960062	Sur devis	i VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV
Support de buste						i Besoin couvert : Permet à des utilisateurs de forte corpulence et/ou dont les capacités de maintien de buste ne peuvent être assurées par des dispositifs de maintien souples et/ou qui nécessitent un appui antérieur rigide, de se verticaliser.


ACCESSOIRES




Sacoche d'accoudoir		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA160040160	<input type="checkbox"/> Sacoche d'accoudoir avec fermeture magnétique - côté Droit		Offert			
EA160030160	<input type="checkbox"/> Sacoche d'accoudoir fermeture magnétique - côté Gauche		Offert			i Attention : 1 seul choix possible
Sacoche d'accoudoir						

Ceintures et harnais		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA16000040	<input type="checkbox"/> Ceinture de bassin - 2 points	■	- €			
EA16000050	<input type="checkbox"/> Ceinture de bassin rétractable (enrouleur) - 2 points	■	- €			
EA16000060	<input type="checkbox"/> Harnais - 4 points	■	- €			
Ceinture 2 points						
Ceinture 2 points avec enrouleur						
Harnais 4 points						i Attention : Le harnais 4 points n'est pas compatible avec l'installation de la ceinture de buste.



Tablettes		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA150030040	<input type="checkbox"/> Tablette escamotable à Gauche - Pour joystick à Droite	132,00 €	125,12 €	9982298	132,00 €	i VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE, LIFE MOBILITY
EA150040040	<input type="checkbox"/> Tablette escamotable à Droite - Pour joystick à Gauche	132,00 €	125,12 €			
Tablette						i Attention : Des incompatibilités de montage peuvent survenir en fonction du choix d'associer certains accessoires (par exemple : rétroviseur du même côté que l'escamotage de la tablette, ou poignée de transfert avec cale-cuisses du même côté, selon le réglage de chaque élément).

Accessoires		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA160000010	<input type="checkbox"/> Poignées de poussée	■	- €			
EA160230160	<input type="checkbox"/> Crochets pour sac à dos - montés à l'arrière du dossier	■	- €			i Attention : Des incompatibilités de montage peuvent survenir en fonction du choix d'associer certains accessoires (par exemple : rétroviseur du même côté que l'escamotage de la tablette, ou poignée de transfert avec cale-cuisses du même côté, selon le réglage de chaque élément).
EA160040180	<input type="checkbox"/> Poignée de transfert (unité) - Droite	165,24 €	156,63 €	4960062	Sur devis	i VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV
EA160030180	<input type="checkbox"/> Poignée de transfert (unité) - Gauche	165,24 €	156,63 €			

Poignées de poussée						
Crochets pour sac à dos						
Poignée de transfert						i Besoin couvert : Permet à l'utilisateur d'accéder à un point d'appui réglé idéalement pour assurer ses transferts en sécurité
EA160000030	<input type="checkbox"/> Bumpers de fourches arrières	198,14 €	187,81 €	4960062	Sur devis	i VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV
Bumpers						i Besoin couvert : Permettent, dans le cas d'espaces étroits par exemple (domicile, véhicules), ou selon les capacités de conduite de l'utilisateur, d'amortir les contacts avec le mobilier ou les murs par exemple, de protéger l'intégrité du fauteuil et/ou de l'environnement immédiat.
EA160040170	<input type="checkbox"/> Rétroviseur - Monté sur accoudoir Droit (Côté opposé au Joystick obligatoire)	116,26 €	110,20 €	4960062	Sur devis	i VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV
EA160030170	<input type="checkbox"/> Rétroviseur - Monté sur accoudoir Gauche (Côté opposé au Joystick obligatoire)	116,26 €	110,20 €			
Rétroviseur						i Besoin couvert : Destiné à des utilisateurs dont la mobilité de la tête et/ou le champ de vision est limité pour visualiser ce qui se passe en latérale ou à l'arrière du fauteuil.

Accessoires électroniques		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA16000090	<input type="checkbox"/> Chargeur USB	108,93 €	103,25 €	Hors LPP - Option de confort - Facturable en sus du PLV		i FAQ Réforme de la PEC des VPH - Question 18 - "options hors nomenclature qui ne relèvent pas de la compensation du handicap [...], peuvent être facturées en sus sans prise en charge par l'Assurance maladie."
						
EA16000200	<input type="checkbox"/> Commande d'arrêt à distance	612,03 €	580,12 €	4960062	Sur devis	i VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV
						
EA160040190	<input type="checkbox"/> Support pour smartphone (Ram Mount) - Monté à Droite	374,17 €	354,66 €	4960062	Sur devis	i VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV
EA160030190	<input type="checkbox"/> Support pour smartphone (Ram Mount) - Monté à Gauche	374,17 €	354,66 €			
EA160040200	<input type="checkbox"/> Support pour tablette (Ram Mount) - Monté à Droite	485,64 €	460,32 €			
EA160030200	<input type="checkbox"/> Support pour tablette (Ram Mount) - Monté à Gauche	485,64 €	460,32 €			
						
Besoin couvert : Permet à une tierce personne de stopper à distance le fauteuil grâce à une télécommande. Permet de sécuriser l'usage du fauteuil par exemple pour des utilisateurs en apprentissage de la conduite, ou dans des environnements spécifiques selon les capacités de conduite (Ex Limitation visuel, dextérité/capacité de control limitée en terrain accidenté etc...)						i
Besoin couvert : Permet à l'utilisateur qui n'a pas la capacité de (ou limité pour) manipuler/tenir des accessoires, de fixer ses appareils mobiles (Téléphone, Tablette...) directement sur le fauteuil, avec des réglages adaptés à son champ visuel.						i
Attention : Des incompatibilités de montage peuvent survenir en fonction du choix d'associer certains accessoires (par exemple : rétroviser du même côté que l'escamotage de la tablette, support de téléphone etc..).						i

DISPOSITIFS D'ARRIMAGE EN VEHICULE

Dispositif d'ancrage en véhicule par sangles		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
Note	<input checked="" type="checkbox"/> Crochets d'arrimage pour transport en véhicule - Crash test ISO 7176/19	◆	- €			i L'Evo Altus est équipé de série de 4 points d'ancrage intégrés au châssis pour arrimage en véhicule par dispositifs à sangles (Ex marque Dahl, Q'Straint)
						
L'Evo Altus est Crash Testé ISO 7176/19 dans cette configuration						i
Dispositif d'arrimage automatique / Station d'accueil		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA16000260	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-équipement châssis pour système d'arrimage DAHL (pré-perçage sous châssis)	◆	- €			i Sans plaque : Dans ce cas, la plaque d'arrimage Dahl doit être commandée séparément et installée par l'équipementier du véhicule sur les fixations intégrées au châssis.
EA16000230	<input type="checkbox"/> Pré-équipement châssis pour système d'arrimage DAHL avec plaque d'ancrage Dahl montée sous châssis	690,39 €	654,40 €	4960062	Sur devis	i VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV
						
Besoin couvert : Permet à l'utilisateur d'arrimer son fauteuil en véhicule sans l'intervention d'une tierce personne. Nécessite que le véhicule soit adapté en conséquence.						i
Pré-équipement : Dans ce cas, la plaque d'arrimage Dahl est pré-montée en usine et livrée avec le fauteuil. Elle ne comprend pas la station d'arrimage, nécessaire au montage sur le véhicule.						i
L'Evo Altus est Homologué selon Crash test ISO 7176/19 avec système d'arrimage Dahl.						i

SERVICES

Assistance à la mise en service		Prix TTC	Prix HT			
F95000	<input type="checkbox"/> Mise en route fauteuil - Assistance à la mise en service	274,30 €	260,00 €			i Assistance sur site d'un intervenant Life & Mobility lors de la mise en route du matériel et de ses accessoires. Inclus tous réglages, paramétrages, conseils et formation à l'utilisation du fauteuil auprès du prestataire, de l'utilisateur et de tout tiers concerné. Ne comprends aucune autre prestation de type livraison, service après vente etc..

Empty rectangular area for notes and comments.