

BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

Décembre

2025

Evo Lectus

FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position – classe B



karma

Indications

Patients en situation de handicap longue voire permanente et dont la durée estimée est supérieure à six mois.
Personnes avec incapacité de marche partielle ou totale, avec impossibilité de propulser un VPH à propulsion manuelle ou podale soit en raison de la déficience, soit en raison de la situation environnementale.
Nécessite les capacités cognitives et physiques permettant d'assurer la maîtrise du fauteuil roulant électrique.
Commande uniquement par l'accompagnant possible à titre exceptionnel selon capacités et situation environnementale.
Patients ayant un besoin de maintien, de positionnement lié notamment à une perte du tonus musculaire.

Conditions de prescription et de prise en charge

Compétences du prescripteur hors renouvellement à l'identique :
Equipe pluridisciplinaire constituée au minimum d'un médecin spécialiste compétent en médecine physique et en réadaptation (MPR) ou d'un médecin titulaire d'un DU Appareillage, et d'un ergothérapeute ou d'un kinésithérapeute ayant une pratique dans le domaine des VPH.
Compétences du prescripteur renouvellement à l'identique : Médecin généraliste ou Ergothérapeute
Parcours hors renouvellement à l'identique :
Evaluation des besoins (+ Aptitude à la conduite) => Préconisations (VPH + Adjonctions) => Essais => Validation.
Cf Fiche de préconisation.
Prise en charge : Sur DAP (Demande d'accord préalable) : 15 jours - 2 mois si Adjonction(s) sur devis

Fauteuil	Montant LPP/PLV	Code LPP Individuel	
VPH, ACHAT NEUF, FREP-B, MODULAIRE ÉLECTRIQUE MULTI-POSITION – B,LIFE MOBILITY	11 680,50 €	9562260	
Adjonctions	Montant LPP/PLV	Code LPP Individuel	Adjonctions Disponibles
VPH, ADJONCTION, REPOSE-JAMBE ÉLEC. DROIT+GAUCHE,FRE FREP FREV,LIFE MOBILITY	1 250,00 €	9936430	✓
VPH, ADJONCTION, SUPP. ÉLEVATION ÉLECTRIQUE (LIFT) FRE FREP FREV,LIFE MOBILITY	1 500,00 €	9967867	✓
VPH, ADJONCTION, SUPPLÉMENT APPUI-TÊTE RÉGLABLE,LIFE MOBILITY	160,00 €	9992530	✓
VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPÉRIEUR,LIFE MOBILITY	Dans la limite de 600,00 €	9992641	✓
VPH, ADJONCTION, PAP FORFAIT B ADJONCTIONS MEMBRE INFÉRIEUR	Dans la limite de 600,00 €	En Attente PAP B	✓
VPH, ADJ., BOÎTIER DE COMMANDE PERSONNALISÉ POUR FRE, FREP,FREV,LIFE MOBILITY	1 500,00 €	9982714	✓
VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE,LIFE MOBILITY	132,00 €	9982298	✓
VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV	Sur devis	4960062	✓

INFORMATIONS CLIENT


COMMANDE

DEVIS

SOCIETE

Code Client :

Société :

Contact
Nom / Prénom :

E Mail :

Tel :

UTILISATEUR

Nom / Prénom :

Prescripteur - Thérapeute :

Fonction :

DOCUMENT A RENVoyer A :

E Mail : service@life-mobility.fr

Tel : 04 37 22 21 38

ADRESSE DE LIVRAISON

Adresse :

Code postal :

Ville :


TAMPON ET SIGNATURE

Prix publics conseillés en € - TVA 5,5% - Valides à la date d'impression - Sous réserve de modifications.

Photos et schémas non contractuels. Les caractéristiques produit sont données à titre indicatif et des modifications peuvent survenir sans préavis.

Les Informations relatives à la LPP sont également données à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Life&Mobility France. Nous vous invitons à consulter les textes de référence sur le site du gouvernement (Arrêté du 6 février 2025 NOR : TSSS2503855A, Avis Tarifaire du 17 Juillet 2025 NOR : TSSS2520446V, Arrêtés Modificatifs du 31 Mars 2025 NOR : TSSS2510196A et du 10 Octobre 2025 NOR : TSSS2527842A)

PRISE DE MESURE



	Poids (Kg) :
	Taille (cm) :
1	Hauteur Assise / Haut Tête (cm) :
2	Hauteur Assise / Epaules (cm) :
3	Hauteur Assise / Coude (cm) :
4	Coude / Main (cm) :
5	Creux poplité / Talon (segment jambe) (cm) :
6	Bas du dos / Creux poplité (Segment cuisse) (cm) :
7	Largeur de hanches :
8	Largeur de buste (cm) :
9	Hauteur assise / Buste (cm) :

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Base Motrice - Châssis	
Type de propulsion	Base Motrice Evo : Traction - Roues avant motrices
Vitesse - Moteurs - Batteries	10 Km/h - Moteurs 2 x 320 W (Réductés en ligne) - Batteries Gel MTG 76 Ah
Electronique	R Net 120 Ah - Joystick écran couleur - Contrôle de trajectoire avec Gyro intégré
Suspensions	4 suspensions indépendantes par combinés ressorts-amortisseurs à gaz réglables.
Roues - Pneus	Roues avec jantes en aluminium à 3 branches, anodisées noir mat, et pneus gonflables noirs.
Transport	Crochets d'arrimage - Crash Test ISO 7176/19
Couleurs	Gris métallisé, Orange, Blanc

Dimensions - capacités	
Longueur hors tout	98,5 cm (plaques repose-pieds relevées)
Largeur hors tout	61,5 cm (ext. Roues avant motrices)
Hauteur sol siège	Hauteur sol-siège de 46,5 cm (mesurée à la plaque d'assise)
Dimensions de siège	Profondeur réglable de 40 à 60 cm et largeur réglable de 42 à 62 cm (rails latéraux additionnels)
Poids utilisateur max.	136 kg

Siège - Fonctions d'assise - Equipements	
Dossier	Dossier à compensation Biomécanique inclinable à 180° - réglable en hauteur
Repose-jambes	Repose-jambe central électrique inclinable à 180° avec compensation biomécanique - plaques repose-pieds séparées relevables, réglables en inclinaison et en hauteur de 25 à 60 cm
Lift	Lift électrique 40 cm
Bascule d'assise	Bascule d'assise électrique 50°
Accoudoirs	Accoudoirs à compensation biomécanique, relevables, réglables en hauteur, en écartement, en profondeur - garnitures avec revêtement Mesh micro aéré, Sacoche d'accoudoir incluse
Sellerie	Coussins d'assise et de dossier ergonomiques - Tissu Mesh micro aéré
Maintien - Sécurité	Ceinture de bassin 2 points
Appui-tête	Appui-têtes multi-réglables
Support de joystick	Escamotable à 45° (S'abaisse sous le niveau de l'accoudoir une fois escamoté)

Garantie	
Garantie	2 ans / Hors batteries et pièces d'usure. Châssis 5 ans

SYMBOLES

✕	Sélection d'office
◆	Configuration standard - Choix par défaut
❗	Information

☐	Sélection possible - A cocher
■	Configuration standard - Autre choix possible
❗	Avertissement

❗
Prescription

Information relative à la prise en charge
Code et Montant LPP

❗
Fact en Sus

Option hors nomenclature - hors compensation du handicap - Facturable en sus du PLV (CF FAQ - Question 18)



❗
Besoin couvert

Explique la destination de l'adjonction - Exemples donnés à titre d'information - Liste non exhaustive

FAUTEUIL


Fauteuil		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL000000050	X Evo Lectus	11 680,50 €	11 071,56 €	9562260	11 680,50 €	 VPH, ACHAT NEUF, FREP-B, MODULAIRE ÉLECTRIQUE MULTI POSITION – B,LIFE MOBILITY
		+ 7,42 € HT d'éco-participation				 Note : L'Evo Lectus est conforme aux spécifications LPPR pour la catégorie FREP (Certificat CERAH 25-099-A)
Adjonctions incluses dans la configuration du fauteuil		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
ADJRJE	X Repose-jambe(s) électrique(s)	1 250,00 €	1 184,83 €	9936430	1 250,00 €	 VPH, ADJONCTION, REPOSE-JAMBE ÉLEC. DROIT+GAUCHE,FRE FREP FREV,LIFE MOBILITY
ADJLIFT	X Elévation électrique - LIFT	1 500,00 €	1 421,80 €	9967867	1 500,00 €	 VPH, ADJONCTION, SUPP. ÉLÉVATION ÉLECTRIQUE (LIFT) FRE FREP FREV,LIFE MOBILITY

CHASSIS


Module gyroscopique			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
Std	X	Module Gyro R Net - Contrôle de trajectoire	◆				 <p>Le module Gyro est installé dans le châssis. Il permet de détecter les déviations de trajectoires lors de la conduite et corrige automatiquement la direction. Il apporte sécurité et confort de conduite.</p>
Module Gyro R Net							
Réglage des suspensions (selon poids de l'utilisateur)			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL720000010	<input type="checkbox"/>	Réglage suspensions poids 0 à 50 kg	■	- €			 <p>Le fauteuil est livré pré-réglé d'usine. Ces réglages sont modifiables ultérieurement selon les souhaits de l'utilisateur. Ressorts et amortisseurs à gaz sont réglables indépendamment.</p>
EL720000020	<input type="checkbox"/>	Réglage suspensions poids 50 à 75 kg	■	- €			
EL720000030	<input checked="" type="checkbox"/>	Réglage suspensions poids 75 à 100 kg	◆	- €			
EL720000040	<input type="checkbox"/>	Réglage suspensions poids 100 à 125 kg	■	- €			
EL720000050	<input type="checkbox"/>	Réglage suspensions poids 125 à 140 kg	■	- €			
Combiné Ressort / Amortisseur (x 4)							

Couleurs de châssis			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL500000010	<input type="checkbox"/>	Couleur Gris Métallisé / Noir	■	- €			<p>Les exemples de coloris sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.</p> <p>Le rendu peut varier (nuance, contraste, luminosité) en fonction de la qualité de l'écran et/ou de l'impression.</p> <p>Attention : Life & Mobility France ne pourra être tenu responsable en cas d'insatisfaction concernant le coloris choisi et n'effectuera</p>
EL500000020	<input type="checkbox"/>	Couleur Orange / Noir	◆	- €			
EL500000030	<input type="checkbox"/>	Couleur Blanc / Noir	■	- €			
EL500000040	<input type="checkbox"/>	Couleur personnalisée RAL - code RAL à préciser					<p>FAQ Réforme de la PEC des VPH - Question 18 - "options hors nomenclature qui ne relèvent pas de la compensation du handicap [...], peuvent être facturées en sus sans prise en charge par l'Assurance maladie."</p>
		Code RAL : _____	605,90 €	574,31 €	<p>Hors LPP - Option à caractère Esthétique - Facturable en sus du PLV</p>		


Exemples de couleurs de détail




Blanc




Orange



Gris



Nuancier RAL K7

Kit route		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL160000100	<input type="checkbox"/> Kit route à LED	■	- €			
Kit route						

BATTERIES ET CHARGEURS

Batterie			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €		
EL530000060	×	Batteries Gel MTG 76 Ah	■	- €			ⓘ	Autonomie : Jusqu'à 36 km avec des batteries de 76 Ah (autonomie donnée à titre indicatif, valeur théorique calculée sur la base des tests d'homologation CE. Cette valeur peut varier en fonction de l'utilisation, des conditions d'usage, de la charge embarquée, de l'utilisation des fonctions du siège, etc., ainsi que de l'ancienneté des batteries).
Chargeurs			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €		
EL660000010	□	Chargeur 24 V / 8A	◆	- €				
EL660000020	□	Chargeur 24 V / 12A - Batterie MTG 76Ah - Prise de charge déportée obligatoire	734,99 €	696,67 €	4960062	Sur devis		
EL740000010		Avec prise de charge déportée à l'arrière du châssis					ⓘ	VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV
EL660000020	□	Chargeur 24 V / 12A - Batterie MTG 76Ah - Prise de charge déportée obligatoire	Sur Devis		4960062	Sur devis	ⓘ	VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV
EL740000020		Avec prise de charge déportée - emplacement au choix						
							ⓘ	Besoin couvert : Permet par exemple à l'utilisateur qui ne peut accéder à l'avant du joystick de brancher le chargeur de son fauteuil en autonomie, et/ou selon l'environnement, d'offrir un accès adapté à la prise de charge, autre que celui du joystick.

ROUES ET PNEUS

Roues avant motrices			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
EL050200020	<input type="checkbox"/>	Roues AV 3.00 x 8 : Pneus à bandages Noirs	◆	- €		
EL050190020	<input type="checkbox"/>	Roues AV 3.00 x 8 : Pneus gonflables Noirs	■	- €		
Pneus noirs roues AV						
Roues arrières pivotantes			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
EL060200020	<input type="checkbox"/>	Roues AR 2.50 x 4 : Pneus à bandages Noirs	◆	- €		
EL060190020	<input type="checkbox"/>	Roues AR 2.50 x 4 : Pneus gonflables Noirs	■	- €		
Pneus noirs roues AR						

DIMENSIONS DE SIEGE

Largeurs d'assise		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
EL020000010	<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 420 mm	■	- €		
EL020000020	<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 470 mm	■	- €		
EL020000030	<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 520 mm	■	- €		
EL020000040	<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 570 mm	■	- €		
EL020000050	<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 620 mm	■	- €		



A diagram of the work table with a red double-headed arrow indicating the width of the work area.

Profondeurs d'assise		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
EL030000010	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 400 mm	■	- €		
EL030000020	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 425 mm	■	- €		
EL030000030	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 450 mm	■	- €		
EL030000040	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 475 mm	■	- €		
EL030000050	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 500 mm	■	- €		
EL030000060	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 525 mm	■	- €		
EL030000070	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 550 mm	■	- €		
EL030000080	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 575 mm	■	- €		
EL030000090	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 600 mm	■	- €		
EL030000100	<input type="checkbox"/> Rails latéraux coulissants pour réglage profondeur d'assise	580,25 €	550,00 €	4960062	Sur devis

Largeurs de dossiers		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
EL730000010	<input type="checkbox"/> Largeur de dossier 410 mm	■	- €		
EL730000020	<input type="checkbox"/> Largeur de dossier 460 mm	■	- €		
EL730000030	<input type="checkbox"/> Largeur de dossier 510 mm	■	- €		



Hauteurs de dossiers			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
EL410000010	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier 530 mm	■	- €		
EL410000020	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier 600 mm	■	- €		
EL410000030	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier 670 mm - Seulement pour largeur 510 mm	■	- €		






Dimensions de dossier sur mesure		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
EL780310070	<input type="checkbox"/> Dossier sur mesure : Largeur : _____ cm x Hauteur : _____ cm	Sur Devis		4960062	Sur devis

DISPOSITIFS DE COMMANDE ET MODULES ELECTRONIQUES

Joystick principal			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL770000220	<input type="checkbox"/>	Electronique R Net - Joystick LED	■	- €			 Attention : Joystick LED incompatible avec commandes par claviers et contacteurs externes (pas d'entrées Jack)
EL770000090	<input type="checkbox"/>	Electronique R Net - Joystick Couleur CJSM1	◆	- €			
EL770000100	<input type="checkbox"/>	Electronique R Net - Joystick Couleur XL CJSM2	■	- €			
EL770000190	<input type="checkbox"/>	Commande spéciale - Electronique R Net - Joystick Couleur XL CJSM2 avec contrôle d'environnement IR et Bluetooth	981,15 €	930,00 €	4960062	Sur devis	 VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV
<div>Joystick R Net CJSM1</div>  <div>Joystick R Net CJSM2</div>  							 Besoin couvert : Permet à l'utilisateur qui ne peut manipuler/porter des accessoires, et qui ne peut accéder qu'à son Joystick, de contrôler depuis le fauteuil des périphériques connectés via Bluetooth ou Infra rouge (Téléphone, ordinateur, tablette, outils de communication etc...)

Manettes de joystick - Embouts			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL930320020	<input type="checkbox"/>	Manette de Joystick type Balle 32 mm	■	- €			
EL930320030	<input type="checkbox"/>	Manette de Joystick type Balle 38 mm	■	- €			
EL930320040	<input type="checkbox"/>	Manette de Joystick type Stick 80 mm	■	- €			
EL930320050	<input type="checkbox"/>	Manette de Joystick type Champignon	■	- €			
EL930320060	<input type="checkbox"/>	Manette de Joystick type Barre en "T"	■	- €			
EL930320070	<input type="checkbox"/>	Manette de Joystick type Balle en mousse "Soft"	■	- €			
EL930320080	<input type="checkbox"/>	Manette de Joystick type Balle de Golf	■	- €			
EL930320090	<input type="checkbox"/>	Manette de Joystick Tétra Bodypoint larg.102 mm	■	- €			
EL930320100	<input type="checkbox"/>	Manette de Joystick Tétra Bodypoint larg. 75 mm	■	- €			
<div>Manettes de joystick</div> <div> Balle 32 mm</div> <div> Balle 38 mm</div> <div> Stick 80 mm</div> <div> Champignon</div> <div> Barre en "T"</div> <div> Balle en mousse "Soft"</div> <div> Balle de Golf</div> <div> Manette Tétra Bodypoint</div>							

Supports de joystick			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL750040010	<input type="checkbox"/>	Support de joystick fixe type Altus - côté Droit	■	- €			
EL750030010	<input type="checkbox"/>	Support de joystick fixe type Altus - côté Gauche	■	- €			
EL750040020	<input type="checkbox"/>	Support de joystick escamotable - côté Droit	◆	- €			
EL750030020	<input type="checkbox"/>	Support de joystick escamotable - côté Gauche	■	- €			
EASpeJoy3	<input type="checkbox"/>	Support de joystick escamotable intérieur / extérieur	1 342,46 €	1 272,47 €	4960062	Sur devis	
<div>Escamotage de joystick</div> 							 VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV
							 Besoin couvert : Destiné à des utilisateurs nécessitant de positionner en intérieur leur joystick (position frontale), tout en autorisant un escamotage latéral intégral pour l'accès aux tables par exemple.


BOITIERS DE COMMANDE PERSONNALISES

ATTENTION : PACKS non cumumables entre eux

PACK Commande accompagnateur			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
BPPACK1	<input type="checkbox"/>	Boitier de commande personnalisé Pack 1 - Commande accompagnateur	1 500,00 €	1 421,80 €			 VPH, ADJ., BOÎTIER DE COMMANDE PERSONNALISÉ POUR FRE, FREP,FREV,LIFE MOBILITY
EL770040170	<input type="checkbox"/>	Choix du côté du montage : Commande tierce-personne montée au dossier - à Droite		Inclus dans prix du Pack	9982714	1 500,00 €	
EL770030180	<input type="checkbox"/>	Commande tierce-personne montée au dossier - à Gauche		Inclus dans prix du Pack			
<div>Commande tierce-personne</div> 							

PACK Commande par clavier			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
BPPACK2	<input type="checkbox"/>	Boitier de commande personnalisé Pack 2 - Commande par Clavier 5 Switchs (5 rangées / 10 contacts)	1 500,00 €	1 421,80 €			 VPH, ADJ., BOÎTIER DE COMMANDE PERSONNALISÉ POUR FRE, FREP,FREV,LIFE MOBILITY
EL160000300	<input type="checkbox"/>	Choix du type de boutons : Pousoirs ou Leviers : Dispositif de contrôle par clavier - 5 switchs type boutons pousoirs - Mo-Vis		Inclus dans le prix du pack			
EL160000310	<input type="checkbox"/>	Dispositif de contrôle par clavier - 5 switchs type leviers - Mo-Vis		Inclus dans le prix du pack	9982714	1 500,00 €	
Fab Spé	<input type="checkbox"/>	Choix du montage : Montage par défaut côté joystick	◆	Inclus dans le prix du pack			
Fab Spé	<input type="checkbox"/>	Montage du boîtier d'accès direct aux fonctions de siège côté opposé au Joystick en bout d'accoudoir	■	Inclus dans le prix du pack			
<div>Boîtier Mo-Vis à boutons pousoirs</div>  <div>Boîtier Mo-Vis à boutons leviers</div> 							 Répartition des fonctions programmables

Commande tierce-personne + Boîtier Mo-Vis à boutons poussoirs Boîtier Mo-Vis à boutons leviers  Répartition des fonctions programmables

		<p>i Besoin couvert : Offre à l'accompagnant un accès facilité et ergonomique à la commande tierce personne, permettant une maîtrise affinée de la conduite ou de la gestion des fonctions du fauteuil.</p>
---	--	--

Joystick monté au dossier



i
 Besoin couvert : En complément d'une commande spéciale, ou lorsque qu'une commande personnalisée pour l'accompagnateur n'est pas envisageable, le déport du Joystick principal du fauteuil au dossier permet l'accès à l'intégralité des fonctions du fauteuil, et offre aux utilisateurs de cette commande un retour visuel complet des menus/mode via l'écran LCD (CJSM2 ou CJS2M2).

SELLERIE (COUSSINS ET REVETEMENTS)

Coussins d'assise		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL240000010	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise ergonomique Lectus - revêtement Mesh micro aéré	◆	- €			Note : dimensions de base des coussins d'assise Lectus : Largeurs : 42, 47, 52, 57 cm Profondeurs : 45, 52,5 ou 60 cm
EL240000020	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise ergonomique Lectus - revêtement Dartex imperméable	■	- €			
EL240000040	<input type="checkbox"/> Sans coussin d'assise	■	- €			



PAP MEMBRE SUPERIEUR ET MAINTIEN DU TRONC


Choix élément par élément - Non cumuable avec Pack "PAP Membres supérieurs".
Attention à la limite tarifaire

Dossier Rigides "Type Lectus"		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL780000010	<input type="checkbox"/> Dossier rigide avec Coussin - revêtement Mesh micro aéré	300,00 €	284,36 €	9992641	Dans la limite de 600,00 €	 VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPERIEUR,LIFE MOBILITY
EL780000020	<input type="checkbox"/> Dossier rigide avec Coussin - revêtement Dartex imperméable	319,99 €	303,31 €			
EL780000080	<input type="checkbox"/> Dossier rigide avec Coussin Extra Confort - revêtement Mesh	345,00 €	327,01 €			
EL780000090	<input type="checkbox"/> Dossier rigide avec Coussin Extra Confort - revêtement Dartex imperméable	365,00 €	345,97 €			
EL780000040	<input type="checkbox"/> Sans coussin de dossier	■	- €			
EL780000050	<input type="checkbox"/> Sans coussin de dossier et sans plaque de dossier	■	- €			



Maintiens latéraux		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL780000060	<input type="checkbox"/> Biseaux dorso-lombaires - Inserts Latéraux de dossier (la paire)	148,00 €	140,28 €	9992641	Dans la limite de 600,00 €	 VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPERIEUR,LIFE MOBILITY
EL830040060	<input type="checkbox"/> Appui latéral capitonné - Côté Droit - revêtement Mesh micro aéré	135,00 €	127,96 €			
EL830030060	<input type="checkbox"/> Appui latéral capitonné - Côté Gauche - revêtement Mesh micro aéré	135,00 €	127,96 €			
EL830040070	<input type="checkbox"/> Appui latéral capitonné - Côté Droit - revêtement Dartex imperméable	145,00 €	137,44 €			
EL830030070	<input type="checkbox"/> Appui latéral capitonné - Côté Gauche - revêtement Dartex imperméable	145,00 €	137,44 €			
EL830040040	<input type="checkbox"/> Cale-tronc Droit - sur rail de réglage en hauteur - revêtement Mesh micro aéré	150,00 €	142,18 €			
EL830030040	<input type="checkbox"/> Cale-tronc Gauche - sur rail de réglage en hauteur - revêtement Mesh micro aéré	150,00 €	142,18 €			




 **Les inserts latéraux** sont des coussins additionnels placés entre la plaque de dossier et le coussin afin d'en augmenter le galbe et assurer la stabilité du tronc en rotation. Non compatibles avec les appuis latéraux
Les appuis latéraux sont des cale-troncs fixes, non escamotables, réglables en hauteur et en écartement.
Les cale-troncs sont escamotables et multiréglables.

Butées de Coudes		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL790040140	<input type="checkbox"/> Butée de maintien arrière et latéral de coude capitonnée - revêtement Mesh micro aéré - côté droit	300,00 €	284,36 €	9992641	Dans la limite de 600,00 €	 VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPERIEUR,LIFE MOBILITY
EL790030140	<input type="checkbox"/> Butée de maintien arrière et latéral de coude capitonnée - revêtement Mesh micro aéré - côté gauche	300,00 €	284,36 €			



Pack "PAP Membres supérieurs".


Permet la sélection de plusieurs composants sans dépassement tarifaire

Forfait PAP Membres supérieurs		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
PPPACK2	<input type="checkbox"/> Produits d'Assistance à la Posture "Membres Supérieurs" - Lectus - Dispositifs de positionnement et du tronc et des membres supérieurs - Plusieurs choix possibles	600,00 €	568,72 €	9992641	Dans la limite de 600,00 €	 VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPÉRIEUR,LIFE MOBILITY

Choix Multiples ci-dessous

Dossier Rigides "Type Lectus"			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL780000010	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide avec Coussin - revêtement Mesh micro aéré	Inclus dans prix du Pack			<div></div> <div>VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPÉRIEUR,LIFE MOBILITY</div>	
EL780000020	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide avec Coussin - revêtement Dartex imperméable	Inclus dans prix du Pack				
EL780000080	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide avec Coussin Extra Confort - revêtement Mesh	Inclus dans prix du Pack				
EL780000090	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide avec Coussin Extra Confort - revêtement Dartex imperméable	Inclus dans prix du Pack				
EL780000040	<input type="checkbox"/>	Sans coussin de dossier	■	- €			
EL780000050	<input type="checkbox"/>	Sans coussin de dossier et sans plaque de dossier	■	- €			



Maintiens latéraux			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL780000060	<input type="checkbox"/>	Biseaux dorso-lombaires - Inserts Latéraux de dossier (la paire)		Inclus dans prix du Pack			<div></div> <div>VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPÉRIEUR,LIFE MOBILITY</div>
EL830040060	<input type="checkbox"/>	Appui latéral capitonné - Côté Droit - revêtement Mesh micro aéré		Inclus dans prix du Pack			
EL830030060	<input type="checkbox"/>	Appui latéral capitonné - Côté Gauche - revêtement Mesh micro aéré		Inclus dans prix du Pack			
EL830040070	<input type="checkbox"/>	Appui latéral capitonné - Côté Droit - revêtement Dartex imperméable		Inclus dans prix du Pack			
EL830030070	<input type="checkbox"/>	Appui latéral capitonné - Côté Gauche - revêtement Dartex imperméable		Inclus dans prix du Pack			
EL830040040	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc Droit - sur rail de réglage en hauteur - revêtement Mesh micro aéré		Inclus dans prix du Pack			
EL830030040	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc Gauche - sur rail de réglage en hauteur - revêtement Mesh micro aéré		Inclus dans prix du Pack			
EL830040050	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc Droit - sur rail de réglage en hauteur - revêtement Dartex imperméable		Inclus dans prix du Pack			
EL830030050	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc Gauche - sur rail de réglage en hauteur - revêtement Dartex imperméable		Inclus dans prix du Pack			




Les inserts latéraux sont des coussins additionnels placés entre la plaque de dossier et le coussin afin d'en augmenter le galbe et assurer la stabilité du tronc en rotation. Non compatibles avec les appuis latéraux

Les appuis latéraux sont des cale-troncs fixes, non escamotables, réglables en hauteur et en écartement.


Les cale-troncs sont escamotables et multiréglables.

Butées de Coudes			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL790040140	<input type="checkbox"/>	Butée de maintien arrière et latéral de coude capitonnée - revêtement Mesh micro aéré - côté droit		Inclus dans prix du Pack			 VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPÉRIEUR, LIFE MOBILITY
EL790030140	<input type="checkbox"/>	Butée de maintien arrière et latéral de coude capitonnée - revêtement Mesh micro aéré - côté gauche		Inclus dans prix du Pack			



APPUI-TETES



Appui-têtes			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €		
EL140000070	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Gamme Lectus - multiréglable - revêtement Mesh micro aéré	160,00 €	151,66 €	9992530	160,00 €		VPH, ADJONCTION, SUPPLÉMENT APPUI-TÊTE RÉGLABLE,LIFE MOBILITY
EL140000080	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Gamme Lectus - multiréglable - revêtement Dartex imperméable	160,00 €	151,66 €				
EL140000040	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Gamme Lectus - Confort multiréglable - revêtement Confort Mesh micro aéré	160,00 €	151,66 €				
EL140000100	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Gamme Lectus - modulable - segmenté - multiréglable - revêtement Confort Mesh micro aéré	160,00 €	151,66 €				




i Les appui-têtes Lectus sont amovibles (molettes de serrage) et multiréglables, y compris latéralement.

ACCOUDOIRS

Accoudoirs (Largeur 10 cm)			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL790040100	<input type="checkbox"/>	Manchette d'accoudoir - 300 mm - revêtement Mesh micro aéré - Droite	◆	- €			<p>Il est possible d'avoir des dimensions d'accoudoirs différentes à droite et à gauche : Merci de préciser vos souhaits à la commande.</p>
EL790030100	<input type="checkbox"/>	Manchette d'accoudoir - 300 mm - revêtement Mesh micro aéré - Gauche	◆	- €			
EL790040090	<input type="checkbox"/>	Manchette d'accoudoir - 300 mm - revêtement Dartex imperméable - Droite	■	- €			
EL790030090	<input type="checkbox"/>	Manchette d'accoudoir - 300 mm - revêtement Dartex imperméable - Gauche	■	- €			
EL790040120	<input type="checkbox"/>	Manchette d'accoudoir - 400 mm - revêtement Mesh micro aéré - Droite	■	- €			
EL790030120	<input type="checkbox"/>	Manchette d'accoudoir - 400 mm - revêtement Mesh micro aéré - Gauche	■	- €			
EL790040110	<input type="checkbox"/>	Manchette d'accoudoir - 400 mm - revêtement Dartex imperméable - Droite	■	- €			
EL790030110	<input type="checkbox"/>	Manchette d'accoudoir - 400 mm - revêtement Dartex imperméable - Gauche	■	- €			
EL790000030	<input type="checkbox"/>	Manchettes d'accoudoirs réglables en rotation	■	- €			
Fab Spé	<input type="checkbox"/>	Capitonage Gel pour manchette - revêtement Mesh - Droite	Sur Devis		4960062	Sur devis	<p>i VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRM, FRMC, FRMA, FRMP, FRMV, FRE, FREP et FREV</p>
Fab Spé	<input type="checkbox"/>	Capitonage Gel pour manchette - revêtement Mesh - Droite	Sur Devis				


Fab Spé	<input type="checkbox"/> Manchettes sur mesure : Largeur : _____ cm x Hauteur : _____ cm	Sur devis	4960062	Sur devis	<div data-kind="parent" data-rs="2"> <div data-bbox="1096 620 1158 624">i</div> <div data-bbox="1158 620 1524 624"> VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRM, FRMC, FRMA, FRMP, FRMV, FRE, FREP et FREV </div> </div>
Manchette (Largeur 10 cm) - Longeur 300 ou 400 mm	 Réglage en rotation		<div data-bbox="1096 624 1158 629">i</div> <div data-bbox="1158 624 1524 629"> Besoin couvert : Fabriquées aux dimensions souhaitées , elles permettent une adaptation précise à la morphologie de l'utilisateur et/ou, par exemple, permettent d'optimiser la largeur aux accoudoirs selon les contraintes d'encombrment imposées par le logement (ex : passages de portes). </div>		

Renforts			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL790040130	<input type="checkbox"/>	Renfort télescopique d'accoudoir - Droit	305,87 €	289,92 €	4960062	Sur devis	<div><div></div><div>VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV</div></div>
EL790030130	<input type="checkbox"/>	Renfort télescopique d'accoudoir - Gauche	305,87 €	289,92 €			
<div><div><div>Renfort télescopique D'accoudoirs</div><div></div></div><div><div></div><div>Besoin couvert : Rentort destine a des utilisateurs de forte corpulence (Poids >90kg), et/ou sollicitant excessivement en appui leurs accoudoirs, et/ou ayant besoin d'appui très rigide, lors des transferts ou repositionnement par exemple, et/ou ayant besoin d'installer des accessoires/périphériques lourds (> 1kg) sur l'accoudoir (Ex support de bras, écrans, appareils de communication etc.)</div></div></div>							









Largeurs entre accoudoirs			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL730000040	<input type="checkbox"/>	Largeur entre accoudoirs 410 mm	■	- €			 La largeur entre accoudoirs ne peut pas être inférieure à celle du dossier
EL730000050	<input type="checkbox"/>	Largeur entre accoudoirs 460 mm	■	- €			
EL730000060	<input type="checkbox"/>	Largeur entre accoudoirs 510 mm	■	- €			

REPOSE-PIEDS					
Plaques repose-pieds		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
EL800000020	× Plaques repose-pieds 2 parties escamotables - réglables en inclinaison - largeur 180 mm	◆	- €		
Plaques repose-pieds séparées					
					
PACK PAP MEMBRE INFÉRIEUR					

Choix élément par élément - Non cumunable avec Pack "PAP Membres inférieurs".
Attention à la limite tarifaire

Soutien des jambes		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL850230010	<input type="checkbox"/> Appui-mollets - multiréglables - revêtement Mesh micro aéré	350,00 €	331,75 €	En Attente PAP B	Dans la limite de 600,00 €	<div><div>ⓘ</div>VPH, ADJONCTION, PAP FORFAIT B ADJONCTIONS MEMBRE INFÉRIEUR</div>
Appui-mollets						
						
Cale-cuisses / cale-hanches		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL840040010	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse Droit - revêtement Mesh micro aéré	250,00 €	236,97 €	En Attente PAP B	Dans la limite de 600,00 €	<div><div>ⓘ</div>VPH, ADJONCTION, PAP FORFAIT B ADJONCTIONS MEMBRE INFÉRIEUR</div>
EL840030010	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse Gauche - revêtement Mesh micro aéré	250,00 €	236,97 €			
Cale-cuisse réglable						<div><div>ⓘ</div>Dimensions Cale-cuisse</div> <div></div>
						

Pack "PAP Membres inférieurs".
Permet la sélection de plusieurs composants sans dépassement tarifaire

Forfait PAP Membres inférieurs		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
PPPACK1	<input type="checkbox"/> Produits d'Assistance à la Posture "Membres Inférieurs" - Lectus - Dispositifs de positionnement et de maintien des jambes - Plusieurs choix possibles	600,00 €	568,72 €	En Attente PAP B	Dans la limite de 600,00 €	<div><div></div>VPH, ADJONCTION, PAP FORFAIT B ADJONCTIONS MEMBRE INFÉRIEUR</div>
						<div><div></div>Choix Multiples ci-dessous</div>
Soutien des jambes		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL850230010	<input type="checkbox"/> Appui-mollets - multiréglables - revêtement Mesh micro aéré	Inclus dans prix du Pack				<div><div></div>VPH, ADJONCTION, PAP FORFAIT B ADJONCTIONS MEMBRE INFÉRIEUR</div>
Appui-mollets						
						
Cale-cuisses / cale-hanches		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL840040010	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse Droit - revêtement Mesh micro aéré	Inclus dans prix du Pack				<div><div></div>VPH, ADJONCTION, PAP FORFAIT B ADJONCTIONS MEMBRE INFÉRIEUR</div>
EL840030010	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse Gauche - revêtement Mesh micro aéré	Inclus dans prix du Pack				
Cale-cuisse réglable						
						
						<div><div></div>Dimensions Cale-cuisse</div> <div></div>

FONCTIONS DE SIEGE

Dossier	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL130000070 <input type="checkbox"/> Dossier à inclinaison manuelle	■	- €			<div><div></div><div>Compensation mécanique du dossier : abaissement de l'inclinaison du dossier lors de la verticalisation (évitant les effets de cisaillement entre le dos et le dossier). Inclut la compensation biomécanique des accoudoirs : abaissement des accoudoirs en fonction de l'inclinaison du dossier.</div></div>
EL130000080 <input type="checkbox"/> Dossier à inclinaison électrique - Fonction couchée (180°) incluse	■	- €			
EL130000060 <input type="checkbox"/> Sans compensation biomécanique de dossier	■	- €			

Dossier à inclinaison électrique 180°



Basculer d'assise	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL810000010 <input checked="" type="checkbox"/> Montage du siège - assise horizontale	◆	- €			
EL810000030 <input checked="" type="checkbox"/> Basculer d'assise électrique 0 - 50°	■	- €			

Basculer d'assise électrique 0 => 50°



Repose-jambe central	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL110000020 <input checked="" type="checkbox"/> Repose-jambe central à compensation biomécanique - Inclinaison électrique	Inclus dans le prix du fauteuil (Adjonction repose-jambe électrique)				<div><div></div><div>VPH, ADJONCTION, REPOSE-JAMBE ÉLEC. DROIT+GAUCHE,FRE FREP FREV,LIFE MOBILITY</div></div>
EL800000050 <input type="checkbox"/> Hauteur électrique des repose-pieds - course 15 cm	2 321,00 €	2 200,00 €	4960062	Sur devis	<div><div></div><div>VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV</div></div>

Repose-jambe central à compensation biomécanique - Inclinaison électrique



Hauteur électrique des repose-pieds




Besoin couvert : Permet à l'utilisateur de contrôler la hauteur du repose-pied, permet de faire varier les angles genoux/hanches/chevilles, la pression d'assise, et aussi d'abaisser au sol (selon mensurations) le repose-pieds pour permettre les transferts.

Lift (Élévation d'assise)	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL820000010 <input checked="" type="checkbox"/> Lift 400 mm	Inclus dans le prix du fauteuil (Adjonction élévation électrique "Lift")				<div><div></div><div>VPH, ADJONCTION, SUPP. ÉLÉVATION ÉLECTRIQUE (LIFT) FRE FREP FREV,LIFE MOBILITY</div></div>

Lift 300 mm



ACCESSOIRES

Sacoche d'accoudoir			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL160030160	<input type="checkbox"/>	Sacoche d'accoudoir fermeture magnétique - côté Gauche	Offert				 Attention : 1 seul choix possible
EL160040160	<input type="checkbox"/>	Sacoche d'accoudoir avec fermeture magnétique - côté Droit	Offert				

Sacoche d'accoudoir



Ceintures et harnais	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL160000040 <input type="checkbox"/> Ceinture de bassin - 2 points	◆	- €			
EL160000050 <input type="checkbox"/> Ceinture de bassin rétractable (enrouleur) - 2 points	■	- €			
EL160000060 <input type="checkbox"/> Harnais - 4 points	■	- €			
EL160000070 <input type="checkbox"/> Ceinture de buste - 2 points	■	- €			

Ceinture 2 points



Ceinture 2 points avec enrouleur



Harnais 4 points



Ceinture de buste











Attention : Le harnais 4 points n'est pas compatible avec l'installation de la ceinture de buste.



Tablettes	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL150000010 <input type="checkbox"/> Tablette escamotable à Gauche - Pour joystick à Droite	132,00 €	125,12 €	9982298	132,00 €	<div><div></div><div>VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE,LIFE MOBILITY</div></div>
EL150000020 <input type="checkbox"/> Tablette escamotable à Droite - Pour joystick à Gauche	132,00 €	125,12 €			

Tablette



Accessoires				Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL160000010	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée		■	- €			Attention : Des incompatibilités de montage peuvent survenir en fonction du choix d'associer certains accessoires (par exemple : rétroviseur du même côté que l'escamotage de la tablette, ou poignée de transfert avec cale-cuisses du même côté, selon le réglage de chaque élément).
EL160230160	<input type="checkbox"/>	Crochets pour sac à dos - montés à l'arrière du dossier		■	- €			
EL160040150	<input type="checkbox"/>	Poignée de transfert (unité) - Droite		165,24 €	156,63 €	4960062	Sur devis	VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV
EL160030150	<input type="checkbox"/>	Poignée de transfert (unité) - Gauche		165,24 €	156,63 €			
Poignées de poussée								Besoin couvert : Permet à l'utilisateur d'accéder à un point d'appui réglé idéalement pour assurer ses transferts en sécurité
EL160000030	<input type="checkbox"/>	Bumpers de fourches arrières		198,14 €	187,81 €	4960062	Sur devis	VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV
Bumpers								Besoin couvert : Permettent, dans le cas d'espaces étroits par exemple (domicile, véhicules), ou selon les capacités de conduite de l'utilisateur, d'amortir les contacts avec le mobilier ou les murs par exemple, de protéger l'intégrité du fauteuil et/ou de l'environnement immédiat.
EL160040170	<input type="checkbox"/>	Rétroviseur - Monté sur accoudoir Droit (Côté opposé au Joystick obligatoire)		116,26 €	110,20 €	4960062	Sur devis	VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV
EL160030170	<input type="checkbox"/>	Rétroviseur - Monté sur accoudoir Gauche (Côté opposé au Joystick obligatoire)		116,26 €	110,20 €			
Rétroviseur								Besoin couvert : Destiné à des utilisateurs dont la mobilité de la tête et/ou le champ de vision est limité pour visualiser ce qui se passe en latérale ou à l'arrière du fauteuil.

Accessoires électroniques				Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL160000090	<input type="checkbox"/>	Chargeur USB		108,93 €	103,25 €	Hors LPP - Option de confort - Facturable en sus du PLV		FAQ Réforme de la PEC des VPH - Question 18 -"options hors nomenclature qui ne relèvent pas de la compensation du handicap [...], peuvent être facturées en sus sans prise en charge par l'Assurance maladie."
Chargeur USB								
EL160000180	<input type="checkbox"/>	Commande d'arrêt à distance		612,03 €	580,12 €	4960062	Sur devis	VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV
Arrêt à distance			 					Besoin couvert : Permet à une tierce personne de stopper à distance le fauteuil grâce à une télécommande. Permet de sécuriser l'usage du fauteuil par exemple pour des utilisateurs en apprentissage de la conduite, ou dans des environnements spécifiques selon les capacités de conduite (Ex Limitation visuel, dextérité/capacité de control limitée en terrain accidenté etc...)
EL160040190	<input type="checkbox"/>	Support pour smartphone (Ram Mount) - Monté à Droite		374,17 €	354,66 €	4960062	Sur devis	VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV
EL160030190	<input type="checkbox"/>	Support pour smartphone (Ram Mount) - Monté à Gauche		374,17 €	354,66 €			
EL160040200	<input type="checkbox"/>	Support pour tablette (Ram Mount) - Monté à Droite		485,64 €	460,32 €			
EL160030200	<input type="checkbox"/>	Support pour tablette (Ram Mount) - Monté à Gauche		485,64 €	460,32 €			
Support pour Smartphone ou Tablette								Besoin couvert : Permet à l'utilisateur qui n'a pas la capacité de (ou limité pour) manipuler/tenir des accessoires, de fixer ses appareils mobiles (Téléphone, Tablette...) directement sur le fauteuil, avec des réglages adaptés à son champ visuel. Attention : Des incompatibilités de montage peuvent survenir en fonction du choix d'associer certains accessoires (par exemple : rétroviseur du même côté que l'escamotage de la tablette, support de téléphone etc..).

DISPOSITIFS D'ARRIMAGE EN VEHICULE								
Dispositif d'ancrage en véhicule par sangles				Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
Note	×	Crochets d'arrimage pour transport en véhicule - Crash test ISO 7176/19		◆	- €			L'Evo Lectus est équipé de série de 4 points d'ancrage intégrés au châssis pour arrimage en véhicule par dispositifs à sangles (Ex marque Dahl, Q'Straint)
Crochet d'arrimage								L'Evo Lectus est Crash Testé ISO 7176/19 dans cette configuration

SERVICES					
Assistance à la mise en service		Prix TTC	Prix HT		
F95000	<input type="checkbox"/> Mise en route fauteuil - Assistance à la mise en service	274,30 €	260,00 €		Assistance sur site d'un intervenant Life & Mobility lors de la mise en route du matériel et de ses accessoires. Inclut tous réglages, paramétrages, conseils et formation à l'utilisation du fauteuil auprès du prestataire, de l'utilisateur et de tout tiers concerné. Ne comprends aucune autre prestation de type livraison, service après vente etc..

