

BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

2026

Evo Lectus

FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi-position – classe B



karma

Indications

Patients en situation de handicap longue voire permanente et dont la durée estimée est supérieure à six mois.

Personnes avec incapacité de marche partielle ou totale, avec impossibilité de propulser un VPH à propulsion manuelle ou podale soit en raison de la déficience, soit en raison de la situation environnementale.

Nécessite les capacités cognitives et physiques permettant d'assurer la maîtrise du fauteuil roulant électrique.

Commande uniquement par l'accompagnant possible à titre exceptionnel selon capacités et situation environnementale

Patients ayant un besoin de maintien, de positionnement lié notamment à une perte du tonus musculaire.

Conditions de prescription et de prise en charge

Compétences du prescripteur hors renouvellement à l'identique :
Equipe pluridisciplinaire constituée au minimum d'un médecin spécialiste compétent en médecine physique et en réadaptation (MPR) ou d'un médecin titulaire d'un DU Appareillage, et d'un ergothérapeute ou d'un kinésithérapeute ayant une pratique dans le domaine des VPH.

Compétences du prescripteur renouvellement à l'identique : Médecin généraliste ou Ergothérapeute

Parcours hors renouvellement à l'identique :
Evaluation des besoins (+ Aptitude à la conduite) => Préconisations (VPH + Adjonctions) => Essais => Validation.
Cf Fiche de préconisation.

Prise en charge : Sur DAP (Demande d'accord préalable) : 15 jours - 2 mois si Adjonction(s) sur devis

Fauteuil	Montant LPP/PLV	Code LPP Individuel	
VPH, ACHAT NEUF, FREP-B, MODULAIRE ÉLECTRIQUE MULTI-POSITION – B,LIFE MOBILITY	11 680,50 €	9562260	
Adjonctions	Montant LPP/PLV	Code LPP Individuel	Adjonctions Disponibles
VPH, ADJONCTION, REPOSE-JAMBE ÉLEC. DROIT+GAUCHE,FRE FREP FREV,LIFE MOBILITY	1 250,00 €	9936430	✓
VPH, ADJONCTION, SUPP. ÉLEVATION ÉLECTRIQUE (LIFT) FRE FREP FREV,LIFE MOBILITY	1 500,00 €	9967867	✓
VPH, ADJONCTION, SUPPLÉMENT APPUI-TÊTE RÉGLABLE,LIFE MOBILITY	160,00 €	9992530	✓
VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPÉRIEUR,LIFE MOBILITY	Dans la limite de 600,00 €	9992641	✓
VPH, ADJONCTION, PAP FORFAIT B ADJONCTIONS MEMBRE INFÉRIEUR,LIFE MOBILITY	Dans la limite de 600,00 €	9925544	✓
VPH, ADJ., BOÎTIER DE COMMANDE PERSONNALISÉ POUR FRE, FREP,FREV,LIFE MOBILITY	1 500,00 €	9982714	✓
VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE,LIFE MOBILITY	132,00 €	9982298	✓
VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV	Sur devis	4960062	✓

INFORMATIONS CLIENT



COMMANDE



DEVIS

SOCIETE

Code Client :

Société :

Contact
Nom / Prénom :

E Mail :

Tel :

UTILISATEUR

Nom / Prénom :

Prescripteur - Thérapeute :

Fonction :

DOCUMENT A RENVOYER A :

E Mail : service@life-mobility.fr

Tel : 04 37 22 21 38

ADRESSE DE LIVRAISON

Adresse :

Code postal :

Ville :


TAMPON ET SIGNATURE

Prix publics conseillés en € - TVA 5,5% - Valides à la date d'impression - Sous réserve de modifications.

Photos et schémas non contractuels. Les caractéristiques produit sont données à titre indicatif et des modifications peuvent survenir sans préavis.

Les Informations relatives à la LPP sont également données à titre indicatif et n'engage en aucun cas Life&Mobility France. Nous vous invitons à consulter les textes de référence sur le site du gouvernement (Arrêté du 6 février 2025 NOR : TSSS2503855A, Avis Tarifaire du 17 Juillet 2025 NOR : TSSS2520446V, Arrêtés Modificatifs du 31 Mars 2025 NOR : TSSS2510196A et du 10 Octobre 2025 NOR : TSSS2527842A)

PRISE DE MESURE



	Poids (Kg) :
	Taille (cm) :
1	Hauteur Assise / Haut Tête (cm) :
2	Hauteur Assise / Epaules (cm) :
3	Hauteur Assise / Coude (cm) :
4	Coude / Main (cm) :
5	Creux poplité / Talon (segment jambe) (cm) :
6	Bas du dos / Creux poplité (Segment cuisse) (cm) :
7	Largeur de hanches :
8	Largeur de buste (cm) :
9	Hauteur assise / Buste (cm) :

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Base Motrice - Châssis	
Type de propulsion	Base Motrice Evo : Traction - Roues avant motrices
Vitesse - Moteurs - Batteries	10 Km/h - Moteurs 2 x 320 W (Réductés en ligne) - Batteries Gel MTG 76 Ah
Electronique	R Net 120 Ah - Joystick écran couleur - Contrôle de trajectoire avec Gyro intégré
Suspensions	4 suspensions indépendantes par combinés ressorts-amortisseurs à gaz réglables.
Roues - Pneus	Roues avec jantes en aluminium à 3 branches, anodisées noir mat, et pneus gonflables noirs.
Transport	Crochets d'arrimage - Crash Test ISO 7176/19
Couleurs	Gris métallisé, Orange, Blanc

Dimensions - capacités	
Longueur hors tout	98,5 cm (plaques repose-pieds relevées)
Largeur hors tout	61,5 cm (ext. Roues avant motrices)
Hauteur sol siège	Hauteur sol-siège de 46,5 cm (mesurée à la plaque d'assise)
Dimensions de siège	Profondeur réglable de 40 à 60 cm et largeur réglable de 42 à 62 cm (rails latéraux additionnels)
Poids utilisateur max.	136 kg

Siège - Fonctions d'assise - Equipements	
Dossier	Dossier à compensation Biomécanique inclinable à 180° - réglable en hauteur
Repose-jambes	Repose-jambe central électrique inclinable à 180° avec compensation biomécanique - plaques repose-pieds séparées relevables, réglables en inclinaison et en hauteur de 25 à 60 cm
Lift	Lift électrique 40 cm
Bascule d'assise	Bascule d'assise électrique 50°
Accoudoirs	Accoudoirs à compensation biomécanique, relevables, réglables en hauteur, en écartement, en profondeur - garnitures avec revêtement Mesh micro aéré, Sacoche d'accoudoir incluse
Sellerie	Coussins d'assise et de dossier ergonomiques - Tissue Mesh micro aéré
Maintien - Sécurité	Ceinture de bassin 2 points
Appui-tête	Appui-têtes multi-réglables
Support de joystick	Escamotable à 45° (S'abaisse sous le niveau de l'accoudoir une fois escamoté)

Garantie	
Garantie	2 ans / Hors batteries et pièces d'usure. Châssis 5 ans

SYMBOLES

✕	Sélection d'office
◆	Configuration standard - Choix par défaut
❗	Information

☐	Sélection possible - A cocher
■	Configuration standard - Autre choix possible
❗	Avertissement

❗ Prescription	Information relative à la prise en charge Code et Montant LPP	❗ Fact en Sus	Option hors nomenclature - hors compensation du handicap - Facturable en sus du PLV (CF FAQ - Question 18)	❗ Besoin couvert	Explique la destination de l'adjonction - Exemples donnés à titre d'information - Liste non exhaustive
--------------------------------------	--	-------------------------------------	--	--	--

FAUTEUIL					
Fauteuil	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL000000050	11 680,50 €	11 071,56 €	9562260	11 680,50 €	VPH, ACHAT NEUF, FREP-B, MODULAIRE ÉLECTRIQUE MULTI-POSITION – B,LIFE MOBILITY
× Evo Lectus				+ 7,42 € HT d'éco-participation	Note : L'Evo Lectus est conforme aux spécifications LPPR pour la catégorie FREP (Certificat CERAH 25-099-A)

CHASSIS							
Module gyroscopique			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
Std	☒	Module Gyro R Net - Contrôle de trajectoire	◆				Le module Gyro est installé dans le châssis. Il permet de détecter les déviations de trajectoires lors de la conduite et corrige automatiquement la direction. Il apporte sécurité et confort de conduite.
Module Gyro R Net 							
Réglage des suspensions (selon poids de l'utilisateur)			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL720000010	☐	Réglage suspensions poids 0 à 50 kg	■	- €			Le fauteuil est livré pré-réglé d'usine. Ces réglages sont modifiables ultérieurement selon les souhaits de l'utilisateur. Ressorts et amortisseurs à gaz sont réglables indépendamment.
EL720000020	☐	Réglage suspensions poids 50 à 75 kg	■	- €			
EL720000030	☐	Réglage suspensions poids 75 à 100 kg	◆	- €			
EL720000040	☐	Réglage suspensions poids 100 à 125 kg	■	- €			
EL720000050	☐	Réglage suspensions poids 125 à 140 kg	■	- €			

Couleurs de châssis	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL500000010		- €			Les exemples de coloris sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels. Le rendu peut varier (nuance, contraste, luminosité) en fonction de la qualité de l'écran et/ou de l'impression. Attention : Life & Mobility France ne pourra être tenu responsable en cas d'insatisfaction concernant le coloris choisi et n'effectuera
EL500000020		- €			
EL500000030		- €			
EL500000040	Couleur personnalisée RAL - code RAL à préciser Code RAL : _____	605,90 €	574,31 €	Hors LPP - Option à caractère Esthétique - Facturable en sus du PLV	FAQ Réforme de la PEC des VPH - Question 18 -"options hors nomenclature qui ne relèvent pas de la compensation du handicap [...], peuvent être facturées en sus sans prise en charge par l'Assurance maladie."
Exemples de couleurs de détail Blanc Orange Gris Nuancier RAL K7					

Kit route	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL160000100		- €			
Kit route					

BATTERIES ET CHARGEURS					
Batterie	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL530000060	× Batteries Gel MTG 76 Ah	- €			Autonomie : Jusqu'à 36 km avec des batteries de 76 Ah (autonomie donnée à titre indicatif, valeur théorique calculée sur la base des tests d'homologation CE. Cette valeur peut varier en fonction de l'utilisation, des conditions d'usage, de la charge embarquée, de l'utilisation des fonctions du siège, etc., ainsi que de l'ancienneté des batteries).
Chargeurs	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL660000010		- €			Un chargeur de plus forte intensité réduit le temps de charge
EL660000020		734,99 €	4960062	Sur devis	VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV
EL740000010					
EL660000020		Sur Devis	4960062	Sur devis	VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV
EL740000020					Besoin couvert : Permet par exemple à l'utilisateur qui ne peut accéder à l'avant du joystick de brancher le chargeur de son fauteuil en autonomie, et/ou selon l'environnement, d'offrir un accès adapté à la prise de charge, autre que celui du joystick.

ROUES ET PNEUS					
Roues avant motrices	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL050200020		- €			
EL050190020		- €			
Pneus noirs roues AV					
Roues arrières pivotantes	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL060200020		- €			
EL060190020		- €			
Pneus noirs roues AR					

DIMENSIONS DE SIEGE

Largeurs d'assise		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
EL020000010	☐ Largeur d'assise 420 mm	■	- €		
EL020000020	☐ Largeur d'assise 470 mm	■	- €		
EL020000030	☐ Largeur d'assise 520 mm	■	- €		
EL020000040	☐ Largeur d'assise 570 mm	■	- €		
EL020000050	☐ Largeur d'assise 620 mm	■	- €		



A diagram of the work table with a red double-headed arrow indicating the width of the work area.

Profondeurs d'assise			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
EL030000010	☐	Profondeur d'assise 400 mm	■	- €		
EL030000020	☐	Profondeur d'assise 425 mm	■	- €		
EL030000030	☐	Profondeur d'assise 450 mm	■	- €		
EL030000040	☐	Profondeur d'assise 475 mm	■	- €		
EL030000050	☐	Profondeur d'assise 500 mm	■	- €		
EL030000060	☐	Profondeur d'assise 525 mm	■	- €		
EL030000070	☐	Profondeur d'assise 550 mm	■	- €		
EL030000080	☐	Profondeur d'assise 575 mm	■	- €		
EL030000090	☐	Profondeur d'assise 600 mm	■	- €		
EL030000100	☐	Rails latéraux coulissants pour réglage profondeur d'assise	580,25 €	550,00 €	4960062	Sur devis

Largeurs de dossiers		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
EL730000010	☐ Largeur de dossier 410 mm	■	- €		
EL730000020	☐ Largeur de dossier 460 mm	■	- €		
EL730000030	☐ Largeur de dossier 510 mm	■	- €		



Hauteurs de dossiers			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
EL410000010	☐	Hauteur de dossier 530 mm	■	- €		
EL410000020	☐	Hauteur de dossier 600 mm	■	- €		
EL410000030	☐	Hauteur de dossier 670 mm - Seulement pour largeur 510 mm	■	- €		

Dimensions de dossier sur mesure		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
EL780310070	☐ Dossier sur mesure : Largeur : _____ cm x Hauteur : _____ cm	Sur Devis		4960062	Sur devis

DISPOSITIFS DE COMMANDE ET MODULES ELECTRONIQUES

Joystick principal				Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €		
EL770000220	☐	Electronique R Net - Joystick LED		■	- €				Attention : Joystick LED incompatible avec commandes par claviers et contacteurs externes (pas d'entrées Jack)
EL770000090	☐	Electronique R Net - Joystick Couleur CJSM1		◆	- €				
EL770000100	☐	Electronique R Net - Joystick Couleur XL CJSM2		■	- €				
EL770000190	☐	Commande spéciale - Electronique R Net - Joystick Couleur XL CJSM2 avec contrôle d'environnement IR et Bluetooth		981,15 €	930,00 €	4960062	Sur devis		VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV
Joystick R Net CJSM1  Joystick R Net CJSM2  									Besoin couvert : Permet à l'utilisateur qui ne peut manipuler/porter des accessoires, et qui ne peut accéder qu'à son Joystick, de contrôler depuis le fauteuil des périphériques connectés via Bluetooth ou Infra rouge (Téléphone, ordinateur, tablette, outils de communication etc...)

Manettes de joystick - Embouts				Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €		
EL930320020	☐	Manette de Joystick type Balle 32 mm		■	- €				
EL930320030	☐	Manette de Joystick type Balle 38 mm		■	- €				
EL930320040	☐	Manette de Joystick type Stick 80 mm		■	- €				
EL930320050	☐	Manette de Joystick type Champignon		■	- €				
EL930320060	☐	Manette de Joystick type Barre en "T"		■	- €				
EL930320070	☐	Manette de Joystick type Balle en mousse "Soft"		■	- €				
EL930320080	☐	Manette de Joystick type Balle de Golf		■	- €				
EL930320090	☐	Manette de Joystick Tétra Bodypoint larg.102 mm		■	- €				
EL930320100	☐	Manette de Joystick Tétra Bodypoint larg. 75 mm		■	- €				



Supports de joystick				Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €		
EL750040010	☐	Support de joystick fixe type Altus - côté Droit		■	- €				
EL750030010	☐	Support de joystick fixe type Altus - côté Gauche		■	- €				
EL750040020	☐	Support de joystick escamotable - côté Droit		■	- €				
EL750030020	☐	Support de joystick escamotable - côté Gauche		■	- €				
EASpeJoy3	☐	Support de joystick escamotable intérieur / extérieur		1 342,46 €	1 272,47 €	4960062	Sur devis		VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV
Escamotage de joystick  									Besoin couvert : Destiné à des utilisateurs nécessitant de positionner en intérieur leur joystick (position frontale), tout en autorisant un escamotage latéral intégral pour l'accès aux tables par exemple.

BOITIERS DE COMMANDE PERSONNALISES

ATTENTION : Options non cumulables entre elles

Option Commande accompagnateur			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €		
BPPACK1	☐	Boitier de commande personnalisé - Commande accompagnateur	1 500,00 €	1 421,80 €	9982714	1 500,00 €		VPH, ADJ., BOÎTIER DE COMMANDE PERSONNALISÉ POUR FRE, FREP,FREV,LIFE MOBILITY
EL770040170	☐	Choix du côté du montage : Commande tierce-personne montée au dossier - à Droite	◆					
EL770030180	☐	Commande tierce-personne montée au dossier - à Gauche	■					
Commande tierce-personne 								

Option Commande par clavier			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €		
BPPACK2	☐	Boitier de commande personnalisé - Commande par Clavier 5 Switchs (5 rangées / 10 contacts) Choix du type de boutons : Pousoirs ou Leviers :	1 500,00 €	1 421,80 €				VPH, ADJ., BOÎTIER DE COMMANDE PERSONNALISÉ POUR FRE, FREP,FREV,LIFE MOBILITY
EL160000300	☐	Dispositif de contrôle par clavier - 5 switchs type boutons pousoirs - Mo-Vis	■					
EL160000310	☐	Dispositif de contrôle par clavier - 5 switchs type leviers - Mo-Vis Choix du montage :	■		9982714	1 500,00 €		
Fab Spé	☐	Montage par défaut côté joystick	◆					
Fab Spé	☐	Montage du boîtier d'accès direct aux fonctions de siège côté opposé au Joystick en bout d'accoudoir	■					
Boîtier Mo-Vis à boutons pousoirs					Boîtier Mo-Vis à boutons leviers			
								Répartition des fonctions programmables

Commande tierce-personne + Boîtier Mo-Vis à boutons poussoirs = Boîtier Mo-Vis à boutons leviers

ℹ Répartition des fonctions programmables

	Besoin couvert : Offre à l'accompagnant un accès facilité et ergonomique à la commande tierce personne, permettant une maîtrise affinée de la conduite ou de la gestion des fonction du fauteuil.
---	--

SELLERIE (COUSSINS ET REVETEMENTS)

Coussins d'assise	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL240000010 ☐ Coussin d'assise ergonomique Lectus - revêtement Mesh micro aéré	◆	- €			Note : dimensions de base des coussins d'assise Lectus : Largeurs : 42, 47, 52, 57 cm Profondeurs : 45, 52,5 ou 60 cm
EL240000020 ☐ Coussin d'assise ergonomique Lectus - revêtement Dartex imperméable	■	- €			
EL240000040 ☐ Sans coussin d'assise	■	- €			



PAP MEMBRE SUPERIEUR ET MAINTIEN DU TRONC

Dossier Rigides "Type Lectus"			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €		
EL780000010	☐	Dossier rigide avec Coussin - revêtement Mesh micro aéré	■	- €			VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPÉRIEUR,LIFE MOBILITY	
EL780000020	☐	Dossier rigide avec Coussin - revêtement Dartex imperméable	319,99 €	303,31 €	9992641	Dans la limite de 600,00 €		
EL780000080	☐	Dossier rigide avec Coussin Extra Confort - revêtement Mesh	345,00 €	327,01 €				
EL780000090	☐	Dossier rigide avec Coussin Extra Confort - revêtement Dartex imperméable	365,00 €	345,97 €				
EL780000040	☐	Sans coussin de dossier	■	- €				
EL780000050	☐	Sans coussin de dossier et sans plaque de dossier	■	- €				




Maintiens latéraux			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL780000060	☐	Biseaux dorso-lombaires - Inserts Latéraux de dossier (la paire)	148,00 €	140,28 €	9992641	Dans la limite de 600,00 €	VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPÉRIEUR,LIFE MOBILITY
EL830040060	☐	Appui latéral capitonné - Côté Droit - revêtement Mesh micro aéré	■	- €			
EL830030060	☐	Appui latéral capitonné - Côté Gauche - revêtement Mesh micro aéré	■	- €			
EL830040070	☐	Appui latéral capitonné - Côté Droit - revêtement Dartex imperméable	145,00 €	137,44 €	9992641	Dans la limite de 600,00 €	VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPÉRIEUR,LIFE MOBILITY
EL830030070	☐	Appui latéral capitonné - Côté Gauche - revêtement Dartex imperméable	145,00 €	137,44 €			
EL830040040	☐	Cale-tronc Droit - sur rail de réglage en hauteur - revêtement Mesh micro aéré	150,00 €	142,18 €			
EL830030040	☐	Cale-tronc Gauche - sur rail de réglage en hauteur - revêtement Mesh micro aéré	150,00 €	142,18 €			



Les biseaux dorso-lombaires sont des coussins additionnels placés entre la plaque de dossier et le coussin afin d'en augmenter le galbe et assurer la stabilité du tronc en rotation. Non compatibles avec les appuis latéraux
Les appuis latéraux sont des cale-troncs amovibles, réglables en hauteur et en écartement.
Les cale-troncs sont escamotables et multiréglables.

Butées de Coudes	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL790040140 ☐ Butée de maintien arrière et latéral de coude capitonnée - revêtement Mesh micro aéré - côté droit	300,00 €	284,36 €	9992641	Dans la limite de 600,00 €	VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPÉRIEUR,LIFE MOBILITY
EL790030140 ☐ Butée de maintien arrière et latéral de coude capitonnée - revêtement Mesh micro aéré - côté gauche	300,00 €	284,36 €			



APPUI-TETES

Appui-têtes			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €		
EL140000070	☐	Appui-tête Gamme Lectus - multiréglable - revêtement Mesh micro aéré	■	- €				
EL140000080	☐	Appui-tête Gamme Lectus - multiréglable - revêtement Dartex imperméable	160,00 €	151,66 €	9992530	160,00 €		VPH, ADJONCTION, SUPPLÉMENT APPUI-TÊTE RÉGLABLE,LIFE MOBILITY
EL140000040	☐	Appui-tête Gamme Lectus - Confort multiréglable - revêtement Confort Mesh micro aéré	160,00 €	151,66 €				
EL140000100	☐	Appui-tête Gamme Lectus - modulable - segmenté - multiréglable - revêtement Confort Mesh micro aéré	160,00 €	151,66 €				



Les appui-têtes Lectus sont amovibles (molettes de serrage) et multiréglables, y compris latéralement.

ACCODOIRS

Accoudoirs (Largeur 10 cm)			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL790040100	☐	Manchette d'accoudoir - 300 mm - revêtement Mesh micro aéré - Droite	■	- €			Il est possible d'avoir des dimensions d'accoudoirs différentes à droite et à gauche : Merci de préciser vos souhaits à la commande.
EL790030100	☐	Manchette d'accoudoir - 300 mm - revêtement Mesh micro aéré - Gauche	■	- €			
EL790040090	☐	Manchette d'accoudoir - 300 mm - revêtement Dartex imperméable - Droite	■	- €			
EL790030090	☐	Manchette d'accoudoir - 300 mm - revêtement Dartex imperméable - Gauche	■	- €			
EL790040120	☐	Manchette d'accoudoir - 400 mm - revêtement Mesh micro aéré - Droite	■	- €			
EL790030120	☐	Manchette d'accoudoir - 400 mm - revêtement Mesh micro aéré - Gauche	■	- €			
EL790040110	☐	Manchette d'accoudoir - 400 mm - revêtement Dartex imperméable - Droite	■	- €			
EL790030110	☐	Manchette d'accoudoir - 400 mm - revêtement Dartex imperméable - Gauche	■	- €			
EL790000030	☐	Manchettes d'accoudoirs réglables en rotation	■	- €			
Fab Spé	☐	Capitonage Gel pour manchette - revêtement Mesh - Droite	Sur Devis		4960062	Sur devis	VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRM, FRMC, FRMA, FRMP, FRMV, FRE, FREP et FREV
Fab Spé	☐	Capitonage Gel pour manchette - revêtement Mesh - Droite	Sur Devis				

Manchette (Largeur 10 cm) - Longueur 300 ou 400 mm

Réglage en rotation

Fab Spé	☐ Manchettes sur mesure : Largeur : _____ cm x Hauteur : _____ cm	Sur devis	4960062	Sur devis	Besoin couvert : Permet de reduire les risques cutanés liés aux points d'appuis sous les coudes. VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRM, FRMC, FRMA, FRMP, FRMV, FRE, FREP et FREV Besoin couvert : Fabriquées aux dimensions souhaitées , elles permettent une adaptation précise à la morphologie de l'utilisateur et/ou,par exemple, permettent d'optimiser la largeur aux accoudoirs selon les contraintes d'encombrment imposées par le logement (ex : passages de portes).
---------	--	-----------	---------	-----------	--

Renforts		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL790040130	☐ Renfort télescopique d'accoudoir - Droit	305,87 €	289,92 €	4960062	Sur devis	VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV Besoin couvert : Rentort destine a des utilisateurs de forte corpulence (Poids >90kg), et/ou sollicitant excessivement en appui leurs accoudoirs, et/ou ayant besoin d'appui très rigide, lors des transferts ou repositionnement par exemple, et/ou ayant besoin d'installer des accessoires/périphériques lourds (> 1kg) sur l'accoudoir (Ex support de bras, écrans, appareils de communicaion etc..)
EL790030130	☐ Renfort télescopique d'accoudoir - Gauche	305,87 €	289,92 €			

Renfortst télescopique D'accoudoirs

Largeurs entre accoudoirs		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL730000040	☐ Largeur entre accoudoirs 410 mm	■	- €			La largeur entre accoudoirs ne peut pas être inférieure à celle du dossier
EL730000050	☐ Largeur entre accoudoirs 460 mm	■	- €			
EL730000060	☐ Largeur entre accoudoirs 510 mm	■	- €			

Largeur / Distance entre accoudoirs

REPOSE-PIEDS

Plaques repose-pieds		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL800000020	× Plaques repose-pieds 2 parties escamotables - réglables en inclinaison - largeur 180 mm	◆	- €			




PAP MEMBRE INFERIEUR

Soutien des jambes		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL850230010	□ Appui-mollets - multiréglables - revêtement Mesh micro aéré	■	- €			



Cale-cuisses / cale-hanches		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL840040010	□ Cale-cuisse Droit - revêtement Mesh micro aéré	300,00 €	284,36 €	9925544	Dans la limite de 600,00 €	VPH, ADJONCTION, PAP FORFAIT B ADJONCTIONS MEMBRE INFÉRIEUR,LIFE MOBILITY
EL840030010	□ Cale-cuisse Gauche - revêtement Mesh micro aéré	300,00 €	284,36 €			




FONCTIONS DE SIEGE


Dossier		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL130000070	□ Dossier à inclinaison manuelle	■	- €			Compensation mécanique du dossier : abaissement de l'inclinaison du dossier lors de la verticalisation (évitant les effets de cisaillement entre le dos et le dossier). Inclut la compensation biomécanique des accoudoirs : abaissement des accoudoirs en fonction de l'inclinaison du dossier.
EL130000080	□ Dossier à inclinaison électrique - Fonction couchée (180°) incluse	■	- €			
EL130000060	□ Sans compensation biomécanique de dossier	■	- €			



Bascule d'assise		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL810000010	× Montage du siège - assise horizontale	◆	- €			
EL810000030	× Bascule d'assise électrique 0 - 50°	■	- €			



Repose-jambe central		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL110000020	× Repose-jambe central à compensation biomécanique - Inclinaison électrique	1 250,00 €	1 184,83 €	9936430	€ 1 250,00	VPH, ADJONCTION, REPOSE-JAMBE ÉLEC. DROIT+GAUCHE,FRE FREP FREV,LIFE MOBILITY
EL800000050	□ Hauteur électrique des repose-pieds - course 15 cm	2 321,00 €	2 200,00 €	4960062	Sur devis	VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV



Lift (Elévation d'assise)		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EL820000010	× Lift 400 mm	1 500,00 €	1 421,80 €	9967867	€ 1 500,00	VPH, ADJONCTION, SUPP. ÉLEVATION ÉLECTRIQUE (LIFT) FRE FREP FREV,LIFE MOBILITY



ACCESSOIRES									
Sacoche d'accoudoir			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €			
EL160030160	☐	Sacoche d'accoudoir fermeture magnétique - côté Gauche	Offert				 Attention : 1 seul choix possible		
EL160040160	☐	Sacoche d'accoudoir avec fermeture magnétique - côté Droit	Offert						
Sacoche d'accoudoir									
Ceintures et harnais			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €			
EL160000040	☐	Ceinture de bassin - 2 points	■	- €			 Attention : Le harnais 4 points n'est pas compatible avec l'installation de la ceinture de buste.		
EL160000050	☐	Ceinture de bassin rétractable (enrouleur) - 2 points	■	- €					
EL160000060	☐	Harnais - 4 points	■	- €					
EL160000070	☐	Ceinture de buste - 2 points	■	- €					
Ceinture 2 points									
Ceinture 2 points avec enrouleur									
Harnais 4 points									
Ceinture de buste									
Tablettes			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €			
EL150000010	☐	Tablette escamotable à Gauche - Pour joystick à Droite	132,00 €	125,12 €	9982298	132,00 €	 VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE,LIFE MOBILITY		
EL150000020	☐	Tablette escamotable à Droite - Pour joystick à Gauche	132,00 €	125,12 €					
Tablette									
Accessoires			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €			
EL160000010	☐	Poignées de poussée	■	- €			 Attention : Des incompatibilités de montage peuvent survenir en fonction du choix d'associer certains accessoires (par exemple : rétroviseur du même côté que l'escamotage de la tablette, ou poignée de transfert avec cale-cuisses du même côté, selon le réglage de chaque élément).		
EL160230160	☐	Crochets pour sac à dos - montés à l'arrière du dossier	■	- €					
EL160040150	☐	Poignée de transfert (unité) - Droite	165,24 €	156,63 €	4960062	Sur devis	 VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV		
EL160030150	☐	Poignée de transfert (unité) - Gauche	165,24 €	156,63 €					
Poignées de poussée							 Besoin couvert : Permet à l'utilisateur d'accéder à un point d'appui réglé idéalement pour assurer ses transferts en sécurité		
Crochets pour sac à dos									
Poignée de transfert									
EL160000030	☐	Bumpers de fourches arrières	198,14 €	187,81 €	4960062	Sur devis	 VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV		
Bumpers							 Besoin couvert : Permettent, dans le cas d'espaces étroits par exemple (domicile, véhicules), ou selon les capacités de conduite de l'utilisateur, d'amortir les contacts avec le mobilier ou les murs par exemple, de protéger l'intégrité du fauteuil et/ou de l'environnement immédiat.		
EL160040170	☐	Rétroviseur - Monté sur accoudoir Droit (Côté opposé au Joystick obligatoire)	116,26 €	110,20 €	4960062	Sur devis	 VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV		
EL160030170	☐	Rétroviseur - Monté sur accoudoir Gauche (Côté opposé au Joystick obligatoire)	116,26 €	110,20 €					
Rétroviseur							 Besoin couvert : Destiné à des utilisateurs dont la mobilité de la tête et/ou le champ de vision est limité pour visualiser ce qui se passe en latérale ou à l'arrière du fauteuil.		
Accessoires électroniques			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €			
EL160000090	☐	Chargeur USB	108,93 €	103,25 €	Hors LPP - Option de confort - Facturable en sus du PLV		 FAQ Réforme de la PEC des VPH - Question 18 -"options hors nomenclature qui ne relèvent pas de la compensation du handicap [...], peuvent être facturées en sus sans prise en charge par l'Assurance maladie."		
Chargeur USB									
EL160000180	☐	Commande d'arrêt à distance	612,03 €	580,12 €	4960062	Sur devis	 VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV		
Arrêt à distance							 Besoin couvert : Permet à une tierce personne de stopper à distance le fauteuil grâce à une télécommande. Permet de sécuriser l'usage du fauteuil par exemple pour des utilisateurs en apprentissage de la conduite, ou dans des environnements spécifiques selon les capacités de conduite (Ex Limitation visuel, dextérité/capacité de control limitée en terrain accidenté etc...)		
EL160040190	☐	Support pour smartphone (Ram Mount) - Monté à Droite	374,17 €	354,66 €	4960062	Sur devis	 VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV		
EL160030190	☐	Support pour smartphone (Ram Mount) - Monté à Gauche	374,17 €	354,66 €					
EL160040200	☐	Support pour tablette (Ram Mount) - Monté à Droite	485,64 €	460,32 €					
EL160030200	☐	Support pour tablette (Ram Mount) - Monté à Gauche	485,64 €	460,32 €					
Support pour Smartphone ou Tablette							 Besoin couvert : Permet à l'utilisateur qui n'a pas la capacité de (ou limité pour) manipuler/tenir des accessoires, de fixer ses appareils mobiles (Téléphone, Tablette...) directement sur le fauteuil, avec des réglages adaptés à son champ visuel.		
							 Attention : Des incompatibilités de montage peuvent survenir en fonction du choix d'associer certains accessoires (par exemple : rétroviseur du même côté que l'escamotage de la tablette,support de téléphone etc..).		

DISPOSITIFS D'ARRIMAGE EN VEHICULE					
Dispositif d'ancrage en véhicule par sangles		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
Note	X Crochets d'arrimage pour transport en véhicule - Crash test ISO 7176/19	◆	- €		
Crochet d'arrimage  		① L'Evo Lectus est équipé de série de 4 points d'ancrage intégrés au châssis pour arrimage en véhicule par dispositifs à sangles (Ex marque Dahl, Q'Straint) L'Evo Lectus est Crash Testé ISO 7176/19 dans cette configuration			

SERVICES					
Assistance à la mise en service		Prix TTC	Prix HT		
F95000	Mise en route fauteuil - Assistance à la mise en service	274,30 €	260,00 €		
		① Assistance sur site d'un intervenant Life & Mobility lors de la mise en route du matériel et de ses accessoires. Inclus tous réglages, paramétrages, conseils et formation à l'utilisation du fauteuil auprès du prestataire, de l'utilisateur et de tout tiers concerné. Ne comprends aucune autre prestation de type livraison, service après vente etc..			

