

BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL
2026

Leon Versus

FREP-B, modulaire à propulsion par moteur électrique multi- position – classe B


karma

Indications

Patients en situation de handicap longue voire permanente et dont la durée estimée est supérieure à six mois.

Personnes avec incapacité de marche partielle ou totale, avec impossibilité de propulser un VPH à propulsion manuelle ou podale soit en raison de la déficience, soit en raison de la situation environnementale.

Nécessite les capacités cognitives et physiques permettant d'assurer la maîtrise du fauteuil roulant électrique.

Commande uniquement par l'accompagnant possible à titre exceptionnel selon capacités et situation environnementale.

Patients ayant un besoin de maintien, de positionnement lié notamment à une perte du tonus musculaire.

Conditions de prescription et de prise en charge

Compétences du prescripteur hors renouvellement à l'identique :
Equipe pluridisciplinaire constituée au minimum d'un médecin spécialiste compétent en médecine physique et en réadaptation (MPR) ou d'un médecin titulaire d'un DU Appareillage, et d'un ergothérapeute ou d'un kinésithérapeute ayant une pratique dans le domaine des VPH.

Compétences du prescripteur renouvellement à l'identique : Médecin généraliste ou Ergothérapeute

Parcours hors renouvellement à l'identique :
Evaluation des besoins (+ Aptitude à la conduite) => Préconisations (VPH + Adjonctions) => Essais => Validation.
Cf Fiche de préconisation.

Prise en charge : Sur DAP (Demande d'accord préalable) : 15 jours - 2 mois si Adjonction(s) sur devis

Fauteuil	Montant LPP/PLV	Code LPP Individuel	
VPH, ACHAT NEUF, FREP-B, MODULAIRE ÉLECTRIQUE MULTI-POSITION – B,LIFE MOBILITY	11 680,50 €	9562260	
Adjonctions	Montant LPP/PLV	Code LPP Individuel	Adjonctions Disponibles
VPH, ADJONCTION, REPOSE-JAMBE ÉLEC. DROIT+GAUCHE,FRE FREP FREV,LIFE MOBILITY	1 250,00 €	9936430	✓
VPH, ADJONCTION, SUPP. ÉLEVATION ÉLECTRIQUE (LIFT) FRE FREP FREV,LIFE MOBILITY	1 500,00 €	9967867	✓
VPH, ADJONCTION, SUPPLÉMENT APPUI-TÊTE RÉGLABLE,LIFE MOBILITY	160,00 €	9992530	✓
VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPÉRIEUR,LIFE MOBILITY	Dans la limite de 600,00 €	9992641	✓
VPH, ADJONCTION, PAP FORFAIT B ADJONCTIONS MEMBRE INFÉRIEUR,LIFE MOBILITY	Dans la limite de 600,00 €	9925544	✓
VPH, ADJ., BOÎTIER DE COMMANDE PERSONNALISÉ POUR FRE, FREP,FREV,LIFE MOBILITY	1 500,00 €	9982714	✓
VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE,LIFE MOBILITY	132,00 €	9982298	✓
VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV	Sur devis	4960062	✓

INFORMATIONS CLIENT

COMMANDE

DEVIS
SOCIÉTÉ

Code Client :

Société :

 Contact
Nom / Prénom :

E Mail :

Tel :

UTILISATEUR

Nom / Prénom :

Prescripteur - Thérapeute :

Fonction :

DOCUMENT A RENOYER A :
E Mail : service@life-mobility.fr

Tel : 04 37 22 21 38

ADRESSE DE LIVRAISON

Adresse :

Code postal :

Ville :


TAMPON ET SIGNATURE

Prix publics conseillés en € - TVA 5,5% - Valides à la date d'impression - Sous réserve de modifications.

Photos et schémas non contractuels. Les caractéristiques produit sont données à titre indicatif et des modifications peuvent survenir sans préavis.

Les Informations relatives à la LPP sont également données à titre indicatif et n'engage en aucun cas Life&Mobility France. Nous vous invitons à consulter les textes de référence sur le site du gouvernement (Arrêté du 6 février 2025 NOR : TSSS2503855A, Avis Tarifaire du 17 Juillet 2025 NOR : TSSS2520446V, Arrêtés Modificatifs du 31 Mars 2025 NOR : TSSS2510196A et du 10 Octobre 2025 NOR : TSSS2527842A)

PRISE DE MESURE



Poids (Kg) :

Taille (cm) :

1	Hauteur Assise / Haut Tête (cm) :
2	Hauteur Assise / Epaules (cm) :
3	Hauteur Assise / Coude (cm) :
4	Coude / Main (cm) :
5	Creux poplité / Talon (segment jambe) (cm) :
6	Bas du dos / Creux poplité (Segment cuisse) (cm) :
7	Largeur de hanches :
8	Largeur de buste (cm) :
9	Hauteur assise / Buste (cm) :

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Base Motrice - Châssis

Type de propulsion	Base Motrice Leon : Propulsion - Roues Motrices arrière
Vitesse - Moteurs - Batteries	10 Km/h - Batteries Gel MTG 60Ah
Electronique	R Net - Joystick écran Couleur CJSM
Suspensions	4 suspensions indépendantes avec combinés ressorts-amortisseurs à gaz réglables
Roues - Pneus	Roues avec jantes à 3 branches en aluminium - Anodisées Noir Mat / Pneus gonflables noirs
Transport	Crochets d'arrimage - Crash Test ISO 7176/19 / Pré équipement pour Station d'arrimage Dahl - Crash Test ISO 7176/19
Couleurs	Châssis / Carters Noirs

Dimensions - capacités

Longueur hors tout	120 cm (avec repose-jambes escamoté)
Largeur hors tout	60 cm (ext. roues centrales motrices)
Hauteur sol- siège	Hauteur sol-siège 46 cm (mesurée à la plaque d'assise)
Dimensions de siège	Châssis de siège Versus : Profondeur réglable de 37 à 56 cm et largeur réglable de 37 à 57 cm
Poids Utilisateur Max.	136 kg

Siège - Fonctions d'assise - Equipements

Dossier	Dossier électrique, Type Lectus ou Newton - hauteur réglable (amplitude 15 cm)
Repose-jambes	Repose-jambes réglables en angle ou électriques
Bascule d'assise / Lift	Bascule d'assise électrique 45° - Lift 30 cm
Accoudoirs	Accoudoirs réglables en largeur, en hauteur et en profondeur, avec garnitures confort Matrixx et protège-vêtements - Accoudoirs Lectus au choix
Sellerie	Coussins ergonomiques "Lectus" ou Gamme Newton pour l'assise et le dossier
Maintien et sécurité	Ceinture de bassin 2 points
Appui-tête	Appui-tête réglable Matrixx ou Lectus, multi-réglables
Support de joystick	Matrixx ou Lectus escamotable fixe ou escamotables

Garantie

Garantie	2 ans / Hors batteries et pièces d'usure. Châssis 5 ans
----------	---

SYMBLES

✕ Sélection d'office

◆ Configuration standard - Choix par défaut

ⓘ Information

☐ Sélection possible - A cocher

■ Configuration standard - Autre choix possible

ⓘ Avertissement

ⓘ Prescription

Information relative à la prise en charge Code et Montant LPP

ⓘ Fact en Sus

Option hors nomenclature - hors compensation du handicap - Facturable en sus du PLV (CF FAQ - Question 18)

ⓘ Besoin couvert

Explique la destination de l'adjonction - Exemples donnés à titre d'information - Liste non exhaustive


FAUTEUIL

Fauteuil	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
MF00000020 <input checked="" type="checkbox"/> Leon Versus	11 680,50 €	11 071,56 €	9562260	11 680,50 €	i VPH, ACHAT NEUF, FREP-B, MODULAIRE ÉLECTRIQUE MULTI-POSITION - B,LIFE MOBILITY
	+ 7,42 € HT d'éco-participation				i Note : Le Leon est conforme aux spécifications LPPR pour la catégorie FREP (Certificat CERAH 25-091-A)


CHASSIS

Module gyroscopique	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
MF00000030 <input type="checkbox"/> Module Gyro R Net - Contrôle de trajectoire	774,79 €	734,40 €	4960062	Sur devis	i VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV
Module Gyro R Net					i Le module Gyro est installé dans le châssis. Il permet de détecter les déviations de trajectoires lors de la conduite et corrige automatiquement la direction. Il apporte sécurité et confort de conduite.


Couleurs de châssis	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
MF50000010 <input type="checkbox"/> Couleur de carter Noir - Détail Noir Mat	◆	- €			i Les exemples de coloris sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels. Le rendu peut varier (nuance, contraste, luminosité) selon la qualité d'écran et/ou de l'impression . Attention : Life & Mobility France ne pourra être tenu responsable en cas d'insatisfaction concernant le coloris choisi et n'effectuera aucun échange.
MF50000020 <input type="checkbox"/> Couleur de carter Noir - Détail Blanc	■	- €			
MF50000030 <input type="checkbox"/> Couleur de carter Noir - Détail Orange	■	- €			
MF50000040 <input type="checkbox"/> Couleur de carter Noir - Détail Gris	■	- €			
MF50000050 <input type="checkbox"/> Couleur de carter Noir - Détail Vert Newton	■	- €			




Blanc



Orange






Gris



Vert Newton

Kit route	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
MF16000010 <input type="checkbox"/> Kit route à LED	■	- €			

BATTERIES ET CHARGEURS


Batterie	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
MF53000050 <input checked="" type="checkbox"/> Batteries Gel MTG 60 Ah	◆	- €			i Autonomie : 28 km avec des batteries de 60 Ah (autonomie donnée à titre indicatif, valeur théorique calculée sur la base des tests d'homologation CE - variable en fonction de l'utilisation, des conditions d'usage, de la charge embarquée, de l'utilisation des fonctions de siège, etc. et de l'ancienneté des batteries).

Chargeurs	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
MF66000020 <input checked="" type="checkbox"/> Chargeur 24 V / 8A	◆	- €			
MF74000010 <input type="checkbox"/> Prise de charge déportée à l'arrière du châssis	291,87 €	276,65 €	4960062	Sur devis	i VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV
MF74000020 <input type="checkbox"/> Prise de charge déportée - emplacement au choix	Sur Devis				i Besoin couvert : Permet par exemple à l'utilisateur qui ne peut accéder à l'avant du joystick de brancher le chargeur de son fauteuil en autonomie, et/ou selon l'environnement, d'offrir un accès adapté à la prise de charge, autre que celui du joystick.

ROUES ET PNEUS


Roues motrices arrière	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
MF870190010 <input type="checkbox"/> Roues motrices - Pneus gonflables Noirs	◆	- €			
MF870200010 <input type="checkbox"/> Roues motrices - Pneus à bandages - Noirs	■	- €			

Pneus gonflables noirs
Roues AR



Roues pivotantes avant	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
MF050190010 <input type="checkbox"/> Roues avant - Pneus gonflables Noirs	◆	- €			
MF050200010 <input type="checkbox"/> Roues avant - Pneus à bandages - Noirs	■	- €			

Pneus gonflables noirs
roues AV



ELECTRONIQUE ET JOYSTICK PRINCIPAL

Joystick principal	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
MF77000020 <input type="checkbox"/> Electronique R Net - Joystick LED	■	- €			ⓘ Attention : Joystick LED incompatible avec commandes par claviers et contacteurs externes (pas d'entrées Jack)
MF77000030 <input type="checkbox"/> Electronique R Net - Joystick Couleur CJSM1	◆	- €			
MF77000040 <input type="checkbox"/> Electronique R Net - Joystick Couleur XL CJSM2	■	- €			
EA77000060 <input type="checkbox"/> Commande spéciale - Electronique R Net - Joystick Couleur XL CJSM2 avec contrôle d'environnement IR et Bluetooth	981,15 €	930,00 €	4960062	Sur devis	



ⓘ VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV

ⓘ Besoin couvert : Permet à l'utilisateur qui ne peut manipuler/porter des accessoires, et qui ne peut accéder qu'à son Joystick, de contrôler depuis le fauteuil des périphériques connectés via Bluetooth ou Infra rouge (Téléphone, ordinateur, tablette, outils de communication etc...)

Manettes de joystick - Embouts	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
MF930320010 <input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Balle 32 mm	■	- €			
MF930320020 <input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Balle 38 mm	■	- €			
MF930320030 <input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Stick 80 mm	■	- €			
MF930320040 <input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Champignon	■	- €			
MF930320050 <input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Barre en "T"	■	- €			
MF930320060 <input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Balle en mousse "Soft"	■	- €			
MF930320070 <input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Balle de Golf	■	- €			
MF930320090 <input type="checkbox"/> Manette de Joystick Tétra Bodypoint larg. 75 mm	■	- €			
MF930320100 <input type="checkbox"/> Manette de Joystick Tétra Bodypoint larg.102 mm	■	- €			



BOITIERS DE COMMANDE PERSONNALISES

ATTENTION : Options non cumulables entre elles


Option Commande accompagnateur	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
BPPACK1 <input type="checkbox"/> Boitier de commande personnalisé - Commande accompagnateur <i>Choix du côté du montage :</i>	1 500,00 €	1 421,80 €			ⓘ VPH, ADJ., BOÎTIER DE COMMANDE PERSONNALISÉ POUR FRE, FREP, FREV, LIFE MOBILITY
MF770040070 <input type="checkbox"/> Commande tierce-personne montée au dossier - à Droite		- €	9982714	1 500,00 €	
MF770030070 <input type="checkbox"/> Commande tierce-personne montée au dossier - à Gauche		- €			





Option Commande par clavier	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
BPPACK2 <input type="checkbox"/> Boitier de commande personnalisé - Commande par Clavier 5 Switchs (5 rangées / 10 contacts) <i>Choix du type de boutons : Pousoirs ou Leviers :</i>	1 500,00 €	1 421,80 €			ⓘ VPH, ADJ., BOÎTIER DE COMMANDE PERSONNALISÉ POUR FRE, FREP, FREV, LIFE MOBILITY
MF160000190 <input type="checkbox"/> Dispositif de contrôle par clavier - 5 switchs type boutons pousoirs - Mo-Vis		- €			
MF160000200 <input type="checkbox"/> Dispositif de contrôle par clavier - 5 switchs type leviers - Mo-Vis <i>Choix du montage :</i>		- €	9982714	1 500,00 €	
Fab Spé <input type="checkbox"/> Montage par défaut côté joystick	◆	Inclus dans le prix du pack			
Fab Spé <input type="checkbox"/> Montage du boîtier d'accès direct aux fonctions de siège côté opposé au Joystick en bout d'accoudoir	■	Inclus dans le prix du pack			



ⓘ Répartition des fonctions programmables

Option Commande accompagnateur + Commande par clavier		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
BPPACK3	<input type="checkbox"/> Boitier de commande personnalisé - Commande accompagnateur + Commande par Clavier 5 Switchs (5 rangées / 10 contacts) <i>Choix du côté du montage :</i>	1 500,00 €	1 421,80 €			 <p>VPH, ADJ., BOÎTIER DE COMMANDE PERSONNALISÉ POUR FRE, FREP, FREV, LIFE MOBILITY</p>
MF770040070	<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne montée au dossier - à Droite		- €			
MF770030070	<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne montée au dossier - à Gauche		- €			
MF160000190	<input type="checkbox"/> Dispositif de contrôle par clavier - 5 switchs type boutons poussoirs - Mo-Vis		- €	9982714	1 500,00 €	
MF160000200	<input type="checkbox"/> Dispositif de contrôle par clavier - 5 switchs type leviers - Mo-Vis		- €			
<i>Choix du montage :</i>						
Fab Spé	<input type="checkbox"/> Montage par défaut côté joystick	◆	Inclus dans le prix du pack			
Fab Spé	<input type="checkbox"/> Montage du boîtier d'accès direct aux fonctions de siège côté opposé au Joystick en bout d'accoudeoir	■	Inclus dans le prix du pack			

Commande tierce-personne  + Boîtier Mo-Vis à boutons poussoirs  Boîtier Mo-Vis à boutons leviers   Répartition des fonctions programmables

Adaptations spéciales pour commandes personnalisées		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
MF770000080	<input type="checkbox"/> Poignée pour commande tierce-personne (commande tierce-personne obligatoire)	1 727,17 €	1 637,13 €	4960062	Sur devis	 VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV
						 Besoin couvert : Offre à l'accompagnant un accès facilité et ergonomique à la commande tierce personne, permettant une maîtrise affinée de la conduite ou de la gestion des fonction du fauteuil.
EASpeJoy4	<input type="checkbox"/> Fab. Spé : Déplacement du Joystick principal au dossier pour l'accompagnant	369,25 €	350,00 €	4960062	Sur devis	 VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV
						 Besoin couvert : En complément d'une commande spéciale, ou lorsque qu'une commande personnalisée pour l'accompagnateur n'est pas envisageable, le déport du Joystick principal du fauteuil au dossier permet l'accès à l'intégralité des fonctions du fauteuil, et offre aux utilisateurs de cette commande un retour visuel complet des menus/mode via l'écran LCD (CJSM2 ou CJSM2).

Commande centrale sur mesure avec Joystick réversible sur tablette		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
MF770000060	<input type="checkbox"/> Commande spéciale - Joystick central réversible pour tablette - Choix de la tablette ci-dessous :					 VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV
MF150000040	<input type="checkbox"/> Tablette pour Joystick central réversible - escamotable à Droite	2 414,87 €	2 288,98 €	4960062	Sur devis	
MF150000030	<input type="checkbox"/> Tablette pour Joystick central réversible - escamotable à Gauche					
Joystick central réversible 	Joystick sur tablette 					 Besoin couvert : Permet à des utilisateurs dont la mobilité ne permet pas le contrôle d'un manipulateur latéral, et pour lesquels les membres supérieurs doivent rester en appui devant le tronc, de gérer la conduite et l'ensemble des fonctions du fauteuil.
						 Attention : Le joystick central réversible est spécifique et doit obligatoirement être monté sur une tablette. La tablette ne peut être commandée séparément. Important : Lorsqu'il est retourné, un dispositif de sécurité bloque automatiquement la conduite.

ACCOUDOIRS ET SUPPORTS DE JOYSTICKS STANDARDS TYPE MATRIXX

Accoudoirs et manchettes Type Matrixx		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
MF10000070	<input type="checkbox"/> Accoudoirs standards Matrixx - Barre en T	◆	- €		
MF10000020	<input type="checkbox"/> Protège-vêtements sous accoudoirs pour accoudoirs en "T"	◆	- €		
MF10000030	<input type="checkbox"/> Protège-vêtements capitonnés sous accoudoirs - modèles en "T" ou escamotables au dossier	■	- €		
MF100030050	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir capitonnée standard - 400 mm - Gauche	◆	- €		
MF100040050	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir capitonnée standard - 400 mm - Droite	◆	- €		

Accoudoirs standards Matrixx - Barre en T



Protèges vêtements



Supports de joystick pour accoudoirs standards en "T" Matrixx		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
MF750040010	<input type="checkbox"/> Support de joystick fixe - côté Droit	■	- €		
MF750030010	<input type="checkbox"/> Support de joystick fixe - côté Gauche	■	- €		
MF750040020	<input type="checkbox"/> Support de joystick escamotable - côté Droit	◆	- €		
MF750030020	<input type="checkbox"/> Support de joystick escamotable - côté Gauche	■	- €		

Attention : Les supports de joystick de cette liste ne sont compatibles qu'avec les accoudoirs en "T" Matrixx

Escamotage de joystick pour accoudoirs standards Matrixx



Support de joystick fixe pour accoudoirs standards Matrixx



ACCOUDOIRS ET SUPPORTS DE JOYSTICKS TYPE LECTUS

Accoudoirs et manchettes Type Lectus		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
MF10000010	<input type="checkbox"/> Accoudoirs Type Lectus en "T" - réglables	■	- €		
MF10000020	<input type="checkbox"/> Protège-vêtements sous accoudoirs pour accoudoirs en "T"	■	- €		
MF10000040	<input type="checkbox"/> Accoudoirs escamotables Type Lectus - Fixation aux rails d'assise	■	- €		
MF10000050	<input type="checkbox"/> Accoudoirs escamotables Type Lectus - Fixation au dossier	■	- €		
MF10000030	<input type="checkbox"/> Protège-vêtements capitonnés sous accoudoirs - modèles en "T" ou escamotables au dossier	■	- €		
MF100040010	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir type Lectus - 300 mm - revêtement Mesh micro aéré - Droite	■	- €		
MF100030010	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir type Lectus - 300 mm - revêtement Mesh micro aéré - Gauche	■	- €		
MF100040020	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir type Lectus - 300 mm - revêtement Dartex imperméable - Droite	■	- €		
MF100030020	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir type Lectus - 300 mm - revêtement Dartex imperméable - Gauche	■	- €		
MF100040030	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir type Lectus - 400 mm - revêtement Mesh micro aéré - Droite	■	- €		
MF100030030	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir type Lectus - 400 mm - revêtement Mesh micro aéré - Gauche	■	- €		
MF100040040	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir type Lectus - 400 mm - revêtement Dartex imperméable - Droite	■	- €		
MF100030040	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir type Lectus - 400 mm - revêtement Dartex imperméable - Gauche	■	- €		
Fab Spé	<input type="checkbox"/> Capitonage Gel pour manchette - revêtement Mesh - Droite		Sur Devis	4960062	Sur devis
Fab Spé	<input type="checkbox"/> Capitonage Gel pour manchette - revêtement Mesh - Droite		Sur Devis		

VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV


Besoin couvert : Permet de réduire les risques cutanés liés aux points d'appuis sous les coudes.

VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV

Besoin couvert : Fabriquées aux dimensions souhaitées, elles permettent une adaptation précise à la morphologie de l'utilisateur et/ou, par exemple, permettent d'optimiser la largeur aux accoudoirs selon les contraintes d'encombrement imposées par le logement (ex : passages de portes).

Fab Spé	<input type="checkbox"/> Manchettes sur mesure : Largeur : _____ cm x Hauteur : _____ cm		Sur Devis	4960062	Sur devis
---------	--	--	-----------	---------	-----------

Accoudoirs type Lectus en "T" - réglables




Accoudoirs escamotables type Lectus - Fixation aux rails d'assise



Accoudoirs escamotables type Lectus - Fixation au dossier



Manchettes type Evo Lectus



Supports de joystick pour accoudoirs Lectus		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
MF750040010	<input type="checkbox"/> Support de joystick fixe type Lectus - côté Droit	■	- €		
MF750030010	<input type="checkbox"/> Support de joystick fixe type Lectus - côté Gauche	■	- €		
MF750040030	<input type="checkbox"/> Support de joystick escamotable type Lectus - côté Droit	■	- €		
MF750030030	<input type="checkbox"/> Support de joystick escamotable type Lectus - côté Gauche	■	- €		

Attention : Les supports de joystick Lectus nécessitent obligatoirement des accoudoirs et manchettes de type "Lectus". Cf. ci dessus "Accoudoirs et manchettes Type Lectus".

Escamotage de joystick pour accoudoirs type Lectus



DIMENSIONS DE SIEGE



Note : La structure de siège "Versus" est dotée de multiples réglages en largeurs et profondeurs. Ceux-ci dépendent du type de système de siège : **Lectus** ou **Newton**

Largeurs d'assise - LECTUS et NEWTON		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
MF020000010	<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 370 mm - Seulement avec Newton	■	- €		
MF020000020	<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 420 mm	■	- €		
MF020000030	<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 470 mm	■	- €		
MF020000040	<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 520 mm	■	- €		
MF020000050	<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 570 mm	■	- €		

NEWTON

NOTE : La largeur de siège est réglable (châssis de siège Versus)

Châssis de siège Versus
Largeur réglable

VERSUS



Profondeurs d'assise - LECTUS		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
MF030000090	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 400 mm	■	- €		
MF030000100	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 425 mm	■	- €		
MF030000110	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 450 mm	■	- €		
MF030000120	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 475 mm	■	- €		
MF030000050	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 500 mm	■	- €		
MF030000130	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 525 mm	■	- €		
MF030000140	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 550 mm	■	- €		
MF030000150	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 575 mm	■	- €		
MF030000160	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 600 mm	■	- €		


NOTE : La profondeur est réglable en continu. Les profondeurs réglées en usine sont conditionnées par les dimensions de base des coussins d'assise **Lectus** (profondeur : 45, 52,5 ou 60 cm).

Lectus

Profondeurs d'assise - NEWTON		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
MF030000010	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 420 mm	■	- €		
MF030000020	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 440 mm	■	- €		
MF030000030	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 460 mm	■	- €		
MF030000040	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 480 mm	■	- €		
MF030000050	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 500 mm	■	- €		
MF030000060	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 520 mm	■	- €		
MF030000070	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 540 mm	■	- €		
MF030000080	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 560 mm	■	- €		

NOTE : La profondeur est réglable en continu. Les profondeurs réglées en usine sont conditionnées par les dimensions de base des coussins d'assise **Newton** (profondeurs de 420 à 560 mm)

NEWTON



Châssis de siège Versus
Profondeur réglable

VERSUS



SYSTÈME DE SIEGE LECTUS

Coussins d'assise Lectus		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
MF120000070	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise ergonomique Lectus - revêtement Mesh micro aéré	◆	- €		
MF120000080	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise ergonomique Lectus - revêtement Dartex imperméable	■	- €		
MF120000100	<input type="checkbox"/> Plaque Aluminium plate - pour adaptation autres coussins	■	- €		

Coussin de siège



Lectus

Largeurs de dossiers Lectus		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
MF730000060	<input type="checkbox"/> Largeur de dossier 410 mm	■	- €		
MF730000070	<input type="checkbox"/> Largeur de dossier 460 mm	■	- €		
MF730000080	<input type="checkbox"/> Largeur de dossier 510 mm	■	- €		

Attention : La largeur du dossier doit être cohérente avec la largeur de l'assise et l'espace entre les accoudoirs. Elle ne peut en aucun cas être supérieure.

Seulement en cas de Dossier "Type Lectus" => Voir choix "PAP Membre supérieur" ci-dessous

Largeur de dossier



Lectus

Hauteurs de dossiers Lectus		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
MF410000010	<input type="checkbox"/> Hauteur de dossier 530 mm	■	- €		
MF410000020	<input type="checkbox"/> Hauteur de dossier 600 mm	■	- €		
MF410000030	<input type="checkbox"/> Hauteur de dossier 670 mm - Seulement pour largeur 510 mm	■	- €		

La position du dossier est réglable en hauteur sur plusieurs positions

Seulement en cas de Dossier "Type Lectus" => Voir choix "PAP Membre supérieur" ci-dessous

Hauteur de dossier



Lectus

Dossier Lectus sur mesure		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
Fab Spé	<input type="checkbox"/> Dossier sur mesure : Largeur : _____ cm x Hauteur : _____ cm		Sur Devis	4960062	Sur devis

VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV

Dossier sur mesure




Lectus

Besoin couvert : Permet à l'utilisateur d'avoir un positionnement des pieds/membres inférieurs fabriqué sur mesure, en l'absence de toute solution existante dans la liste des produits d'aide à la posture (PAP)

PAP MEMBRE SUPERIEUR ET MAINTIEN DU TRONC - LECTUS

Dossier Rigides "Type Lectus"		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
MF13000080	<input type="checkbox"/> Dossier rigide avec Coussin Lectus - revêtement Mesh micro aéré	■	- €			
MF13000090	<input type="checkbox"/> Dossier rigide avec Coussin Lectus - revêtement Dartex imperméable	319,99 €	303,31 €	9992641	Dans la limite de 600,00 €	 VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPERIEUR,LIFE MOBILITY
MF13000100	<input type="checkbox"/> Dossier rigide avec Coussin Extra Confort - revêtement Mesh	345,00 €	327,01 €			
MF13000110	<input type="checkbox"/> Dossier rigide avec Coussin Extra Confort - revêtement Dartex imperméable	365,00 €	345,97 €			



Maintiens latéraux		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
MF13000120	<input type="checkbox"/> Biseaux dorso-lombaires - Inserts Latéraux de dossier (la paire)	148,00 €	140,28 €	9992641	Dans la limite de 600,00 €	 VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPERIEUR,LIFE MOBILITY
MF830040010	<input type="checkbox"/> Appui latéral capitonné - Côté Droit - revêtement Mesh micro aéré	■	- €	9992641	Dans la limite de 600,00 €	 VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPERIEUR,LIFE MOBILITY
MF830030010	<input type="checkbox"/> Appui latéral capitonné - Côté Gauche - revêtement Mesh micro aéré	■	- €			
MF830040020	<input type="checkbox"/> Appui latéral capitonné - Côté Droit - revêtement Dartex imperméable	145,00 €	137,44 €			
MF830030020	<input type="checkbox"/> Appui latéral capitonné - Côté Gauche - revêtement Dartex imperméable	145,00 €	137,44 €			
MF830040050	<input type="checkbox"/> Cale-tronc Droit - sur rail de réglage en hauteur - revêtement Mesh micro aéré	150,00 €	142,18 €			
MF830030050	<input type="checkbox"/> Cale-tronc Gauche - sur rail de réglage en hauteur - revêtement Mesh micro aéré	150,00 €	142,18 €			



Les biseaux dorso-lombaires sont des coussins additionnels placés entre la plaque de dossier et le coussin afin d'en augmenter le galbe et assurer la stabilité du tronc en rotation. Non compatibles avec les appuis latéraux

Les appuis latéraux sont des cale-troncs amovibles, réglables en hauteur et en écartement.

Les cale-troncs sont escamotables et multiréglables.

SYSTEME DE SIEGE NEWTON

Coussin d'assise Newton		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
MF120000120	<input type="checkbox"/> Coussin de siège Newton Contour seat - Revêtement Mesh	■	- €		
MF120000010	<input type="checkbox"/> Coussin de siège Newton Contour seat - Revêtement Imperméable Dartex	■	- €		
MF120000130	<input type="checkbox"/> Coussin de siège Newton Contour Deep seat - Revêtement Mesh	■	- €		
MF120000020	<input type="checkbox"/> Coussin de siège Newton Contour Deep seat - Revêtement Imperméable Dartex	■	- €		
MF120000140	<input type="checkbox"/> Coussin de siège Newton Contour Xtra seat* - Revêtement Mesh	■	- €		
MF120000030	<input type="checkbox"/> Coussin de siège Newton Contour Xtra seat* - Revêtement Imperméable Dartex	■	- €		
MF120000040	<input type="checkbox"/> Embase d'assise Newton pour installation autre coussin	■	- €		
MF120000050	<input type="checkbox"/> Coussin de bordure avant pour embase d'assise Newton - Hauteur 5 cm	■	- €		
MF120000060	<input type="checkbox"/> Coussin de bordure avant pour embase d'assise Newton - Hauteur 8 cm	■	- €		

IMPORTANT : La hauteur sol siège de référence est de 44 cm pour le Morgan M. Cette mesure est prise du sol à la plaque d'assise standard du fauteuil.
 Les coussins de siège Newton impactent la hauteur d'assise :
 Exemple : Coussin Newton Contour Deep réglé en angle B :
 Hauteur totale = 46 + 13 cm = 59 cm (haut du coussin).
Voir tableau en fin de document



Angles de d'assise Newton		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
MF420000010	<input type="checkbox"/> Angle de l'assise Newton : A	■	- €		
MF420000020	<input type="checkbox"/> Angle de l'assise Newton : B	■	- €		
MF420000030	<input type="checkbox"/> Angle de l'assise Newton : C	■	- €		
MF420000040	<input type="checkbox"/> Montage assise Newton avec angle de 3° en moins - réduction de la hauteur sol-siège de 1,5 cm *	■	- €		
MF420000050	<input type="checkbox"/> Montage assise Newton avec angle de 5° en moins - réduction de la hauteur sol-siège de 2,5 cm **	■	- €		

Notes :
 * Angle à partir de la position A, soit 12° (12° - 3° = 9° ou 12° - 5° = 7°)
 ** N'est pas compatible avec le repose-jambe central type Lectus.

Attention : Le type de coussin Newton et l'angle ont une influence sur la hauteur sol-siège totale
Voir Tableau en fin de document.




Largeurs de dossiers Newton		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
MF730000010	<input type="checkbox"/> Largeur de dossier Newton 37 cm	■	- €		
MF730000020	<input type="checkbox"/> Largeur de dossier Newton 42 cm	■	- €		
MF730000030	<input type="checkbox"/> Largeur de dossier Newton 47 cm	■	- €		
MF730000040	<input type="checkbox"/> Largeur de dossier Newton 52 cm	■	- €		

Il est possible de choisir une taille de dossier inférieure à la largeur d'assise au maximum
 Exemple : Largeur d'assise 47 cm / Dossier 42

Angles de dossiers Newton		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
MF180000010	<input type="checkbox"/> Angle du dossier Newton : A	■	- €		
MF180000020	<input type="checkbox"/> Angle du dossier Newton : B	■	- €		
MF180000030	<input type="checkbox"/> Angle du dossier Newton : C	■	- €		
MF180000070	<input type="checkbox"/> Support de dossier multirégable - angle et profondeur	■	- €		

Angle de montage du dossier par rapport au châssis de dossier



Hauteur d'installation de dossier Newton		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
MF980000010	<input type="checkbox"/> Hauteur du dossier Newton : Position 0 (Distance plan Ischiens/Lombaire 15 cm)	■	- €		
MF980000020	<input type="checkbox"/> Hauteur du dossier Newton : Position 1 (Distance plan Ischiens/Lombaire 16 cm)	■	- €		
MF980000030	<input type="checkbox"/> Hauteur du dossier Newton : Position 2 (Distance plan Ischiens/Lombaire 17 cm)	■	- €		
MF980000040	<input type="checkbox"/> Hauteur du dossier Newton : Position 3 (Distance plan Ischiens/Lombaire 18 cm)	■	- €		
MF980000050	<input type="checkbox"/> Hauteur du dossier Newton : Position 4 (Distance plan Ischiens/Lombaire 19 cm)	■	- €		
MF980000060	<input type="checkbox"/> Hauteur du dossier Newton : Position 5 (Distance plan Ischiens/Lombaire 20 cm)	■	- €		
MF980000070	<input type="checkbox"/> Hauteur du dossier Newton : Position 6 (Distance plan Ischiens/Lombaire 21 cm)	■	- €		
MF980000080	<input type="checkbox"/> Hauteur du dossier Newton : Position 7 (Distance plan Ischiens/Lombaire 22 cm)	■	- €		
MF980000090	<input type="checkbox"/> Hauteur du dossier Newton : Position 8 (Distance plan Ischiens/Lombaire 23 cm)	■	- €		
MF980000100	<input type="checkbox"/> Hauteur du dossier Newton : Position inconnue - à régler par vos soins	■	- €		




NEWTON

PAP MEMBRE SUPERIEUR ET MAINTIEN DU TRONC - NEWTON

Dossiers Newton		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
MF130000150	<input type="checkbox"/> Dossier Newton Curve Z - Revêtement Mesh	600,00 €	568,72 €	9992641	Dans la limite de 600,00 €
MF130000010	<input type="checkbox"/> Dossier Newton Curve 1 - Revêtement Mesh	600,00 €	568,72 €		
MF130000020	<input type="checkbox"/> Dossier Newton Curve 2 - Revêtement Mesh	600,00 €	568,72 €		
MF130000030	<input type="checkbox"/> Dossier Newton Curve 3 - Revêtement Mesh**	600,00 €	568,72 €		
MF130000040	<input type="checkbox"/> Housse imperméable amovible - Couleur Grise - Pour Curve 3	■	- €		
MF130000050	<input type="checkbox"/> Dossier Newton Curve 3 "Deep backrest" - Revêtement Mesh ***/***	600,00 €	568,72 €		
MF130000060	<input type="checkbox"/> Pré réglage du dossier Curve 3 "Deep backrest" - Profond	■	- €		
MF130000070	<input type="checkbox"/> Pré réglage du dossier Curve 3 "Deep backrest" - Très Profond	■	- €		

① VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPERIEUR, LIFE MOBILITY



Gamme de dossiers Newton Curve

Les dossiers Newton Curve intègrent en standard le support d'appui-tête (pour appui-têtes Matrixx uniquement).

① ** En cas d'association avec des dossiers Newton Curve 3 ou Curve 3 "Deep Backrest", une extension est automatiquement ajoutée au support d'appui-tête Matrixx pour permettre un réglage en hauteur suffisant.

*** Merci de choisir un pré-réglage du dossier Curve 3 "Deep Backrest" : profond ou très profond (réglage des sangles).

APPUI-TETES

Appui-têtes Matrixx		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
MF140000010	<input type="checkbox"/> Appui-tête Matrixx "Compact"	■	- €		
MF140000020	<input type="checkbox"/> Appui-tête Matrixx "Standard"	160,00 €	151,66 €	9992530	160,00 €

① VPH, ADJONCTION, SUPPLÉMENT APPUI-TÊTE RÉGLABLE, LIFE MOBILITY



Appui-tête Matrixx "Compact"

Appui-tête Matrixx "Standard"

① En cas d'association avec des dossiers Newton Curve 3 ou Curve 3 "Deep Backrest", une extension est automatiquement ajoutée au support d'appui-tête Matrixx pour permettre un réglage en hauteur suffisant.

Appui-têtes Lectus		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
MF140000030	<input type="checkbox"/> Appui-tête Gamme Lectus - multiréglable - revêtement Mesh micro aéré	160,00 €	151,66 €	9992530	160,00 €
MF140000040	<input type="checkbox"/> Appui-tête Gamme Lectus - multiréglable - revêtement Dartex imperméable	160,00 €	151,66 €		
MF140000050	<input type="checkbox"/> Appui-tête Gamme Lectus - Confort multiréglable - revêtement Confort Mesh micro aéré	160,00 €	151,66 €		
MF140000060	<input type="checkbox"/> Appui-tête Gamme Lectus - modulable - segmenté - multiréglable - revêtement Confort Mesh micro aéré	160,00 €	151,66 €		

① VPH, ADJONCTION, SUPPLÉMENT APPUI-TÊTE RÉGLABLE, LIFE MOBILITY



Appui-tête multiréglable

Appui-tête Confort multiréglable -

Appui-tête modulable - segmenté - multiréglable

① Important : Les appui-têtes Lectus nécessitent l'utilisation d'un adaptateur pour montage sur dossiers Newton. En cas de dossier Newton choisi, l'adaptateur sera automatiquement fourni.

① Les appui-têtes Lectus sont amovibles (molettes de serrage) et multiréglables, y compris latéralement.

FONCTIONS DE SIEGE

Dossier	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
MF18000050 <input type="checkbox"/> Dossier à inclinaison par vérin à gaz	◆	- €		
MF18000060 <input type="checkbox"/> Dossier à inclinaison électrique 135°	■	- €		

Dossier à inclinaison électrique 135°



Lift (Elévation d'assise) et Bascule d'assise	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
MF81000010 <input checked="" type="checkbox"/> Bascule d'assise électrique 45°	◆	- €		
MF82000020 <input type="checkbox"/> Hauteur d'assise fixe - sans Lift	■	- €		
MF82000010 <input type="checkbox"/> Lift 300 mm	1 500,00 €	1 421,80 €	9967867	€ 1 500,00

i VPH, ADJONCTION, SUPP. ÉLÉVATION ÉLECTRIQUE (LIFT) FRE FREP FREV, LIFE MOBILITY



Bascule d'assise électrique



Repose-jambes "Versus"	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
MF110040010 <input type="checkbox"/> Repose-jambe escamotable - Angle réglable - Droit	■	- €		
MF110030010 <input type="checkbox"/> Repose-jambe escamotable - Angle réglable - Gauche	■	- €		
MF11000060 <input type="checkbox"/> Repose-jambes escamotables - Inclinaison électrique - Droit et Gauche - avec Appui-mollets	1 250,00 €	1 184,83 €	9936430	€ 1 250,00

i VPH, ADJONCTION, REPOSE-JAMBE ÉLEC. DROIT+GAUCHE, FRE FREP FREV, LIFE MOBILITY



Repose-jambe angle réglable



Repose-jambes "Comfort Solid"	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
MF110000160 <input type="checkbox"/> Repose-jambes escamotables "Comfort Solid" - Inclinaison électrique - Droit et Gauche - avec Appui-mollets	1 250,00 €	1 184,83 €	9936430	€ 1 250,00
MF110040060 <input type="checkbox"/> Sangle talonnière pour Repose-jambe escamotable "Comfort Solid" - Droit	■	- €		
MF110030060 <input type="checkbox"/> Sangle talonnière pour Repose-jambe escamotable "Comfort Solid" - Gauche	■	- €		
MF110040070 <input type="checkbox"/> Appui latéral - coussin de genoux - pour Repose-jambe escamotable "Comfort Solid" - Droit	■	- €		
MF110030070 <input type="checkbox"/> Appui latéral - coussin de genoux - pour Repose-jambe escamotable "Comfort Solid" - Gauche	■	- €		

i Les repose-jambes escamotables "Comfort Solid" apportent deux avantages majeurs :
D'une part, montés sur suspensions, ils amortissent les vibrations et les chocs modérés.
D'autre part, leur poignée ergonomique facilite l'escamotage latéral. Ils sont également amovibles et peuvent être entièrement retirés.



Dispositif d'amortissement



Dispositif de déverrouillage



Repose-jambe central type Lectus	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
MF110000080 <input type="checkbox"/> Repose-jambe central type Lectus - Compensation biomécanique - Inclinaison électrique	1 250,00 €	1 184,83 €	9936430	€ 1 250,00
MF110000110 <input type="checkbox"/> Plaques repose-pieds 2 parties escamotables - réglables en inclinaison - largeur 150 mm	■	- €		
MF110000130 <input type="checkbox"/> Plaque repose-pieds monobloc - escamotable - Larg. 397 mm x Prof. 244 mm	483,50 €	458,29 €	4960062	Sur devis

i VPH, ADJONCTION, REPOSE-JAMBE ÉLEC. DROIT+GAUCHE, FRE FREP FREV, LIFE MOBILITY

i VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV

Repose-jambe central Lectus - Compensation biomécanique	Plaques repose-pieds	
---	----------------------	--

i Besoin couvert : Permet une adaptation spécifique de la position des pieds sur la palette, et/ou facilite les transferts (autonomes ou assistés), par exemple en cas de non-capacité de relever des palettes séparées, ou en cas de besoin d'une surface d'appui continue (sans espace entre côté droit et gauche)

MF800000010 <input type="checkbox"/> Hauteur électrique des repose-pieds - course 15 cm	2 321,00 €	2 200,00 €	4960062	Sur devis
---	------------	------------	---------	-----------

i VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV

Hauteur électrique des repose-pieds



i Besoin couvert : Permet une adaptation spécifique de la position des pieds sur la palette, et/ou facilite les transferts (autonomes ou assistés), par exemple en cas de non-capacité de relever des palettes séparées, ou en cas de besoin d'une surface d'appui continue (sans espace entre côté droit et gauche)

i Attention :
Le repose-jambe central (manuel ou électrique) n'est pas compatible avec une largeur de siège de 370 mm.

PAP MEMBRE INFÉRIEUR

Soutien des jambes		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
MF11000090	<input type="checkbox"/> Appui-mollets - multiréglables - revêtement Mesh micro aéré - Pour repose-jambe central Lectus seulement	350,00 €	331,75 €	9925544	Dans la limite de 600,00 €	i VPH, ADJONCTION, PAP FORFAIT B ADJONCTIONS MEMBRE INFÉRIEUR, LIFE MOBILITY




i Uniquement pour repose-jambe central

Cale-cuisses / cale-hanches		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
MF840040010	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse Droit - revêtement Mesh micro aéré	300,00 €	284,36 €	9925544	Dans la limite de 600,00 €	i VPH, ADJONCTION, PAP FORFAIT B ADJONCTIONS MEMBRE INFÉRIEUR, LIFE MOBILITY
MF840030010	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse Gauche - revêtement Mesh micro aéré	300,00 €	284,36 €			



i Dimensions Cale-cuisse



ACCESSOIRES

Sacoche d'accoudoir		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
MF160040030	<input type="checkbox"/> Sacoche d'accoudoir avec fermeture magnétique - côté Droit	Offert				i Attention : 1 seul choix possible
MF160030030	<input type="checkbox"/> Sacoche d'accoudoir fermeture magnétique - côté Gauche	Offert				




Ceintures et harnais		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
MF160000020	<input type="checkbox"/> Ceinture de bassin - 2 points	◆	- €			i Attention : Le harnais 4 points n'est pas compatible avec l'installation de la ceinture de buste.
MF160000030	<input type="checkbox"/> Ceinture de bassin rétractable (enrouleur) - 2 points	■	- €			
MF160000040	<input type="checkbox"/> Harnais - 4 points	■	- €			
MF160000050	<input type="checkbox"/> Ceinture de buste - 2 points	■	- €			



Tablettes		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
MF150000020	<input type="checkbox"/> Tablette escamotable à Gauche - Pour joystick à Droite	132,00 €	125,12 €	9982298	132,00 €	i VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE, LIFE MOBILITY
MF150000010	<input type="checkbox"/> Tablette escamotable à Droite - Pour joystick à Gauche	132,00 €	125,12 €			




Accessoires		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
MF160000100	<input type="checkbox"/> Crochets pour sac à dos - montés à l'arrière du dossier - Dossier Lectus seulement	■	- €			i VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV
MF160040010	<input type="checkbox"/> Poignée de transfert (unité) - Droite	165,24 €	156,63 €	4960062	Sur devis	
MF160030010	<input type="checkbox"/> Poignée de transfert (unité) - Gauche	165,24 €	156,63 €			



i Besoin couvert : Permet à l'utilisateur d'accéder à un point d'appui réglé idéalement pour assurer ses transferts en sécurité

MF160040020	<input type="checkbox"/> Rétroviseur - Monté sur accoudoir Droit (Côté opposé au Joystick obligatoire)	116,26 €	110,20 €	4960062	Sur devis	i VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV
MF160030020	<input type="checkbox"/> Rétroviseur - Monté sur accoudoir Gauche (Côté opposé au Joystick obligatoire)	116,26 €	110,20 €			



i Besoin couvert : Destiné à des utilisateurs dont la mobilité de la tête et/ou le champ de vision est limité pour visualiser ce qui se passe en latérale ou à l'arrière du fauteuil.

Accessoires électroniques		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
MF16000060	<input type="checkbox"/> Chargeur USB	108,93 €	103,25 €	Hors LPP - Option de confort - Facturable en sus du PLV		FAQ Réforme de la PEC des VPH - Question 18 - "options hors nomenclature qui ne relèvent pas de la compensation du handicap [...], peuvent être facturées en sus sans prise en charge par l'Assurance maladie."
Chargeur USB						
MF16000070	<input type="checkbox"/> Commande d'arrêt à distance	612,03 €	580,12 €	4960062	Sur devis	VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV
Arrêt à distance						Besoin couvert : Permet à une tierce personne de stopper à distance le fauteuil grâce à une télécommande. Permet de sécuriser l'usage du fauteuil par exemple pour des utilisateurs en apprentissage de la conduite, ou dans des environnements spécifiques selon les capacités de conduite (Ex Limitation visuel, dextérité/capacité de control limitée en terrain accidenté etc...)
MF160040060	<input type="checkbox"/> Support pour smartphone (Ram Mount) - Monté à Droite	374,17 €	354,66 €	4960062	Sur devis	VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV
MF160030060	<input type="checkbox"/> Support pour smartphone (Ram Mount) - Monté à Gauche	374,17 €	354,66 €			
MF160030050	<input type="checkbox"/> Support pour tablette (Ram Mount) - Monté à Gauche	485,64 €	460,32 €			
MF160040050	<input type="checkbox"/> Support pour tablette (Ram Mount) - Monté à Droite	485,64 €	460,32 €			
Support pour Smartphone ou Tablette						Besoin couvert : Permet à l'utilisateur qui n'a pas la capacité de (ou limité pour) manipuler/tenir des accessoires, de fixer ses appareils mobiles (Téléphone, Tablette...) directement sur le fauteuil, avec des réglages adaptés à son champ visuel. Attention : Des incompatibilités de montage peuvent survenir en fonction du choix d'associer certains accessoires (par exemple : rétroviseur du même côté que l'escamotage de la tablette, support de téléphone etc..).

DISPOSITIFS D'ARRIMAGE EN VEHICULE

Dispositif d'ancrage en véhicule par sangles		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
Note	<input checked="" type="checkbox"/> Crochets d'arrimage pour transport en véhicule - Crash test ISO 7176/19	◆	- €			Le Leon est équipé de série de 4 points d'ancrage intégrés au châssis pour arrimage en véhicule par dispositifs à sangles (Ex marque Dahl, Q'Straint) Le Leon est Crash Testé ISO 7176/19 dans cette configuration
Crochet d'arrimage						
Dispositif d'arrimage automatique / Station d'accueil		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
Note	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-équipement châssis pour système d'arrimage DAHL (pré-perçage sous châssis) - Sans plaque Dahl	◆	- €			Sans plaque : Dans ce cas, la plaque d'arrimage Dahl doit être commandée séparément et installée par l'équipementier du véhicule sur les fixations intégrées au châssis.
MF160000110	<input type="checkbox"/> Pré-équipement châssis pour système d'arrimage DAHL avec plaque d'ancrage Dahl montée sous châssis	690,39 €	654,40 €	4960062	Sur devis	VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV Besoin couvert : Permet à l'utilisateur d'arrimer son fauteuil en véhicule sans l'intervention d'une tierce personne. Nécessite que le véhicule soit adapté en conséquence. Pré-équipement : Dans ce cas, la plaque d'arrimage Dahl est pré-montée en usine et livrée avec le fauteuil. Elle ne comprend pas la station d'arrimage, nécessaire au montage sur le véhicule. Le Leon est Homologué selon Crash test ISO 7176/19 avec système d'arrimage Dahl.
Plaque d'arrimage Dahl montée sous châssis						

SERVICES

Assistance à la mise en service		Prix TTC	Prix HT			
F95000	<input type="checkbox"/> Mise en route fauteuil - Assistance à la mise en service	274,30 €	260,00 €			Assistance sur site d'un intervenant Life & Mobility lors de la mise en route du matériel et de ses accessoires. Inclus tous réglages, paramétrages, conseils et formation à l'utilisation du fauteuil auprès du prestataire, de l'utilisateur et de tout tiers concerné. Ne comprends aucune autre prestation de type livraison, service après vente etc..

GAMME DE POSITIONNEMENT NEWTON - INFORMATIONS TECHNIQUES

Types de dossiers Newton - récapitulatif des fonctionnalités

Dossiers	Curve Z	Curve 1	Curve 2	Curve 3	Curve 3 Deep
Réglages possibles					
Hauteur	●	●	●	●	●
Inclinaison	●	●	●	●	●
Angle lombaire		●	●	●	●
Angle dorsal			●	●	●
Ouverture appuis latéraux			●	●	●
Hauteur appuis latéraux				●	●
Tension			●	●	●
Galbe / Profondeur d'appui					●

NEWTON



Les dossiers Newton

- Curve Z
- Curve 1
- Curve 2
- Curve 3
- Curve 3 Deep

Types de coussins d'assise Newton - récapitulatif des fonctionnalités

Coussins	Contour	Contour Deep	X Tra	Embase
Réglages possibles				
Répartition de la pression	●	●●	●●	
Soulagement de la pression		●		
Poids Utilisateur	<120 kg	<120 kg	>120 kg	>120 kg

NEWTON



Sièges Newton

- Contour
- Contour Deep
- Contour Xtra
- Seat Base

Hauteur d'assise selon le type et l'angle du coussin Newton

Coussin	Angle d'assise	A	B	C	Angle A -3°	Angle A -5°	Angle A -5°
Newton Contour seat		+ 9 cm	+ 10,5 cm	+ 12 cm	+ 7,5 cm	+ 6,5 cm	+ 6,5 cm
Newton Contour Deep seat / X Tra seat		+ 11,5 cm	+ 13 cm	+ 14 cm	+10 cm	+ 9 cm	+ 9 cm
Embase d'assise Newton		+ 3,5 cm	+5 cm	+6,5 cm	+2 cm	+ 1 cm	+ 1 cm

IMPORTANT : La hauteur sol siège de référence est de 44 cm pour le Leon. Cette mesure est prise du sol à la plaque d'assise standard du fauteuil, avec l'assise à l'horizontale (bascule d'assise = 0°).

i Les mesures ci-dessous sont indicatives, prises sur le haut du coussin, sans compression (des variations de quelques mm sont possibles).

Exemple : Coussin Newton Contour Deep réglé en angle B : Hauteur totale = 46 + 13 cm = 59 cm (haut du coussin).

i Note : Il faut ajouter la hauteur du coussin de l'utilisateur à celle de l'embase d'assise Newton pour obtenir la hauteur totale estimée en haut du coussin.

Empty rectangular area for notes and comments.