




LEVO LCE Jr

LEVO.d⁵
THE EXPERTS IN STANDING

BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL		2024
<input type="checkbox"/> COMMANDE	<input type="checkbox"/> DEVIS	
FACTURATION	LIVRAISON	<input type="checkbox"/> Livraison Identique facturation
Code Client :	Code Client :	
Société :	Société :	
Adresse :	Adresse :	
Complément d'adresse :	Complément d'adresse :	
Code Postal : Ville :	Code Postal : Ville :	
Contact Nom / Prénom :	Contact Nom / Prénom :	
E Mail :	E Mail :	
Tel :	Tel :	
UTILISATEUR - PRESCRIPTION	INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Nom / Prénom :	Date : Jour Mois Année	
Prescripteur - Thérapeute : Fonction :	Vos Références / N° de commande :	
Structure :	Commentaires :	
Date d'essai :		
Code Postal : Ville :		
Document à retourner à :	Tampon - Signature	
Life & Mobility France 2736 Route de Ravel - ZI Les Platières 69440 MORNANT E Mail : service@life-mobility.fr Tel : 04 37 22 21 38 Fax : 04 72 24 92 70		

Prix Publics conseillés en € - TVA 5,5% - Valides à date d'impression - sous réserve de modifications.
Des modifications sont possibles sans préavis. Photos et schémas non contractuels. Les caractéristiques produit sont données à titre indicatif.

PRISE DE MESURE



Poids (Kg) :
Taille (cm) :
1 Hauteur Assise / Haut Tête (cm) :
2 Hauteur Assise / Epaules (cm) :
3 Hauteur Assise / Coude (cm) :
4 Coude / Main (cm) :
5 Creux poplité / Talon (segment jambe) (cm) :
6 Bas du dos / Creux poplité (Segment cuisse) (cm) :
7 Largeur de hanches :
8 Largeur de buste (cm) :
9 Hauteur assise / Buste (cm) :

CARACTERISTIQUES PRODUIT - EQUIPEMENT STANDARD

Châssis		Siège - Fonctions d'assise - Equipements	
Type de Propulsion	Manuelle - Roues AR	Verticalisation	Verticalisation électrique. Commande par interrupteur en bout d'accoudoir ou par Télécommande filaire Batteries 24V / 2,7 Ah rechargeables
Structure de châssis	Cadre rigide en aluminium	Dossier	Dossier rabattable, réglable en hauteur et en inclinaison avec toile réglable en tension
Roues - Pneus	Roues AV et AR à démontage rapide. Roues AV à bandage, Roues AR pneumatique, Main courante aluminium	Accoudoirs	Accoudoirs relevables réglables en hauteur et en inclinaison - Type tubulaire avec capitonnage mousse.
Couleurs	Platinum, Rouge, Bleu, Jaune, Noir	Repose-pieds	Plaque repose-pieds monobloc fixe
		Maintien - Sécurité	Ceinture de buste 2 points capitonnée avec boucle aviation / cale-genoux semi-rigide amovible
Dimensions - capacités			
Longueur hors tout	69 à 83 cm selon version et profondeur d'assise		
Largeur hors tout	De 49 à 54 cm selon largeur d'assise		
Hauteur sol siège	48/51/54 ou 57 cm (Option)		
Dimensions de siège	Profondeur réglable de 29 à 54 cm Largeurs 30,35 cm		
Poids du Fauteuil Std (Poids Sans roues et accessoires)	17 (12) Kg Kid / 19 (13) Kg Junior	Garantie	
Poids Utilisateur Max.	50 kg	Garantie	2 ans / Hors Batteries et pièces d'usure

SYMBOLES

X Sélection d'office

◆ Configuration standard - Choix par défaut

ⓘ Information

Sélection possible - A cocher

Configuration standard - Autre choix possible

⚠ Avertissement

ⓘ Information relative à la prise en charge

Prescription Code et Montant LPPR

ATTENTION / Nouveaux Codes LPP



EN12184:2008

FAUTEUIL					
Fauteuil				Prix TTC	Prix HT
48700 X Fauteuil verticalisateur Levo LCE kid - junior				11 179,86 €	10 597,02 €
				+ 1,67 € HT d'éco-participation	
Prescription	Code LPPR	(Ancien Code LPPR)	Montant LPPR	Libellé LPPR	
	9178120	4183434	2 425,05 €	VHP, PROPULSION MANUELLE, VERTICALISATEUR ELECTRIQUE, LIFE MOBILITY	

DIMENSIONS D'ASSISE			Prix TTC	Prix HT
Largeur d'assise				
48705	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise (cm) 30	■	- €
48706	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise (cm) 35	■	- €

① En position assise, mesurez les points extérieurs des trochanters (extérieur des hanches). Note : La largeur aux accoudoirs et la taille du coussin de siège seront configurées par défaut en fonction de la largeur d'assise.



Profondeur d'assise		Prix TTC	Prix HT
---------------------	--	----------	---------

① **IMPORTANT** : Notez la longueur de cuisse et cocher la case correspondante à la profondeur d'assise souhaitée (ou relevée lors des essais).
NOTE : Un écart de 6 cm environ est à considérer entre la longueur de cuisse de la personne et la profondeur réelle de l'assise : Ex Longueur de cuisse = 35 cm => 35 cm - 6 cm = Profondeur d'assise de 29 cm. En pratique, cette règle peut varier selon de nombreux paramètres. Il est important alors de reporter la profondeur réglée lors des essais.

Longueur de cuisse : 35 cm ← → 60 cm

48707	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 24	■	- €
48708	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 26	■	- €
48709	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 28.5	■	- €
48710	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 30.5	■	- €
48711	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 33	■	- €
48712	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 35	■	- €

SIÈGE "XS - S"
Possibilité de réglage pour une longueur de cuisse de 28 à 39 cm



Distance du repose-pied		Prix TTC	Prix HT
-------------------------	--	----------	---------

① **IMPORTANT** : Notez la longueur de jambe et cocher la case correspondante à la distance repose-pieds souhaitée (ou relevée lors des essais).
 ① **ATTENTION** : Tenir compte de l'épaisseur du coussin d'assise utilisé / Ex : si coussin de 4 cm Longueur de Jambe 48 cm => 48 - 4 cm = Distance du repose - pied 44 cm.

Longueur de jambe : 19 cm ← → 41 cm

Hauteur d'assises possibles :		Distance du repose pied	
48715	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 19.2	- € 19.2 cm
48716	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 21	- € 21.0 cm
48717	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 22.8	- € 22.8 cm
48718	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 24.6	- € 24.6 cm
48719	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 26.4	- € 26.4 cm
48720	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 28.2	- € 28.2 cm
48721	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 30	- € 30.0 cm
48722	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 31.8	- € 31.8 cm
48723	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 33.6	- € 33.6 cm
48724	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 35.4	- € 35.4 cm
48725	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 37.2	- € 35.2 cm
48726	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 39	- € 39.0 cm
48727	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 40.8	- € 40.8 cm

NOTE : Le LCE Kid & JR est proposé en 3 hauteurs d'assise (hauteurs sol-siège mesurées depuis la toile d'assise) :
 - Version Kid : 33 cm
 - Version JR : 40 ou 44 cm
 Voir choix au chapitre ci-dessous.

① A chaque hauteur, et selon l'emploi ou non des adaptateurs de hauteur (Voir options ci-dessous) correspond une amplitude de réglage de la hauteur des repose-pieds. Les amplitudes sont identifiées ci-contre par des codes couleur.
 Exemples :
 - Une hauteur d'assise de 40 cm autorise des réglages de repose-pieds de 19,2 à 35,4 cm avec adaptateurs de hauteurs, et de 28,2 à 54,4 cm sans.
 - Pour une hauteur repose-pied de 30 cm, 3 choix de hauteurs sont possibles : 33 cm, 40, ou 44 cm, avec ou sans adaptateurs de hauteur.

Options - adaptateurs de hauteur		Prix TTC	Prix HT
48730	<input type="checkbox"/>	Adaptateur de hauteur de repose-pied pour jambes courtes	64,48 € 61,12 €

① **ATTENTION** : Les adaptateurs de hauteurs se fixant à l'intérieur des tubes, ils réduisent la largeur du repose-pied de 3 cm.
 ① **NOTE** : Les adaptateurs de hauteurs permettent de réduire la distance repose-pied de 10 cm.



Hauteur d'assise et Dimensions des roues		Prix TTC	Prix HT
--	--	----------	---------

① **IMPORTANT** : Chaque hauteur d'assise conditionne l'amplitude de réglage de la hauteur des repose-pieds (cf ci-dessus) et le diamètre des roues avant et arrière.
 ① **ATTENTION** : L'angle du châssis, les hauteurs d'assise avant et arrière, ne peuvent pas être modifiées sans risque d'impacter la stabilité du fauteuil en verticalisation. Lors de la verticalisation, les tubes de repose-pieds s'abaissent pour toucher le sol en position finale; En position verticale, la stabilité du fauteuil est assurée par 6 points de contacts au sol : les 2 tubes de repose-pieds, les 2 roues AV et les 2 roues AR.

48746	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'assise (cm) 33 (roues ar 16 - av 3) - LCE kid	■	- €
48747	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'assise (cm) 40 (roues ar 20 - av 5) - LCE junior	■	- €
48748	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'assise (cm) 44 (roues ar 22 - av 5) - LCE junior	■	- €

Couleurs		Prix TTC	Prix HT
48380	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis platinum	◆	- €
48381	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis rouge	■	- €
48382	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis jaune	■	- €
48383	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis bleu	■	- €
48384	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis noir	■	- €
48385	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis bleu métallisé	562,43 €	533,11 €
48386	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis vert métallisé	562,43 €	533,11 €
48387	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis rouge métallisé	562,43 €	533,11 €
48388	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis argent métallisé	562,43 €	533,11 €
48389	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis orange réfléchissante	586,98 €	556,38 €
48390	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis vert lemon réfléchissante	586,98 €	556,38 €
48391	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis argent réfléchissante	586,98 €	556,38 €
48392	<input type="checkbox"/> Châssis aluminium poli	1 016,77 €	963,76 €
48393	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis blanc signal RAL 9016	365,95 €	346,87 €
48394	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis personnalisée. Code RAL à préciser CODE RAL : _____ (Voir nuancier "RAL K7 International" / 198 choix possibles)	365,95 €	346,87 €

ACCOUDOIRS ET COMMANDES DE VERTICALISATION			
Côté de la commande de verticalisation (Interrupteur uniquement)		Prix TTC	Prix HT
48750	<input type="checkbox"/> Commande de verticalisation à droite	◆	- €
48751	<input type="checkbox"/> Commande de verticalisation à gauche	■	- €
Type de commande de verticalisation		Prix TTC	Prix HT
48752	<input type="checkbox"/> Commande verticalisation par interrupteur	◆	- €
48753	<input type="checkbox"/> Commande verticalisation par télécommande	■	- €
Hauteur des accoudoirs		Prix TTC	Prix HT



IMPORTANT : Notez la hauteur à laquelle les accoudoirs devront être réglés. Hauteur par défaut = 16 cm

Hauteur d'accoudoirs : 10 cm ← → 22cm

48732	<input type="checkbox"/> Hauteur d'accoudoirs (cm) 10	■	- €
48733	<input type="checkbox"/> Hauteur d'accoudoirs (cm) 11	■	- €
48734	<input type="checkbox"/> Hauteur d'accoudoirs (cm) 12	■	- €
48735	<input type="checkbox"/> Hauteur d'accoudoirs (cm) 13	■	- €
48736	<input type="checkbox"/> Hauteur d'accoudoirs (cm) 14	■	- €
48737	<input type="checkbox"/> Hauteur d'accoudoirs (cm) 15	■	- €
48738	<input type="checkbox"/> Hauteur d'accoudoirs (cm) 16	◆	- €
48739	<input type="checkbox"/> Hauteur d'accoudoirs (cm) 17	■	- €
48740	<input type="checkbox"/> Hauteur d'accoudoirs (cm) 18	■	- €
48741	<input type="checkbox"/> Hauteur d'accoudoirs (cm) 19	■	- €
48742	<input type="checkbox"/> Hauteur d'accoudoirs (cm) 20	■	- €
48743	<input type="checkbox"/> Hauteur d'accoudoirs (cm) 21	■	- €
48744	<input type="checkbox"/> Hauteur d'accoudoirs (cm) 22	■	- €

Accoudoirs tubulaires		Prix TTC	Prix HT
48358	<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs ronds standard	◆	- €

Accessoires / interrupteurs		Prix TTC	Prix HT
48852	<input type="checkbox"/> Rallonge d'interrupteur verticale pour acc. Ronds	99,23 €	94,06 €
48853	<input type="checkbox"/> Rallonge d'interrupteur horizontal	53,24 €	50,46 €
48754	<input type="checkbox"/> Double interrupteur de commande sur tablette	1 090,73 €	1 033,87 €



Rallonges



Double interrupteur sur tablette

POSITIONNEMENT (ASSISE, DOSSIERS, APPUI-TETES, CALE-GENOUX, ACCESSOIRES)

Coussin d'assise et Housses

Coussin d'assise	Prix TTC	Prix HT
48790 A 48793 <input type="checkbox"/> Coussin Mousse pour LCE Jr	237,32 €	224,95 €

Largeur d'assise ▶	30	35
	Profondeur d'assise ▼	
XS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	48790	48792
S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	48791	48793

① **NOTE :** Merci de choisir les dimensions du coussin souhaité en fonction des dimensions de l'assise (largeur x profondeur).



Coussin Standard

Housses supplémentaires tissu	Prix TTC	Prix HT
48797 A 48798 <input type="checkbox"/> Housse pour coussin	138,92 €	131,68 €

Largeur d'assise ▶	30	35
	Profondeur d'assise ▼	
XS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	48795	48797
S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	48796	48798

① **NOTE :** Merci de choisir les dimensions de housse supplémentaire en fonction des dimensions de l'assise (largeur x profondeur). La housse supplémentaire doit être adaptée aux dimensions du coussin choisi.

Housses supplémentaires imperméables	Prix TTC	Prix HT
48799 <input type="checkbox"/> Housse imperméable pour coussin taille S largeur 30	138,92 €	131,68 €
48800 <input type="checkbox"/> Housse imperméable pour coussin taille S largeur 35	138,92 €	131,68 €

DOSSIER

Dossier - Réglage de l'angle des tubes de dossier	Prix TTC	Prix HT
48782 <input type="checkbox"/> Angle de dossier (degrés °) 85	■	- €
48783 <input type="checkbox"/> Angle de dossier (degrés °) 90	◆	- €
48784 <input type="checkbox"/> Angle de dossier (degrés °) 95	■	- €
Dossier toile standard - Réglage de hauteur	Prix TTC	Prix HT
48780 <input type="checkbox"/> Hauteur de dossier standard (cm) 24	◆	- €
Rallonges (extensions) 15 cm pour dossier toile	Prix TTC	Prix HT
48781 <input type="checkbox"/> Rallonge dossier 15 cm (kid/jr)	344,85 €	326,87 €

Positionnement V Trak : Dossiers, Fixations, Appui-têtes, Cale-troncs

Dossiers	Prix TTC	Prix HT
<input type="checkbox"/> MERCI DE Notez LA REF. CHOISIE : _____		
Type de fixation	Prix TTC	Prix HT
<input type="checkbox"/> MERCI DE Notez LA REF. CHOISIE : _____		
Appui-têtes	Prix TTC	Prix HT
<input type="checkbox"/> MERCI DE Notez LA REF. CHOISIE : _____		

① **ATTENTION :** Le montage d'appui-têtes V Trak nécessite d'avoir choisi un dossier V Trak. Il ne peuvent se monter directement sur le fauteuil.

Cale-troncs	Prix TTC	Prix HT
<input type="checkbox"/> MERCI DE Notez LA REF. CHOISIE : _____		

① **ATTENTION :** Le montage de cale-troncs V Trak nécessite d'avoir choisi un dossier V Trak. Il ne peuvent se monter directement sur le fauteuil.

CALE-GENOUX

Cale-genoux souples classiques	Prix TTC	Prix HT
48805 <input type="checkbox"/> Cale-genoux semi rigide standard	◆	- €
48806 <input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 50x100	◆	- €
48807 <input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 60x100	■	- €
48808 <input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 50x150	■	- €
48809 <input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux conique (larg. - larg. Ar x hteur en mm) 50-100	31,26 €	29,63 €
48810 <input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux conique (larg. - larg. Ar x hteur en mm) 90-140	31,26 €	29,63 €
48811 <input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux conique (larg. - larg. Ar x hteur en mm) 130-180	31,26 €	29,63 €
48851 <input type="checkbox"/> Adaptateur de hauteur de support genoux (paire)	289,82 €	274,71 €

V-TRAK




Cale genoux souple



Adaptateurs de hauteur cale-genoux

REPOSE-PIEDS			
Plaques repose-pieds		Prix TTC	Prix HT
Std	<input type="checkbox"/> Repose-pied monobloc fixe	◆	- €
Angle de repose-pied		Prix TTC	Prix HT
48815	<input type="checkbox"/> Angle de repose-pieds (degrés °) 70	■	- €
48816	<input type="checkbox"/> Angle de repose-pieds (degrés °) 80	■	- €
48817	<input type="checkbox"/> Angle de repose-pieds (degrés °) 90	◆	- €
48818	<input type="checkbox"/> Angle de repose-pieds (degrés °) 100	■	- €
48819	<input type="checkbox"/> Angle de repose-pieds (degrés °) 110	■	- €
Options de repose-pieds		Prix TTC	Prix HT
48820	<input type="checkbox"/> Surface antidérapante pour repose-pieds	53,92 €	51,11 €
Plaques cale-pieds		Prix TTC	Prix HT
48847	<input type="checkbox"/> Plaque cale-pieds droite petite	222,35 €	210,76 €
48848	<input type="checkbox"/> Plaque cale-pieds gauche petite	222,35 €	210,76 €
ROUES, PNEUS, MAINS COURANTES, FREINS			
ROUES, PNEUS, MAINS COURANTES, FREINS			
Roues et pneus		Prix TTC	Prix HT
std	<input type="checkbox"/> Roues pneumatiques (Diamètre selon choix hauteur Sol-siège)	◆	- €
48825	<input type="checkbox"/> Roues arrière spinergy "Spox" rayons rouges 22	1 305,07 €	1 237,03 €
48826	<input type="checkbox"/> Roues arrière spinergy "Spox" rayons noirs 22	1 305,07 €	1 237,03 €
48827	<input type="checkbox"/> Roues arrière spinergy "Spox" rayons blancs 22	1 305,07 €	1 237,03 €
<p>ⓘ ATTENTION : Les Spinergy ne sont pas compatibles avec les freins aux moyeux, les freins tambours, la double main-courante et les pneus à bandage. Disponibles en 24" seulement.</p>			
Mains courantes		Prix TTC	Prix HT
48532	<input type="checkbox"/> Mains courantes en acier chrome	124,67 €	118,17 €
48828	<input type="checkbox"/> Mains-courantes antidérapantes maxgrepp original roues 22 pouces	595,49 €	564,45 €
48829	<input type="checkbox"/> Mains-courantes antidérapantes maxgrepp ergo para roues 22 pouces	942,83 €	893,68 €
Freins		Prix TTC	Prix HT
std	<input type="checkbox"/> Freins à levier (A pousser) - Standard	◆	- €
48849	<input type="checkbox"/> Rallonge de frein 6 cm (l'unité) côté droit	69,52 €	65,90 €
48850	<input type="checkbox"/> Rallonge de frein 6 cm (l'unité) côté gauche	69,52 €	65,90 €
Protège-rayons		Prix TTC	Prix HT
48841	<input type="checkbox"/> Protège-rayons transparents 20 (la paire)	95,88 €	90,88 €
48842	<input type="checkbox"/> Protège-rayons transparents 22 (la paire)	198,87 €	188,50 €
ACCESSOIRES			
Poignées de poussée		Prix TTC	Prix HT
48836	<input type="checkbox"/> Barre de poussée a crémaillère HC	803,18 €	761,31 €
Anti-Basculé / Tubes de bascule		Prix TTC	Prix HT
48837	<input type="checkbox"/> Roulette anti-basculé kid côté droit	93,73 €	88,84 €
48838	<input type="checkbox"/> Roulette anti-basculé kid côté gauche	93,73 €	88,84 €
48839	<input type="checkbox"/> Roulette anti-basculé jr côté droit	98,78 €	93,63 €
48840	<input type="checkbox"/> Roulette anti-basculé jr côté gauche	98,78 €	93,63 €
<p>ⓘ ATTENTION : Les adaptateurs XL pour anti-basculé HC sont nécessaires en cas de position de roues AR XL.</p>			
Tablettes		Prix TTC	Prix HT
48835	<input type="checkbox"/> Tablette pour largeur 35 cm	496,24 €	470,37 €
SERVICES			
Mise en service		Prix TTC	Prix HT
F95000	<input type="checkbox"/> Forfait mise en route fauteuil	480,03 €	455,00 €



Repose-pieds monobloc fixe



Roue Spinergy



Main courante acier



Maxgrepp Original



Max grepp Ergo para



Freins tambour - commande 1/3 personne



Rallonge de frein 6 cm



Roulette anti-basculé Kid/Jr



Barre de poussée



Roulette anti-basculé Kid/Jr



Tablette

Empty box for notes and comments.