



LEVO[®]
THE EXPERTS IN STANDING

Levo LCE Kid-JR

(Propulsion manuelle verticalisation électrique)

Fauteuil verticalisateur pour enfants

Evolutif, grande plage de réglage d'assise

Dossier rabattable, avec toile réglable en tension

Compact, facile à transporter. Nombreux coloris au choix.

Fabrication Suisse



BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

2025

☐

COMMANDE

☐

DEVIS

FACTURATION

Code Client :

Société :

Adresse :

Complément d'adresse :

Code Postal :

Ville :

Contact
Nom / Prénom :

E Mail :

Tel :

UTILISATEUR - PRESCRIPTION

Nom / Prénom :

Prescripteur - Thérapeute :

Fonction :

Structure :

Date d'essai :

Code Postal :

Ville :

DOCUMENT A RENVoyer A :

Life & Mobility France

2736 Route de Ravel - ZI Les Platières

69440 MORNANT

E Mail : service@life-mobility.fr

Tel : 04 37 22 21 38

Fax : 04 72 24 92 70

LIVRAISON

☐

Livraison Identique facturation

Code Client :

Société :

Adresse :

Complément d'adresse :

Code Postal :

Ville :

Contact
Nom / Prénom :

E Mail :

Tel :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES


Date :

Vos Références / N° de commande :

Commentaires :

TAMPON ET SIGNATURE

PRISE DE MESURE



	Poids (Kg) :
	Taille (cm) :
1	Hauteur Assise / Haut Tête (cm) :
2	Hauteur Assise / Epaules (cm) :
3	Hauteur Assise / Coude (cm) :
4	Coude / Main (cm) :
5	Creux poplité / Talon (segment jambe) (cm) :
6	Bas du dos / Creux poplité (Segment cuisse) (cm) :
7	Largeur de hanches :
8	Largeur de buste (cm) :
9	Hauteur assise / Buste (cm) :

CARACTERISTIQUES PRODUIT - EQUIPEMENT STANDARD

Base Motrice - Châssis	
Type de propulsion	Manuelle - Roues arrières
Structure de châssis	Cadre rigide en aluminium
Roues - Pneus	Roues arrières et fourches de roues avant à démontage rapide, pneumatiques. Roues avant à bandage, main courante aluminium
Transport	Kit de transport optionnel - Crash Test ISO 7176/19
Couleurs	Platinum, Rouge, Bleu, Jaune, Noir, Blanc, Gris Basalt, Rouge vin

Siège - Fonctions d'assise - Equipements	
Verticalisation	Verticalisation électrique. Commande par interrupteur en bout d'accoudoir (par défaut) ou par télécommande filaire Batteries 24V / 2,7 Ah rechargeables
Dossier	Dossier rabattable, réglable en hauteur et en inclinaison avec toile réglable en tension
Repose-pieds	Plaque repose-pieds monobloc fixe
Accoudoirs	Accoudoirs relevables réglables en hauteur et en inclinaison - Type tubulaire avec capitonnage mousse.
Maintien - Sécurité	Ceinture de buste 2 points capitonnée avec boucle aviation / cale-genoux semi rigide ou type sport

Dimensions - capacités	
Longueur hors tout	69 à 83 cm selon version et profondeur d'assise
Largeur hors tout	De 49 à 54 cm selon largeur d'assise
Hauteur sol siège	33/40 ou 44 cm
Dimensions de siège	Profondeur réglable de 24 à 35 cm Largeurs 30 ou 35 cm
Poids du Fauteuil Standard (Châssis seul - Transport)	17 (12) Kg et 19 (13) Kg selon configuration
Poids utilisateur max.	120 kg

Garantie	
Garantie	2 ans / Hors batteries et pièces d'usure.

SYMBOLES

✕	Sélection d'office
◆	Configuration standard - Choix par défaut
❗	Information

☐	Sélection possible - A cocher
■	Configuration standard - Autre choix possible
❗	Avertissement

❗
Prescription

Information relative à la prise en charge
Code et Montant LPP



FAUTEUIL					
Fauteuil		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
48700	✕ Fauteuil verticalisateur Levo LCE kid - junior	11 403,45 €	10 808,96 €	9178120	2 425,05 €
		+ 1,75 € HT d'éco-participation			

ⓘ
VHP, PROPULSION MANUELLE, VERTICALISATEUR ELECTRIQUE, LIFE MOBILITY

COLORIS					
Couleurs de châssis		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
48384	☐ Couleur de châssis noir RAL 9017	◆	- €		
48393	☐ Couleur de châssis blanc RAL 9016	■	- €		
48381	☐ Couleur de châssis rouge RAL 3020	■	- €		
48382	☐ Couleur de châssis jaune RAL 1018	■	- €		
48383	☐ Couleur de châssis bleu RAL 5002	■	- €		
48395	☐ Couleur de châssis Gris Basalt RAL 7012	■	- €		
48396	☐ Couleur de châssis Rouge Vin RAL 3005	■	- €		
48380	☐ Couleur de châssis platinum RAL 9006	■	- €		
48385	☐ Couleur de châssis bleu métallisé RAL 5000-M	573,68 €	543,77 €		
48387	☐ Couleur de châssis rouge métallisé RAL 3002-M	573,68 €	543,77 €		
48388	☐ Couleur de châssis argent métallisé RAL 9007	573,68 €	543,77 €		
48389	☐ Couleur de châssis orange réfléchissante RAL 2011-R	598,72 €	567,51 €		
48390	☐ Couleur de châssis vert lemon réfléchissante RAL 6018-R	598,72 €	567,51 €		
48391	☐ Couleur de châssis argent réfléchissante RAL 9007-R	598,72 €	567,51 €		
48394	☐ Couleur de châssis personnalisée. Code RAL à préciser Code RAL : _____	373,27 €	353,81 €		

ⓘ
Les exemples de coloris sont fournis à titre indicatif et ne sont pas contractuels. Le rendu peut varier (nuances, contraste, luminosité) en fonction de la qualité de l'écran et/ou de l'impression.

ⓘ
Attention : Life & Mobility France décline toute responsabilité en cas d'insatisfaction concernant le coloris choisi et n'effectuera aucun échange.

Exemples de couleurs






Châssis Bleu Métallisé
Châssis Rouge
Châssis Rouge Vin

DIMENSIONS D'ASSISE					
Largeurs d'assise		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
48705	☐ Largeur d'assise (cm) 30	■	- €		
48706	☐ Largeur d'assise (cm) 35	■	- €		
Profondeurs d'assise		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
Note	☐ Longueur de cuisse : 28 cm ←→ 45 cm				
48707	☐ Profondeur d'assise (cm) 24	■	- €		
48708	☐ Profondeur d'assise (cm) 26	■	- €		
48709	☐ Profondeur d'assise (cm) 28.5	■	- €		
48710	☐ Profondeur d'assise (cm) 30.5	■	- €		
48711	☐ Profondeur d'assise (cm) 33	■	- €		
48712	☐ Profondeur d'assise (cm) 35	■	- €		

ⓘ
En position assise, mesurez la distance entre les points extérieurs des trochanters (les hanches).



ⓘ
IMPORTANT : Notez la longueur de cuisse et cochez la case correspondante à la profondeur d'assise souhaitée (ou relevée lors des essais).



REPOSE-PIEDS

Distance du repose-pied

Hauteurs d'assises possibles :

Pris HT

Note

Longueur de jambe :

19 cm

← →

41 cm

Distances du repose-pied

Hauteurs d'assises possibles :

48715

☐

Distance repose-pied 19.2 cm

48716

☐

Distance repose-pied 21 cm

48717

☐

Distance repose-pied 22.8 cm

48718

☐

Distance repose-pied 24.6 cm

48719

☐

Distance repose-pied 26.4 cm

48720

☐

Distance repose-pied 28.2 cm

48721

☐

Distance repose-pied 30 cm

48722

☐

Distance repose-pied 31.8 cm

48723

☐

Distance repose-pied 33.6 cm

48724

☐

Distance repose-pied 35.4 cm

48725

☐

Distance repose-pied 37.2 cm

48726

☐

Distance repose-pied 39 cm

48727

☐

Distance repose-pied 40.8 cm

Hauteur d'assise 33 cm
AVEC adaptateurs de hauteur de palette

Hauteur d'assise 40
SANS adaptateurs de hauteur de palette

Hauteur d'assise 40 cm
AVEC adaptateurs de hauteur de palette

Hauteur d'assise 44 cm
SANS adaptateurs de hauteur de palette

Hauteur d'assise 44 cm
AVEC adaptateurs de hauteur de palette


Ver
Ma

Pol

Exo

Un

Pol



Options - adaptateurs de hauteur		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
48730	☐ Adaptateur de hauteur de repose-pied pour jambes courtes	65,77 €	62,34 €		

Adaptateurs de Hauteur - Réduction de hauteur



Plaques repose-pieds		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
48505	X Repose-pieds monobloc fixe	◆	- €		

Repose-pieds monobloc 1



Options pour repose-pieds			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
48820	☐	Surface antidérapante pour repose-pieds	55,00 €	52,13 €		
48847	☐	Plaque cale-pieds droite petite	226,80 €	226,80 €		
48848	☐	Plaque cale-pieds gauche petite	226,80 €	226,80 €		

Plaques cale-pieds



Angle du repose-pieds			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
48815	☐	Angle de repose-pieds (degrés °) 70	■	- €		
48816	☐	Angle de repose-pieds (degrés °) 80	■	- €		
48817	☐	Angle de repose-pieds (degrés °) 90	◆	- €		
48818	☐	Angle de repose-pieds (degrés °) 100	■	- €		
48819	☐	Angle de repose-pieds (degrés °) 110	■	- €		

HAUTEURS D'ASSISE ET DIMENSIONS DES ROUES

Tableau récapitulatif des compatibilités

	Hauteurs d'assise	33 cm	40 cm	44 cm
Dimensions des Roues Arrière	16"	X		
	20"		X	
	22"			X
Dimensions des Roues Avant	3"	X		
	5"		X	X

Hauteur d'assise et dimensions des roues			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
48746	☐	Hauteur d'assise (cm) 33 (roues ar 16 - av 3) - LCE kid	■	- €		
48747	☐	Hauteur d'assise (cm) 40 (roues ar 20 - av 5) - LCE junior	■	- €		
48748	☐	Hauteur d'assise (cm) 44 (roues ar 22 - av 5) - LCE junior	■	- €		

COMMANDES DE VERTICALISATION

Electronique et Batteries du module de verticalisation			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
BattGel	X	Boîtier électronique Linak avec Batteries Gel	◆	- €			
Côté de la commande de verticalisation (Interrupteur uniquement)			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
48750	☐	Commande de verticalisation à droite	◆	- €			
48751	☐	Commande de verticalisation à gauche	■	- €			
Type de commande de verticalisation			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
48752	☐	Commande verticalisation par interrupteur	◆	- €			
48753	☐	Commande verticalisation par télécommande	■	- €			
48852	☐	Rallonge d'interrupteur verticale pour acc. Ronds	101,22 €	95,94 €			
48853	☐	Rallonge d'interrupteur horizontal	54,30 €	51,47 €			
48754	☐	Double interrupteur de commande sur tablette	1 112,55 €	1 054,55 €			
Manettes de joystick							
Interrupteur à Levier							
Télécommande Filaire							
Double interrupteur sur tablette							
Rallonges							

ACCOUDOIRS

Hauteur des accoudoirs			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
48732	☐	Hauteur d'accoudoirs (cm) 10	■	- €			
48733	☐	Hauteur d'accoudoirs (cm) 11	■	- €			
48734	☐	Hauteur d'accoudoirs (cm) 12	■	- €			
48735	☐	Hauteur d'accoudoirs (cm) 13	■	- €			
48736	☐	Hauteur d'accoudoirs (cm) 14	■	- €			
48737	☐	Hauteur d'accoudoirs (cm) 15	◆	- €			
48738	☐	Hauteur d'accoudoirs (cm) 16	■	- €			
48739	☐	Hauteur d'accoudoirs (cm) 17	■	- €			
48740	☐	Hauteur d'accoudoirs (cm) 18	■	- €			
48741	☐	Hauteur d'accoudoirs (cm) 19	■	- €			
48742	☐	Hauteur d'accoudoirs (cm) 20	■	- €			
48743	☐	Hauteur d'accoudoirs (cm) 21	■	- €			
48744	☐	Hauteur d'accoudoirs (cm) 22	■	- €			
Types d'accoudoirs			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
48358	X	Accoudoirs ronds standard	◆	- €			



Accoudoirs ronds Std (Tubulaires)

IMPORTANT : Notez la hauteur à laquelle les accoudoirs devront être réglés. Hauteur par défaut = 18cm

COUSSINS D'ASSISE

Coussins d'assise			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
48790 à 48793	☐	Coussin Mousse pour LCE Kid-JR	242,07 €	229,45 €			

Largeur d'assise ►	Profondeur d'assise ▼	
	30	35
XS	☐	☐
	48790	48792
S	☐	☐
	48791	48793



Coussin d'assise standard

Housses supplémentaires de coussin - tissu		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
48795	☐	Housse pour Coussin Mousse LCE Kid-JR	146,03 €	138,42 €		
à 48798						

Largeur d'assise ▶ Profondeur d'assise ▼	30	35
XS	☐	☐
	48795	48797
S	☐	☐
	48796	48798

Housses supplémentaires imperméables		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
48799	☐	Housse imperméable pour coussin taille S largeur 30	223,73 €	212,07 €		
48800	☐	Housse imperméable pour coussin taille S largeur 35	223,73 €	212,07 €		

DOSSIER

Dossier toile standard - Réglage de hauteur		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
48780	☐	Hauteur de dossier standard (cm) 24	◆	- €		
Rallonges de dossier		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
48781	☐	Rallonge dossier 15 cm (kid/jr)	351,75 €	333,41 €		
Angle de dossier (réglable)		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
48782	☐	Angle de dossier (degrés °) 85	■	- €		
48783	☐	Angle de dossier (degrés °) 90	◆	- €		
48784	☐	Angle de dossier (degrés °) 95	■	- €		

DOSSIER V TRAK ET ACCESSOIRES

Dossier toile standard - Réglage de hauteur		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
Note	☐	Merci de noter la réf. Choisissez : _____	Sur devis			

Dossier AXXIS : 4 segments réglables indépendamment





Dossier AXXIS : 4 segments réglables indépendamment. Profil : Partie supérieure plus large.



Dossier AXXIS : 4 segments réglables indépendamment Deep Contour : Appuis Latéraux plus profonds



Type de fixation de dossier		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
Note	☐	Merci de noter la réf. Choisissez : _____	Sur devis			

Fixation "Original" Multiréglable



Fixation "Lite"



Bloc de Montage



Appui-têtes V Trak		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
60030	☐	V Trak appui-tête medium	532,88 €	505,10 €		
60031	☐	V Trak appui-tête large	572,20 €	542,37 €		
60172	☐	Appui-tête V Trak medium - supp. Rotule fixe	493,47 €	467,74 €		
60173	☐	Appui-tête V Trak medium - supp. Rotule a dem. Rapide	593,98 €	563,01 €		
60174	☐	Appui-tête V Trak large - supp. Rotule fixe	513,43 €	486,66 €		
60175	☐	Appui-tête V Trak large - supp. Rotule a dem. Rapide	613,94 €	581,93 €		

Appui-Têtes







ATTENTION : Le montage d'appui-têtes V Trak nécessite d'avoir choisi un dossier V Trak. Il ne peuvent se monter directement sur le fauteuil.

Mains thoraciques V TRAK (Cale-troncs)		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
60035	☐	V Trak main thoracique droite moyenne	657,28 €	623,01 €		
60036	☐	V Trak main thoracique gauche moyenne	657,28 €	623,01 €		
60037	☐	V Trak main thoracique droite large	657,28 €	623,01 €		
60038	☐	V Trak main thoracique gauche large	657,28 €	623,01 €		

Cale-troncs



ATTENTION : Le montage de cale-troncs V Trak nécessite d'avoir choisi un dossier V Trak. Il ne peuvent se monter directement sur le fauteuil.

Page 6

Edité le 06/01/2025

LifeMobility

CALE-GENOUX

Cale-genoux souples classiques		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
48805	☐ Cale-genoux semi rigide standard	◆	- €			
48806	☐ Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 50x100	◆	- €			
48807	☐ Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 60x100	■	- €			
48808	☐ Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 50x150	■	- €			
48809	☐ Plot de cale-genoux conique (larg. - larg. Ar x hteur en mm) 50-100	31,88 €	30,22 €			
48810	☐ Plot de cale-genoux conique (larg. - larg. Ar x hteur en mm) 90-140	31,88 €	30,22 €			
48811	☐ Plot de cale-genoux conique (larg. - larg. Ar x hteur en mm) 130-180	31,88 €	30,22 €			
48851	☐ Adaptateur de hauteur de support genoux (paire)	295,61 €	280,20 €			

Cale-genoux semi rigide

Plots de cale-genoux coniques

Adaptateurs de hauteur cale-genoux

ROUES, PNEUS, MAINS COURANTES, FREINS, AXES DE ROUE

Roues et pneus		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
std	☐ Roues pneumatiques (Diamètre selon choix hauteur Sol-siège)	◆	- €			
48825	☐ Roues arrière spinergy "Spox" rayons rouges 22	1 331,17 €	1 261,77 €			
48826	☐ Roues arrière spinergy "Spox" rayons noirs 22	1 331,17 €	1 261,77 €			ⓘ ATTENTION : Les Spinergy ne sont possibles qu'en 22"
48827	☐ Roues arrière spinergy "Spox" rayons blancs 22	1 331,17 €	1 261,77 €			

Spinergy SPOX

Carrossage de roues arrière		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
Std	☐ Mains courantes en Aluminium	◆	- €			
48532	☐ Mains courantes en acier chrome	127,16 €	120,53 €			
48828	☐ Mains-courantes antidérapantes maxgrepp original roues 22 pouces	607,41 €	575,74 €			
48829	☐ Mains-courantes antidérapantes maxgrepp ergo para roues 22 pouces	961,69 €	911,55 €			

Mains courantes acier chromé

Mains-courantes antidérapantes maxgrepp original

Mains-courantes antidérapantes maxgrepp ergo para

Freins		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
Std	☐ Freins à levier (A pousser) - Standard	◆	- €			
48849	☐ Rallonge de frein 6 cm (l'unité) côté droit	70,92 €	67,22 €			
48850	☐ Rallonge de frein 6 cm (l'unité) côté gauche	70,92 €	67,22 €			

Rallonge frein 6 cm

Protège-rayons		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
48841	☐ Protège-rayons transparents 20 (la paire)	202,84 €	192,27 €			
48842	☐ Protège-rayons transparents 22 (la paire)	202,84 €	192,27 €			

Protège rayons

ACCESSOIRES

Poignées de poussée		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
48836	☐ Barre de poussée a crémaillère HC	819,25 €	776,54 €			



Barre de Poussée

Anti-Bascule / Tubes de bascule		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
48837	☐ Roulette anti-bascule kid côté droit	95,60 €	90,62 €			
48838	☐ Roulette anti-bascule kid côté gauche	95,60 €	90,62 €			
48839	☐ Roulette anti-bascule jr côté droit	100,75 €	95,50 €			
48840	☐ Roulette anti-bascule jr côté gauche	100,75 €	95,50 €			



Roulette anti-bascule Kid/Jr

Tablettes		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
48835	☐ Tablette pour largeur 35 cm	506,17 €	479,78 €			

SERVICES

Mise en service		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
F95000	☐ Mise en route fauteuil	485,30 €	460,00 €			

