

Morgan Slings (AA1)

- Fauteuil 6 roues - roues centrales motrices**
- 10 km/h - 6 suspensions indépendantes réglables**
- Kit route**
- Bascule d'assise électrique**
- Accoudoirs escamotables / Protèges-vêtements / Escamotage de joytsick**
- Dossier rabattable sur l'assise (déverrouillage rapide)**
- Crash testé pour transport en véhicule - Accroches taxi et système d'arrimage Dahl**



karma



2025

BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

COMMANDE

DEVIS

FACTURATION

Code Client :	
Société :	
Adresse :	
Complément d'adresse :	
Code Postal :	Ville :
Contact Nom / Prénom :	
E Mail :	
Tel :	

UTILISATEUR - PRESCRIPTION

Nom / Prénom :	
Prescripteur - Thérapeute :	Fonction :
Structure :	
Date d'essai :	
Code Postal :	Ville :

DOCUMENT A RENVOYER A :

Life & Mobility France

2736 Route de Ravel - ZI Les Platières
69440 MORNANT

E Mail : service@life-mobility.fr

Tel : 04 37 22 21 38 **Fax :** 04 72 24 92 70

LIVRAISON

Livraison Identique facturation

Code Client :	
Société :	
Adresse :	
Complément d'adresse :	
Code Postal :	Ville :
Contact Nom / Prénom :	
E Mail :	
Tel :	


INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Date :
Vos Références / N° de commande :
Commentaires :

TAMPON ET SIGNATURE

--

PRISE DE MESURE



Poids (Kg) :

Taille (cm) :

1	Hauteur Assise / Haut Tête (cm) :
2	Hauteur Assise / Epaules (cm) :
3	Hauteur Assise / Coude (cm) :
4	Coude / Main (cm) :
5	Creux poplité / Talon (segment jambe) (cm) :
6	Bas du dos / Creux poplité (Segment cuisse) (cm) :
7	Largeur de hanches :
8	Largeur de buste (cm) :
9	Hauteur assise / Buste (cm) :

CARACTERISTIQUES PRODUIT - EQUIPEMENT STANDARD

Base Motrice - Châssis	
Type de propulsion	Base Motrice Morgan : Roues Motrices centrales
Vitesse - Moteurs - Batteries	10 Km/h - Moteurs 2 x 400W - Batteries 50 Ah
Electronique	Linx REM 215 - Kit Route à LED Standard
Suspensions	6 suspensions indépendantes réglables
Roues - Pneus	Roues avec jantes en aluminium à 3 branches, anodisées noir mat, et pneus gonflables noirs.
Transport	Crochets d'arrimage - Crash Test ISO 7176/19 / Pré équipement pour Station d'arrimage Dahl - Crash Test ISO 7176/19
Couleurs	Noir Mat avec finitions Bleu, Blanc ou Orange
Dimensions - capacités	
Longueur hors tout	89 cm (Sans Repose-jambes) - 112 cm (Repose-jambes inclinables et escamotables)
Largeur hors tout	60 cm (ext. Roues centrales motrices)
Hauteur sol siège	Hauteur sol-siège 44 cm (mesurée à la plaque d'assise avec angle de siège à 2° / 46 cm avec angle de 5°)
Dimensions de siège	Profondeur réglable de 39 à 51,5 cm. Largeurs 43, 48 cm - Largeur entre accoudoirs réglable en continu (jusqu'à 52 cm pour largeur 48 cm)
Poids utilisateur max.	136 kg

Siège - Fonctions d'assise - Equipements	
Dossier	Dossier à inclinaison manuelle - Vérin mécanique
Repose-jambes	Repose-pieds séparés escamotables
Bascule d'assise	Bascule d'assise électrique 5° à 23° (modifiable 2° à 20°)
Accoudoirs	Escamotables réglables en écartement, en hauteur, en profondeur et protège-vêtements
Sellerie	Toiles rembourrées assise et dossier - tissu micro aéré
Maintien - Sécurité	Ceinture de bassin 2 points
Appui-tête	Appui-tête réglable
Support de joystick	Escamotable

Garantie	
Garantie	2 ans / Hors batteries et pièces d'usure. Châssis 5 ans

SYMBOLES

- Sélection d'office
- Configuration standard - Choix par défaut
- Information

- Sélection possible - A cocher
- Configuration standard - Autre choix possible
- Avertissement

Prescription Information relative à la prise en charge Code et montant LPP

CE
EN 12184:2014



ISO 7176-19:2008

FAUTEUIL

Fauteuil	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
A1BM00000010	3 487,95 €	3 306,11 €	9178142	3 487,95 €	 VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, PLATINES CRANTEES, LIFE MOBILITY  Pour la version AA2, consulter le bon de commande correspondant
<input checked="" type="checkbox"/> Fauteuil Morgan Sling - Elec Linx - AA1 - 10 Km/h	+ 7,42 € HT d'éco-participation				

CHASSIS

Couleurs de châssis	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
A1BM50000010	◆	- €			
<input checked="" type="checkbox"/> Châssis Noir - Set de stickers inclus (Blanc/Bleu/Orange)					

Couleurs des sets de stickers



Kit route	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
A1BM16000010	◆	- €			
<input checked="" type="checkbox"/> Kit route à LED					

Kit Route



DIMENSIONS D'ASSISE

Largeurs d'assise	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
A1BM02000010	■	- €			 NOTE : La largeur d'assise entre les accoudoirs est réglable en continu de 430 à 480 mm pour la largeur de base de 430 mm, et de 450 à 520 mm pour la largeur de base de 480 mm.  Attention : Pour une largeur d'assise de 43 cm, les supports de repose-jambes standard sont des modèles "droits" et rectilignes. Pour un écartement plus important des repose-jambes, l'option "Supports à déports extérieurs" est nécessaire. Pour une largeur d'assise de 48 cm, les supports à déports extérieurs sont fournis en standard.
A1BM02000020	■	- €			

Largeur de plaque d'assise



Largeur d'accoudoir réglable en continu



Profondeurs d'assise	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
A1BM03000010	■	- €			 La profondeur d'assise est réglable.
A1BM03000020	■	- €			
A1BM03000030	■	- €			
A1BM03000040	■	- €			
A1BM03000050	■	- €			
A1BM03000060	■	- €			

Profondeur d'assise réglable



Coussins d'assise	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
A1BM24000010	◆	- €			
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Standard					
A1BM24000020	139,90 €	132,61 €			
<input type="checkbox"/> Coussin d'assise ergonomique Lectus - revêtement Mesh micro aéré					

Coussin d'assise standard

Coussin d'assise Lectus

Coussins de dossier	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
A1BM78000010	◆	- €			 Hauteur de la plaque de dossier : 520 mm. Hauteur du dossier depuis la plaque d'assise : réglable de 570 à 770 mm (réglage par défaut à 670 mm).  Attention : Les accessoires Lectus (ex. : cales-troncs, appui-têtes, etc.) ne sont pas compatibles avec le modèle Morgan Sling.
A1BM78000020	526,45 €	499,00 €			
A1BM78000030	579,20 €	549,00 €			
A1BM78000040	526,45 €	499,00 €			
A1BM78000050	579,20 €	549,00 €			

Coussin de dossier Lectus



BATTERIES ET CHARGEURS

Batteries	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
A1BM530000010 <input checked="" type="checkbox"/> Batteries 50 Ah	◆	- €			Autonomie : Jusqu'à 25 km avec des batteries de 50 Ah (autonomie donnée à titre indicatif, calculée sur la base des tests d'homologation CE. Elle peut varier en fonction de l'utilisation, des conditions d'usage, de la charge embarquée, de l'utilisation des fonctions du siège, etc., ainsi que de l'ancienneté des batteries).
					
Chargeurs	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
A1BM600000020 <input checked="" type="checkbox"/> Chargeur 24 V / 8A	◆	- €			
					

DISPOSITIFS DE COMMANDE ET MODULES ELECTRONIQUES

Supports de Joystick	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
A1BM750040010 <input type="checkbox"/> Support de joystick escamotable - côté Droit	◆	- €			i L'escamotage du joystick est réversible, permettant de le déplacer d'un côté à l'autre en cas de besoin.
A1BM750030010 <input type="checkbox"/> Support de joystick escamotable - côté Gauche	■	- €			



Joystick principal	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
A1BM930000010 <input checked="" type="checkbox"/> Electronique LINX REM 215 (2 fonctions électriques max. + Lumières)	◆	- €			



Manettes de Joystick	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
A1BM930320010 <input type="checkbox"/> Manette de Joystick Standard	◆	- €			
A1BM930320020 <input type="checkbox"/> Autre type de manette de Joystick (En T, Soft Ball, Golf etc...)		Sur Devis			



Commande tierce personne	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
A1BM930040010 <input type="checkbox"/> Commande tierce-personne montée au dossier - à Droite	714,26 €	677,02 €	9378160	714,26 €	i VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, BOITIER DE COMMANDE PERSONNALISE, LIFE MOBILITY



MODULES COMPLEMENTAIRES LINX ET COMMANDES SPECIALES

Commandes spéciales	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
Fab Spé <input type="checkbox"/> Module Linx spécifiques (REM 400, 500, Joysticks Compatc...) Voir bon de commande "Commandes spéciales"		Sur devis			
Fab Spé <input type="checkbox"/> Commande spéciale - Selon demande - Voir bon de commande "Commandes spéciales"		Sur devis	9378160	714,26 €	i VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, BOITIER DE COMMANDE PERSONNALISE, LIFE MOBILITY



i Pour tout Module Spécifique Linx et/ou commande spéciale : joystick Mo-Vis, supports (menton, articulés, etc.), contacteurs, merci de consulter le bon de commande "Commandes spéciales" ou de nous contacter.

ROUES ET PNEUS

Roues et pneus		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
A1BM870190010	<input checked="" type="checkbox"/> Roues avec pneus gonflables Noirs - Centrales 3.00 x 8 / AV 2.50 x 4 - Roues AR à Bandage 6.00 x 2	◆	- €		
Pdt	<input type="checkbox"/> Pneus à Bandage Noirs additionnels Roues Centrales 3.00 x 8	Sur Devis			
Pdt	<input type="checkbox"/> Pneus à Bandage Noirs additionnels Roues Avant 2.50 x 4	Sur Devis			

Attention : Les pneus à bandages sont fournis et livrés en pièces détachées, non montés sur le fauteuil, en supplément des pneus gonflables déjà montés et livrés avec le fauteuil.

Pneus à bandage roues arrière, pneus gonflables noirs centrales et avant



APPUI-TETE

Appui-tête multiréglable		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
A1BM140000020	<input type="checkbox"/> Appui-tête Contour multiréglable	304,37 €	288,50 €		

Appui-tête multiréglable



ACCOUDOIRS

Accoudoirs		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
A1BM100000010	<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs escamotables- hauteur réglable 10 cm	◆	- €		
A1BM160000030	<input checked="" type="checkbox"/> Protège-vêtements sous accoudoirs	◆	- €		

Accoudoirs escamotables



FONCTIONS DE SIEGE

Dossier		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
A1BM180000010	<input type="checkbox"/> Dossier à inclinaison manuelle	◆	- €		
A1BM180000020	<input type="checkbox"/> Dossier à inclinaison électrique - 0 à 32°	937,75 €	888,86 €		

i L'inclinaison manuelle du dossier peut être ajustée grâce à la barre télescopique arrière (vérin mécanique) équipée d'un levier de verrouillage.

Dossier à inclinaison manuelle



Bascule d'assise

Bascule d'assise		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
A1BM810000010	<input checked="" type="checkbox"/> Bascule d'assise électrique 5° - 23°	◆	- €		

Bascule d'assise électrique



i L'angle de bascule d'assise, réglé par défaut de 5° à 23°, peut être facilement ajusté pour un angle de 2° à 20°.

Repose-jambes

Repose-jambes		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
A1BM110000010	<input type="checkbox"/> Repose-pieds escamotables	◆	- €		
A1BM110000020	<input type="checkbox"/> Repose-jambes escamotables - Inclinaison manuelle	■	532,96 €		

Repose-pieds escamotables




Supports de repose-jambes

Supports de repose-jambes		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
A1BM110000040	<input type="checkbox"/> Supports - droits standard pour larg. 43 cm - à déports extérieurs pour larg. 48 cm - la paire	◆	- €		
A1BM110000050	<input type="checkbox"/> Supports à déports extérieurs pour largeur 43 cm - la paire	104,45 €	99,00 €		

Attention : Pour une largeur d'assise de 43 cm, les supports de repose-jambes standard sont des modèles "droits" et rectilignes. Pour un écartement plus important des repose-jambes, l'option "Supports à déports extérieurs" est nécessaire. Pour une largeur d'assise de 48 cm, les supports à déports extérieurs sont fournis en standard.

Support droit (rectiligne) standard



DISPOSITIFS D'ARRIMAGE EN VEHICULE

Dispositif d'ancrage en véhicule par sangles		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
A1BM16000040	<input checked="" type="checkbox"/> Crochets d'arrimage pour transport en véhicule - Crash test ISO 7176/19	◆	- €		

Crochets d'arrimage



NOTE : Les crochets d'arrimages sont compatibles avec l'utilisation d'un dispositif d'arrimage par sangle homologué, nécessaire en cas de transport de la personne en véhicule.

Le Morgan Sling est Homologué selon Crash test ISO 7176/19 avec système de retenue par sangles.

Dispositif d'arrimage automatique / Station d'accueil		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
A1BM16000070	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-équipement châssis pour système d'arrimage DAHL (pré-perçage sous châssis) - Sans plaque Dahl	◆	- €		
A1BM16000060	<input type="checkbox"/> Pré-équipement châssis pour système d'arrimage DAHL avec plaque d'ancrage Dahl montée sous châssis	690,41 €	654,42 €		

Plaque d'arrimage Dahl montée sous châssis



Sans plaque : Dans ce cas, la plaque d'arrimage Dahl doit être commandée séparément et installée par l'équipementier du véhicule sur les fixations intégrées au châssis.

Pré-équipement : Dans ce cas, la plaque d'arrimage Dahl est pré-montée en usine et livrée avec le fauteuil. Elle ne comprend pas la station d'arrimage, nécessaire au montage sur le véhicule.

Le Morgan Sling est Homologué selon Crash test ISO 7176/19 avec système d'arrimage Dahl.

ACCESSOIRES

Accessoires		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
A1BM16000020	<input checked="" type="checkbox"/> Ceinture de bassin - 2 points	◆	- €		
A1BM16000050	<input type="checkbox"/> Poignée en L en bout d'accoudoir	89,88 €	85,19 €		
81384	<input type="checkbox"/> Chargeur USB	127,66 €	121,00 €		

Ceinture 2 points



Poignée en "L" d'accoudoir



Chargeur USB



SERVICES

Mise en service		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
F95000	<input type="checkbox"/> Mise en route fauteuil	485,30 €	460,00 €		

NOTES - COMMENTAIRES