



karma
europe

SME Series

BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

2021

COMMANDE

DEVIS

FACTURATION

Code Client :

Société :

Adresse :

Complément
d'adresse :

Code Postal : Ville :

Contact
Nom / Prénom :

E Mail :

Tel :

LIVRAISON

Livraison Identique facturation

Code Client :

Société :

Adresse :

Complément
d'adresse :

Code Postal : Ville :

Contact
Nom / Prénom :

E Mail :

Tel :

UTILISATEUR - PRESCRIPTION

Nom / Prénom :

Prescripteur -
Thérapeute : Fonction :

Structure :

Date d'essai :

Code Postal : Ville :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Date : Jour Mois Année

Vos Références / N° de commande :

Commentaires :

Document à retourner à :

Life & Mobility France

2736 Route de Ravel - ZI Les Platières


69440 MORNANT

E Mail : service@life-mobility.fr

Tel : 04 37 22 21 38 Fax : 04 72 24 92 70

Tampon - Signature

PRISE DE MESURE



	Poids (Kg) :
	Taille (cm) :
1	Hauteur Assise / Haut Tête (cm) :
2	Hauteur Assise / Epaulés (cm) :
3	Hauteur Assise / Coude (cm) :
4	Coude / Main (cm) :
5	Creux poplité / Talon (segment jambe) (cm) :
6	Bas du dos / Creux poplité (Segment cuisse) (cm) :
7	Largeur de hanches :
8	Largeur de buste (cm) :
9	Hauteur assise / Buste (cm) :

CARACTERISTIQUES PRODUIT - EQUIPEMENT STANDARD

Type de Propulsion	Manuelle - Roues AR	Verticalisation	Verticalisation électrique. Commande par télécommande filaire Batteries 24V / 2,9 Ah rechargeables
Structure de châssis	Cadre rigide en aluminium et acier	Dossier	Dossier hauteur 42 cm, Toile rembourée et réglable en tension, poignées de poussée intégrées
Roues - Pneus	Roues AV 6" à bandage, Roues AR 24" à bandage, Main courante aluminium Roues anti-basculer arrière amovibles	Accoudoirs	Accoudoirs relevables réglables en hauteur (18 à 26 cm) - Type tubulaire avec manchette en mousse PU
Couleur	Bleu	Repose-pieds	Plaques repose-pieds séparées relevables - réglables en hauteur
Maintien - Sécurité	Ceinture de buste 2 points capitonnée / Cale-genoux rigide amovible réglable en hauteur avec coussins d'appui en mousse PU		
Dimensions - capacités			
Longueur hors tout	98,5 à 104,5 cm selon profondeur d'assise et réglage de la position des roues AR		
Largeur hors tout	59 - 63 - 67 cm selon largeur d'assise		
Hauteur sol siège	52 cm		
Dimensions de siège	Profondeur réglable de 44 - 47 - 50 cm Largeurs 40 - 44 - 48 cm		
Poids du Fauteuil Std (Poids Sans roues et accessoires)	25,8 kg	Garantie	
Poids Utilisateur Max.	120 kg	Garantie	2 ans / Hors Batteries et pièces d'usure

SYMBOLES

✕ Sélection d'office

◆ Configuration standard - Choix par défaut

ⓘ Information

☐ Sélection possible - A cocher

■ Configuration standard - Autre choix possible

⚠ Avertissement



Information relative à la prise en charge Code et Montant LPPR

Prescription

ATTENTION / Nouveaux Codes LPP



ISO9001
CERTIFIED



EN12184:2008

FAUTEUIL				
16000	<input checked="" type="checkbox"/>	Fauteuil Verticalisateur SME Series	3 376,00 €	3 200,00 €
			+ 1,67 € HT d'éco-participation	
Prescription	Nouveau Code LPPR	(Ancien Code LPPR)	Montant LPPR	Libellé LPPR
	9178120	4183434	2 425,50 €	VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, VERTICALISATEUR ELECTRIQUE, LIFE MOBILITY

Couleurs de châssis				
Note	<input checked="" type="checkbox"/>	Couleur Bleu 	◆	- €

DIMENSIONS ET REGLAGES			
Largeur d'assise		Prix TTC	Prix HT
16153	<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 400 mm	■	- €
16156	<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 440 mm	■	- €
16161	<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 480 mm	■	- €
Profondeur d'assise		Prix TTC	Prix HT
16229	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 440 mm	■	- €
16233	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 470 mm	■	- €
16235	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 500 mm	■	- €

i La profondeur d'assise est réglable.

Distance des repose-pieds		Prix TTC	Prix HT
16800	<input type="checkbox"/> Distance des repose-pieds (toile d'assise-plaque repose-pied) - 36 cm	■	- €
16801	<input type="checkbox"/> Distance des repose-pieds (toile d'assise-plaque repose-pied) - 38 cm	■	- €
16802	<input type="checkbox"/> Distance des repose-pieds (toile d'assise-plaque repose-pied) - 40 cm	■	- €
16803	<input type="checkbox"/> Distance des repose-pieds (toile d'assise-plaque repose-pied) - 42 cm	■	- €

Hauteur d'accoudoirs		Prix TTC	Prix HT
16810	<input type="checkbox"/> Hauteur des accoudoirs - 18 cm	■	- €
16811	<input type="checkbox"/> Hauteur des accoudoirs - 20 cm	■	- €
16812	<input type="checkbox"/> Hauteur des accoudoirs - 22 cm	■	- €
16813	<input type="checkbox"/> Hauteur des accoudoirs - 24 cm	■	- €
16814	<input type="checkbox"/> Hauteur des accoudoirs - 26 cm	■	- €

Position des roues arrière		Prix TTC	Prix HT
16820	<input type="checkbox"/> Position des roues arrière - Avancée (Active)	■	- €
16821	<input type="checkbox"/> Position des roues arrière - Centrale (Neutre)	■	- €
16822	<input type="checkbox"/> Position des roues arrière - Reculée (Stable)	■	- €

BATTERIES ET CHARGEURS			
Batteries		Prix TTC	Prix HT
16054	<input checked="" type="checkbox"/> Batteries 2,9 Ah	◆	- €
Chargeurs		Prix TTC	Prix HT
16065	<input checked="" type="checkbox"/> Chargeur HP1A	◆	- €

i Un chargeur de plus forte intensité diminue le temps de charge.

ROUES ET PNEUS			
Roues arrières		Prix TTC	Prix HT
Note	<input checked="" type="checkbox"/> Roues AR 24" - Pneu Bandage	◆	- €
Roues avant		Prix TTC	Prix HT
Note	<input checked="" type="checkbox"/> Roues AV 6" - Pneu Bandage	◆	- €

FONCTIONS DE SIEGE			
Verticalisation		Prix TTC	Prix HT
Note	<input checked="" type="checkbox"/> Verticalisation électrique de type Assis-Debout - Commande par télécommande	◆	- €



ACCESSOIRES

16900	<input type="checkbox"/>	Paire d'accoudoirs avec protège-vêtements	263,64 €	249,90 €
16840	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise "Comfort" - épaisseur 5 cm	92,84 €	88,00 €
16600	<input type="checkbox"/>	Ceinture de bassin - 2 points	79,13 €	75,00 €
16604	<input checked="" type="checkbox"/>	Ceinture de buste - 2 points	◆	- €
16850	<input type="checkbox"/>	Rallonge de leviers de freins	73,85 €	70,00 €
16855	<input type="checkbox"/>	Prise de charge externe - Fab spé	225,77 €	214,00 €



Protège-vêtements



Ceinture 2 points



Ceinture de buste capitonnée

SERVICES

Mise en service				
F95000	<input type="checkbox"/>	Mise en route fauteuil	411,45 €	390,00 €

NOTES - COMMENTAIRES