

BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

Décembre
2025

Levo Summit EL

FRMV - Verticalisation électrique



LEVO.d
THE EXPERTS IN STANDING

Indications

Patients en situation de handicap longue voire permanente et dont la durée estimée est supérieure à six mois.
Personnes avec incapacité de marche partielle ou totale, avec impossibilité de propulser un VPH à propulsion manuelle ou podale soit en raison de la déficience, soit en raison de la situation environnementale.
Nécessite les capacités cognitives et physiques permettant d'assurer la maîtrise du fauteuil roulant électrique.
Commande uniquement par l'accompagnant possible à titre exceptionnel selon capacités et situation environnementale.
Personnes dont les besoins nécessitent une verticalisation régulière et dont les capacités fonctionnelles ne leur permettent pas de severticaliser eux-mêmes (FRMV)

Conditions de prescription et de prise en charge

Compétences du prescripteur hors renouvellement à l'identique :
Equipe pluridisciplinaire constituée au minimum d'un médecin spécialiste compétent en médecine physique et en réadaptation (MPR) ou d'un médecin titulaire d'un DU Appareillage, et d'un ergothérapeute ou d'un kinésithérapeute ayant une pratique dans le domaine des VPH.
Compétences du prescripteur renouvellement à l'identique : Médecin généraliste ou Ergothérapeute
Parcours hors renouvellement à l'identique :
Evaluation des besoins (+ Aptitude à la conduite) => Préconisations (VPH + Adjonctions) => Essais => Validation.
Cf Fiche de préconisation.
Prise en charge : Sur DAP (Demande d'accord préalable) : 15 jours - 2 mois si Adjonction(s) sur devis

Fauteuil	Montant LPP/PLV	Code LPP Individuel	
VPH, ACHAT NEUF, FRMV, MODULAIRE MANUEL DE VERTICALISATION,LIFE MOBILITY	11 077,50 €	9578798	
Adjonctions	Montant LPP/PLV	Code LPP Individuel	Adjonctions Disponibles
VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPÉRIEUR,LIFE MOBILITY	Dans la limite de 600,00 €	9992641	✓
VPH, ADJONCTION, PAP FORFAIT B ADJONCTIONS MEMBRE INFÉRIEUR	Dans la limite de 600,00 €	En Attente PAP B	✓
VPH, ADJONCTION, SUPPLÉMENT APPUI-TÊTE RÉGLABLE,LIFE MOBILITY	160,00 €	9992530	✓
VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE,LIFE MOBILITY	132,00 €	9982298	✓
VPH, ADJ., LEVIER DE BASCULEMENT - FRM FRMC FRMA FRMS FRMP FRMV,LIFE MOBILITY	25,00 €	9952854	✓
VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV	Sur devis	4960062	✓

INFORMATIONS CLIENT



COMMANDE



DEVIS

SOCIETE

Code Client :

Société :

Contact
Nom / Prénom :

E Mail :

Tel :

UTILISATEUR

Nom / Prénom :

Prescripteur - Thérapeute :

Fonction :

DOCUMENT A RENVoyer A :

E Mail : service@life-mobility.fr

Tel : 04 37 22 21 38

ADRESSE DE LIVRAISON

Adresse :

Code postal :

Ville :


TAMPON ET SIGNATURE

Prix publics conseillés en € - TVA 5,5% - Valides à la date d'impression - Sous réserve de modifications.

Photos et schémas non contractuels. Les caractéristiques produit sont données à titre indicatif et des modifications peuvent survenir sans préavis.

Les Informations relatives à la LPP sont également données à titre indicatif et n'engage en aucun cas Life&Mobility France. Nous vous invitons à consulter les textes de référence sur le site du gouvernement (Arrêté du 6 février 2025 NOR : TSSS2503855A, Avis Tarifaire du 17 Juillet 2025 NOR : TSSS2520446V, Arrêtés Modificatifs du 31 Mars 2025 NOR : TSSS2510196A et du 10 Octobre 2025 NOR : TSSS2527842A)

PRISE DE MESURE



	Poids (Kg) :
	Taille (cm) :
1	Hauteur Assise / Haut Tête (cm) :
2	Hauteur Assise / Epaules (cm) :
3	Hauteur Assise / Coude (cm) :
4	Coude / Main (cm) :
5	Creux poplité / Talon (segment jambe) (cm) :
6	Bas du dos / Creux poplité (Segment cuisse) (cm) :
7	Largeur de hanches :
8	Largeur de buste (cm) :
9	Hauteur assise / Buste (cm) :

CARACTERISTIQUES PRODUIT - EQUIPEMENT STANDARD

Base Motrice - Châssis	
Type de propulsion	Manuelle - Roues arrières
Structure de châssis	Cadre rigide en aluminium, barre d'axe de roue et barre d'accoudoir en Carbone. Position des roues arrières réglables
Roues - Pneus	Roues arrières à démontage rapide, pneumatiques. Roues avant à bandage, main courante aluminium
Transport	Kit de transport optionnel - Crash Test ISO 7176/19
Couleurs	Châssis : Noir, Blanc / 7 couleurs de "Détails" (base d'accoudoirs, fourches, porte axe de roue) au choix

Dimensions - capacités	
Longueur hors tout	78 à 80 cm selon assise et réglage de la position des roues
Largeur hors tout	De 51 à 66 cm selon largeur d'assise
Hauteur sol siège	48 / 50 / 52 / 54
Dimensions de siège	Profondeur réglable de 35 à 55 cm Largeurs 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50 cm
Poids du Fauteuil Standard	21 kg
Poids utilisateur max.	125 kg

Siège - Fonctions d'assise - Equipements	
Verticalisation	Verticalisation électrique. Commande par interrupteur compact ou à levier en bout d'accoudoir. Batteries Lithium ou Boitier Batteries gel Linak Verticalisation manuelle par système de levier sur accoudoirs, et assistance par vérins à gaz
Dossier	Dossier rabattable, réglable en tension, en hauteur et en angle avec toile Mesh
Repose-pieds	Plaque repose-pieds séparés relevables ou plaque monobloc fixe
Accoudoirs	Accoudoirs relevables réglables en hauteur et en inclinaison - Type tubulaire avec capitonnage mousse.
Maintien - Sécurité	Ceinture de buste 2 points capitonnée avec boucle aviation / cale-genoux semi rigide ou type sport

AAP - Aide à la propulsion compatibles	
Montages validés (Combination Agreement)	Alber : E Fix et E Motion Benoit Système : Minotor (Light Drive) Sunrise Medical : Quicky Wheeldrive Indes NL : Wheeldrive
Montages compatibles / déjà effectués (hors Combination Agreement)	Swiss-Trac MaxMobility : SmartDrive Striker RehaSense : Rehasene PAWS City 14" - Levo LCEV
Garantie	
Garantie	2 ans / Hors batteries et pièces d'usure.

SYMBOLES

✕	Sélection d'office
◆	Configuration standard - Choix par défaut
❗	Information

☐	Sélection possible - A cocher
■	Configuration standard - Autre choix possible
❗	Avertissement

<div>❗ Prescription</div>	Information relative à la prise en charge Code et Montant LPP	<div>❗ Fact en Sus</div>	Option hors nomenclature - hors compensation du handicap - Facturable en sus du PLV (CF FAQ - Question 18)	<div>❗ Besoin couvert</div>	Explique la destination de l'adjonction - Exemples donnés à titre d'information - Liste non exhaustive
-------------------------------	--	------------------------------	--	---------------------------------	--

FAUTEUIL						
Fauteuil		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
49000	✕ Fauteuil verticalisateur Levo Summit	11 077,50 €	10 500,00 €	9578798	11 077,50 €	<div><div></div><div>VPH, ACHAT NEUF, FRMV, MODULAIRE MANUEL DE VERTICALISATION, LIFE MOBILITY</div></div>
		+ 1,75 € HT d'éco-participation				<div><div></div><div>Note :Le Levo Summit est conforme aux spécifications LPPR pour la catégorie FRMV (Certificat CERAH 25-106-A)</div></div>

COLORIS					
Couleurs de châssis	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
49080	<div></div>	- €	<div></div>		<div> <div></div> <div>Les exemples de coloris sont fournis à titre indicatif.</div> </div>
49081	<div></div>	- €	<div></div>		
49082	<div></div> 631,05 €	598,15 €	Hors LPP - Option à caractère Esthétique - Facturable en sus du PLV		<div> <div></div> <div>FAQ Réforme de la PEC des VPH - Question 18 - "options hors nomenclature qui ne relèvent pas de la compensation du handicap [...], peuvent être facturées en sus sans prise en charge par l'Assurance maladie."</div> </div>
49084	<div></div> 631,05 €	598,15 €			
49085	<div></div> 631,05 €	598,15 €			
49086	<div></div> 373,27 €	353,81 €			

Les exemples de coloris sont fournis à titre indicatif et ne sont pas contractuels. Le rendu peut varier (nuances, contraste, luminosité) en fonction de la qualité de l'écran et/ou de l'impression.

Attention : Life & Mobility France décline toute responsabilité en cas d'insatisfaction concernant le coloris choisi et n'effectuera aucun échange.

Couleurs de Détails	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
49090	<div></div>	- €			<div> <div></div> <div>Les exemples de coloris sont fournis à titre indicatif et ne sont pas contractuels. Le rendu peut varier (nuances, contraste, luminosité) en fonction de la qualité de l'écran et/ou de l'impression.</div> </div>
49091	<div></div>	- €			
49094	<div></div>	- €			
49096	<div></div>	- €			
49097	<div></div> 307,73 €	291,69 €	Hors LPP - Option à caractère Esthétique - Facturable en sus du PLV		<div> <div></div> <div>FAQ Réforme de la PEC des VPH - Question 18 - "options hors nomenclature qui ne relèvent pas de la compensation du handicap [...], peuvent être facturées en sus sans prise en charge par l'Assurance maladie."</div> </div>
49099	<div></div> 307,73 €	291,69 €			
49100	<div></div> 307,73 €	291,69 €			
49101	<div></div> 279,75 €	265,17 €			


Exemples de combinaisons de couleurs

Châssis Blanc - Détails Rouge Carmin

Châssis Noir - Détails Orange

DIMENSIONS D'ASSISE					
Largeurs d'assise	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
49005	<div></div>	- €			<div> <div></div> <div>En position assise, mesurez les points extérieurs des trochanters (extérieur des hanches).</div> </div>
49006	<div></div>	- €			
49007	<div></div>	- €			
49008	<div></div>	- €			
49009	<div></div>	- €			
49010	<div></div>	- €			
49011	<div></div>	- €			



Profondeurs d'assise				Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €		
Note	<input type="checkbox"/>	Longueur de cuisse : 40 cm ← → 63 cm						<div>IMPORTANT : Notez la longueur de cuisse et cochez la case correspondante à la profondeur d'assise souhaitée (ou relevée lors des essais).</div> <div>ATTENTION : Par défaut, pour les réglages de 41 et 43 cm, le siège "M" est utilisé. Préciser si dessous si c'est un "S" qui est souhaité</div> <div>ATTENTION : Par défaut, pour les réglages de 47 et 49 cm, le siège "L" est utilisé. Préciser si dessous si c'est un "M" qui est souhaité</div> <div></div>	
49015	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 35	<div>SIEGE "S" Possibilité de réglage pour une longueur de cuisse de 40 à 48 cm</div>	■	- €				
49016	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 37		■	- €				
49017	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 39		■	- €				
49018	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 41	<div>SIEGE "M" Possibilité de réglage pour une longueur de cuisse de 46 à 54 cm</div>	■	- €				
49019	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 43		■	- €				
49020	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 45		■	- €				
49021	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 47	<div>SIEGE "L" Possibilité de réglage pour une longueur de cuisse de 52 à 63 cm</div>	■	- €				
49022	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 49		■	- €				
49023	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 51		■	- €				
49024	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 53		■	- €				
49025	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 55		■	- €				

Plage de réglage de la profondeur d'assise				Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €		
Note	<input type="checkbox"/>	Siège "S"		■	- €			i	Par défaut pour réglage de 35 à 39 cm
Note	<input type="checkbox"/>	Siège "M"		■	- €			i	Par défaut pour réglage de 41 à 45 cm
Note	<input type="checkbox"/>	Siège "L"		■	- €			i	Par défaut pour réglage de 47 à 55 cm

REPOSE-PIEDS

Distance du repose-pied

Note

Longueur de jambe :
37 cm ← → 64 cm

Distances du repose-pied

Hauteurs d'assises possibles :

49029

Distance du repose-pied (cm) 36

49030

Distance du repose-pied (cm) 38

49031

Distance du repose-pied (cm) 40

49032

Distance du repose-pied (cm) 42

49033

Distance du repose-pied (cm) 44

49034

Distance du repose-pied (cm) 46

49035

Distance du repose-pied (cm) 48

49036

Distance du repose-pied (cm) 50

Hauteur d'assise 48

Repose pied abaissable au sol

Hauteur d'assise 50

Repose pied abaissable au sol

Hauteur d'assise 52

Rep pied abaissable au sol

Hauteur d'assise 54

Repose pied abaissable au sol

IMPORTANT : Notez la longueur de jambe et cocher la case correspondante distance repose pied souhaitée (ou relevée lors des essais).

ATTENTION : Tenir compte de l'épaisseur du coussin d'assise utilisé. Ex : si coussin de 4 cm Longueur de Jambe 48 cm => 48 - 4 cm = Distance du repose-pied 44 cm.




ATTENTION : Les distances de repose-pieds de 44 cm (pour une hauteur d'assise de 48 cm), 46 cm (pour une hauteur de 50 cm), 48 cm (pour une hauteur de 52 cm) et 50 cm (pour une hauteur de 54 cm) ne sont possibles qu'avec les repose-pieds abaissables au sol.

NOTE : Le SUMMIT est proposé en 4 hauteurs d'assise (hauteurs sol-siège mesurées depuis la toile d'assise) – voir les choix au chapitre ci-dessous.

À chaque hauteur correspond une amplitude de réglage de la hauteur des repose-pieds. Les amplitudes sont identifiées ci-contre par des codes couleur.

Exemples : Une hauteur d'assise de 50 cm permet des réglages de repose-pieds de 36 à 44 cm inclus pour tout type de repose-pied, et de 46 cm si le repose-pied est abaissable au sol.

Pour une hauteur de repose-pieds de 48 cm, deux choix de hauteurs d'assise sont possibles : 52 cm (réglage au maximum avec repose-pied abaissable au sol) ou 54 cm.

Options - adaptateurs de hauteur			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
49220	<input type="checkbox"/>	Adaptateurs hauteur repose-pieds	■	- €			 ATTENTION : Les adaptateurs de hauteurs se fixant à l'intérieur des tubes, ils réduisent la largeur du repose pied de 3 cm.
49221	<input type="checkbox"/>	Adaptateurs hauteur repose-pieds pour largeur 40, 42 cm	■	- €			 NOTE : Les adaptateurs de hauteurs permettent de réduire la distance repose-pied de 10 cm.
Adaptateurs de Hauteur - Réduction de hauteur							

Plaques repose-pieds				Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €		
49215	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds monobloc abaissable au sol prof (cm) 20	◆	- €				 ATTENTION : Le contact au sol de la plaque repose-pied dépend de la longueur de jambe et de la hauteur sol siège. Seules les positions aux limites basse de réglage permettent un accès au sol (Cf Grilles de hauteurs ci-dessus)	
49216	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds monobloc abaissable au sol prof (cm) 26	■	- €					
49217	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds en deux parties relevables	■	- €					
49223	<input type="checkbox"/>	Surface antidérapante pour repose-pieds	■	- €					
Repose-pieds abaissable au sol prof (cm) 20				Repose-pieds en deux parties relevables					

Angle du repose-pieds				Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €		
49225	<input type="checkbox"/>	Angle de repose-pieds (degrés °) 80		■	- €			i	Un angle de 80° = angle "fermé" = Flexion dorsale
49226	<input type="checkbox"/>	Angle de repose-pieds (degrés °) 90		◆	- €				Un angle de 100° = angle "ouvert" = Flexion plantaire
49227	<input type="checkbox"/>	Angle de repose-pieds (degrés °) 100		■	- €				

HAUTEURS D'ASSISE ET DIMENSIONS DES ROUES

Tableau récapitulatif des compatibilités

	Hauteurs d'assise	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm
Dimensions des Roues Arrière	22"	X	X	X	
	24"	X	X	X	X
	26"		X	X	X
Dimensions des Roues Avant	4"	X	X	X	X
	5"	X	X	X	X
	6"		X	X	X

- IMPORTANT** : Chaque hauteur d'assise conditionne l'amplitude de réglage de la hauteur des repose-pieds (cf ci-dessus) et le diamètre des roues avant et arrière.

ATTENTION : Certains diamètres de roues ne sont pas compatibles avec certaines hauteurs sol-siège. Vérifiez les compatibilités avant de faire votre choix.

Hauteurs d'assise		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
49050	<input type="checkbox"/> Hauteur d'assise (cm) 48	■	- €		
49051	<input type="checkbox"/> Hauteur d'assise (cm) 50	◆	- €		
49052	<input type="checkbox"/> Hauteur d'assise (cm) 52	■	- €		
49053	<input type="checkbox"/> Hauteur d'assise (cm) 54	■	- €		
Dimensions des roues Arrière		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
49055	<input type="checkbox"/> Roues arrière (en pouces) 22 - non compatible hauteur 54	■	- €		
49056	<input type="checkbox"/> Roues arrière (en pouces) 24	◆	- €		
49057	<input type="checkbox"/> Roues arrière (en pouces) 26 - non compatible hauteur 48	■	- €		
Dimensions des roues Avant		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
49058	<input type="checkbox"/> Roues avant (en pouces) 4	■	- €		
49059	<input type="checkbox"/> Roues avant (en pouces) 5	◆	- €		
49060	<input type="checkbox"/> Roues avant (en pouces) 6 - non compatible hauteur 48	■	- €		

POSITION DES ROUES ARRIERE

Réglage de la position des roues Arrière		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
49230	<input type="checkbox"/> Position de roues arrière active	■	- €		
49231	<input type="checkbox"/> Position de roues arrière standard	◆	- €		
49232	<input type="checkbox"/> Position de roues arrière neutre	■	- €		

- IMPORTANT** : La position des roues impacte la dynamique de propulsion ainsi que la stabilité. En réglage " Position de roues AR Active", le fauteuil sera plus sensible au cabrage, mais sera plus réactif en rotation et facile à mettre en bascule sur les roues arrières. Inversement, en position "neutre", le fauteuil sera moins sensible au cabrage, mais aussi moins dynamique en rotation. Des anti-basculés sont disponibles en accessoires pour éviter les risques de renversement arrière.

ATTENTION : Plus la profondeur d'assise est importante, plus le fauteuil sera actif pour une position de roue donnée, et cabrera plus facilement. La stabilité / sécurité de l'utilisateur peut aussi être assurée ou complétée par l'adjonction d'anti-basculés optionnels.

COMMANDES DE VERTICALISATION ELECTRIQUE - EL ET ACCOUDOIRS

Electronique et Batteries du module de verticalisation		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
BattLit	<input type="checkbox"/> Boîtier électronique compact avec Batterie Lithium	◆	- €		
BattGel	<input type="checkbox"/> Boîtier électronique Linak avec Batteries Gel	■	- €		



- NOTE** : En standard, le Summit est équipé d'un boîtier électronique avec Batterie Lithium. Le boîtier électronique type Linak offre une alternative éprouvée (montage sur Levo LCEV). Le montage de cette électronique augmente le poids total du fauteuil d'environ 2 Kg.

Permet le control de la verticalisation par télécommande (Choix ci-desous)

Côté de la commande de verticalisation (Interrupteur uniquement)		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
49072	<input type="checkbox"/> Commande de verticalisation à droite	◆	- €		
49073	<input type="checkbox"/> Commande de verticalisation à gauche	■	- €		
Type de commande de verticalisation		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
49066	<input type="checkbox"/> Commande de verticalisation par interrupteur compact	◆	- €		
49067	<input type="checkbox"/> Commande de verticalisation par interrupteur à levier	■	- €		
48361	<input type="checkbox"/> Commande verticalisation par télécommande	Sur demande / Nous consulter			

- Attention** : Boîtier électronique Linak avec Batteries Gel obligatoire



Hauteur des accoudoirs			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
49040	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'accoudoirs (cm) 14	■	- €			ⓘ IMPORTANT : Notez la hauteur à laquelle les accoudoirs devront être réglés. Hauteur par défaut = 18cm
49041	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'accoudoirs (cm) 15	■	- €			
49042	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'accoudoirs (cm) 16	■	- €			
49043	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'accoudoirs (cm) 17	■	- €			
49044	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'accoudoirs (cm) 18	◆	- €			
49045	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'accoudoirs (cm) 19	■	- €			
49046	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'accoudoirs (cm) 20	■	- €			
49047	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'accoudoirs (cm) 21	■	- €			
49048	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'accoudoirs (cm) 22	■	- €			

Types d'accoudoirs			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
49065	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs ronds standard	◆	- €			ⓘ NOTE : La distance "D" correspond à la profondeur des accoudoirs pivotants, du tube de dossier à la pliure du tube d'accoudoir.
49069	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs pivotants / supports antérieurs 27 cm	■	- €			
49070	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs pivotants / supports antérieurs 32 cm	■	- €			
49071	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs pivotants / supports antérieurs 37 cm	■	- €			



Accoudoirs ronds Std (Tubulaires)



Accoudoirs Pivotants



Profondeur des accoudoirs Pivotants

COUSSINS D'ASSISE

Coussins d'assise			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
49135 à 49162	<input type="checkbox"/>	Coussin Mousse pour Summit	■	- €			

Largeur d'assise ▶							
	35	38	40	42	45	48	50
Profondeur d'assise ▼							
S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	49135	49136	49137	49138	49139	49140	49141
M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	49142	49143	49144	49145	49146	49147	49148
L	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	49149	49150	49151	49152	49153	49154	49155
XL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	49156	49157	49158	49159	49160	49161	49162

Dimensions des coussins

Largeur = Largeur d'assise

Profondeur :

S = 29 cm

M = 38 cm

L = 43 cm

XL = 54 cm



Coussin d'assise standard

DOSSIER

Dossier toile standard - Réglage de hauteur			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
49110	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier (cm) 32	◆	- €			
49111	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier (cm) 34	■	- €			
49112	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier (cm) 36	■	- €			
49113	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier (cm) 38	■	- €			
49114	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier (cm) 40	■	- €			

Dossier avec extension			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
49115	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier (cm) 42	■	- €			
49116	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier (cm) 44	■	- €			
49117	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier (cm) 46	■	- €			
49118	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier (cm) 48	■	- €			
49119	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier (cm) 50	■	- €			

Angle de dossier (réglable)			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
49125	<input type="checkbox"/>	Angle de dossier (degrés °) 81	■	- €			ⓘ Un angle de 81° = angle "fermé" = Flexion Un angle de 96° = angle "ouvert" = Extension
49126	<input type="checkbox"/>	Angle de dossier (degrés °) 84	■	- €			
49127	<input type="checkbox"/>	Angle de dossier (degrés °) 87	■	- €			
49128	<input type="checkbox"/>	Angle de dossier (degrés °) 90	◆	- €			
49129	<input type="checkbox"/>	Angle de dossier (degrés °) 93	■	- €			
49130	<input type="checkbox"/>	Angle de dossier (degrés °) 96	■	- €			

PAP Membre Supérieur et Maintien du Tronc - V Trak

Pack "PAP Membres supérieurs".
Permet la sélection de plusieurs composants sans dépassement tarifaire

Forfait PAP Membres supérieurs		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
PPPACK4	<input type="checkbox"/> Produits d'Assistance à la Posture "Membres Supérieurs" - V Trak - Dispositifs de positionnement et du tronc et des membres supérieurs - Plusieurs choix possibles	600,00 €	568,72 €	9992641	Dans la limite de 600,00 €	<div><div></div><div>VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPÉRIEUR,LIFE MOBILITY</div></div>

Composition :
1 - Choisir le dossier.
2 - Choisir le support Type "V Trak Lite" et sélectionner les blocs de montages (Réf : MB R 22)
Attention aux dimensions par rapport à la largeur du fauteuil

Dossiers Axxis		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
60060	<input type="checkbox"/> Dossier vtrak Axxis 31S (larg. 26,5-33 x hteur 31cm)		Inclus dans prix du Pack			<div><div></div><div>VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPÉRIEUR,LIFE MOBILITY</div></div>
60061	<input type="checkbox"/> Dossier vtrak Axxis 31 M (larg. 30-38 x hteur 31cm)		Inclus dans prix du Pack			
60062	<input type="checkbox"/> Dossier vtrak Axxis 31 L (larg. 35-43 x hteur 31cm)		Inclus dans prix du Pack			
60063	<input type="checkbox"/> Dossier vtrak Axxis 31 XL (larg. 41-50 x hteur 31cm)		Inclus dans prix du Pack			
60055	<input type="checkbox"/> Dossier vtrak Axxis 40 M (larg. 30-38 x hteur 40cm)		Inclus dans prix du Pack			
60056	<input type="checkbox"/> Dossier vtrak Axxis 40 L (larg. 35-43 x hteur 40cm)		Inclus dans prix du Pack			
60057	<input type="checkbox"/> Dossier vtrak Axxis 40 XL (larg. 41-50 x hteur 40cm)		Inclus dans prix du Pack			
60050	<input type="checkbox"/> Dossier vtrak Axxis 60 M (larg. 30-38 x hteur 60cm)		Inclus dans prix du Pack			
60051	<input type="checkbox"/> Dossier vtrak Axxis 60 L (larg. 35-43 x hteur 60cm)		Inclus dans prix du Pack			
60052	<input type="checkbox"/> Dossier vtrak Axxis 60 XL (larg. 41-50 x hteur 60cm)		Inclus dans prix du Pack			



Dossiers Deep Contour		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
60121	<input type="checkbox"/> Dossier Axxis Deep Contour 28cm S (larg. 30-40 x hteur 28 cm)		Inclus dans prix du Pack			<div><div></div><div>VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPÉRIEUR,LIFE MOBILITY</div></div>
60120	<input type="checkbox"/> Dossier Axxis Deep Contour 30cm M (larg. 34-44 x hteur 30 cm)		Inclus dans prix du Pack			
60119	<input type="checkbox"/> Dossier Axxis Deep Contour 30cm L (larg.38-50 x hteur 30 cm)		Inclus dans prix du Pack			
60118	<input type="checkbox"/> Dossier Axxis Deep Contour 30cm XL (larg.43-55 x hteur 30 cm)		Inclus dans prix du Pack			
60117	<input type="checkbox"/> Dossier Axxis Deep Contour 36cm M (larg. 34-44 x hteur 36 cm)		Inclus dans prix du Pack			
60116	<input type="checkbox"/> Dossier Axxis Deep Contour 40cm L (larg.38-50 x hteur 40 cm)		Inclus dans prix du Pack			
60115	<input type="checkbox"/> Dossier Axxis Deep Contour 40cm XL (larg.43-55 x hteur 40 cm)		Inclus dans prix du Pack			
60114	<input type="checkbox"/> Dossier Axxis Deep Contour 40cm XXL (larg.52-60 x hteur 40cm)		Inclus dans prix du Pack			<div><div></div><div>VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPÉRIEUR,LIFE MOBILITY</div></div>
60113	<input type="checkbox"/> Dossier Axxis Deep Contour 56cm M (larg. 34-44 x hteur 56 cm)		Inclus dans prix du Pack			
60112	<input type="checkbox"/> Dossier Axxis Deep Contour 60cm L (larg.38-50 x hteur 60 cm)		Inclus dans prix du Pack			
60111	<input type="checkbox"/> Dossier Axxis Deep Contour 60cm XL (larg.43-55 x hteur 60 cm)		Inclus dans prix du Pack			




Supports V Trak Lite		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
60131	<input type="checkbox"/> Support de dossier V Trak lite rectiligne pour largeurs de 30 à 35 cm		Inclus dans prix du Pack			<div><div></div><div>VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPÉRIEUR,LIFE MOBILITY</div></div>
60132	<input type="checkbox"/> Support de dossier V Trak lite S incurve pour largeurs de 38 à 40 cm		Inclus dans prix du Pack			
60133	<input type="checkbox"/> Support de dossier V Trak lite M incurve pour largeurs de 43 à 45 cm		Inclus dans prix du Pack			
60134	<input type="checkbox"/> Support de dossier V Trak lite L incurve pour largeurs de 48 à 50 cm		Inclus dans prix du Pack			
MB R 22	<input type="checkbox"/> Paire de blocs de montage pour tubes ronds 22mm		Inclus dans prix du Pack			



APPUI-TETES V TRAK

Appui-têtes	Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
60030-1 <input type="checkbox"/> Appui-tête multiréglable medium	160,00 €	151,66 €	9992530	160,00 €	<div><div></div><div>VPH, ADJONCTION, SUPPLÉMENT APPUI-TÊTE RÉGLABLE,LIFE MOBILITY</div></div>
60031-1 <input type="checkbox"/> Appui-tête multiréglable large	160,00 €	151,66 €			
60172 <input type="checkbox"/> Appui-tête V Trak medium - supp. Rotule fixe	160,00 €	151,66 €			
60174 <input type="checkbox"/> Appui-tête V Trak large - supp. Rotule fixe	160,00 €	151,66 €			
BM HX <input type="checkbox"/> Rail d'extension appui-tête courbé	Inclus dans prix de L'adjonction "Appui-tête"				<div><div></div><div>VPH, ADJONCTION, SUPPLÉMENT APPUI-TÊTE RÉGLABLE,LIFE MOBILITY</div></div>
BMHX-ST <input type="checkbox"/> Rail d'extension appui-tête droit	Inclus dans prix de L'adjonction "Appui-tête"				



CALE-GENOUX

Cale-genoux souples classiques			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
49200	<input type="checkbox"/>	Cale-genoux renforcé standard	◆	- €			<div><div></div><div>VPH, ADJONCTION, PAP FORFAIT B ADJONCTIONS MEMBRE INFÉRIEUR</div></div>
49202	<input type="checkbox"/>	Cale-genoux sport	■	- €			
49205	<input type="checkbox"/>	Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 50x100	■	- €			
49206	<input type="checkbox"/>	Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 60x100	◆	- €			
49207	<input type="checkbox"/>	Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 80x100	■	- €			
49208	<input type="checkbox"/>	Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 50x150	■	- €			
49209	<input type="checkbox"/>	Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 80x150	■	- €			
49210	<input type="checkbox"/>	Plot de cale-genoux conique (larg. AR - larg. AV x hteur en mm) 50-100 x 100	70,69 €	67,00 €	n Attente PAP	Dans la limite de 600,00 €	
49211	<input type="checkbox"/>	Plot de cale-genoux conique (larg. AR - larg. AV x hteur en mm) 90-140 x 100	70,69 €	67,00 €			
49212	<input type="checkbox"/>	Plot de cale-genoux conique (larg. AR - larg. AV x hteur en mm) 130-180 x 100	70,69 €	67,00 €			
49257	<input type="checkbox"/>	Adaptateur de hauteur de cale-genoux sport (paire)	■	- €			
49258	<input type="checkbox"/>	Adaptateur de hauteur de cale-genoux renforcé (paire)	■	- €			




ROUES, PNEUS, MAINS COURANTES, FREINS, AXES DE ROUE

Roues et pneus		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
Std	<input type="checkbox"/> Roues pneumatiques (Diamètre selon choix hauteur Sol-siège)	◆	- €			
49236	<input type="checkbox"/> Pneus marathon plus	■	- €			

Carrossage de roues arrière		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
Std	<input type="checkbox"/> Carrossage 0°	◆	- €			
49240	<input type="checkbox"/> Carrossage roues arrière 2°	■	- €			
49241	<input type="checkbox"/> Carrossage roues arrière 4°	■	- €			

NOTE : Le carrossage augmente l'écartement à la base des roues AR, et par conséquent la largeur hors tout.

Mains courantes		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
Std	<input type="checkbox"/> Mains courantes en Aluminium	◆	- €			
49242	<input type="checkbox"/> Mains courantes en acier chrome	■	- €			
49243	<input type="checkbox"/> Mains-courantes antidérapantes	■	- €			



Mains-courantes antidérapantes



Freins		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
Std	× Freins à levier (A pousser) - Standard	◆	- €			

Protège-rayons		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
49250	<input type="checkbox"/> Protège-rayons transparents 22 (la paire)	■	- €			
49251	<input type="checkbox"/> Protège-rayons transparents 24 (la paire)	■	- €			
49252	<input type="checkbox"/> Protège-rayons transparents 26 (la paire)	■	- €			

Protège rayons



Axe de roue		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
49260	<input type="checkbox"/> Axe de roue arrière renforcé (pour dispositifs de motorisation ou aides à la propulsion)	■	- €			

ATTENTION : Il convient de vérifier préalablement la compatibilité du dispositif envisagé auprès du fournisseur du dispositif. Des limitations/restrictions d'usage sont possibles selon le montage envisagé.

ACCESSOIRES

Poignées de poussée		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
49245	<input type="checkbox"/> Poignées de poussées (la paire)	■	- €			



Poignée de poussée

Anti-Basculé / Tubes de bascule		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
49247	<input type="checkbox"/> Anti bascule droit	■	- €			
49248	<input type="checkbox"/> Anti bascule gauche	■	- €			



Anti-basculé

Tablettes		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
49265	<input type="checkbox"/> Tablette pour largeur 35 cm	132,00 €	125,12 €	9982298	132,00 €	<p>VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE,LIFE MOBILITY</p>
49266	<input type="checkbox"/> Tablette pour largeurs 38, 40 cm	132,00 €	125,12 €			
49267	<input type="checkbox"/> Tablette pour largeurs 42, 45, 48 cm	132,00 €	125,12 €			


DISPOSITIFS D'ARRIMAGE EN VEHICULE					
Dispositifs d'ancrage		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
49280	<input type="checkbox"/> Kit de transport en véhicule - crash testé ISO 7176/19 (R. 32.073.0050)	706,19 €	669,37 €	4960062	Sur devis



VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP
FRMV FRE FREP PREV

Kit de transport





NOTE : Le Summit a été crash testé ISO 7176/19 avec le kit de transport ref 49280 (crochets d'arrimage pour sangles).

SERVICES					
Assistance à la mise en service		Prix TTC	Prix HT		
F95000	<input type="checkbox"/> Mise en route fauteuil	274,30 €	260,00 €		



Assistance sur site d'un intervenant Life & Mobility lors de la mise en route du matériel et de ses accessoires. Inclus tous réglages, paramétrages, conseils et formation à l'utilisation du fauteuil auprès du prestataire, de l'utilisateur et de tout tiers concerné. Ne comprends aucune autre prestation de type livraison, service après vente etc..

NOTES - COMMENTAIRES					