



**Levo LAE**  
**Levo LCEV**

Inspired by life

# Levo LAE

**Fauteuil roulant manuel à verticalisation manuelle.**  
**Le fauteuil dynamique par excellence.**

Le LAE est un fauteuil verticalisateur actif. Incroyable outil d'indépendance, il est facile à utiliser. Il est destiné à tous les utilisateurs de fauteuils roulants manuels actifs voulant se verticaliser par eux-même et disposant d'une bonne fonction des membres supérieurs.

Grâce à son mécanisme unique, il permet une verticalisation progressive et un verrouillage de l'assise à n'importe quel moment entre la position assise et debout, au degré près !

Cette faculté apporte un grand confort à l'usager, que ce soit pour raisons médicales, ou fonctionnelles lors d'activités nécessitant une position de type << assis-debout >>.



La verticalisation est un acte de santé quotidien. Elle est reconnue pour apporter de nombreux bénéfices médicaux. Il est nécessaire de consulter l'avis de votre médecin.

## CARACTÉRISTIQUES

- Verticalisation manuelle ;
- Dossier rabattable, réglable en inclinaison et en hauteur, avec toile réglable en tension ;
- Ceinture de buste capitonnée et cale-genoux ;
- Repose-pieds en deux parties relevables ou monobloc fixe ;
- Profondeur d'assise réglable (tailles S-M ou L-XL) ;
- Roues arrière et fourches avant à démontage rapide.



Rouge



Bleu



Jaune



Noir



Platinum

*De nombreuses autres options et fabrications spéciales sur demande (consultez aussi le bon de commande)*

## OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Cale-genoux rigide ou sport ;
- Roues arrière Spynergie en carbone ;
- Pneus Marathon + ;
- Carrossage de roues arrière ;
- Double main courante ;
- Coussin d'assise ;
- Poignées accompagnateur ;
- Anti bascules amovibles ou escamotables accessibles par l'utilisateur ;
- Tubes de bascule ;
- Mains courantes chromées ou anti dérapantes ;
- Extension de dossier ;
- Dossiers ergonomiques V Trak ;
- Plus de 200 coloris (RAL, métallisés, réfléchissants, aluminium poli).

# Levo LCEV

**Fauteuil roulant manuel à verticalisation électrique.**  
**La verticalisation, d'une simple pression.**

Compacts, les fauteuils LCEV, LCE Kid et Jr sont les plus légers de leur catégorie et permettent l'association de la verticalisation électrique à un fauteuil manuel actif. Ils conviennent à des personnes qui souhaitent se verticaliser seules très facilement, sans efforts et à tout moment. Evolutifs, ils offrent une grande plage de possibilités en matière de tailles pour s'adapter sur mesure à chaque situation.

En combinant légèreté, robustesse et stabilité, cette gamme offre une incroyable indépendance, que ce soit au travail, à l'école ou à la maison, pour des activités quotidiennes ou durant les loisirs.



Rouge



Bleu



Jaune



Noir



Platinum

La verticalisation est un acte de santé quotidien. Elle est reconnue pour apporter de nombreux bénéfices médicaux. Il est nécessaire de consulter l'avis de votre médecin.

*De nombreuses autres options et fabrications spéciales sur demande (consultez aussi le bon de commande)*

## CARACTÉRISTIQUES

- Verticalisation électrique ;
- Dossier rabattable, réglable en hauteur, avec toile réglable en tension ;
- Ceinture de buste capitonnée et cale-genoux ;
- Repose-pieds en deux parties relevables ou monobloc fixe ;
- Accoudoirs relevables, réglables en hauteur et en angle ;
- Commande de verticalisation par interrupteur ou par télécommande ;
- Profondeur d'assise réglable (tailles S-M ou L-XL) ;
- Roues arrière et fourches avant à démontage rapide.

## OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Cale-genoux rigide ou sport ;
- Roues arrière Spynergie en carbone ;
- Pneus Marathon + ;
- Carrossage de roues arrière ;
- Double main courante ;
- Tablette ;
- Coussin d'assise ;
- Poignées accompagnateur ;
- Anti bascules amovibles ou escamotables accessibles par l'utilisateur ;
- Tubes de bascule ;
- Mains courantes chromées ou anti dérapantes ;
- Extension de dossier ;
- Dossiers ergonomiques V Trak ;
- Plus de 200 Coloris (RAL, métallisés, réfléchissants, aluminium poli).





**LEVO LAE** Code LPPR 4142530 - Code ISO 122106

Réf. 48000												
Dimensions en cm	Largeur Assise	Profondeur Assise	Hauteur Dossier	Hauteur Repose pieds	Inclinaison Repose pieds (°)	Hauteur Assise Sol	Angle Assise dossier (°)	Largeur Hors Tout	Hauteur Hors Tout	Longueur Hors Tout	Charge Maxi	Poids total (sans pièces détachables)
S - M	35 - 38 - 40 - 41 - 45 - 48	29 à 40	31 à 41	36 à 56	80 - 90 - 100	48 - 51 - 54 - 57	85 - 90 - 95	57 - 60 - 62 - 64 - 67 - 70	78-80	84-86	120	17 (11)
L - XL		43 à 54								93-104		18 (12)

**LEVO LCEV, LCE Kid et Jr** Code LPPR 4183434 - Code ISO 122106

	Ref.													
Dimensions en cm		Largeur Assise	Profondeur Assise	Hauteur Dossier	Hauteur Repose Pieds	Inclinaison Repose Pieds (°)	Hauteur Assise/Sol	Hauteur Hors Tout	Longueur Hors Tout	Largeur Hors Tout	Batteries	Charge Maxi	Poids Total (sans pièces détachables) (kg)	
LCEV	48300	35 - 38 - 40 - 41 - 45 - 48 - 50	29 à 40 (S-M) 43 à 54 (L-XL)	31 à 41	36 à 56	80-90-100	48-51-54-57	78-80	84-86 (S-M) 93-104 (L-XL)	53-56-58-60-63-66-70	24 V/2,7 Ah rechargeable	120	25 (19) (S-M) 26 (20) (L-XL)	
Kid	48700	30 -35	24 - 35	28 / 29 - 42**	19 à 41	80 à 100	33	55 (2)	69-72 (1)	49-54	24 V/2,7 Ah rechargeable	50	17 (12)	
Junior	48700	30 -35	24 - 35	28 / 29 - 42**	19 à 41*	80 à 100	40 - 44	66	77-83	49-54	24 V/2,7 Ah rechargeable	50	19 (13)	

\* Peut nécessiter le montage d'adaptateur optionnel

\*\* Hauteur fixe 28 cm, réglable en option (1) sans barre à pousser ni roulettes anti-basculé (roulettes anti-basculé : +6cm) (2) sans barre à pousser

Distribué par:

**Life & Mobility France**  
2736 Route de Ravel  
69440 Mornant

T 04.37.22.21.38  
service@life-mobility.fr  
www.life-mobility.fr

