

# Adaptatie aanvraag

## Adaptaties

Middels dit bestelformulier kunt u bij Life & Mobility op eenvoudige wijze klantspecifieke oplossingen bestellen. U treft op de achterzijde van dit formulier een 7-tal stappen aan die leiden tot de benodigde informatie voor het realiseren van de gewenste oplossing. Life & Mobility zal alle klantspecifieke opdrachten verwerken volgens de CE-voorwaarden Custom Made. Voor de registratie van de Custom Made producten zijn wij verplicht de onder stap 1 t/m 7 vermelde gegevens vast te leggen.

## CE en Custom Made markering voor rolstoelen

De CE-markering op een rolstoel geeft aan dat deze wordt geproduceerd in overeenstemming met de Europese regelgeving: Conformité Européenne. Met deze CE-markering geeft Life & Mobility dus aan dat haar rolstoelen voldoen aan de Europese eisen voor veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming. Door het Europese parlement is bepaald dat leden van de Europese Unie de CE-markering in een wet moeten vastleggen. In de Richtlijn Medische Hulpmiddelen waarin CE is geregeld, worden enkele bijzondere producten zonder CE-markering genoemd. Het betreft hier Custom Made medische hulpmiddelen, zoals een adaptatie-rolstoel die speciaal voor een cliënt is gemaakt. In dat geval mag de fabrikant geen CE-markering toekennen. Het product valt dan namelijk binnen de Custom Made-procedure en de fabrikant moet het product speciaal documenteren.

**Koopt u als dealer een product in bij Life & Mobility waarna u besluit om bijvoorbeeld een frame-aanpassing door te voeren of gaten in het frame te boren voor montage van een beugel, dan wordt u niet langer gezien als dealer maar als fabrikant. U behoort het product dan volgens de Custom Made-procedure te documenteren. Als fabrikant van het product neemt u op dat moment ook de productverantwoordelijkheid van de oorspronkelijke fabrikant over.**



MIXX



ROXX



CANTO



AXI2GO



# Adaptatie aanvraag

## Stap 1: Persoonlijke gegevens

### Dealer

Naam dealer \_\_\_\_\_  
 Contactpersoon \_\_\_\_\_  
 Datum \_\_\_\_\_  
 Ordernummer \_\_\_\_\_  
 Klantreferentie \_\_\_\_\_

### Voorschrijver

Naam \_\_\_\_\_  
 Functie \_\_\_\_\_

### Gebruiker

Het product is voor algemeen gebruik -> 'ga door naar Stap 2: Product

Naam \_\_\_\_\_  
 Plaats \_\_\_\_\_  
 Aandoening \_\_\_\_\_

### Beperkingen & behoeftes

(waarbij 0 = geen, 1 = weinig en 3 = veel)

Bekkenstand	<input type="checkbox"/> passief <input type="checkbox"/> neutraal <input type="checkbox"/> actief
Afwijking standaard anatomie	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
Rompstabiliteit	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
Initiatief tot houdingsverandering	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
Voortbewegen rolstoel	<input type="checkbox"/> duwen <input type="checkbox"/> trippelen <input type="checkbox"/> hoepelen
Loopfunctie	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
Transfers	<input type="checkbox"/> passief <input type="checkbox"/> actief
Onrust / spasmes	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee

## Stap 2: Product


### Productgroep

Modulaire rolstoel, namelijk \_\_\_\_\_  
 Actief rolstoel, namelijk \_\_\_\_\_  
 Transportrolstoel, namelijk \_\_\_\_\_

## Stap 3: Maatvoering

### Gebruikersmaten


Gewicht inzittende \_\_\_\_\_  
 Lichaamslengte \_\_\_\_\_  
 Onderbeenlengte \_\_\_\_\_  
 Bovenbeenlengte \_\_\_\_\_  
 Heupbreedte \_\_\_\_\_



### Stoelmaten

Zitbreedte \_\_\_\_\_  
 Zitdiepte \_\_\_\_\_  
 Zithoogte \_\_\_\_\_  
 Armleggerhoogte \_\_\_\_\_  
 Hoogte duwhandvatten \_\_\_\_\_  
 Zithoek \_\_\_\_\_  
 Rugleuninghoek \_\_\_\_\_

Functionele rugleuninghoek =  
 zittinghoek + heuphoek



## Stap 4: Omschrijf de functionele behoefte die vervuld moet worden met de adaptatie

## Stap 5: Plaatsaanduiding adaptatie



## Stap 6: Tekeningen adaptatie\*

\* Voor zitting of rugleuning: gebruik formulier 'Matrixx zitting op maat' / 'Matrixx rugleuning op maat'

\* Voor werkblad: gebruik formulier 'Werkblad op maat'

## Stap 7: Tussenpassing?

ja  nee

Datum	Naam dealer	Handtekening

## Let op!

Een adaptatie kan gevolgen hebben voor:

- Het max. toegestane gebruikersgewicht
- De CE markering en botsproefveiligheid (crashtest safe)