

# Minder valincidenten door automatisch remsysteem

**BLOCKER**

Een rem op een rolstoel die automatisch blokkeert wanneer de inzittende opstaat; dat is het Blocker remsysteem van Life & Mobility. Door gebruik te maken van het Blocker remsysteem kan het aantal valincidenten van rolstoelgebruikers in verpleeg- en verzorgingshuizen verminderd of zelfs voorkomen worden.



Het Blocker remsysteem bestaat uit excentrisch opgehangen scharnierende remschoenen, op beide achterwielen van de modulaire Roxx – The NEW Original rolstoel van Life & Mobility.

Een kleine verticale beweging van de zitting tijdens het opstaan stelt de rem in werking. Door te gaan zitten komen de wielen weer vrij.

## Vrijheid

Geïnspireerd door S&B Support (It-Fits) & Harting-Bank en Ligtfoot is dit remsysteem speciaal ontwikkeld om meer vrijheid te bieden aan mensen die zelfstandig op kunnen staan uit hun rolstoel, maar daarbij nog wel eens vergeten deze op de rem te zetten. Een oplossing dus die de persoonlijke veiligheid en zelfredzaamheid vergroot, zonder dat daarvoor vrijheid beperkende middelen nodig zijn. Cliënten die nu gefixeerd worden in de rolstoel omdat er een potentieel valrisico is bij het opstaan of gaan zitten kan men met het Blocker remsysteem meer veiligheid bieden waardoor de rolstoelfixatie afgebouwd kan worden.

## Het Blocker remsysteem

- wordt naast de standaard bandrem toegepast op de Roxx – The NEW Original
- werkt volledig mechanisch
- wordt in de onderbuis van het frame gemonteerd en is ook achteraf aan te brengen
- draagt bij aan fixatievrije zorg
- is zeer betrouwbaar en gebruiksvriendelijk
- wordt optioneel geleverd met ontgrendelhendel, te monteren op het duwhandvat