




Kunnen doen wat ècht belangrijk voor je is

Je energie inzetten voor datgene wat echt belangrijk voor je is? De bewegingsvrijheid kunnen kiezen die bij jou past? Dat kan met de unieke combinatie van mobiliteit met power en de individuele zitondersteuning van de Evo Lectus!

Voor de ontwikkeling van de Evo Lectus is rekening gehouden met alle potentiële gebruikers, te beginnen bij de eindgebruiker zelf, maar ook de servicemonteur, familieleden van de gebruiker, de zorgprofessional, verzorgenden of de taxichauffeur.

EVO LECTUS ▼





Evo Lectus

De Evo Lectus in het kort

- **Zitondersteuning & bediening op maat**
 - snel en eenvoudig aanpasbaar aan veranderende gebruikersbehoeftes
- **Altijd de gewenste zit-en ligpositie**
 - elektrisch verstelbaar van zit- tot volledige ligpositie zonder transfers
 - automatische beenlengte-compensatie
- **Iemand in de ogen kunnen kijken**
 - zithoogte tot 40cm te verhogen met de zitlift
 - altijd op ooghoogte voor participatie en zelfstandigheid
- **Flexibel in huis & op kantoor**
 - krachtig en soepel manoeuvreren door kleine draaicirkel en voorwielaandrijving
 - intelligent wegzwenkbare besturing maakt onder tafel of bureau rijden eenvoudig
- **Comfortabel en veilig op pad**
 - altijd 4 wielen aan de grond door onafhankelijke vering
 - koersvast door de ingebouwde gyroscoop
 - wendbaar en krachtig bij hellingen en obstakels
- **Gegarandeerd een veilig gevoel**
 - stabiel door automatische zwaartepunt correctie bij zithoekverkanteling
 - crash test safe
 - betrouwbare, zich bewezen hoge kwaliteitsonderdelen
 - zichtbaarheid met LED verlichting
- **Onderhoudsvriendelijk**
 - service-gevoelige onderdelen zijn goed bereikbaar en logisch gepositioneerd
- **Vormgeving & kleur die bij je past**
 - in drie kleuren, vernieuwende vormgeving
 - vormgeving bekroond met een iF Design Award

EVO LECTUS



De specificaties van de Evo Lectus

Meetpunten	Specificaties
Totale lengte	98,5 cm
Totale breedte	62 cm
Zitbreedte	42 - 62 cm
Zitdiepte	40 - 60 cm
Zithoogte (incl. kussen)	55 cm
Elektrische rughoekverstelling	85° - 180°
Elektrische zithoekverstelling	0° - 50°
Elektrische verstelbare zithoogte	40 cm
Elektrische beensteunen	85° - 180°
Maximum snelheid	6 km/h, 10 km/h, 12,5 km/h

Meetpunten	Specificaties
Actieradius	25 - 45 km
Accu's	50/70/85 Ah
Lader	8A/24V, 12A/24V, 15A/24V
Totaal gewicht (incl. accu's)	165 kg
Maximaal gewicht inzittende	136 kg
Draaicirkel	100 cm
Diameter voorwielen	35 cm
Diameter achterwielen	23 cm
Volddoet aan	EN 12184 - 2008