

# Aanvraag My Plus

## Hulpmiddel naar Maat

Middels dit formulier heeft u de keuze om een 'Hulpmiddel naar Maat' te bestellen of een CE-gemarkeerde voorziening. De MyPlus is CE-gemarkeerd indien in stap 3 niet gekozen wordt voor de optie "overig" en dus voor standaard opties. Indien de voorziening CE-gemarkeerd is, is deze ook crashtest-safe volgens ISO-7176-19. Indien de voorziening een hulpmiddel naar maat is, is deze niet perseé crashtest-safe. Life & Mobility zal beoordelen of de gevraagde voorziening crashtest-safe gemarkeerd kan worden bij de verwerking van de aanvraag. U treft een 4-tal stappen aan die leiden tot de benodigde informatie voor het realiseren van de gewenste oplossing. Life & Mobility zal deze aanvraag verwerken middels een werkwijze gebaseerd op de geldende eisen, genoemd in het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen & ISO 13485. Voor de verwerking en registratie van een Hulpmiddel naar Maat, zijn wij gehouden aan een registratie van een aantal zaken, die op dit formulier kunnen worden ingevuld.




## Stap 1: Persoonlijke gegevens

### Dealer

Naam dealer
Contactpersoon
Datum
Ordernummer
Klantreferentie

### Voorschrijver

Naam
Functie

### Gebruiker

Naam
Plaats
Aandoening

### Beperkingen & behoeftes

(waarbij 0 = geen, 1 = weinig en 3 = veel)

Bekkenstand	<input type="checkbox"/> passief <input type="checkbox"/> neutraal <input type="checkbox"/> actief
Afwijking standaard anatomie	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
Rompstabiliteit	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
Initiatief tot houdingsverandering	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
Voortbewegen rolstoel	<input type="checkbox"/> duwen <input type="checkbox"/> trippelen <input type="checkbox"/> hoepelen
Loopfunctie	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
Transfers	<input type="checkbox"/> passief <input type="checkbox"/> actief
Onrust / spasmes	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee




# Aanvraag My Plus

## Stap 2: Maatvoering

### Gebruikersmaten

1- Hoofd hoogte	cm
2- Schouder hoogte	cm
3- Zitplaat tot elleboog	cm
4- Elleboog tot hand	cm
5- Onderbeen lengte	cm
6- Bovenbeen lengte	cm
7- Heup breedte	cm
8- Borst breedte	cm
Gewicht	kg
Lengte	cm



## Stap 3: Productomschrijving

### Basismodel<sup>1,2</sup>

#### Zelfrijder

Voorzien van vast binnenwerk, in hoogte verstelbare duwhandvatten, instelbare rughoek en zitdiepte, bandremmen, midnight blue stoffering, semi-massieve banden voor, geïntegreerde trapdoppen en montage-ogen.

### Framekleur

- Standaardkleur Ocean Blue (RAL 5012)
- Klantspecifieke RAL-kleur<sup>3</sup>. RAL-nr.....

### Binnenwerk

- Vast (standaard)
- Vouwbaar
- Versterkt: ..... kg

### Zitbreedte

- 37 cm
- 42 cm
- 47 cm
- 52 cm
- 57 cm
- 62 cm (i.c.m. zitdiepte 44 cm niet mogelijk)
- Overig: ..... cm

### Zithoogte<sup>4</sup>

- 41 cm (6"/20" verlaagd frame)
- 43 cm (6"/22" verlaagd frame)
- 45,5 cm (8"/24" verlaagd frame)
- 45,5 cm (200 x 50 / 24" verlaagd frame)
- 46,5 cm (6"/20")
- 48,5 cm (6"/22")
- 51 cm (8/24")
- 51 cm (200 x 50 / 24")
- 53,5 cm (6"/20" verhoogd frame)
- 55,5 cm (6"/22" verhoogd frame)
- 58 cm (8"/24" verhoogd frame)
- 58 cm (200 x 50 / 24" verhoogd frame)
- Overig: ..... cm

### Zitdiepte

- 44 cm
- 48 cm
- 52 cm
- Overig: ..... cm

### Duwhandvatten

- In hoogte verstelbaar (standaard)
- Overig, omschrijving:

### Achterwielen

- Semi-massieve banden
- Luchtbanden
- QR-as
- Vaste as
- Versterkt wiel<sup>5</sup> + vaste as
- Overig, omschrijving:

### Remsysteem

- Bandremmen (standaard)
- Verlengde bandremmen
- Trommelremmen bediening begeleider<sup>6</sup>
- Overig, omschrijving:

### Beensteun

- L  R Voetsteun + hakband
- L  R Comfort beensteun
- L  R Kniekussen
- L  R Hakband
- L  R Amputatiesteun<sup>7</sup>
  - Lengte 25 cm
  - Lengte 40 cm
- L  R Gipsbeensteun<sup>7,8</sup>
- L  R Spitsvoetkussen t.b.v. gipsbeensteun
- L  R Aluminium voetplaten (toeslag)
- Overig, omschrijving:

### Zitting

- Standaard zitting
- Traagschuimzitting
- Plank zitting + instelbare achterdrempel
  - Tuberuitsparing t.b.v. plank zitting
  - Drempel h = 5 cm t.b.v. plank zitting
  - Drempel h = 8 cm t.b.v. plank zitting
- Contour zitting<sup>9</sup>
- Contour+ zitting<sup>9</sup>
- Overig: bestelformulier Matrixx zitting op maat invullen en bijvoegen



# Aanvraag My Plus

## Rugleuning

<input type="checkbox"/> Standaard rugleuning
<input type="checkbox"/> Soft rugleuning <sup>9</sup>
<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R Rompsteun tbv standaard of soft rug
<input type="checkbox"/> Anatomische rugleuning
<input type="checkbox"/> Comform Xtra rugleuning <sup>9</sup> - stretchstof
<input type="checkbox"/> Comform Xtra rugleuning <sup>9</sup> - stretchrubber
<input type="checkbox"/> Lumbaalkussen t.b.v. Comform Xtra rugleuning
<input type="checkbox"/> Comfit rugleuning <sup>9</sup> <input type="checkbox"/> RH 50 <input type="checkbox"/> RH 60
<input type="checkbox"/> Stretch hoes t.b.v. Comform/Comfit rug <sup>10</sup> ..... stuks
<input type="checkbox"/> Overig: bestelformulier Matrixx rugleuning op maat invullen en bijvoegen

## Zijkanten

<input type="checkbox"/> Uitneembare zijkanten
<input type="checkbox"/> Uitneembare zijkanten met in hoogte verstelbare armleggers
<input type="checkbox"/> Zijkant uitbouwset
<input type="checkbox"/> Fixeerset zijkanten
<input type="checkbox"/> Overig, omschrijving:

## Armlegger

<input type="checkbox"/> Gepolsterde lange armleggers
<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R Draaibare hemiplegie armlegger <sup>11</sup>
<input type="checkbox"/> Overig, omschrijving:

## Hoofdsteun

<input type="checkbox"/> Standaard hoofdsteun klein
<input type="checkbox"/> Standaard hoofdsteun
<input type="checkbox"/> Buigbare hoofdsteun
<input type="checkbox"/> Snellius hoofdsteun
<input type="checkbox"/> Badstof hoes t.b.v. Snellius hoofdsteun ..... stuks
<input checked="" type="checkbox"/> Hoofdsteunadapter

## Werkblad

<input type="checkbox"/> Werkblad plexiglas
<input type="checkbox"/> Werkblad plexiglas vast <sup>12</sup>
<input type="checkbox"/> Werkblad trespa
<input type="checkbox"/> Werkblad trespa vast <sup>12</sup>
<input type="checkbox"/> Elleboogpolstering
<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> R College werkblad
<input type="checkbox"/> Werkblad op maat (zie bestelformulier werkblad op maat)

## Accessoires

<input type="checkbox"/> Hoepelovertrekken
<input type="checkbox"/> Spaakbeschermers
<input type="checkbox"/> Stokhouder
<input type="checkbox"/> Anti-kiepstunen
<input type="checkbox"/> Xtra Safe adapters <sup>13</sup>
<input type="checkbox"/> Zithoudingsgordel
<input type="checkbox"/> Overig, omschrijving:

## Overige adaptaties

## Stap 4: Tussenpassing?

ja  nee

- 1 My Plus is getest conform ISO 7176-19. Deze markering geldt indien in onderstaande keuzes de optie "overig" niet wordt aangevinkt. Indien de optie "overig" wel is aangevinkt zal Life & Mobility per individueel geval beoordelen of de voorziening crashtest-safe gemarkeerd kan worden
- 2 I.v.m. preventieve veiligheid adviseert Life & Mobility een hoofdsteun tijdens taxivoer van de rolstoelinzittende
- 3 Klantspecifieke kleur heeft invloed op prijs en levertijd van spareparts
- 4 Zithoogte en zitdiepte is gemeten met standaard zitting en rugleuning, zie Matrixx meetblad voor overige configuraties
- 5 Wanneer de inzittende meer dan 150 kg weegt, adviseert Life & Mobility versterkte achterwielen
- 6 Alleen mogelijk met 22" en 24" wielen
- 7 Metaaldelen alleen leverbaar in zwart
- 8 Links en rechts gipsbeensteun alleen mogelijk vanaf zitbreedte 47 cm
- 9 Maximale zitbreedte 57 cm
- 10 Alleen verkrijgbaar in zwart
- 11 Alleen i.c.m. in hoogte verstelbare armleggers, werkblad niet mogelijk
- 12 Maximale zitbreedte 52 cm
- 13 Met de Xtra Safe adapters kan de anti-kiep verder naar achteren gemonteerd worden voor extra preventieve veiligheid