

# Aanvraag MyPlus

## Hulpmiddel naar Maat

Middels dit formulier heeft u de keuze om een 'Hulpmiddel naar Maat' te bestellen of een CE-gemarkeerde voorziening. De MyPlus is CE-gemarkeerd indien in stap 3 gekozen wordt voor standaard opties. Indien de voorziening CE-gemarkeerd is, is deze ook crashtest-safe volgens ISO 7176-19. Indien de voorziening een hulpmiddel naar maat is, is deze niet persé crashtest-safe. Life & Mobility zal beoordelen of de gevraagde voorziening crashtest-safe gemarkeerd kan worden bij de verwerking van de aanvraag. U treft een 4-tal stappen aan die leiden tot de benodigde informatie voor het realiseren van de gewenste oplossing. Life & Mobility zal deze aanvraag verwerken middels een werkwijze gebaseerd op de geldende eisen, genoemd in het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen & ISO 13485. Voor de verwerking en registratie van een Hulpmiddel naar Maat, zijn wij gehouden aan een registratie van een aantal zaken, die op dit formulier kunnen worden ingevuld.




## Stap 1: Persoonlijke gegevens

### Dealer

Naam dealer

Contactpersoon

Datum

Ordernummer

Klantreferentie

### Voorschrijver

Naam

Functie

### Bepkeringen & behoeftes

(waarbij 0 = geen, 1 = weinig en 3 = veel)

Bekkenstand	<input type="checkbox"/> passief	<input type="checkbox"/> neutraal	<input type="checkbox"/> actief
Afwijking standaard anatomie	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
Rompstabiliteit	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
Initiatief tot houdingsverandering	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
Voortbewegen rolstoel	<input type="checkbox"/> duwen	<input type="checkbox"/> trippelen	<input type="checkbox"/> hoepelen
Loopfunctie	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
Transfers	<input type="checkbox"/> passief	<input type="checkbox"/> actief	
Onrust / spasmes	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	
Maakt gebruik van taxivervoer?	<input type="checkbox"/> ja, van groepsvervoer	<input type="checkbox"/> ja, van individueel vervoer	<input type="checkbox"/> nee




# Aanvraag MyPlus

## Stap 2: Maatvoering

### Gebruikersmaten

1- Hoofd hoogte	cm
2- Schouder hoogte	cm
3- Zitplaat tot elleboog	cm
4- Elleboog tot hand	cm
5- Onderbeen lengte	cm
6- Bovenbeen lengte	cm
7- Heup breedte	cm
8- Borst breedte	cm
Gewicht	kg
Lengte	cm



## Stap 3: Productomschrijving

### Basismodel<sup>1,2</sup>

<input checked="" type="checkbox"/>	MP000000000	<b>Zelfrijder</b>
Voorzien van vast binnenwerk, in hoogte verstelbare duwhandvatten, instelbare rughoek en zitdiepte, bandremmen, midnight blue stoffering, semi-massieve banden, geïntegreerde trapdoppen en montage-ogen.		
1 MyPlus is getest conform ISO 7176-19. Dit geldt indien in bovengenoemde keuzes de optie "overig" niet wordt aangevinkt. Indien de optie "overig" wel is aangevinkt zal Life & Mobility per individueel geval beoordelen of de voorziening crashtest-safe gemarkeerd kan worden		
2 I.v.m. preventieve veiligheid adviseert Life & Mobility een hoofdsteun tijdens taxivervoer van de rolstoelinzittende		

### Framekleur

<input type="checkbox"/>	MP190000010	Standaardkleur Ocean Blue (RAL 5012)
<input type="checkbox"/>	MP190000020	Klantspecifieke RAL-kleur <sup>3</sup> . RAL-nr. ....
3 Klantspecifieke kleur heeft invloed op prijs en levertijd van spareparts. De volgende RAL-kleuren zijn niet leverbaar: RAL 1026/2005/2007/3024/3026/3033/6038		

### Binnenwerk

<input type="checkbox"/>	MP260000010	Vast (standaard)
<input type="checkbox"/>	MP260000020	Vouwbaar <sup>1</sup>
<input type="checkbox"/>	MP260000030	Versterkt: ..... kg <sup>2</sup> op aanvraag
1 Bij de combinatie verlaagd frame en vouwbaar binnenwerk kan het achterwiel niet in het middelste asgat gemonteerd worden		
2 Adaptatiekorting van toepassing		

### Zitbreedte

<input type="checkbox"/>	MP020000010	37 cm
<input type="checkbox"/>	MP020000020	42 cm
<input type="checkbox"/>	MP020000030	47 cm
<input type="checkbox"/>	MP020000040	52 cm
<input type="checkbox"/>	MP020000050	57 cm
<input type="checkbox"/>	MP020000060	62 cm (i.c.m. zitdiepte 44 cm niet mogelijk)
<input type="checkbox"/>	MP020000070	Overig: ..... cm <sup>1</sup> op aanvraag
1 Adaptatiekorting van toepassing		

### Zithoogte<sup>1</sup>

<input type="checkbox"/>	MP040000010	41 cm	(6"/20" verlaagd frame) <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/>	MP040000020	43 cm	(6"/22" verlaagd frame) <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/>	MP040000030	45,5 cm	(8"/24" verlaagd frame) <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/>	MP040000040	45,5 cm	(200 x 42 / 24" verlaagd frame) <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/>	MP040000050	46,5 cm	(6"/20")
<input type="checkbox"/>	MP040000060	48,5 cm	(6"/22")
<input type="checkbox"/>	MP040000070	51 cm	(8/24")
<input type="checkbox"/>	MP040000080	51 cm	(200 x 42 / 24")
<input type="checkbox"/>	MP040000090	53,5 cm	(6"/20" verhoogd frame)
<input type="checkbox"/>	MP040000100	55,5 cm	(6"/22" verhoogd frame)
<input type="checkbox"/>	MP040000110	58 cm	(8"/24" verhoogd frame)
<input type="checkbox"/>	MP040000120	58 cm	(200 x 42 / 24" verhoogd frame)
<input type="checkbox"/>	MP040000130	Overig: ..... cm <sup>3</sup> op aanvraag	
1 Zithoogte en zitdiepte is gemeten met standaard zitting en rugleuning, zie Matrixx meetblad voor overige configuraties			
2 Bij de combinatie verlaagd frame en vouwbaar binnenwerk kan het achterwiel niet in het middelste asgat gemonteerd worden			
3 Adaptatiekorting van toepassing			

### Zitdiepte

<input type="checkbox"/>	MP030000010	44 cm
<input type="checkbox"/>	MP030000020	48 cm
<input type="checkbox"/>	MP030000030	52 cm
<input type="checkbox"/>	MP030000040	Overig: ..... cm <sup>1</sup> op aanvraag
1 Adaptatiekorting van toepassing		



# Aanvraag MyPlus

## Duwhandvatten

<input type="checkbox"/>	MP220000010	In hoogte verstelbaar (standaard)	
<input type="checkbox"/>	Overig, omschrijving: <sup>1</sup>		op aanvraag
1 Adaptatiekorting van toepassing			

## Achterwielen

<input type="checkbox"/>	MP370180010	Semi-massieve banden	
<input type="checkbox"/>	MP370190020	Luchtbanden	(minderprijs)
<input type="checkbox"/>	MP370000030	QR-as	
<input type="checkbox"/>	MP370000040	Vaste as	
<input type="checkbox"/>	MP370000050	Versterkt wiel <sup>1</sup> + vaste as <sup>2</sup>	op aanvraag
<input type="checkbox"/>	Overig, omschrijving: <sup>2</sup>		op aanvraag
1 Wanneer de inzittende meer dan 150 kg weegt, adviseert Life & Mobility versterkte achterwielen			
2 Adaptatiekorting van toepassing			

## Remsysteem

<input type="checkbox"/>	MP070000010	Bandremmen (standaard)	
<input type="checkbox"/>	MP070000020	Verlengde bandremmen	
<input type="checkbox"/>	MP070000030	Trommelremmen bediening begeleider <sup>1</sup>	
<input type="checkbox"/>	Overig, omschrijving: <sup>2</sup>		op aanvraag
1 Alleen mogelijk met 22" en 24" wielen			
2 Adaptatiekorting van toepassing			

## Beensteun

<input type="checkbox"/>	MP110030100	Voetsteun links	
<input type="checkbox"/>	MP110040100	Voetsteun rechts	
<input type="checkbox"/>	MP110030020	Comfort beensteun links	
<input type="checkbox"/>	MP110040020	Comfort beensteun rechts	
<input type="checkbox"/>	MP110030090	Aluminium voetplaat (toeslag) links	
<input type="checkbox"/>	MP110040090	Aluminium voetplaat (toeslag) rechts	
<input type="checkbox"/>	MP110030030	Kniekussen links	
<input type="checkbox"/>	MP110040030	Kniekussen rechts	
<input type="checkbox"/>	MP110030040	Hakband links	
<input type="checkbox"/>	MP110040040	Hakband rechts	
<input type="checkbox"/>	MP110030050	Amputatiesteun links lengte 25 cm <sup>1</sup>	
<input type="checkbox"/>	MP110040050	Amputatiesteun rechts lengte 25 cm <sup>1</sup>	
<input type="checkbox"/>	MP110030060	Amputatiesteun links lengte 40 cm <sup>1</sup>	
<input type="checkbox"/>	MP110040060	Amputatiesteun rechts lengte 40 cm <sup>1</sup>	
<input type="checkbox"/>	MP110030070	Gipsbeensteun links <sup>1,2</sup>	
<input type="checkbox"/>	MP110040070	Gipsbeensteun rechts <sup>1,2</sup>	
<input type="checkbox"/>	MP110030080	Spitsvoetkussen t.b.v. gipsbeensteun links	
<input type="checkbox"/>	MP110040080	Spitsvoetkussen t.b.v. gipsbeensteun rechts	
<input type="checkbox"/>	Overig, omschrijving: <sup>3</sup>		op aanvraag
1 Metaaldelen alleen leverbaar in zwart			
2 Links en rechts gipsbeensteun alleen mogelijk vanaf zitbreedte 47 cm			
3 Adaptatiekorting van toepassing			



### Zitting

<input type="checkbox"/>	MP120000010	Standaard zitting	
<input type="checkbox"/>	MP120000030	Plank zitting + instelbare achterdrempel	
<input type="checkbox"/>	MP120000050	Drempel h = 5 cm t.b.v. plank zitting	
<input type="checkbox"/>	MP120000060	Drempel h = 8 cm t.b.v. plank zitting	
<input type="checkbox"/>	MP120000080	Contour+ zitting <sup>1</sup>	
<input type="checkbox"/>	Overig: bestelformulier Matrixx zitting op maat invullen en bijvoegen <sup>2</sup>		op aanvraag

1 Maximale zitbreedte 57 cm  
2 Adaptatiekorting van toepassing

### Rugleuning

<input type="checkbox"/>	MP130000010	Standaard rugleuning	
<input type="checkbox"/>	MP130030030	Rompsteen tbv standaard of soft rug links	
<input type="checkbox"/>	MP130040030	Rompsteen tbv standaard of soft rug rechts	
<input type="checkbox"/>	MP130000040	Anatomische rugleuning	
<input type="checkbox"/>	MP130000050	Comform Xtra rugleuning <sup>1</sup> - stretchstof	
<input type="checkbox"/>	MP130000060	Comform Xtra rugleuning <sup>1</sup> - stretchrubber	
<input type="checkbox"/>	MP130000070	Lumbaalkussen t.b.v. Comform Xtra rugleuning	
<input type="checkbox"/>	MP130000090	Stretch hoes t.b.v. Comform rug <sup>2</sup> ..... stuks	
<input type="checkbox"/>	Overig: bestelformulier Matrixx rugleuning op maat invullen en bijvoegen <sup>3</sup>		Prijs op aanvraag

1 Maximale zitbreedte 57 cm  
2 Alleen verkrijgbaar in zwart  
3 Adaptatiekorting van toepassing

### Zijkanten

<input type="checkbox"/>	MP090000010	Uitneembare zijkanten	
<input type="checkbox"/>	MP090000020	Uitneembare zijkanten met in hoogte verstelbare armleggers	
<input type="checkbox"/>	MP090000030	Zijkant uitbouwset	
<input type="checkbox"/>	MP090230040	Fixeerset zijkanten	
<input type="checkbox"/>	Overig, omschrijving: <sup>1</sup>		op aanvraag

1 Adaptatiekorting van toepassing

### Armlegger

<input type="checkbox"/>	MP100000010	Gepolsterde lange armleggers	
<input type="checkbox"/>	MP100030020	Draibare hemiplegie armlegger links <sup>1</sup>	
<input type="checkbox"/>	MP100040020	Draibare hemiplegie armlegger rechts <sup>1</sup>	
<input type="checkbox"/>	Overig, omschrijving: <sup>2</sup>		op aanvraag

1 Alleen i.c.m. in hoogte verstelbare armleggers, werkblad niet mogelijk  
2 Adaptatiekorting van toepassing

### Hoofdsteun<sup>1</sup>

<input type="checkbox"/>	MP140000010	Standaard hoofdsteun klein	
<input type="checkbox"/>	MP140000020	Standaard hoofdsteun	
<input type="checkbox"/>	MP140000030	Buigbare hoofdsteun	
<input type="checkbox"/>	MP140000040	Snellius hoofdsteun	
<input type="checkbox"/>	MP140000050	Badstof hoes t.b.v. Snellius hoofdsteun ..... stuks	
<input type="checkbox"/>	MP140000060	Hoofdsteunadapter	

1 Hoofdsteun altijd i.c.m. hoofdsteunadapter



### Werkblad

<input type="checkbox"/>	MP150000010	Werkblad plexiglas	
<input type="checkbox"/>	MP150000020	Werkblad plexiglas vast <sup>1</sup>	
<input type="checkbox"/>	MP150000030	Werkblad trespa	
<input type="checkbox"/>	MP150000040	Werkblad trespa vast <sup>1</sup>	
<input type="checkbox"/>	MP150000050	Elleboogpolstering	
<input type="checkbox"/>	MP150030060	College werkblad links	
<input type="checkbox"/>	MP150040060	College werkblad rechts	
<input type="checkbox"/>	MP150310070	Werkblad op maat (zie bestelformulier werkblad op maat) <sup>2</sup>	op aanvraag

1 Maximale zitbreedte 52 cm  
2 Adaptatiekorting van toepassing

### Accessoires

<input type="checkbox"/>	MP160000010	Hoepelovertrekken	
<input type="checkbox"/>	MP160000020	Spaakbeschermers	
<input type="checkbox"/>	MP160000030	Stokhouder	
<input type="checkbox"/>	MP160000040	Anti-kiepsteunen	
<input type="checkbox"/>	MP160000050	Xtra Safe adapters <sup>1</sup>	
<input type="checkbox"/>	MP160000060	Zithoudingsgordel	

Overig, omschrijving:<sup>2</sup>

op aanvraag

1 Met de Xtra Safe adapters kan de anti-kiep verder naar achteren gemonteerd worden voor extra preventieve veiligheid  
2 Adaptatiekorting van toepassing

### Overige adaptaties

### Stap 4: Tussenpassing?

ja  nee