

MID

Lectus



Comfortabel en
veilig op weg

Inspired by life

 Life & Mobility

MID Lectus

Soepel rijden met de krachtige en wendbare MID Lectus

De MID Lectus is de ideale oplossing voor de gebruiker die veeleisend is op het gebied van mobiliteit en individuele ondersteuning. De MID Lectus heeft haar naam te danken aan de midwiel aandrijving die, samen met de zsvoudige vering, zorgt voor ongekend goede rijeigenschappen. In combinatie met een grote accucapaciteit is deze rolstoel daarmee heel geschikt voor zowel binnenshuis manoeuvreren als ook om buitenshuis grotere afstanden af te leggen. Het Lectus zitsysteem in combinatie met het R-Net besturingssysteem en alle gangbare verstelmogelijkheden, garandeert een optimale individuele ondersteuning. De MID Lectus is net als onze succesvolle voorwielgedreven EVO Lectus onderhoudsvriendelijk en eenvoudig herinzetbaar.

Kortom:

- Zeer goede rijeigenschappen
- Grote accucapaciteit
- Individueel instelbaar door Lectus zitsysteem
- Onderhoudsvriendelijk en eenvoudig herinzetbaar.



STANDAARD UITGERUST MET:

- 3D instelbare hoofdsteun
- Opklapbare en instelbare armlenningen
- Centrale beensteun met lengtecompensatie
- Geïntegreerde taxihaken (ISO 7176/19)
- Sterke LED verlichting voor en achter
- Bekleed met comfortabele 3D stoffering
- P&G VR2 besturing

OPTIES:

- Individueel instelbare rompkussens & heupsteunen
- Montagesysteem voor Dahl Docking Station
- P&G R-Net Besturing
- Bijzondere besturingen
- Water- en vuilafstotende bekleding
- Werkblad met omkeerbare middenbesturing
- Voor overige opties, zie prijslijst op onze website



Ontspannen ondersteund door de biomechanische verstellingen



Actief zitten op ooghoogte door 30 cm lift



Veel ruimte voor (zijwaartse) transfers



Individueel instelbare zijwaartse ondersteuning

Specialty Center voor custom-made oplossingen

Life & Mobility wil positief bijdragen aan een optimale mobiliteit en maximale zelfredzaamheid van mensen met een beperking. Door de vele standaard instelmogelijkheden is de MID Lectus heel geschikt als oplossing voor diverse beperkingen en behoeften.

Toch komt het voor dat de standaard mogelijkheden niet voldoen. Wij zorgen daarom ook voor custom-made aanpassingen aan onze elektrische rolstoelen. Indien gewenst, zullen onze adviseurs samen met u de specifieke klantbehoefte duidelijk in kaart brengen. Vervolgens wordt dit vertaald naar een passende

technische oplossing. Denk daarbij aan speciale besturing, aanvullende ondersteuning of zelfs een elektrische instaphulp. Deze klant-specifieke aanpassingen worden ontworpen en gebouwd in ons Specialty Center in Kerkrade (NL). Hier zijn elke dag een aantal specialisten aan het werk om de specifieke behoeften van onze klanten om te zetten naar de juiste technische oplossingen. De veiligheid en betrouwbaarheid van iedere custom-made elektrische rolstoel wordt gewaarborgd door een vastgelegde risicoanalyse te doorlopen voordat de rolstoel wordt vrijgegeven en uitgeleverd.



SPECIFICATIES MID LECTUS

Positie aandrijving	Midwiel
Max gebruikersgewicht	136 kg
Totaalgewicht	175 kg
Hoogte/breedte/diepte	111 / 62 / 98,5 cm
Zithoogte	46 - 76 cm
Zitdiepte	42,5 - 60 cm
Zitbreedte	42 - 62 cm
Biomechanische verstelling	Ja
Zitsysteem	Lectus
Actieradius	35 km
Max. snelheid*	12 km/h
Accu's	50 / 70 Ah
Draaicirkel	75 cm
Besturing (VR2/R-net)	VR2 / R-net
Aantal aansluitingen	8
Crash test safe	Ja
Kleur bekapping	Wit / Oranje / Zilver
Rughoekverstelling	Elektrisch & Handmatig
Kantelverstelling	Elektrisch, 50°
Zitlift	Elektrisch, 30 cm
Beensteunen	Elektrisch & Handmatig

* Snelheid kan tot 5% afwijken

Ortheseonderstel

Bij de ontwikkeling van de MID Lectus is ook goed nagedacht over het monteren van een individuele orthese. De vlakke zitplaat en de centrale rugsteun geven de flexibiliteit om elke orthese eenvoudig, maar vooral veilig te monteren. De veiligheid van de combinaties zijn bewezen door bij de TUV uitgevoerde crashtesten.



Life & Mobility bv

PO Box 304
NL - 7000 AH Doetinchem
Logistiekweg 7
Doetinchem

T +31 (0)314 328 000
www.life-mobility.com
info@life-mobility.com



Inspired by life