

Formulier B Aanvraag identificatienummersticker

Merk/type:

Poolnummer:

Identificeer de hoofdvorm: (vink aan wat van toepassing is) op basis van de productkenmerken lijsten op pagina 3 t/m 6.

Alleen frame eigenschappen worden gebruikt in de beoordeling. Op basis van de beoordeling vindt datering plaats. De eerst mogelijke bouwdatum van een periode wordt gebruikt op de identificatie sticker.

Bouwjaar: *(bepaalt op basis productkenmerken lijst)*

Beschrijving configuratie

Controleer onderstaande. Zet een vinkje indien aan de voorwaarden * voldaan is:

- De zithoogte is volgens handleiding
- De zitbreedte is volgens handleiding
- Achterwielmaat is volgens handleiding
- Voorwielmaat is volgens handleiding
- Armlegger/zijkant volgens productoverzicht
- Rem volgens productoverzicht
- Binnen pakket volgens productoverzicht
- Overige opties volgens productoverzicht
- Geen bijzonderheden (geen beschadigingen, scheuren, boorgaten etc.)

Als aan alle voorwaarden voldaan is, is aannemelijk dat de rolstoel is geconfigureerd volgens een getoetste configuratie. Life & Mobility kan geen duplicaat van de oorspronkelijke Serienummer- en CE-sticker verstrekken omdat het oorspronkelijke serienummer niet traceerbaar is. Life & Mobility verstrekt een identificatielabel. Zij blijft productverantwoordelijk in de zin van de Medical Device Regulation.

Afwijkende restricties, bijvoorbeeld met betrekking tot gebruikersgewicht, kunnen worden ontleent aan de notes in productoverzichten.

Datum:

Bedrijf:

Naam:

Handtekening:

* Zie website <https://www.life-mobility.com/nl/producten/rolstoelen/>
bij specifieke producten via downloads voor handleiding en productoverzicht.

Overzicht:


Foto rechtsvoor 3d

foto rechtsachter 3d

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|


Productkenmerken lijst ROXX

Roxx No. 2018-heden



Extra identificatie gat

Roxx No. 2016-2018




Kunststof insteekdeel zijkant




Nieuwe antiekiep


Roxx No. 2014-2016



metalen insteekdeel zijkant




Roxx No. 2010-2014




aluminium schoren

Roxx 2006-2010



deelbaar


Roxx <2006



Niet deelbaar, beensteun-pijpje

Productkenmerken lijst Canto Nxt

Canto Nxt. 2014-heden




Rughoekscharnier kerf-hart:85




Nieuwe antiekiep

Canto Nxt. 2013-2014




Canto Nxt sticker op rugbuis



Nokje 20mm




Verstevigingsstangen



Rughoekscharnier kerf-hart:105


Canto Nxt 2006-2013



Nokje 16mm



Canto X sticker op zitframe




Rughoekscharnier kerf-hart:95

Productkenmerken lijst Match


Match. 2016-heden



Ring onder voorwielgaffel 2016 (pos 2)




Gat remkabel weg, vierkant gat erbij




Indicatie knijper

Match. 2013-2016



Zitplaat geen gaatjes zijkant

kg



Kleinere antiekiewiel
Pos 2 diameter 38mm i.p.v. 34mm

Match 2015-heden:

Grote wielen

Productkenmerken andere type stoel

- Ander type stoel, neem extra overzichtelijke foto's en stuur ze aan sn@life-mobility.com ten behoeve van bouwjaar vaststelling.