

Formulier A Aanvraag serienummersticker

Merk/type:

SN-nummer:

Bouwjaar:

Poolnummer:

Configuratie van de rolstoel zonder kussens/ beensteunen/ hoofdsteun:

Controleer onderstaande. Zet een vinkje indien aan de voorwaarden * voldaan is:

- De zithoogte is volgens handleiding
- De zitbreedte is volgens handleiding
- Achterwielmaat is volgens handleiding
- Voorwielmaat is volgens handleiding
- Armlegger/zijkant volgens productoverzicht
- Rem volgens productoverzicht
- Binnen pakket volgens productoverzicht
- Overige opties volgens productoverzicht
- Geen bijzonderheden (geen beschadigingen, scheuren, boorgaten etc.)
- Oorspronkelijk CE gemarkeerd product (CM stickers kunnen niet heruitgegeven worden)

Als aan alle voorwaarden voldaan is, is aannemelijk dat de rolstoel is geconfigureerd volgens een getoetste CE waardige configuratie. Life & Mobility kan een duplicaat van de oorspronkelijke Serienummer- en CE-sticker verstrekken. Zij blijft productverantwoordelijk in de zin van de Medical Device Regulation.

Afwijkende restricties, bijvoorbeeld met betrekking tot gebruikersgewicht, kunnen worden ontleent aan de notes in productoverzichten.

N.B.: Deze Procedure laat zien welke stappen ondernomen moeten worden om een serienummer of identificatienummer te verkrijgen ter vervanging van ontbrekende nummers. De procedure is geen productkeuring. Er wordt alleen gecontroleerd of de rolstoel nog binnen de getoetste configuraties valt.

Datum:

Bedrijf:

Naam:

Handtekening:

* Zie website <https://www.life-mobility.com/nl/producten/rolstoelen/>
bij specifieke producten via downloads voor handleiding en productoverzicht.

Overzicht:

Foto rechtsvoor 3d

foto rechtsachter 3d

--	--