

Beensteunadvies

Onderstaand advies is gebaseerd op een optimum tussen de onderbeenlengte en de benodigde in- of uitschuiflengte van de insteekpijp.

Het blijft belangrijk om elke client individueel te beoordelen voor het optimale eindresultaat. Naar aanleiding van deze

beoordeling kan het noodzakelijk zijn om een andere combinatie van ophangpijp en insteekpijp te kiezen.

De types ophangpijpen en insteekpijpen zijn gekoppeld aan het configuratienummer volgens de vermelde zithoogte-aanpak.

ROXX NEWTON

Configuratie nummer	Voetsteun		Comfort beensteun & Comfort Solid beensteun	
	Type ophangpijp	Type insteekpijp	Type ophangpijp	Type insteekpijp
1	Verkort	Verkort	Verkort	Verkort
2	Verkort	Verkort	Verkort	Verkort
3	Verkort	Verkort	Verkort	Verkort
4	Verkort	Verkort	Verkort	Verkort
5	Verkort	Verkort	Verkort	Verkort
6	Verkort	Verkort	Standaard	Standaard
7	Verkort	Verkort	Standaard	Standaard
8	Verkort	Verkort	Standaard	Standaard
9	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
10	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
11	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
12	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
13	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
14	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
15	Standaard	Standaard	Lang	Standaard
16	Standaard	Standaard	Lang	Standaard
17	Standaard	Standaard	Lang	Standaard
18	Verlengd	Standaard	Lang	Standaard
19	Verlengd	Standaard	Lang	Standaard
20	Verlengd	Standaard	Lang	Standaard

Revisienummer zithoogte aanpak Roxx: 1502AE - 10-2019

CANTO_{next} NEWTON

Configuratie nummer	Voetsteun		Comfort beensteun & Comfort Solid beensteun	
	Type ophangpijp	Type insteekpijp	Type ophangpijp	Type insteekpijp
1	Verkort	Verkort	Verkort	Verkort
2	Verkort	Verkort	Verkort	Verkort
3	Verkort	Verkort	Standaard	Standaard
4	Verkort	Verkort	Standaard	Standaard
5	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
6	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
7	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard

Revisienummer zithoogte aanpak Canto Nxt: 1498AE - 10-2019