

# Productoverzicht

**SOLO**
**INDEGO**  
adaptive

## Solo 3 - basismodel

Kleur	Zwart metallic + oranje accudeksel
Vering	Comfort
Gebruikersgewicht	Tot 100 kg
Motor	Standaard
Lengte scootmobiel	140 cm
Stoel	Standaard
Stoelopties	Schuifsele
Zithoogte	Gasveer hoog/laag verstelling
Zit- & rugbreedte	48 cm
Zitdiepte	44 cm
Gasbediening	Middels gashendels
Bediening richtingaanwijzers	Middels duimschakelaars
Bediening cruisecontrol	Op paneel
Aan/Uitzetten	Contactslot
Type banden	Luchtbanden
Accu's	Gelaccu's 60 Ah
Lader	Acculader 6A/24V



## Specificaties

Afk.	Meetpunten	Specificaties
ZB	Zitbreedte	48 cm
ZD	Zitdiepte	44 cm
ZH	Zithoogte* t.o.v. plateau (incl. schuifsele)	45-53 cm
HS	Hoogte scootmobiel (zonder stoel)	120 cm (90 cm)
LS	Lengte scootmobiel	140 cm
BS	Breedte scootmobiel	64 cm
HV	Hoogte voetplateau t.o.v. grond	17 cm
	Maximum snelheid	18 km/h (minder is mogelijk)
	Actieradius	40 / 50 / 70 km**
	Gelaccu's	60 Ah / 73 Ah / 97 Ah
	Lader	6A/24V, 8A/24V, 11A/24V
	Totaal gewicht (excl. accu's)	96 kg
	Maximaal draagvermogen	160 kg (optie: 200kg)
	Draaistraal	140 cm
	Maximale hellingshoek	10°
	Wielmaat (luchtbanden op deelbare velg)	3.00 - 16"
	Voldoet aan	EN 12184 klasse C

\* Belast gemeten met schuifsele in middelste stand

\*\* Afhankelijk van de ingestelde snelheid, buitentemperatuur, gewicht gebruiker, bandenspanning etc.





# Productoverzicht

## Contactgegevens

Naam dealer \_\_\_\_\_  
 Contactpersoon \_\_\_\_\_  
 Datum \_\_\_\_\_  
 Ordernummer \_\_\_\_\_

## Model

S300000000 Solo 3

*Koersvaste 3-wiel comfort scooter voorzien van unieke vering o.b.v. rubber (torsievering op voor- & achterwielen + INDEGO veersysteem op achteras), maximale snelheid 18 km/h, anti-roll-back veiligheid, 5-spaaks velgen met zwarte banden + blokprofiel, zwart metallic behuizing met gekleurde accudeksel, draaibare stoel met dieptevering & schuifsele, hoog/laag verstelling, goede zijdelingse en (lucht)lumbaal ondersteuning, in hoek verstelbare & neerklapbare rugleuning, noodstop, snelheidsbegrenzer in de bochten, opklapbare + in hoogte & hoek verstelbare armleuningen, stuurkolomverstelling middels gasveer, ruim voetplateau, boodschappenmand, grote koplamp & achterlichten/reflectoren, remlichten, bedieningspaneel met: accu-indicatie, 3 versnellingen, claxon, alarmbedieningslichten, cruisecontrol, achteruitrijsignaal, richtingaanwijzers en verlicht display: km/h, totaal km, trip afstand, tijd, datum, buitentemperatuur.*

S.v.p. aankruisen wat gewenst is! Genoemde opties kunnen meerprijzen bevatten.

## Kleur

- S350000010 Zwart metallic + oranje accudeksel
- S350000020 Zwart metallic + zilvergrijze accudeksel
- S350000030 Zwart metallic + accudeksel in RAL-kleur nr. ....<sup>1,2</sup>

## Pakketten

- S388000010 **Elegance pakket**  
Standaard Solo stoel met Oak Brown skai bekleding, patroon Diamond, champagne kleur kappen, retro achteruitkijkspiegel links en rechts en met windscherm
- S388000020 **Blue Diamond pakket**  
Standaard Solo stoel met Oak Brown skai bekleding, patroon Diamond, Blue Diamond kappen, retro achteruitkijkspiegel links en rechts en met windscherm

## Semi-onafhankelijke vering

- S358000010 Active Maakt een sportieve & actieve rijstijl mogelijk
- S358000020 Comfort Optimale mix van schokdemping & rijgedrag
- S358000030 Xtra<sup>3,4</sup> Voor maximale schokdemping

## Gebruikersgewicht

- S359000010 tot 100 kg
- S359000020 100-130 kg<sup>5</sup>
- S359000030 130-160 kg<sup>6</sup>

## Motor & maximale snelheid

- S368000041 Standaard motor 18 km/h
- S368000042 Standaard motor 15 km/h

## Lengte scootmobiel

- S360000010 140 cm
- S360000020 Verlengd met 6 cm<sup>1</sup>

## Stoel

- S361000010 Geen stoel (minderprijs)
- S361000020 Standaard Solo stoel (> 100 kg)
- S361000030 Zachte Solo stoel<sup>4,7</sup> (< 100 kg)
- S361000040 Stevige Solo stoel<sup>4,7</sup> (> 130 kg)

## Stoelopties

- S3510030010 Schuifsele links
- S3510040010 Schuifsele rechts
- S3510000020 Geen schuifsele<sup>8</sup> (minderprijs)
- S3510000030 Standaard armleuningen
- S3510000050 Verlengde gepolsterde armleuningen (5 cm)
- S3510000060 Hoofdsteun<sup>7</sup>
- S3510000070 Heupgordel

## Zithoogte

- S3040030010 Gasveer hoog/laag verstelling links
- S3040040010 Gasveer hoog/laag verstelling rechts

## Zit- & rugbreedte

- S3620000010 48 cm
- S3620000020 53 cm<sup>1,7,9</sup>
- S3620000030 58 cm<sup>1,7,9</sup>

## Zitdiepte

- S3030000010 44 cm
- S3030000020 Zitting verlengd met 6 cm<sup>1,7,10</sup>

## Gasbediening

- S3520000010 Middels gashendels
- S3520000020 Middels gashendels voor kleine / reumatische handen
  - S3520000060 Links vooruit / Rechts achteruit
  - S3520000050 Rechts vooruit / Links achteruit (standaard)
  - S3520000070 Rechts & links vooruit / Achteruit d.m.v. toets
  - S3520000040 Links vooruit / Achteruit d.m.v. toets (rechts geen functie)
  - S3520000030 Rechts vooruit / Achteruit d.m.v. toets (links geen functie)
- S3520030090 Extra voetgasbediening links
- S3520040090 Extra voetgasbediening rechts
  - S3520000100 Inbouw in treeplank t.b.v. voetgasbediening
- S3520140110 Achteruitrijsignaal aan
- S3520150110 Achteruitrijsignaal uit

## Bediening richtingaanwijzers (RAW)

- S3630000020 Standaard instelling middels duimschakelaars (RAW L = linkerkant / RAW R = rechterkant)
- S3630000040 1-handbediening (omhoog = linkerkant / omlaag = rechterkant)
- S3630000030 Middels duimschakelaars duimbediening d.m.v. drukknop

## Bediening cruisecontrol

- S3640000010 Op paneel
- S3640030020 Op duimschakelaar links<sup>11</sup>
- S3640040020 Op duimschakelaar rechts<sup>11</sup>
  - S3640140030 Cruisecontrol aan
  - S3640150030 Cruisecontrol uit

## Aan/Uitzetten<sup>12</sup>

- S3650030010 Contactslot links
- S3650040010 Contactslot rechts
- S3650030020 Magneetbenadering t.b.v. contactslotbediening links
- S3650040020 Magneetbenadering t.b.v. contactslotbediening rechts

## Type banden

- S3570000010 Luchtbanden
- S3570000020 Antilekbanden

## Accu & acculader

- S3530000030 2 MK gelaccu's type 60 Ah
- S3660000030 Bijbehorende acculader 6A/24V
- S3530000010 2 MK gelaccu's type 73 Ah
- S3660000010 Bijbehorende acculader 8A/24V
- S3530000020 2 MK gelaccu's type 97 Ah
- S3660000020 Bijbehorende acculader 11A/24V

## Opbergmogelijkheid

- S3540030020 Stokhouder links aan bumper<sup>13</sup>
- S3540040020 Stokhouder rechts aan bumper<sup>13</sup>
- S3540030010 Stokhouder links aan stoel
- S3540040010 Stokhouder rechts aan stoel
- S3540000070 Solo boodschappenmand achterop rugleuning<sup>14</sup>
  - S3540000060 Inzetta Scoox t.b.v. Solo mand



# Productoverzicht

## Accessoires

- S3160030010 Bediening stuurverstelling d.m.v. knijphendel op stuur links
- S3160040010 Bediening stuurverstelling d.m.v. knijphendel op stuur rechts
- S3160030050 Achteruitkijkspiegel links
- S3160040050 Achteruitkijkspiegel rechts
- S3160000070 Gevoerd schootkleed regen & windbestendig
- S3160000080 Regenbestendige afdekhoes scootmobiel
- S3160000090 Windscherf incl. bevestigingsbeugel
- S3160000100 Universele accessoirehouder<sup>15</sup>

## Transportopties<sup>6</sup>

- S3550000020 4 Fixatie-ogen

## Toelichting

- 1 Levertijd in overleg
- 2 Accudeksel wordt in gewenste RAL-kleur gespoten, bij zwart zal de kleur afwijken t.o.v. de rest van de scooter
- 3 Solo Xtra gevoerd is mogelijk tot een gebruikersgewicht van 130 kg
- 4 Life & Mobility adviseert een zachte Solo stoel standaard op de semi-onafhankelijke vering Xtra (<100kg)
- 5 Niet mogelijk i.c.m. zachte Solo stoel
- 6 Altijd i.c.m. stevige Solo stoel indien gebruikersgewicht > 130 kg
- 7 Niet mogelijk i.c.m. Elegance of Blue Diamond pakket
- 8 Geen schuifslede onder de stoel verlaagt het zithoogtebereik met 2,5 cm
- 9 Alleen mogelijk i.c.m. standaard of stevige Solo stoel
- 10 Alleen mogelijk i.c.m. standaard Solo stoel
- 11 Positie L/R van cruisecontrol is afhankelijk van 1-handige RAW bediening
- 12 Inclusief 2 sleutels
- 13 Niet mogelijk i.c.m. Solo mand achterop rugleuning
- 14 Maximale zit- & rugbreedte 48 cm
- 15 Niet mogelijk i.c.m. stekhouder op bumper
- 16 De scootmobiel is wel vastzetbaar maar niet veilig vervoerbaar met inzittende!

## Advies

Wanneer de inzittende meer dan 160 kg weegt, kan de Solo aangepast worden. U dient hiervoor het aanvullende formulier voor een adaptatie in te vullen.

Voor afwijkingen op bovengenoemde mogelijkheden verwijzen wij u naar het aanvullende formulier voor een adaptatie aanvraag.