

Productoverzicht

SOLO

INDEGO adaptive

Solo 3 - basismodel

Kleur	Zwart metallic + oranje accudeksel
Vering	Comfort
Gebruikersgewicht	Tot 100 kg
Motor	Standaard
Lengte scootmobiel	140 cm
Stoel	Standaard
Stoelopties	Schuifsele
Zithoogte	Gasveer hoog/laag verstelling
Zit- & rugbreedte	48 cm
Zitdiepte	44 cm
Gasbediening	Middels gashendels
Bediening richtingaanwijzers	Middels duimschakelaars
Bediening cruisecontrol	Op paneel
Aan/Uitzetten	Contactslot
Type banden	Luchtbanden
Accu's	Gelaccu's 60 Ah
Lader	Acculader 6A/24V



Specificaties

Afk.	Meetpunten	Specificaties
ZB	Zitbreedte	48 cm
ZD	Zitdiepte	44 cm
ZH	Zithoogte* t.o.v. plateau (incl. schuifsele)	45-53 cm
HS	Hoogte scootmobiel (zonder stoel)	120 cm (90 cm)
LS	Lengte scootmobiel	140 cm
BS	Breedte scootmobiel	64 cm
HV	Hoogte voetplateau t.o.v. grond	17 cm
	Maximum snelheid	18 km/h (minder is mogelijk)
	Actieradius	40 / 50 / 70 km**
	Gelaccu's	60 Ah / 73 Ah / 97 Ah
	Lader	6A/24V, 8A/24V, 12A/24V
	Totaal gewicht (excl. accu's)	96 kg
	Maximaal draagvermogen	160 kg (optie: 200kg)
	Draaistraal	140 cm
	Maximale hellingshoek	10°
	Wielmaat (luchtbanden op deelbare velg)	3.00 - 16"
	Voldoet aan	EN 12184 klasse C



* Belast gemeten met schuifsele in middelste stand

** Afhangelijk van de ingestelde snelheid, buitentemperatuur, gewicht gebruiker, bandenspanning etc.



Productoverzicht

Contactgegevens

Naam dealer _____
 Contactpersoon _____
 Datum _____
 Ordernummer _____

Model

S300000000 Solo 3
 Koersvaste 3-wiel comfort scooter voorzien van unieke vering o.b.v. rubber (torsievering op voor- & achterwielen + INDEGO veersysteem op achteras), maximale snelheid 18 km/h, anti-roll-back veiligheid, 5-spaaks velgen met zwarte banden + blokprofiel, zwart metallic behuizing met gekleurde accudeksel, draaibare stoel met dieptevering & schuifslede, hoog/laag verstelling, goede zijdelingse en (lucht)lumbaal ondersteuning, in hoek verstelbare & neerklapbare rugleuning, noodstop, snelheidsbegrenzer in de bochten, opklapbare + in hoogte & hoek verstelbare armleuningen, stuurkolomverstelling middels gasveer, ruim voetplateau, boodschappenmand, grote koplamp & achterlichten/reflectoren, remlichten, bedieningspaneel met: accu-indicatie, 3 versnellingen, claxon, alarmbedieningslichten, cruisecontrol, achteruitrijsignaal, richtingaanwijzers en verlicht display: km/h, totaal km, trip afstand, tijd, datum, buitentemperatuur.

S.v.p. aankruisen wat gewenst is! Genoemde opties kunnen meerrijzen bevatten.

Kleur

S350000010 Zwart metallic + oranje accudeksel
 S350000020 Zwart metallic + zilvergrijze accudeksel
 S350000030 Zwart metallic + accudeksel in RAL-kleur nr.^{1,2}

Pakketten

S388000010 **Elegance pakket**
 Standaard Solo stoel met Oak Brown skai bekleding, patroon Diamond, champagne kleur kappen, retro achteruitkijkspiegel links en rechts en met windscherm
 S388000020 **Blue Diamond pakket**
 Standaard Solo stoel met Oak Brown skai bekleding, patroon Diamond, Blue Diamond kappen, retro achteruitkijkspiegel links en rechts en met windscherm

Semi-onafhankelijke vering

S358000010 Active Maakt een sportieve & actieve rijstijl mogelijk
 S358000020 Comfort Optimale mix van schokdemping & rijgedrag
 S358000030 Xtra^{3,4} Voor maximale schokdemping

Gebruikersgewicht

S359000010 tot 100 kg
 S359000020 100-130 kg⁵
 S359000030 130-160 kg⁵

Motor & maximale snelheid

S368000041 Standaard motor 18 km/h
 S368000042 Standaard motor 15 km/h

Lengte scooter

S360000010 140 cm
 S360000020 Verlengd met 6 cm¹

Stoel

S361000010 Geen stoel -
 S361000020 Standaard Solo stoel (> 100 kg)
 S361000030 Zachte Solo stoel^{6,7} (< 100 kg)
 S361000040 Stevige Solo stoel^{6,7} (> 130 kg)

Stoelopties

S3510030010 Schuifslede links
 S3510040010 Schuifslede rechts
 S351000020 Geen schuifslede⁸
 S351000030 Standaard armleuningen
 S351000050 Verlengde gepolsterde armleuningen (5 cm)
 S351000060 Hoofdsteun⁷
 S351000070 Heupgordel

Zithoogte

S3040030010 Gasveer hoog/laag verstelling links
 S3040040010 Gasveer hoog/laag verstelling rechts

Zit- & rugbreedte

S3620000010 48 cm
 S3620000020 53 cm^{1,7,9}
 S3620000030 58 cm^{1,7,9}

Zitdiepte

S3030000010 44 cm
 S3030000020 Zitting verlengd met 6 cm^{1,7,10}

Gasbediening

S3520000010 Middels gashendels
 S3520000020 Middels gashendels voor kleine / reumatische handen
 S3520000060 Links vooruit / Rechts achteruit
 S3520000050 Rechts vooruit / Links achteruit (standaard)
 S3520000070 Rechts & links vooruit / Achteruit d.m.v. toets
 S3520000040 Links vooruit / Achteruit d.m.v. toets (rechts geen functie)
 S3520000030 Rechts vooruit / Achteruit d.m.v. toets (links geen functie)
 S3520030090 Extra voetgasbediening links
 S3520040090 Extra voetgasbediening rechts
 S3520000100 Inbouw in treeplank t.b.v. voetgasbediening
 S3520140110 Achteruitrijsignaal aan
 S3520150110 Achteruitrijsignaal uit

Bediening richtingaanwijzers (RAW)

S3630000020 Standaard instelling middels duimschakelaars (RAW L = linkerkant / RAW R = rechterkant)
 S3630000040 1-handbediening (omhoog = linkerkant / omlaag = rechterkant)
 S3630000030 Middels duimschakelaars duimbediening d.m.v. drukknop

Bediening cruisecontrol

S3640000010 Op paneel
 S3640030020 Op duimschakelaar links¹¹
 S3640040020 Op duimschakelaar rechts¹¹
 S3640140030 Cruisecontrol aan
 S3640150030 Cruisecontrol uit

Aan/Uitzetten¹²

S3650030010 Contactslot links
 S3650040010 Contactslot rechts
 S3650030020 Extra magneetbenadering t.b.v. contactslotbediening links
 S3650040020 Extra magneetbenadering t.b.v. contactslotbediening rechts

Type banden

S3570000010 Luchtbanden
 S3570000020 Antilekbanden

Accu & acculader

S3530000030 2 MK gelaccu's type 60 Ah
 S3660000030 Bijbehorende acculader 6A/24V
 S3530000010 2 MK gelaccu's type 73 Ah
 S3660000010 Bijbehorende acculader 8A/24V
 S3530000020 2 MK gelaccu's type 97 Ah
 S3660000020 Bijbehorende acculader 12A/24V

Opbergmogelijkheid

S3540030020 Stokhouder links aan bumper¹³
 S3540040020 Stokhouder rechts aan bumper¹³
 S3540030010 Stokhouder links aan stoel
 S3540040010 Stokhouder rechts aan stoel
 S3540000070 Solo boodschappenmand achterop rugleuning¹⁴
 S3540000060 Inzetta Scoox t.b.v. Solo mand



Productoverzicht

Accessoires

- S3160030010 Bediening stuurverstelling d.m.v. knijphendel op stuur links
- S3160040010 Bediening stuurverstelling d.m.v. knijphendel op stuur rechts
- S3160030050 Achteruitkijkspiegel links
- S3160040050 Achteruitkijkspiegel rechts
- S3160000070 Gevoerd schootkleed regen & windbestendig
- S3160000080 Regenbestendige afdekhoes scootmobiel
- S3160000090 Windscherf incl. bevestigingsbeugel
- S3160000100 Universele accessoirehouder¹⁵

Transportopties⁶

- S3550000020 4 Fixatie-ogen

Toelichting

- 1 Levertijd in overleg
- 2 Accudeksel wordt in gewenste RAL-kleur gespoten, bij zwart zal de kleur afwijken t.o.v. de rest van de scooter
- 3 Solo Xtra gevoerd is mogelijk tot een gebruikersgewicht van 130 kg
- 4 Life & Mobility adviseert een zachte Solo stoel standaard op de Xtra (<100kg)
- 5 Niet mogelijk i.c.m. zachte Solo stoel
- 6 Altijd i.c.m. stevige Solo stoel indien gebruikersgewicht > 130 kg
- 7 Niet mogelijk i.c.m. Elegance of Blue Diamond pakket
- 8 Geen schuifslede onder de stoel verlaagt het zithoogtebereik met 2,5 cm
- 9 Alleen mogelijk i.c.m. standaard of stevige Solo stoel
- 10 Alleen mogelijk i.c.m. standaard Solo stoel
- 11 Positie L/R van cruisecontrol is afhankelijk van 1-handige RAW bediening
- 12 Inclusief 2 sleutels
- 13 Niet mogelijk i.c.m. Solo mand achterop rugleuning
- 14 Maximale zit- & rugbreedte 48 cm
- 15 Niet mogelijk i.c.m. stokhouder op bumper
- 16 De scootmobiel is wel vastzetbaar maar niet veilig vervoerbaar met inzittende!

Advies

Wanneer de inzittende meer dan 160 kg weegt, kan de Solo aangepast worden. U dient hiervoor het aanvullende formulier voor een adaptatie in te vullen.

Voor afwijkingen op bovengenoemde mogelijkheden verwijzen wij u naar het aanvullende formulier voor een adaptatie aanvraag.