

Productoverzicht

SOLO
INDEGO adaptive

Solo 4 - basismodel

Kleur	Zwart metallic + zilvergrijze accudeksel
Vering	Active
Gebruikersgewicht	Tot 100 kg
Motor	Standaard
Stoel	Standaard
Stoelopties	Schuiflede
Zithoogte	Gasveer hoog/laag verstelling
Zit- & rugbreedte	48 cm
Zitdiepte	44 cm
Gasbediening	Middels gashendels
Bediening richtingaanwijzers	Middels duimchakelaars
Bediening cruisecontrol	Op paneel
Aan/Uitzetten	Contactslot
Type banden	Luchtbanden
Accu's	Gelaccu's 60 Ah
Lader	Acculader 6A/24V



Specificaties

Afk.	Meetpunten	Specificaties
ZB	Zitbreedte	48 cm
ZD	Zitdiepte	44 cm
ZH	Zithoogte* t.o.v. plateau (incl. schuiflede)	45-53 cm
HS	Hoogte scootmobiel (zonder stoel)	120 cm (80 cm)
LS	Lengte scootmobiel	140 cm
BS	Breedte scootmobiel	64 cm
HV	Hoogte voetplateau t.o.v. grond	17 cm
	Maximum snelheid	18 km/h (minder is mogelijk)
	Actieradius	35 / 45 / 65 km**
	Gelaccu's	60 Ah / 73 Ah / 97 Ah
	Lader	6A/24V, 8A/24V, 12A/24V
	Totaal gewicht (excl. accu's)	105 kg
	Maximaal draagvermogen	160 kg (optie: 200 kg)
	Draaistraal	167 cm
	Maximale hellingshoek	10°
	Wielmaat (luchtbanden op deelbare velg)	3.00 - 16"
	Voldoet aan	EN 12184 klasse C



* Belast gemeten met schuiflede in middelste stand

** Afhankelijk van de ingestelde snelheid, buitentemperatuur, gewicht gebruiker, bandenspanning etc.



Productoverzicht

Contactgegevens

Naam dealer _____
 Contactpersoon _____
 Datum _____
 Ordernummer _____

Model

S400000000 Solo 4
 Koersvaste 4-wiel comfort scooter voorzien van unieke vering o.b.v. rubber (torsievering op voor- & achterwielen + INDEGO veersysteem op voor- en achteras), maximale snelheid 18 km/h, anti-roll-back veiligheid, 5-spaaks velgen met zwarte banden + highway profiel, zwart metallic behuizing met gekleurde accudeksel, draaibare stoel met dieptevering & schuifsele, hoog/laag verstelling, goede zijdelingse en (lucht)lumbaal ondersteuning, in hoek verstelbare & neerklapbare rugleuning, noodstop, snelheidsbegrenzer in de bochten, opklapbare + in hoogte & hoek verstelbare armleuningen, stuurkolomverstelling middels gasveer, ruim voetplateau, boodschappenmand, grote koplamp & achterlichten/reflectoren, remlichten, bedieningspaneel met: accu-indicatie, 3 versnellingen, claxon, alarmbedieningslichten, cruisecontrol, achteruitrijsignaal, richtingaanwijzers en verlicht display: km/h, totaal km, trip afstand, tijd, datum, buitentemperatuur.

S.v.p. aankruisen wat gewenst is! Genoemde opties kunnen meerpreizen bevatten.

Kleur

S4500000010 Zwart metallic + oranje accudeksel
 S4500000020 Zwart metallic + zilvergrijze accudeksel
 S4500000030 Zwart metallic + accudeksel in RAL-kleur nr.^{1,2}

Pakketten

S4880000010 **Elegance pakket**
 Standaard Solo stoel met Oak Brown skai bekleding, patroon Diamond, champagne kleur kappen, retro achteruitkijkspiegel links en rechts en met windscherm
 S4880000020 **Blue Diamond pakket**
 Standaard Solo stoel met Oak Brown skai bekleding, patroon Diamond, Blue Diamond kappen, retro achteruitkijkspiegel links en rechts en met windscherm

Semi-onafhankelijke vering

S4580000010 Active Maakt een sportieve & actieve rijstijl mogelijk
 S4580000020 Comfort Optimale mix van schokdemping & rijgedrag

Gebruikersgewicht

S4590000010 tot 100 kg
 S4590000020 100-130 kg³
 S4590000030 130-160 kg⁵

Motor & maximale snelheid

S4680000041 Standaard motor 18 km/h
 S4680000042 Standaard motor 15 km/h

Stoel

S4610000010 Geen stoel (minderprijs)
 S4610000020 Standaard Solo stoel (> 100 kg)
 S4610000030 Zachte Solo stoel⁴ (< 100 kg)
 S4610000040 Stevige Solo stoel^{4,5} (> 130 kg)

Stoelopties

S4510030010 Schuifsele links
 S4510040010 Schuifsele rechts
 S4510000020 Geen schuifsele⁶ (minderprijs)
 S4510000030 Standaard armleuningen
 S4510000050 Verlengde gepolsterde armleuningen (5 cm)
 S4510000060 Hoofdsteun⁴
 S4510000070 Heupgordel

Zithoogte

S4040030010 Gasveer hoog/laag verstelling links
 S4040040010 Gasveer hoog/laag verstelling rechts

Zit- & rugbreedte

S4620000010 48 cm
 S4620000020 53 cm^{14,7}
 S4620000030 58 cm^{14,7}

Zitdiepte

S4030000010 44 cm
 S4030000020 Zitting verlengd met 6 cm^{14,8}

Gasbediening

S4520000010 Middels gashendels
 S4520000020 Middels gashendels voor kleine / reumatische handen
 S4520000060 Links vooruit / Rechts achteruit
 S4520000050 Rechts vooruit / Links achteruit (standaard)
 S4520000070 Rechts & links vooruit / Achteruit d.m.v. toets
 S4520000040 Links vooruit / Achteruit d.m.v. toets (rechts geen functie)
 S4520000030 Rechts vooruit / Achteruit d.m.v. toets (links geen functie)
 S4520030090 Extra voetgasbediening links
 S4520040090 Extra voetgasbediening rechts
 S4520000100 Inbouw in treeplank t.b.v. voetgasbediening
 S4520140110 Achteruitrijsignaal aan
 S4520150110 Achteruitrijsignaal uit

Bediening richtingaanwijzers (RAW)

S4630000010 Standaard instelling middels duimchakelaars (RAW L = linkerkant / RAW R = rechterkant)
 S4630000040 1-handbediening (omhoog = linkerkant / omlaag = rechterkant)
 S4630000030 Middels duimchakelaars duimbediening d.m.v. drukknop

Bediening cruisecontrol

S4640000010 Op paneel
 S4640030020 Op duimchakelaar links⁹
 S4640040020 Op duimchakelaar rechts⁹
 S4640140030 Cruisecontrol aan
 S4640150030 Cruisecontrol uit

Aan/Uitzetten¹⁰

S4650030010 Contactslot links
 S4650040010 Contactslot rechts
 S4650030020 Magneetbenadering t.b.v. contactslotbediening links
 S4650040020 Magneetbenadering t.b.v. contactslotbediening rechts

Type banden

S4570000010 Luchtbanden
 S4570000020 Antilekbanden

Accu & acculader

S4530000030 2 MK gelaccu's type 60 Ah
 S4660000030 Bijbehorende acculader 6A/24V
 S4530000010 2 MK gelaccu's type 73 Ah
 S4660000010 Bijbehorende acculader 8A/24V
 S4530000020 2 MK gelaccu's type 97 Ah
 S4660000020 Bijbehorende acculader 12A/24V

Opbergmogelijkheid

S4540030020 Stokhouder links aan bumper¹¹
 S4540040020 Stokhouder rechts aan bumper¹¹
 S4540030010 Stokhouder links aan stoel
 S4540040010 Stokhouder rechts aan stoel
 S4540000070 Solo boodschappenmand achterop rugleuning¹²
 S4540000060 Inzettas Scoox t.b.v. Solo mand

Accessoires

S4160030010 Bediening stuurverstelling d.m.v. knijphendel op stuur links
 S4160040010 Bediening stuurverstelling d.m.v. knijphendel op stuur rechts
 S4160030050 Achteruitkijkspiegel links
 S4160040050 Achteruitkijkspiegel rechts
 S4160000080 Gevoerd schootkleed regen & windbestendig
 S4160000090 Regenbestendige afdekhoes scootmobiel
 S4160000100 Windscherm incl. bevestigingsbeugel
 S4160000110 Universele accessoireshouder¹³

Transportopties¹⁴

S4550000020 2 Fixatie-ogen



Productoverzicht

Toelichting

- 1 Levertijd in overleg
- 2 Accudeksel wordt in gewenste RAL-kleur gespoten, bij zwart zal de kleur afwijken t.o.v. de rest van de scooter
- 3 Niet mogelijk i.c.m. zachte Solo stoel
- 4 Niet mogelijk i.c.m. Elegance of Blue Diamond pakket
- 5 Altijd i.c.m. stevige Solo stoel indien gebruikersgewicht > 130 kg
- 6 Geen schuiflede onder de stoel verlaagt het zithoogtebereik met 2,5 cm
- 7 Alleen mogelijk i.c.m. standaard of stevige¹ Solo stoel
- 8 Alleen mogelijk i.c.m. standaard Solo stoel
- 9 Positie L/R van cruisecontrol is afhankelijk van 1-handige RAW bediening
- 10 Inclusief 2 sleutels
- 11 Niet mogelijk i.c.m. Solo mand achterop rugleuning
- 12 Maximale zit- & rugbreedte 48 cm
- 13 Niet mogelijk i.c.m. stokhouder op bumper
- 14 De scootmobiel is wel vastzetbaar maar niet veilig vervoerbaar met inzittende!

Advies

Wanneer de inzittende meer dan 160 kg weegt, kan de Solo aangepast worden. U dient hiervoor het aanvullende formulier voor een adaptatie in te vullen.

Voor afwijkingen op bovengenoemde mogelijkheden verwijzen wij u naar het aanvullende formulier voor een adaptatie aanvraag.