

Productoverzicht

MEZZO

INDEGO

Mezzo 3 - basismodel

Kleur	Zwart metallic + groene accudeksel
Type armleuning	Standaard
Gasbediening	Rechts vooruit / Links achteruit
Type banden	Luchtbanden
Accu's	AGM accu's 50 Ah
Lader	Acculader 6A/24V



Specificaties

Afk.	Meetpunten	Specificaties
ZB	Zitbreedte	48 cm
ZD	Zitdiepte	42 cm
ZH	Zithoogte* t.o.v. plateau	46-56 cm
HS	Hoogte scootmobiel (zonder stoel)	119 cm (65 cm)
LS	Lengte scootmobiel	138 cm
BS	Breedte scootmobiel	64 cm
HV	Hoogte voetplateau t.o.v. grond	17 cm
	Maximum snelheid	15 km/h (minder is mogelijk)
	Actieradius	35 / 40 / 50 km**
	Accu	50 / 60 / 73 Ah
	Lader	6A/24V, 8A/24V
	Totaal gewicht (excl. accu's)	80 kg
	Maximaal draagvermogen	160 kg
	Draaistraal	140 cm
	Maximale hellingshoek	10°
	Maximale obstakelhoogte	10 cm
	Wielmaat (luchtbanden op deelbare velg)	3.00 - 16"
	Voldoet aan	EN 12184 klasse C

* Zithoogte is belast gemeten

** Afhankelijk van de ingestelde snelheid, buitentemperatuur, gewicht gebruiker, bandenspanning etc.





Productoverzicht

Contactgegevens

Naam dealer	_____
Contactpersoon	_____
Datum	_____
Ordernummer	_____

Model

M3000000000 Mezzo 3
 Allround 3-wiel toering scooter voorzien van unieke vering o.b.v. rubber (torsievering op voor- & achterwielen + INDEGO veersysteem op achteras), maximale snelheid 15 km/h, anti-roll-back veiligheid, 5-spaaks velgen met zwarte banden + blokprofiel, zwart metallic behuizing met gekleurde accudeksel, draaibare stoel met dieptegeving, schuifsele en hoog/laag verstelling, goed zitcomfort & verstelbare lumbaalondersteuning, in hoek verstelbare & neerklapbare rugleuning, in hoek verstelbare & opklapbare armleggers, snelheidsbegrenzer in bochten, stuurkolom-verstelling middels gasveer, contactslot, ruim voetplateau, boodschappenmand, grote koplamp & achterlichten/reflectoren, remlichten, bedieningspaneel met: accu-indicatie, versnellingen, claxon, alarmbedieningslichten, achteruitrijsignaal, richtingaanwijzers en verlicht display: km/h, totaal km, trip afstand, tijd en datum. Standaard uitgevoerd met linker en rechter achteruitkijkspiegel.

M3560030010 Bedieningshendel t.b.v. stuurkolomverstelling links
 M3560040010 Bedieningshendel t.b.v. stuurkolomverstelling rechts
 S.v.p. aankruisen wat gewenst is! Genoemde opties kunnen meerprezen bevatten.

Kleur

M3500000010 Zwart metallic + groene accudeksel
 M3500000020 Zwart metallic + zilvergrijze accudeksel

Pakket

M3880000010 **Rosso pakket**
 Stoel bekleding zwart skai met opvallende stiksels in rode accentkleur, kleur zwart metallic + rode accudeksel
 M3880000020 **Retro pakket**
 Stoel bekleding Oak Brown skai, patroon Diamond, kleur zwart metallic + champagne kleur accudeksel

Maximale snelheid

M3670000010 15 km/h
 M3670000020 12 km/h

Stoelopties

M3510000010 Standaard armleuningen
 M3510000030 Gepolsterde armleuningen
 M3510030030 Bedieningshendel t.b.v. hoog/laag en draaien van stoel links
 M3510040030 Bedieningshendel t.b.v. hoog/laag en draaien van stoel rechts
 M3510030040 Schuifsele onder stoel links²
 M3510040040 Schuifsele onder stoel rechts²
 M3510000070 Geen schuifsele
 M3510000050 Heupgordel
 M3510000060 Hoofd/neksteun

Gasbediening

M3520000040 Links vooruit / Rechts achteruit
 M3520000030 Rechts vooruit / Links achteruit (standaard)
 M3520000050 Rechts & links vooruit / Achteruit d.m.v. toets
 M3520000020 Links vooruit / Achteruit d.m.v. toets (rechts geen functie)
 M3520000010 Rechts vooruit / Achteruit d.m.v. toets (links geen functie)
 M3520140060 HI LO functie aan³
 M3520150060 HI LO functie uit
 M3520140070 Achteruitrijsignaal aan
 M3520150070 Achteruitrijsignaal uit

Type banden

M3570000010 Luchtbanden
 M3570000020 Antilekbanden

Accu & acculader

M3530000010 2 MK AGM accu's 50 Ah
 M3530000020 2 MK gelaccu's 60 Ah
 M3660000010 Bijbehorende acculader 6A/24V
 M3530000030 2 MK gelaccu's 73 Ah
 M3660000020 Bijbehorende acculader 8A/24V

Opbergmogelijkheid

M3540030020 Stokhouder links aan bumper⁴
 M3540040020 Stokhouder rechts aan bumper⁴
 M3540030010 Stokhouder links aan stoel
 M3540040010 Stokhouder rechts aan stoel
 M3540000050 Solo boodschappenmand achterop rugleuning
 M3540000070 Inzettas Scoox t.b.v. Solo mand

Accessoires

M3160030010 Extra voetgasbediening links
 M3160040010 Extra voetgasbediening rechts
 M3160000060 Gevoerd schootkleed regen & windbestendig
 M3160000070 Regenbestendige afdekhoes scooter
 M3160000080 Universele accessoireshouder⁵

Transportopties⁶

M3550000020 4 Fixatie-ogen

Toelichting

- Het achterspatbord is in deze uitvoering **niet** voorzien van accentkleur, maar in mat zwart
- De schuifsele onder de stoel verhoogt het zithoogtebereik met 2,5 cm
- HI LO functie is niet mogelijk i.c.m. gasbediening (achteruit d.m.v. toets) en voetgasbediening
- Niet mogelijk i.c.m. Solo mand achterop rugleuning
- Niet mogelijk i.c.m. stokhouder op bumper
- De scootmobiel is wel vastzetbaar maar niet veilig vervoerbaar met inzittende!

Voor afwijkingen op bovengenoemde mogelijkheden verwijzen wij u naar het aanvullende formulier voor een adaptatie aanvraag.