

# Productoverzicht

MEZZO

INDEGO

## Mezzo 4 - basismodel

Kleur	Zwart metallic + zilvergrijze accudeksel
Type armluning	Standaard
Gasbediening	Rechts vooruit / Links achteruit
Type banden	Luchtbanden
Accu's	2 MK AGM accu's 50 Ah
Lader	Acculader 6A/24V



## Specificaties

Afk.	Meetpunten	Specificaties
ZB	Zitbreedte	48 cm
ZD	Zitdiepte	42 cm
ZH	Zithoogte* t.o.v. plateau	46-56 cm
HS	Hoogte scootmobiel (zonder stoel)	119 cm (65 cm)
LS	Lengte scootmobiel	138 cm
BS	Breedte scootmobiel	64 cm
HV	Hoogte voetplateau t.o.v. grond	17 cm
	Maximum snelheid	15 km/h (minder is mogelijk)
	Actieradius	30 / 35 / 45 km**
	Accu	50 / 60 / 73 Ah
	Lader	6A/24V, 8A/24V
	Totaal gewicht (excl. accu's)	89 kg
	Maximaal draagvermogen	160 kg
	Draaistraal	167 cm
	Maximale hellingshoek	10°
	Maximale obstakelhoogte	10 cm
	Wielmaat (luchtbanden op deelbare velg)	3.00 - 16"
	Voldoet aan	EN 12184 klasse C



\* Zithoogte is belast gemeten

\*\* Afhangelijk van de ingestelde snelheid, buitentemperatuur, gewicht gebruiker, bandenspanning etc.



# Productoverzicht

## Contactgegevens

Naam dealer	_____
Contactpersoon	_____
Datum	_____
Ordernummer	_____

## Model

M400000000 Mezzo 4

Allround 4-wiel toering scooter voorzien van unieke vering o.b.v. rubber (torsievering op voor- en achterwielen + INDEGO veersysteem op voor- en achteras), maximale snelheid 15 km/h, anti-roll-back veiligheid, 5-spaaks velgen met zwarte banden + highway profiel, zwart metallic behuizing met gekleurde accudeksel, draaibare stoel met dieptevering, schuiflede en hoog/laag verstelling, goed zitcomfort & verstelbare lumbaalondersteuning, in hoek verstelbare & neerklapbare rugleuning, in hoek verstelbare & opklapbare armleggers, snelheidsbegrenzer in bochten, stuurkolomverstelling middels gasveer, contactslot, ruim voetplateau, boodschappenmand, grote koplamp & achterlichten/ reflectoren, remlichten, bedieningspaneel met: accu-indicatie, versnellingen, claxon, alarmbedieningslichten, achteruitrijsignaal, richtingaanwijzers en verlicht display: km/h, totaal km, trip afstand, tijd en datum. Standaard uitgevoerd met linker en rechter achteruitkijkspiegel.

- M4560030010 Bedieningshendel t.b.v. stuurkolomverstelling links
  - M4560040010 Bedieningshendel t.b.v. stuurkolomverstelling rechts
- S.v.p. aankruisen wat gewenst is! Genoemde opties kunnen meerprijzen bevatten.

## Kleur

- M4500000010 Zwart metallic + groene accudeksel
- M4500000020 Zwart metallic + zilvergrijze accudeksel

## Pakket

- M4880000010 **Rosso pakket<sup>1</sup>**  
Stoel bekleding zwart skai met opvallende stiksels in rode accentkleur, kleur zwart metallic + rode accudeksel
- M4880000020 **Retro pakket**  
Stoel bekleding Oak Brown skai, patroon Diamond, kleur zwart metallic + champagne kleur accudeksel

## Maximale snelheid

- M4670000010 15 km/h
- M4670000020 12 km/h

## Stoelopties

- M4510000010 Standaard armleuningen
- M4510000030 Gepolsterde armleuningen
- M4510030030 Bedieningshendel t.b.v. hoog/laag en draaien van stoel links
- M4510040030 Bedieningshendel t.b.v. hoog/laag en draaien van stoel rechts
- M4510030040 Schuiflede onder stoel links<sup>2</sup>
- M4510040040 Schuiflede onder stoel rechts<sup>2</sup>
- M4510000070 Geen schuiflede
- M4510000050 Heupgordel
- M4510000060 Hoofd/neksteun

## Gasbediening

- M4520000040 Links vooruit / Rechts achteruit
- M4520000030 Rechts vooruit / Links achteruit (standaard)
- M4520000050 Rechts & links vooruit / Achteruit d.m.v. toets
- M4520000020 Links vooruit / Achteruit d.m.v. toets (rechts geen functie)
- M4520000010 Rechts vooruit / Achteruit d.m.v. toets (links geen functie)
- M4520140060 HI LO functie aan<sup>3</sup>
- M4520150060 HI LO functie uit
- M4520140070 Achteruitrijsignaal aan
- M4520150070 Achteruitrijsignaal uit

## Type banden

- M4570000010 Luchtbanden
- M4570000020 Antilekbanden

## Accu & acculader

- M4530000010 2 MK AGM accu's 50 Ah
- M4530000020 2 MK gelaccu's 60 Ah
- M4660000010 Bijbehorende acculader 6A/24V
- M4530000030 2 MK gelaccu's 73 Ah
- M4660000020 Bijbehorende acculader 8A/24V

## Opbergmogelijkheid

- M4540030020 Stokhouder links aan bumper<sup>4</sup>
- M4540040020 Stokhouder rechts aan bumper<sup>4</sup>
- M4540030010 Stokhouder links aan stoel
- M4540040010 Stokhouder rechts aan stoel
- M4540000050 Solo boodschappenmand achterop rugleuning
- M4540000070 Inzettas Scoox t.b.v. Solo mand

## Accessoires

- M4160030010 Extra voetgasbediening links
- M4160040010 Extra voetgasbediening rechts
- M4160000060 Gevoerd schootkleed regen & windbestendig
- M4160000070 Regenbestendige afdekhoes scooter
- M4160000080 Universele accessoireshouder<sup>5</sup>

## Transportopties<sup>6</sup>

- M4550000020 2 Fixatie-ogen

## Toelichting

- 1 Het achterspatbord is in deze uitvoering **niet** voorzien van accentkleur, maar in mat zwart
- 2 De schuiflede onder de stoel verhoogt het zithoogtebereik met 2,5 cm
- 3 HI LO functie is niet mogelijk i.c.m. gasbediening (achteruit d.m.v. toets) en voetgasbediening
- 4 Niet mogelijk i.c.m. Solo mand achterop rugleuning
- 5 Niet mogelijk i.c.m. stokhouder op bumper
- 6 De scootmobiel is wel vastzetbaar maar niet veilig vervoerbaar met inzittende!

Voor afwijkingen op bovengenoemde mogelijkheden verwijzen wij u naar het aanvullende formulier voor een adaptatie aanvraag.