

Productoverzicht Speciale Besturingen t.b.v. elektrische rolstoelen

Let op: onderstaande opties zijn geen standaard onderdelen, het betreffen hier specials houdt dus rekening met aangepaste levertijd.

Contactgegevens

Naam dealer _____

Contactpersoon _____

Datum _____


Ordernummer _____

Bedieningskracht van de joystick

Kilogram	Spierkracht	Geslacht voor:
10 gr.	Zeer beperkt	Lip, tong, kin en vingers
50 gr.	Beperkt	Lip, kin en vingers
150 gr.	Licht beperkt	Kin en hand
250 gr.	Standaard	Kin, hand en begeleidersbediening
650 gr.	Extreem (HD)	Hand en voet

Locatie van bediening - Lichaam

- Kin,/hoofd/mond besturing
zie kolom A
- Arm/hand besturing
zie kolom B
- Voet besturing
zie kolom C



Positionering van besturing - Rolstoel

- Bevestiging hoofdsteun
optioneel aan de rugleuning
- Bevestiging armlegger
optioneel in het werkblad
- Bevestiging voetplaat



JOYSTICK MODULES ⓘ LET op! Het is verplicht om minimaal 1 externe schakelaar te kiezen t.b.v. het keuze menu, zie schakelaars verderop in de lijst.

ⓘ Indien gemarkeerd met ! is er een uitzondering/opmerking met betrekking tot het product(groep)

* Indien gemarkeerd met * dient het veld verplicht ingevuld te worden

OMNI: Optionele OMNI joystickmodule

- OMNI 2 Joystick op wegzwenkmodule
- OMNI 2 joystick op houder aan de armlegger
- OMNI 2 joystick in/op werkblad

Montage t.b.v. het scherm

- | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Scherm bevestigd op vaste houder aan armlegger | <input type="checkbox"/> Links | <input type="checkbox"/> Rechts |
| <input type="checkbox"/> Scherm bevestigd op wegzwenkbare armlegger | <input type="checkbox"/> Links | <input type="checkbox"/> Rechts |
| <input type="checkbox"/> Scherm voor op het blad gemonteerd | <input type="checkbox"/> Links | <input type="checkbox"/> Rechts |

Kolom A: Optionele kin/hoofd/mond besturingen

<input type="checkbox"/> Micro joystick OMNI	10 gr.	incl. joystick Cupp + Ball
<input type="checkbox"/> Micro joystick R-net	10 gr.	incl. joystick Cupp + Ball
<input type="checkbox"/> Multi joystick OMNI	50 gr.	incl. joystick Cupp + Ball
<input type="checkbox"/> Multi joystick R-net	50 gr.	incl. joystick Cupp + Ball
<input type="checkbox"/> All Round joystick OMNI light	150 gr.	zie de joystick-knoppen overzicht voor de mogelijkheden
<input type="checkbox"/> All Round joystick R-net light	150 gr.	zie de joystick-knoppen overzicht voor de mogelijkheden
<input type="checkbox"/> All Round joystick OMNI	250 gr.	zie de joystick-knoppen overzicht voor de mogelijkheden
<input type="checkbox"/> All Round joystick R-net	250 gr.	zie de joystick-knoppen overzicht voor de mogelijkheden



Montage t.b.v. de joystick

- | | | |
|--|---------|---|
| <input type="checkbox"/> Manueel wegzwenkbaar rechts ¹ | 10 gr. | incl. joystick Cupp + Ball |
| <input type="checkbox"/> Manueel wegzwenkbaar links ¹ | 10 gr. | incl. joystick Cupp + Ball |
| <input type="checkbox"/> Elektrisch wegzwenkbaar rechts ^{1,2} | 50 gr. | incl. joystick Cupp + Ball |
| <input type="checkbox"/> Elektrisch wegzwenkbaar links ^{1,2} | 50 gr. | incl. joystick Cupp + Ball |
| <input type="checkbox"/> 3-schakelaar hoofdbesturing ³ | 150 gr. | zie de joystick-knoppen overzicht voor de mogelijkheden |
| <input type="checkbox"/> Proportionele hoofdbesturing ³ | 150 gr. | zie de joystick-knoppen overzicht voor de mogelijkheden |
| <input type="checkbox"/> Kin harnas ³ | 250 gr. | zie de joystick-knoppen overzicht voor de mogelijkheden |
| <input type="checkbox"/> Chin control set | 250 gr. | zie de joystick-knoppen overzicht voor de mogelijkheden |
| * Hoogte van joystick t.o.v. zitplaat cm | | |
| * Diepte van joystick t.o.v. rugplaat cm | | |



Productoverzicht Speciale Besturingen t.b.v. elektrische rolstoelen

Kolom B: Optionele arm/hand besturingen

<input type="checkbox"/>	Micro joystick OMNI	10 gr.	incl. joystick Cupp + Ball
<input type="checkbox"/>	Micro joystick R-net	10 gr.	incl. joystick Cupp + Ball
<input type="checkbox"/>	Multi joystick OMNI	50 gr.	incl. joystick Cupp + Ball
<input type="checkbox"/>	Multi joystick R-net	50 gr.	incl. joystick Cupp + Ball
<input type="checkbox"/>	All Round joystick OMNI light	150 gr.	zie de joystick-knoppen overzicht voor de mogelijkheden
<input type="checkbox"/>	All Round joystick R-net light	150 gr.	zie de joystick-knoppen overzicht voor de mogelijkheden
<input type="checkbox"/>	All Round joystick OMNI	250 gr.	zie de joystick-knoppen overzicht voor de mogelijkheden
<input type="checkbox"/>	All Round joystick R-net	250 gr.	zie de joystick-knoppen overzicht voor de mogelijkheden
<input type="checkbox"/>	All Round joystick OMNI Heavy Duty	650 gr.	zie de joystick-knoppen overzicht voor de mogelijkheden
<input type="checkbox"/>	All Round joystick R-net Heavy Duty	650 gr.	zie de joystick-knoppen overzicht voor de mogelijkheden



Montage t.b.v. de joystick aan de armlegger

- | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Joystick bevestigd op vaste houder aan armlegger | <input type="checkbox"/> Links | <input type="checkbox"/> Rechts |
| <input type="checkbox"/> Joystick bevestigd op wegzwenkbare armlegger | <input type="checkbox"/> Links | <input type="checkbox"/> Rechts |
| <input type="checkbox"/> Heavy Duty kit t.b.v. montage op standaard CJSM1 | | |
| <input type="checkbox"/> Heavy Duty kit t.b.v. montage op standaard CJSM2 | | |

Montage t.b.v. de joystick in/op werkblad

- Joystick vast in het werkblad gemonteerd
- Joystick op een handmatig wegzwenkbare houder
- Joystick op een elektrische wegzwenkbare houder
- Heavy Duty kit t.b.v. montage in het werkblad

Werkblad

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Werkblad links wegzwenkbaar | altijd montage methode joystick kiezen |
| <input type="checkbox"/> Werkblad rechts wegzwenkbaar | altijd montage methode joystick kiezen |
| <input type="checkbox"/> Werkblad insteekbaar (t.b.v. Evo Altus) | altijd montage methode joystick kiezen |
| <input type="checkbox"/> Alleen werkbladbeslag | |

Kolom C: Optionele voet besturingen

- | | |
|---|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Voetbesturing ³ | Alleen in combinatie met OMNI |
|---|-------------------------------|

Kolom D: Optionele begeleidersbediening

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> Scoot control incl. bevestiging ³ |
|---|

ACCESSOIRES

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 3-schakelaar licht & knipperlicht bediening | (incl. 3x Piko button en automatische uitschakelfunctie) |
| <input type="checkbox"/> Bluetooth muis module t.b.v. Windows | |
| <input type="checkbox"/> Bluetooth muis module t.b.v. IOS | |

Schakelaar knoppenkast

- | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 5-schakelaar knoppenkast | <input type="checkbox"/> CJSM 1 | <input type="checkbox"/> druk | <input type="checkbox"/> tuimel |
| | <input type="checkbox"/> CJSM 2 | <input type="checkbox"/> druk | <input type="checkbox"/> tuimel |
| <input type="checkbox"/> 6-schakelaar knoppenkast | <input type="checkbox"/> CJSM 1 | | |
| | <input type="checkbox"/> CJSM 2 | | |

Montage t.b.v. de knoppenkast

- | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Montage aan de stuurkast | | |
| <input type="checkbox"/> Montage op de armlegger | <input type="checkbox"/> Links | <input type="checkbox"/> Rechts |
| <input type="checkbox"/> Montage op de rug | <input type="checkbox"/> Links | <input type="checkbox"/> Rechts |

JOYSTICK KNOP ¹ Niet geschikt voor Micro- en Multi joystick uitvoering

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KN 32 mm Ball	KN 38 mm Ball	Paddestoelknop	Soft Ball	Stick 80 mm	T-bar knop	Golfbal	U-vorm 75 mm	U-vorm 102 mm



Productoverzicht Speciale Besturingen t.b.v. elektrische rolstoelen

SCHAKELAARS

Twister 30 cm kabel

- Twister Ø17 mm op gebogen buisje, mono jackplug Zwart
- Twister Ø17 mm op gebogen buisje, mono jackplug Rood
- Twister Ø17 mm op gebogen buisje, mono jackplug Geel
- Twister Ø17 mm op gebogen buisje, mono jackplug Blauw
- Twister Ø17 mm op gebogen buisje, mono jackplug Groen



Twister 150 cm kabel

- Twister Ø17 mm op gebogen buisje, mono jackplug Zwart
- Twister Ø17 mm op gebogen buisje, mono jackplug Rood
- Twister Ø17 mm op gebogen buisje, mono jackplug Geel
- Twister Ø17 mm op gebogen buisje, mono jackplug Blauw
- Twister Ø17 mm op gebogen buisje, mono jackplug Groen



Twister satellite 30 cm kabel ⓘ Alleen geschikt voor een All round joystick

- Twister Ø17 mm satellite, mono jackplug Zwart
- Twister Ø17 mm satellite, mono jackplug Rood
- Twister Ø17 mm satellite, mono jackplug Geel
- Twister Ø17 mm satellite, mono jackplug Blauw
- Twister Ø17 mm satellite, mono jackplug Groen



Twister satellite 150 cm kabel

- Twister Ø17 mm satellite, mono jackplug Zwart
- Twister Ø17 mm satellite, mono jackplug Rood
- Twister Ø17 mm satellite, mono jackplug Geel
- Twister Ø17 mm satellite, mono jackplug Blauw
- Twister Ø17 mm satellite, mono jackplug Groen



Twister Pro 30 cm kabel

- Twister Pro (D36) Ø35mm, mono jackplug Zwart
- Twister Pro (D36) Ø35mm, mono jackplug Rood
- Twister Pro (D36) Ø35mm, mono jackplug Groen

Twister Pro 150 cm kabel

- Twister Pro (D36) Ø35mm, mono jackplug Zwart
- Twister Pro (D36) Ø35mm, mono jackplug Rood
- Twister Pro (D36) Ø35mm, mono jackplug Groen


Piko 150 cm kabel

- Piko button Ø30 mm, mono jackplug Zwart
- Piko button Ø30 mm, mono jackplug Rood
- Piko button Ø30 mm, mono jackplug Geel
- Piko button Ø30 mm, mono jackplug Blauw
- Piko button Ø30 mm, mono jackplug Groen



Multi switch

- Multi switch schakelmodule
- Benaderingsschakelaar klein (set)*
- Benaderingsschakelaar groot (set)*
- Welke functie moet bedient worden met de schakelaar:



Montage

- Universele klem
- Haakse clamp 6 mm
- Haakse clamp 8 mm
- Handwarmer set
- Handwarmer Dome transparant



Toelichting

- 1 Montagerail t.b.v. hoofdsteun in standaard configuratie kiezen.
- 2 Denk aan bedieningsschakelaar/positie
- 3 Adaptatiekorting van toepassing