



Altijd comfortabel rijden

Comfortabel rijden, daar komt van alles bij kijken. Daarom hebben wij ergo- en fysiotherapeuten in huis. Mensen die als geen ander weten hoe het lichaam werkt. Zij dachten mee over onze Ergonomic Driving Solutions (EDS). Een pakket met ergonomische oplossingen die er voor zorgen dat onze scootmobielen helemaal op uw lichaam zijn af te stellen. Want een mooi design is fijn,

maar comfortabel rijden is voor iedere scootmobielrijder nog veel belangrijker. Het INDEGO veersysteem levert een belangrijke bijdrage aan een comfortabele rit. Naar iedere hobbel in het wegdek omkijken hoeft niet, grote kans dat u die niet eens merkt. De verrassend royale beenruimte geeft vrijheid en draagt daardoor bij aan extra comfort, vooral bij lange ritten.



	Solo Solo Blue Diamond Solo Elegance	Presto Presto S	Vivo
INDEGO+ veersysteem	●		
INDEGO veersysteem		●	●
Gebruikersspecifieke stoel, keuze uit: formaat, zachtheid en ondersteuning	●		
Traploze stuurhoekinstelling	●	●	●
Stuurhoogte instelling	●		
Gebruikersspecifieke vering	●		
Stoelvering	●		
(Traploos) Instelbare zithoogte	●	●	●
Verstelbare lumbaalsteun	●		
Royale beenruimte	●	●	●
Cruise control	●		



Het INDEGO veersysteem

Het menselijk lichaam is niet goed bestand tegen zijwaartse belasting. Onze ruggengraat is in staat naar voren en achteren te bewegen, maar in zijwaartse richting zijn we veel minder soepel en zijn schokken al snel hinderlijk. Om het lichaam in zijwaartse richting zo min mogelijk te belasten, zijn onze Solo, Presto en Presto S uitgerust met het unieke gepatenteerde INDEGO veersysteem. De Vivo heeft een eigen variant waarbij deze unieke vering bij de voorwielen is geïntegreerd.

Het INDEGO veersysteem rekt soepel af met oneffenheden in de weg en is gebaseerd op rubber. Dit heeft direct een dempende werking, ongeacht de belasting door de gebruiker. Bij rubber hoeft namelijk geen aanvangskracht overwonnen te worden zoals bij een spiraalvering. Uitstekend comfort dus. Zo kunt u zich volledig focussen op het verkeer.

INDEGO

Stabiliteit

Minimaliseert hinderlijke schokken door verminderde zijbelasting.

Onafhankelijke vering

De wielen veren onafhankelijk van het frame.

Veiligheid bij obstakels

Wegligging blijft stabiel, ook bij drempels of andere obstakels.

Rijcomfort

Comfortabel rijden dankzij de natuurlijk dempende eigenschappen van de rubberen vering.

Rechte rugkolom

Een rechte houding ondanks oneffenheden in het wegdek.

Geschikt voor ruw terrein

Maakt ook minder toegankelijk terrein makkelijker berijdbaar.

