



UPDATE

Noviteiten & assortimentswijzigingen

NL ■■■■ december 2017



Update is een informatieblad waarin Life & Mobility je op de hoogte brengt van het laatste (product)nieuws

Assortimentswijzigingen per 1 januari 2018

Ons assortiment is continu aan verandering onderhevig. Op de volgende pagina's vind je een samenvatting van de assortimentswijzigingen en noviteiten van het afgelopen halfjaar en wat er aan zit te komen. De aangepaste prijslijsten voor 2018 staan weer achter de login op de website. Inloggegevens kwijt? Geen probleem, wij verstrekken ze graag opnieuw! Neem contact op met je adviseur van de verkoop binnendienst via verkoopbinnen@life-mobility.com.



Op maat gemaakt voor jou: de MyPlus

We krijgen steeds meer aanvragen voor custom-made aanpassingen van onze producten, voor het vervullen van individuele klant-behoefte. Daarom is ons interne custom-made proces verbeterd en hebben we de Plus omgetoerd tot basisrolstoel voor adaptaties, voorzien van de naam MyPlus en standaard uitgevoerd in Ocean Blue (RAL5012).

De belangrijkste productwijzigingen van de 'basis' uitvoering van de MyPlus t.o.v. de Plus zijn; de rugbuizen, het rughoekscharnier, deze worden gelijk aan die van de Roxx en de Canto Nxt, net als de optionele anti-kiep. Ook is het frame standaard voorzien van 3 wielposities en zijn de beensteunen versterkt. De MyPlus is leverbaar in elke RAL kleur, uiteraard met een eigen levertijd en prijs. Dit geldt ook voor de spare parts. Op het productoverzicht van de MyPlus zie je voorbeelden van wat er allemaal mogelijk is.

Spare parts voor de 'oude' Plus blijven gewoon leverbaar. Deze zijn te vinden bij het oude assortiment op ons onderdelenboek.



My PLUS+

De Canto Nxt in het lang

We worden langer, breder en leven langer. Daarmee veranderen gebruikersbehoefte en dus onze producten. Voor langere mensen biedt de Canto Nxt daarom nu een extra zitdieptemogelijkheid van 56 cm. Het zitdiepte bereik van de Canto Nxt wordt daarmee gelijk getrokken met de Roxx. Op de prijslijst is ZD 56 dus kiesbaar en bij het bestellen van een zitdiepte-verstelset krijg je vanaf nu altijd de lange versie!

Bij bepaalde uitvoeringen van de Canto Nxt Zelfrijder kon de zijkant in conflict komen met de achterwielen. Dit hebben we opgelost door de zijkanthouder recht te maken i.p.v. met de verspringing. De zijkant kan naar binnen en buiten gebouwd worden door het verplaatsen van een tweetal kunststof bussen.

CANTO Nxt





Nog meer Match(es)

De lijst met ortheses, die een CE gemarkeerde en crash test safe combinatie met onze Match vormen, is weer een stukje langer geworden. Vanaf nu hebben we door middel van convenanten ook afspraken gemaakt om de ortheses van Exello, Ortho Innovatief en Lewis veilig te kunnen monteren. Deze keuze opties worden dan ook binnenkort aan de prijslijsten van de Match duwwagen en zelfrijder toegevoegd.



Op basis van feedback uit de markt komen we binnenkort met een aantal productverbeteringen van de Match. In de volgende update hierover meer.



Continue rughoekverstelling

De optionele continue rughoekverstelling van de Roxx wordt verbeterd. Daarmee voldoet deze helemaal aan de vernieuwde normen.




Manoeuvreren met de Aura

Een veilige duwondersteuning met een optionele manoeuvreerhendel voor de Canto Nxt en Match duwwagen. Dat kan nu met de nieuwe optie op de Aura.

Hiermee kun je makkelijk aanrijden bij een tafel en manoeuvreren in een kleine ruimte zonder dat de duwondersteuning ingeschakeld is. Dat kan nu met een eenvoudige bediening van de hendel. Met deze optionele manoeuvreerhendel blijft de Aura de meest veilige oplossing in de markt omdat de wielen automatisch blokkeren als het systeem is uitgezet of als de accu leeg is.

Binnenkort zal deze optie dus kiesbaar zijn op de prijslijsten van de Match en Canto Nxt duwwagens.






Ook een match voor de Leon en Morgan

We kunnen nu ook garanderen dat de Leon en Morgan i.c.m. een aantal zitortheses een veilige combinatie zijn. Onderstaande ortheses zijn binnenkort kiesbaar op de prijslijsten van de Leon en Morgan en zullen door ons geleverd worden met een orthese specifieke montageset, CE markering en crashtest safe sticker.

Geteste ortheses

- Perteon
- Orthototaal
- Ortho Innovatief
- RZ Groep
- Lewis
- Exello
- Bert Stevens ()

LEON®

Morgan®



Coming very soon: Midlectus

We zijn er bijna. Geef ons nog enkele weken en we kunnen de nieuwe Midlectus leveren. Daarmee hebben we het gat van een high-end midwheeler in ons assortiment opgevuld. De voordelen van het Lectus zitsysteem, de vele aansluitmogelijkheden qua besturing en het rijgedrag van een midwheeler. Dat is de nieuwe Midlectus.

MIDLECTUS



Solo/Mezzo/Primo

In september hebben we een speciale dealerdag georganiseerd, waarbij we aantal van onze scootmobieldealers hebben mogen verwelkomen bij ons in Doetinchem.

Naast een rondleiding door Life & Mobility hebben we samen met onze dealers bekeken hoe we nog meer uit ons assortiment kunnen halen.

Op basis hiervan en van verdere marktfeedback werken we op dit moment hard aan:

- Het verbeteren van de verlichting van de Solo
- Een universele accessoireshouder op de Solo, Mezzo en Primo
- Een gebruiksvriendelijke sleutel
- De stuurrubbers en spiegelbevestiging van de Mezzo en de Primo
- Een Quickstart waarin de belangrijkste vragen omtrent accu's, onderhoud etc. beantwoord worden.

Doelstelling introductie is maart 2018.

Solo



Mezzo



Primo





Nieuwe anti-kiep op de Rollit

De Rollit is nu ook voorzien van onze nieuwe anti-kiepsteunen en optionele stokhouder. Daarmee hebben al onze manuele rolstoelen de nieuwe anti-kiepsteunen. Bestaande anti-kiepsteunen kunnen niet zomaar omgewisseld worden voor een nieuw type, daarom blijft het oude type anti-kiep en stokhouder ook nog leverbaar.



ROLLIT



Comfort Beensteun

De nieuwe kuitplaatklem op onze Comfort Beensteun is geïntroduceerd. Hiermee kunt u de kuitplaat eenvoudig op elke gewenste hoogte instellen. En dat allemaal voor dezelfde prijs! We hebben al veel enthousiaste reacties gekregen. Hebt u nog een oude versie? De oude onderdelen zijn via ons onderdelenboek nog steeds verkrijgbaar.



Nieuwe stoffering

Er komt nieuwe stretchstoffering voor de Comform Xtra, Invito en Tracix rugleuningen van het Matrixx zitsysteem. Om de duurzaamheid van onze stretchstoffering te kunnen garanderen, hebben we gekozen voor een andere stoffering. Over een aantal maanden zullen de eerste rugleuningen voorzien zijn van onze nieuwe stoffering.



P-vormige armlegger

Vanwege regelmatig terugkerende vragen uit de markt hebben we de P-vormige armlegger nu ook beschikbaar gemaakt op de Canto Nxt en Match duwwagen.



Sneak preview Kelvin




We zijn op dit moment hard aan het werk om de belangrijkste opmerkingen uit de markt te vertalen in een aantal productverbeteringen van ons Kelvin zitelement.

De belangrijkste twee punten waar we aan werken:

- 1) een lagere zithoogte zodat de cliënt beter aan de tafel kan aansluiten.
- 2) Meer mogelijkheden voor een optimale, individuele ondersteuning van de client.

Deze verbeteringen worden begin 2018 doorgevoerd.





Nieuwe website

De champagne staat koud, het aftellen kan beginnen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... de nieuwe website van Life & Mobility komt eraan!

We kunnen er natuurlijk een heleboel over vertellen, maar het is veel leuker om hem zelf te ontdekken. Dit kan vanaf het nieuwe jaar. Wij zijn er in ieder geval heel trots op!

Uit het assortiment

Onze oude Profix beensteun is al even vervangen door onze nieuwe centrale beensteun. De Profix spare parts zijn vanaf nu ook uit ons assortiment en u kunt kiezen voor de centrale beensteun.



De Centrale Beensteun