



Life & Mobility bv

PO Box 304
NL - 7000 AH Doetinchem
Logistiekweg 7
Doetinchem

T +31 (0)314 328 000
www.life-mobility.com
info@life-mobility.com



In control met
de Morgan

MORGAN^{VS}

Alles onder controle met de MORGAN. De perfecte stoel voor binnen en buiten. Compact, wendbaar en intuïtief te bedienen. De MORGAN is een krachtige elektrische rolstoel met midwheelaandrijving die een uitstekend rijcomfort biedt.

De compacte constructie is ideaal voor rijden in zeer kleine ruimten. Met de 6-voudige onafhankelijke wielophanging en de krachtige motoren wordt de gebruiker ook ondersteund bij het rijden over onstabiel terrein. Door de midwheelaandrijving draait de MORGAN op zijn plaats! Vanwege de geringe breedte kan de gebruiker gemakkelijk door deuropeningen of de lift in rijden. De MORGAN is uitgerust met het unieke en innovatieve Newton zitsysteem. Met de juiste zithoeken en individueel instelbare ondersteuning garandeert Newton een ontspannen zithouding voor de gebruiker.

Kortom:

- Krachtige en wendbare midwheelaandrijving
- Ontspannen zithouding door het unieke en innovatieve Newton zitsysteem
- Binnen en buiten comfortabel en veilig rijden



karma

Specialty Center voor custom-made oplossingen

Life & Mobility wil positief bijdragen aan een optimale mobiliteit en maximale zelfredzaamheid van mensen met een beperking. Door de vele standaard instelmogelijkheden is de MORGAN heel geschikt als oplossing voor diverse beperkingen en behoeften.

Toch komt het voor dat de standaard mogelijkheden niet voldoen. Wij zorgen daarom ook voor custom-made aanpassingen aan onze elektrische rolstoelen. Indien gewenst, zullen onze adviseurs samen met u de specifieke klantbehoefte duidelijk in kaart brengen. Vervolgens wordt dit vertaald naar een passende technische oplossing. Denk daarbij aan speciale

besturing, aanvullende ondersteuning of zelfs een elektrische instaphulp.

Deze klant-specifieke aanpassingen worden ontworpen en gebouwd in ons Specialty Center in Kerkrade (NL). Hier zijn elke dag een aantal specialisten aan het werk om de specifieke behoeften van onze klanten om te zetten naar de juiste technische oplossingen. De veiligheid en betrouwbaarheid van iedere custom-made elektrische rolstoel wordt gewaarborgd door een vastgelegde risicoanalyse te doorlopen, voordat de rolstoel wordt vrijgegeven en uitgeleverd.



STANDAARD:

- In hoogte verstelbare armleningen
- Newton Curve rugleuning
- Newton Contour zitting
- Beensteunen met lengtecompensatie
- Geïntegreerd 4-punts taxihaken (ISO 7176/19)

OPTIES:

- Montagesysteem voor Dahl-docking station
- Wegzwenkbaar werkblad met omkeerbare stuurkast
- VR2- of R-Net-besturing*

EIGENSCHAPPEN MORGAN

Aandrijving	Midwhele	Maximale snelheid	6, 10 en 12,5 km/h
Totale lengte	119 cm (incl. beensteunen)	Actieradius	25 km
Totale breedte	60 cm	Accu's	50 Ah
Zitbreedte	37 - 57 cm	Lader	6A/24V, 8A/24V
Zitdiepte	42 - 56 cm	Besturing	VR2 / R-Net
Zithoogte (incl. zitting)	54 cm	Totale gewicht (incl. accu's)	105 kg
Zithoek	12 - 20° (eenmalig instelbaar)	Maximaal gewicht inzittende	136 kg
Zithoekverstelling	-5 - 45° / 0 - 50° (continu verstelbaar)	Draaicirkel	64 cm (82 cm incl. beensteunen)
Rugleuninghoek	115 - 123° (eenmalig instelbaar)	Voldoet aan	EN 12184 - 2008, ISO 7176-19
Rughoekverstelling	85 - 160° (continu verstelbaar)	Crashtest safe)	ja
LT-vlak hoogtepositie	15 - 23 cm	Kleur bekapping	Rood / Zilver



Zitpositie laag



Elektrische kantelverstelling



Zithoogteverstelling



Relaxstand