



KELVIN

Zitelementen



Heeft uw cliënt de neiging zichzelf onderuit te trekken?

Dan biedt het wigvormig zitkussen wellicht de oplossing!

In het kort

- Het zitkussen is aan de voorkant hoger, waardoor de cliënt makkelijker en comfortabeler achterin de zitting kan blijven zitten.
- De vulling is net als bij het vlakke zitkussen gemaakt van een schuimbasis met daar bovenop een comfortabele drukverdelende laag perfolatex sliertjes.

Neemt uw cliënt de foetushouding aan en weet u geen goede zitoplossing?

De Flex beenondersteuning van het Kelvin Comfort Zitelement weet raad!

In het kort

- Door de slanke vorm van de Flex beenondersteuning is het mogelijk om de kniehoek kleiner dan 90 graden af te stellen.
- De Flex beenondersteuning is voorzien van comfortabele kussens gevuld met korrellatex vulling.
- Gecombineerd met het wigvormige zitkussen biedt de Flex beenondersteuning een mooie zitoplossing voor onder andere de dementerende cliënt die anders wellicht in bed zou blijven liggen.



Heeft uw bewoner een verhoogd risico op drukplekken op knieën en enkels door een verhoogde spierspanning of onrustige bewegingen?

De doorlopende abductieheugel kan uitkomst bieden!

In het kort

- De abductieheugel loopt vanaf de voorzijde van de bovenbenen door tot op de voetenplaat. Hierdoor wordt voorkomen dat de cliënt drukplekken ontwikkelt op de plekken met een verhoogd risico op decubitus.
- Hij is verdeeld in verschillende compartimenten waarvan de vulgraad aan te passen is naar de wensen van de cliënt.

