

NEOX



Au coeur de
l'innovation

Inspired by life



NEOX

Chez Life & Mobility, nous avons à cœur d'offrir aux personnes à mobilité réduite un maximum de liberté. Le Neox en est un bon exemple.

Un fauteuil roulant adaptatif multiréglable doté d'un système d'assise et de dossier ergonomique intégré, réglable et éprouvé sur le plan thérapeutique. Un fauteuil roulant adaptatif qui incarne notre vision du siège Newton. Le Neox reflète notre passion pour les solutions de mobilité innovants et centrés sur l'humain.

Neox est conçu pour toutes les personnes qui utilisent un fauteuil roulant au quotidien. Pour celles et ceux qui souhaitent rester actifs et autonomes, même sur de longues distances. Pour les utilisateurs qui exercent des activités quotidiennes et qui participent le plus possible à la vie de tous les jours, mais qui ont besoin d'un positionnement personnalisé de l'assise.

Avec Neox, nous les aidons à renouer avec ce qu'ils aiment le plus : les moments agréables, beaux, uniques ou simples qui donnent un sens à la vie.

- Concept de Vision intégrée de l'assise Newton
- Dossiers de siège Newton FLEX 1 et 2
- Cadre pliant parallèle de haute qualité
- Concient aussi bien aux petits qu'aux grands, et à toutes les morphologies grâce aux amplitudes de réglages
- Fauteuil évolutif (largeur d'assise réglable)
- Propulsion podale facilitée

LES ÉQUIPEMENTS :

- Réglage intégré de l'inclinaison du siège et du dossier Newton avec support de siège Newton FLX 2
 - Couleur du cadre et du revêtement : noir
 - Barre stabilisatrice du dossier
 - Frein à pneu standard
 - Accroche-taxis
 - Poignées de poussée réglables en hauteur
 - Accoudoirs en PUR sur panneaux latéraux amovibles
 - Repose-jambes standard amovible
- Dossiers Newton Curve
 - Coussin de siège contour Newton FLX
 - Pneus pneumatiques
 - Courbure du dossier et de l'assise
 - Système de freinage et Double-main courante
 - Support de jambe réglable en angle
 - Kits de montage pour entraînement auxiliaire
 - Accessoires : appui-tête, anti-basculés, tablette, porte-canne



Vue de côté



Vue arrière



Pliable de manière compacte



Option : Dossier incurvé Newton

Configurateur Neox

Grâce au configurateur intelligent Neox, vous pouvez facilement personnaliser le Neox selon les souhaits et les besoins spécifiques de l'utilisateur. Saisissez les informations client essentielles et recevez un identifiant Neox unique. Vous bénéficierez ensuite de conseils clairs sur le soutien d'assise adapté et les réglages appropriés.



CARACTÉRISTIQUES NÉOX

Largeur d'assise	34,5 - 57 cm
Profondeur d'assise	40 - 56 cm
Hauteur d'assise	35 - 56 cm
Hauteur des accoudoirs	20 - 30 cm
Longueur de la jambe inférieure	31,5 - 53 cm
Largeur du fauteuil roulant	LA + 18 cm
Largeur du fauteuil roulant (avec conduite à une main)	LA + 22 cm
Largeur du fauteuil roulant une fois plié (roues comprises)	35,5 cm
Inclinaison du siège	12° à 16°
Inclinaison du dossier	-5° à 30°
Hauteur du dos	43,5 - 62 cm
Roue motrice	20", 22", 24", 26"
Roue avant	5", 6", 7", 8"
Frein	Frein à pneu
Carrossage de la roue motrice	0°/1,5°/3°
Poids total	À partir de 14 kg
Poids de transport	À partir de 10 kg
Poids maximal de l'utilisateur	136 kg
Test de collision conforme à la norme ISO 7176-19	Oui
Accroche-taxis	Oui

Distribué par:

Life & Mobility France
2736 Route de Ravel
69440 Mornant

T 04.37.22.21.38
service@life-mobility.fr
www.life-mobility.fr



Inspired by life

