

BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

2026

NEOX

FRMC, modulaire manuel multi-configurable



NEOX

Indications

Patients en situation de handicap longue voire permanente et dont la durée estimée est supérieure à six mois.
Personnes avec incapacité de marche partielle ou totale permanente.
Patients ayant des besoins spécifiques en termes de mobilité et d'efficacité de propulsion.
La prescription de ce type de fauteuil doit tenir compte de l'environnement de vie du patient, les capacités cognitives et physiques du patient, et de ses habitudes de vie.

Conditions de prescription et de prise en charge

Compétences du prescripteur hors renouvellement à l'identique :
Médecin spécialiste compétent en médecine physique et en réadaptation (MPR) ou d'un médecin titulaire d'un DU Appareillage ou d'une formation à la compensation du handicap ou d'un ergothérapeute
Compétences du prescripteur renouvellement à l'identique : Médecin généraliste ou Ergothérapeute
Parcours hors renouvellement à l'identique :
Evaluation des besoins => Préconisations (VPH + Adjonctions) => Essais => Validation.
Cf Fiche de préconisation.
Prise en charge : Sur DAP (Demande d'accord préalable) : 15 jours - 2 mois si Adjonction(s) sur devis

Fauteuil	Montant LPP/PLV	Code LPP Individuel	
VPH, ACHAT NEUF, FRMC, MODULAIRE MANUEL MULTI-CONFIGURABLE,LIFE MOBILITY	3 303,53 €	9557230	
Adjonctions	Montant LPP/PLV	Code LPP Individuel	Adjonctions Disponibles
VPH, ADJONCTION, SUPPLÉMENT APPUI-TÊTE RÉGLABLE,LIFE MOBILITY	160,00 €	9992530	✓
VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPÉRIEUR,LIFE MOBILITY	Dans la limite de 600,00 €	9992641	✓
VPH, ADJONCTION, PAP FORFAIT B ADJONCTIONS MEMBRE INFÉRIEUR,LIFE MOBILITY	Dans la limite de 600,00 €	9925544	✓
VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE,LIFE MOBILITY	132,00 €	9982298	✓
VPH, ADJ, CONDUITE DBL MAIN COURANT FRM FRMC FRMA FRMS FRMP FRMV,LIFE MOBILITY	271,23 €	9984340	✓
VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV	Sur devis	4960062	✓

INFORMATIONS CLIENT



COMMANDE



DEVIS

SOCIETE

Code Client :

Société :

Contact
Nom / Prénom :

E Mail :

Tel :

UTILISATEUR

Nom / Prénom :

Prescripteur - Thérapeute :

Fonction :

DOCUMENT A RENVoyer A :

E Mail : service@life-mobility.fr

Tel : 04 37 22 21 38

ADRESSE DE LIVRAISON

Adresse :

Code postal :

Ville :


TAMPON ET SIGNATURE

Prix publics conseillés en € - TVA 5,5% - Valides à la date d'impression - Sous réserve de modifications.

Photos et schémas non contractuels. Les caractéristiques produites sont données à titre indicatif et des modifications peuvent survenir sans préavis.

Les Informations relatives à la LPP sont également données à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Life&Mobility France. Nous vous invitons à consulter les textes de référence sur le site du gouvernement (Arrêté du 6 février 2025 NOR : TSSS2503855A, Avis Tarifaire du 17 Juillet 2025 NOR : TSSS250446V, Arrêtés Modificatifs du 31 Mars 2025 NOR : TSSS2510196A et du 10 Octobre 2025 NOR : TSSS2527842A)

PRISE DE MESURE



	Poids (Kg) :
	Taille (cm) :
1	Hauteur Assise / Haut Tête (cm) :
2	Hauteur Assise / Epaules (cm) :
3	Hauteur Assise / Coude (cm) :
4	Coude / Main (cm) :
5	Creux poplité / Talon (segment jambe) (cm) :
6	Bas du dos / Creux poplité (Segment cuisse) (cm) :
7	Largeur de hanches :
8	Largeur de buste (cm) :
9	Hauteur assise / Buste (cm) :

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Châssis	
Type de Propulsion	Fauteuil Roulant manuel à propulsion Bi latérale par mains courantes. Propulsion podale possible.
Structure	Chassis pliant par croisillons à Largeur et profondeur réglable . 2 tailles de largeur et 2 longueurs de cadre
Equipements	Freins à pousser Poignées de poussées réglables en hauteur. Appuis- Leviers de bascule intégrés
Roues - Pneus	Roues AR à Démontage rapide diamètre 20 à 26") - Mains courantes alu 6 points - Pneus à Bandages ou gonflables. Position Roues AR réglable. Carrossage 0° / 1,5° / 3°) Roues AV 5 à 8" ou 200 x 50
Transport	Crochets d'arrimage (x4)- Crash Test ISO 7176/19
Couleurs	Aluminium anodisé et Noir

Siège - Fonctions d'assise - Equipements	
Dossier	Dossier Toile Newton FLX. Tension ajustable
Repose pieds	Repose-pieds escamotables, palettes réglables en angle et en antéro-postérieur. Sangles talonnières. Repose jambes escamotable, relevables, appui-mollets. Supports pour amputés
Accoudoirs	Accoudoirs réglables en hauteur, en profondeur / garnitures manchettes PUR
Assise	Toile ajustable en tension - Coussin FLX Contour

Dimensions - capacités	
Largeur d'assise	34,5 - 57 cm
Largeur hors tout / Largeur plié	Largeur d'assise + 18 cm / 35,5 cm (Avec roues)
Hauteur sol siège	34 - 55 cm
Hauteur d'accoudoirs	20 - 30 cm
Poids Utilisateur Max.	136 kg

Dimensions - capacités	
Profondeur d'assise	40 - 56 cm
Distance repose-pieds	31,5 - 53 cm
Angle de siège	Pré réglage usine : Angle A 12° - Angle B 15° (position des roues AV et AR Réglables) Reglages possibles à 13 et 14°
Angle de dossier	Dossier réglable en inclinaison : -5° / +30°
Poids du fauteuil / Poids de transport	A partir de 15 kg / A partir de 10 kg

Garantie	
Garantie	2 ans / Hors pièces d'usure.

SYMBOLES

✕	Sélection d'office
◆	Configuration standard - Choix par défaut
❗	Information

☐	Sélection possible - A cocher
■	Configuration standard - Autre choix possible
❗	Avertissement

❗

Prescription

❗

Information relative à la prise en charge Code et Montant LPP

❗

Fact en Sus

❗

Option hors nomenclature - hors compensation du handicap - Facturable en sus du PLV (CF FAQ - Question 18)

❗

Besoin couvert

❗

Explique la destination de l'adjonction - Exemples donnés à titre d'information - Liste non exhaustive

FAUTEUIL

Fauteuil		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
NX000000080	x Neox - Dossier angle Inclinaable -5 à 30° - Dossier non rabattable	3 303,53 €	3 131,31 €	9557230	3 303,53 €	VPH, ACHAT NEUF, FRMC, MODULAIRE MANUEL MULTI-CONFIGURABLE,LIFE MOBILITY

Note :Le Neox est conforme aux spécifications LPPR pour la catégorie FRMC (Certificat CERAH 24-154-A)


CHASSIS


Angles d'assise - Pré réglages d'usine		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
NX420000010	☐ Angle d'assise A (inclinaison d'assise 12°, inclinaison Std du dossier 115°)	◆	- €			IMPORTANT : Les angles d'assise A et B sont des préréglages d'angles proposés d'usine selon la matrice en fin de document. Il est possible de régler l'angle d'assise entre ces 2 positions, soit à 13° et 14° en jouant sur les Hauteurs avant et/ou arrière, et ajuster la perpendicularité des pivot de fourche en conséquence. 
NX420000020	☐ Angle d'assise B (inclinaison d'assise 15°, inclinaison Std dossier 118°)	■	- €			

Hauteurs d'assise AV et tailles roues - Dispositif Standard		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
Note	☐ Réglage de hauteur Avant souhaité : _____ cm	■				Notez la hauteur Avant souhaité et choisissez dans la liste en dessous la configuration de Roues AV / Roues AR.Les plages de réglage sont indiquées pour chaque configuration selon les angles d'assise.

Roues AV 5" - Plages de réglage selon Taille de roues AR et Angle d'assise (A ou B)						
NX040000330	☐ Réglage hauteur avec Roues AV 5" / Roues AR 20" Angle A : 34 cm - Kit roues avant +6 cm obligatoire	■	- €			Attention : Kit d'élargissement des roues AV =6 cm obligatoire pour cette hauteur 34 cm. Angle A seulement.
NX040000010	☐ Réglage hauteur avec Roues AV 5" / Roues AR 20" Angle A : 35 - 41 cm / Angle B : 36 - 41 cm	■	- €			
NX040000020	☐ Réglage hauteur avec Roues AV 5" / Roues AR 22" Angle A : 37 - 40 cm / Angle B : 39 - 41 cm	■	- €			Angle A seulement.
NX040000030	☐ Réglage hauteur avec Roues AV 5" / Roues AR 24" Angle A : 39 - 41 cm / Angle B : -	■	- €			

Roues AV 6" - Plages de réglage selon Taille de roues AR et Angle d'assise (A ou B)						
NX040000050	☐ Réglage hauteur avec Roues AV 6" / Roues AR 20" Angle A : 37 - 42 cm / Angle B : 37 - 42 cm	■	- €			Angle A seulement.
NX040000060	☐ Réglage hauteur avec Roues AV 6" / Roues AR 22" Angle A : 38 - 42 cm / Angle B : 40 - 42 cm	■	- €			
NX040000070	☐ Réglage hauteur avec Roues AV 6" / Roues AR 24" Angle A : 40 - 42 cm / Angle B : 42 cm	■	- €			
NX040000080	☐ Réglage hauteur avec Roues AV 6" / Roues AR 26" Angle A : 42 cm / Angle B : -	■	- €			

Roues AV 7" - Plages de réglage selon Taille de roues AR et Angle d'assise (A ou B)						
NX040000090	☐ Réglage hauteur avec Roues AV 7" / Roues AR 20" Angle A : 40 - 44 cm / Angle B : 40 - 44 cm	■	- €			Dispositif Standard 
NX040000100	☐ Réglage hauteur avec Roues AV 7" / Roues AR 22" Angle A : 40 - 44 cm / Angle B : 40 - 44 cm	■	- €			
NX040000110	☐ Réglage hauteur avec Roues AV 7" / Roues AR 24" Angle A : 40 - 44 cm / Angle B : 42 - 44 cm	■	- €			
NX040000120	☐ Réglage hauteur avec Roues AV 7" / Roues AR 26" Angle A : 42 - 44 cm / Angle B : 44 cm	■	- €			

Roues AV 8" - Plages de réglage selon Taille de roues AR et Angle d'assise (A ou B)						
NX040000130	☐ Réglage hauteur avec Roues AV 8" / Roues AR 20" Angle A : 42 - 45 cm / Angle B : 42 - 45 cm	■	- €			Dispositif Standard 
NX040000140	☐ Réglage hauteur avec Roues AV 8" / Roues AR 22" Angle A : 42 - 45 cm / Angle B : 42 - 45 cm	■	- €			
NX040000150	☐ Réglage hauteur avec Roues AV 8" / Roues AR 24" Angle A : 42 - 45 cm / Angle B : 42 - 45 cm	■	- €			
NX040000160	☐ Réglage hauteur avec Roues AV 8" / Roues AR 26" Angle A : 42 - 45 cm / Angle B : 44 - 45 cm	■	- €			

Option élargissement écartement des roues AV						
NX040000420	☐ Kit d'élargissement pour roues avant (+6 cm)	■	- €			



kit élargissement Roues AV

Hauteurs d'assise AV et tailles roues - Avec Réglage télescopique		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
Note	☐ Réglage de hauteur Avant souhaité : _____ cm				

Roues AV 5" - Plages de réglage selon Taille de roues AR et Angle d'assise (A ou B)

NX040000170	☐ Réglage hauteur avec Roues AV 5" / Roues AR 20" Angle A : 42 - 46 cm / Angle B : 41 - 48 cm	■	- €		
NX040000180	☐ Réglage hauteur avec Roues AV 5" / Roues AR 22" Angle A : 41 - 49 cm / Angle B : 41 - 51 cm	■	- €		
NX040000190	☐ Réglage hauteur avec Roues AV 5" / Roues AR 24" Angle A : 41 - 51 cm / Angle B : 41 - 52 cm	■	- €		
NX040000200	☐ Réglage hauteur avec Roues AV 5" / Roues AR 26" Angle A : 42 - 52 cm / Angle B : 43 - 52 cm	■	- €		

Roues AV 6" - Plages de réglage selon Taille de roues AR et Angle d'assise (A ou B)

NX040000210	☐ Réglage hauteur avec Roues AV 6" / Roues AR 20" Angle A : 42 - 47 cm / Angle B : 42 - 49 cm	■	- €		
NX040000220	☐ Réglage hauteur avec Roues AV 6" / Roues AR 22" Angle A : 42 - 50 cm / Angle B : 42 - 52 cm	■	- €		
NX040000230	☐ Réglage hauteur avec Roues AV 6" / Roues AR 24" Angle A : 42 - 51 cm / Angle B : 42 - 53 cm	■	- €		
NX040000240	☐ Réglage hauteur avec Roues AV 6" / Roues AR 26" Angle A : 42 - 52 cm / Angle B : 44 - 53 cm	■	- €		

Roues AV 7" - Plages de réglage selon Taille de roues AR et Angle d'assise (A ou B)

NX040000250	☐ Réglage hauteur avec Roues AV 7" / Roues AR 20" Angle A : 45 - 47 cm / Angle B : 45 - 49 cm	■	- €		
NX040000260	☐ Réglage hauteur avec Roues AV 7" / Roues AR 22" Angle A : 45 - 50 cm / Angle B : 45 - 52 cm	■	- €		
NX040000270	☐ Réglage hauteur avec Roues AV 7" / Roues AR 24" Angle A : 45 - 52 cm / Angle B : 45 - 55 cm	■	- €		
NX040000280	☐ Réglage hauteur avec Roues AV 7" / Roues AR 26" Angle A : 45 - 54 cm / Angle B : 45 - 54 cm	■	- €		

Roues AV 8" - Plages de réglage selon Taille de roues AR et Angle d'assise (A ou B)

NX040000290	☐ Réglage hauteur avec Roues AV 8" / Roues AR 20" Angle A : 47 cm / Angle B : 47 - 49 cm	■	- €		
NX040000300	☐ Réglage hauteur avec Roues AV 8" / Roues AR 22" Angle A : 47 - 50 cm / Angle B : 47 - 52 cm	■	- €		
NX040000310	☐ Réglage hauteur avec Roues AV 8" / Roues AR 24" Angle A : 47 - 52 cm / Angle B : 47 - 55 cm	■	- €		
NX040000320	☐ Réglage hauteur avec Roues AV 8" / Roues AR 26" Angle A : 47 - 54 cm / Angle B : 47 - 55 cm	■	- €		

Roues AV 200x50 - Plages de réglage selon Taille de roues AR et Angle d'assise (A ou B)

NX040000390	☐ Réglage hauteur avec Roues AV 200x50 / Roues AR 22" Angle A : 48 - 50 cm / Angle B : -	■	- €		
NX040000400	☐ Réglage hauteur avec Roues AV 200x50 / Roues AR 24" Angle A : 48 - 52 cm / Angle B : -	■	- €		
NX040000410	☐ Réglage hauteur avec Roues AV 200x50 / Roues AR 26" Angle A : 48 - 54 cm / Angle B : -	■	- €		


Types de roues AR - Pneus - Main-courantes		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
NX370000010	☐ Pneus à Bandage	◆	- €		
NX370000020	☐ Pneus gonflables	■	- €		
NX370000030	☐ Anti dérapant pour mains courantes	■	- €		
NX370000040	☐ Protège-rayons	■	- €		
NX370000050	☐ Mains courantes Aluminium	◆	- €		
NX370000060	☐ Mains courantes en Synthétique (Mat. Plastique)	■	- €		



Position des Roues AR		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
NX080000010	☐ 1 - Actif	■	- €		
NX080000020	☐ 2 - Medium actif	◆	- €		
NX080000030	☐ 3 - Medium passif	■	- €		
NX080000040	☐ 4 - Passif	■	- €		

Carrossage des Roues AR		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
NX390000010	☐ Carrossage 0°	◆	- €		
NX390000030	☐ Carrossage 1,5°	■	- €		
NX390000020	☐ Carrossage 3°	■	- €		

Notez la hauteur Avant souhaité et choisissez dans la liste en dessous la configuration de Roues AV / Roues AR.Les plages de réglage sont indiquées pour chaque configuration selon les angles d'assise.



Angle A seulement.

Seulement avec roues de 22 et 24", Pneus à Bandage. Non compatible avec freins à Tambours et freins unilatéraux.

Freins		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
Freins Standards					
NX070030040	☐ Frein sur pneu à pousser standard - gauche	◆	- €		
NX070040040	☐ Frein sur pneu à pousser standard - droit	◆	- €		
NX070030010	☐ Frein sur pneu à tirer standard - gauche	■	- €		
NX070040010	☐ Frein sur pneu à tirer standard - droit	■	- €		
Freins Rallongés					
NX070030020	☐ Frein sur pneu à pousser rallongé - gauche	■	- €		
NX070040020	☐ Frein sur pneu à pousser rallongé - droit	■	- €		
NX070030030	☐ Frein sur pneu à tirer rallongé - gauche	■	- €		
NX070040030	☐ Frein sur pneu à tirer rallongé - droit	■	- €		
Freins à Tambours					
NX070000070	☐ Frein à Tambours pour Tierce-personne	■	- €		



Freins à tambours seulement disponibles pour roues AR de 22 et 24".

DIMENSIONS D'ASSISE


Largeurs d'assise		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
Croissillon Taille 1					
NX020000010	☐ 34,5 cm (taille de croisillon 1)	■	- €		
NX020000020	☐ 37 cm (taille de croisillon 1)	■	- €		
NX020000030	☐ 39,5 cm (taille de croisillon 1)	■	- €		
NX020000040	☐ 42 cm (taille de croisillon 1)	■	- €		
NX020000050	☐ 44,5 cm (taille de croisillon 1)	■	- €		
NX020000060	☐ 47 cm (taille de croisillon 1)	■	- €		
NX020000200	☐ 49,5 cm (taille de croisillon 1)	■	- €		
Croissillon Taille 2					
NX020000070	☐ 44,5 cm (taille de croisillon 2)	■	- €		
NX020000080	☐ 47 cm (taille de croisillon 2)	■	- €		
NX020000090	☐ 49,5 cm (taille de croisillon 2)	■	- €		
NX020000100	☐ 52 cm (taille de croisillon 2)	■	- €		
NX020000110	☐ 54,5 cm (taille de croisillon 2)	■	- €		
NX020000120	☐ 57 cm (taille de croisillon 2)	■	- €		
Profondeurs d'assise		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
Châssis latéral Taille 1					
NX030000010	☐ 40 cm (châssis latéral taille 1)	■	- €		
NX030000020	☐ 42 cm (châssis latéral taille 1)	■	- €		
NX030000030	☐ 44 cm (châssis latéral taille 1)	■	- €		
NX030000040	☐ 46 cm (châssis latéral taille 1)	■	- €		
NX030000050	☐ 48 cm (châssis latéral taille 1)	■	- €		
Châssis latéral Taille 2					
NX030000170	☐ 44 cm (châssis latéral taille 2)	■	- €		
NX030000060	☐ 46 cm (châssis latéral taille 2)	■	- €		
NX030000070	☐ 48 cm (châssis latéral taille 2)	■	- €		
NX030000080	☐ 50 cm (châssis latéral taille 2)	■	- €		
NX030000090	☐ 52 cm (châssis latéral taille 2)	■	- €		
NX030000100	☐ 56 cm (châssis latéral taille 2)	■	- €		



Le Neox est réglable en Largeur. L'amplitude de réglage dépend de la taille du croisillon (Taille 1 ou 2). La sellerie (toiles de siège et de dossier) est également réglable.



Largeur spécifique - peut nécessiter un délai de production plus long selon configuration.
ATTENTION : Incompatible avec Dossiers Newton Curve et Coussin d'assise FLX avec plaque de stabilisation.



Le Neox est réglable en profondeur. L'amplitude de réglage dépend des éléments latéraux de châssis, disponibles en 2 longueurs (Taille 1 ou 2).



ATTENTION : Incompatible avec Dossiers Newton Curve et Coussin d'assise FLX avec plaque de stabilisation.



ATTENTION : Incompatible avec Dossiers Newton Curve.



ATTENTION : Incompatible avec Dossiers Newton Curve. Profondeur maximale pour châssis latéral taille 1 avec dossier toile.



ATTENTION : Seulement avec dossier Newton Curve - Pour une profondeur 44 avec dossier toile, prendre un châssis latéral Taille 1.



ATTENTION : Incompatible avec Dossiers Newton Curve. Profondeur maximale pour châssis latéral taille 1 avec dossier toile

SYSTÈME DE SIEGE

NEWTON

Assise et coussins			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
Std	☐	Toile d'assise - Tension réglable	◆	- €		
NX120000010	☐	Coussin d'assise Newton FLX Contour	■	- €		
NX120000030	☐	Coussin d'assise Newton FLX Contour avec plaque rigide de stabilisation	■	- €		


Coussin FLX Contour



Coussin FLX Contour avec plaque de stabilisation



Toile d'assise réglable



NEWTON

❶ La tension de la toile d'assise est ajustable.

Dossiers Toile			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
NX130000090	☐	Dossier 35 cm avec Toile Std Newton FLX1 - Tension ajustable	■	- €		
NX130000100	☐	Dossier 45 cm avec Toile Std Newton FLX1 - Tension ajustable	■	- €		
NX130000010	☐	Dossier 35 cm avec Toile Newton FLX2 - Tension réglable par molettes micrométriques	◆	- €		
NX130000020	☐	Dossier 45 cm avec Toile Newton FLX2 - Tension réglable par molettes micrométriques	■	- €		

Newton FLX 2



Toile de dossier Réglable



❶ La tension de la toile de dossier standard est ajustable.

Dossiers Rigides Modulaires Newton			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
NX130000050	☐	Dossier Newton Curve 1 - Revêtement Mesh (hauteur coussin de dossier 45 cm)	600,00 €	568,72 €	9992641	Dans la limite de 600,00 €
NX130000060	☐	Dossier Newton Curve 2 - Revêtement Mesh (hauteur coussin de dossier 45 cm)	600,00 €	568,72 €		
NX130000070	☐	Dossier Newton Curve 3 - Revêtement Mesh (hauteur coussin de dossier 45 cm)	600,00 €	568,72 €		
NX130000080	☐	Dossier Newton Curve 3 Deep - Revêtement Mesh (hauteur coussin de dossier 45 cm)	600,00 €	568,72 €		
NX130000030	☐	Pré réglage du dossier Curve 3 Deep backrest - Profond	600,00 €	568,72 €		
NX130000040	☐	Pré réglage du dossier Curve 3 Deep backrest - Très Profond	600,00 €	568,72 €		

Curve 1

Curve 2

Curve 3

Curve 3 Deep

Gamme de dossiers Newton Curve



NEWTON

❶ VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPÉRIEUR,LIFE MOBILITY


Largeurs de Dossier Newton			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
NX730000010	☐	Largeur du dossier 37 cm	■	- €		
NX730000020	☐	Largeur du dossier 42 cm	■	- €		
NX730000030	☐	Largeur du dossier 47 cm	■	- €		
NX730000040	☐	Largeur du dossier 52 cm	■	- €		
NX730000050	☐	Largeur du dossier 57 cm	■	- €		

Attention : La largeur de dossier doit être cohérente avec la largeur d'assise. Elle ne peut en aucun cas être supérieure.

❶ Le dossier Newton peut être d'une taille inférieure à la largeur d'assise (sauf 37 cm).

Réglage de hauteur de Dossier Newton			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
NX980000010	☐	Hauteur du dossier Newton : Position 0 (Distance plan Ischions/Lombaire 15 cm)	■	- €		
NX980000020	☐	Hauteur du dossier Newton : Position 1 (Distance plan Ischions/Lombaire 16 cm)	■	- €		
NX980000030	☐	Hauteur du dossier Newton : Position 2 (Distance plan Ischions/Lombaire 17 cm)	■	- €		
NX980000040	☐	Hauteur du dossier Newton : Position 3 (Distance plan Ischions/Lombaire 18 cm)	■	- €		
NX980000050	☐	Hauteur du dossier Newton : Position 4 (Distance plan Ischions/Lombaire 19 cm)	■	- €		
NX980000060	☐	Hauteur du dossier Newton : Position 5 (Distance plan Ischions/Lombaire 20 cm)	■	- €		
NX980000070	☐	Hauteur du dossier Newton : Position 6 (Distance plan Ischions/Lombaire 21 cm)	■	- €		
NX980000080	☐	Hauteur du dossier Newton : Position 7 (Distance plan Ischions/Lombaire 22 cm)	■	- €		
NX980000090	☐	Hauteur du dossier Newton : Position 8 (Distance plan Ischions/Lombaire 23 cm)	■	- €		
NX980000100	☐	Hauteur du dossier Newton : Position inconnue - à régler par vos soins	■	- €		

❶ La position du dossier est réglable en hauteur sur plusieurs positions.



Repose-pieds et repose-jambes		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
Repose-pieds					
NX110030010	☐ Repose-pieds + sangle tallonière - gauche	◆	- €		
NX110040010	☐ Repose-pieds + sangle tallonière- droit	◆	- €		
NX110000010	☐ Potences escamotables - Position des palettes avancée (angle ouvert)	◆	- €		
NX110000020	☐ Potences escamotables - Position des palettes reculée (angle fermé 90°)	■	- €		
NX110000090	☐ Sangle de mollets rembourrée (à partir de Largeur 42)	■	- €		
NX110000170	☐ Longueur de jambe court (LJ) creux poplité - talon (LJ 38 - 48 cm)	■	- €		
NX110000180	☐ Longueur de jambe standard (LJ) creux poplité - talon (LJ 41 - 51 cm)	■	- €		
NX110000190	☐ Longueur de jambe long (LJ) creux poplité - talon (LJ 44 - 57 cm)	■	- €		
Std	☐ Palettes séparées Std	◆	- €		
NX110030040	☐ Palette monobloc relevable à Gauche	■	- €		
NX110040040	☐ Palette monobloc relevable à Droite	■	- €		

- ① Dimension "LJ" correspond à la longueur de jambe de l'utilisateur, soit une distance repose-pied haut du coussin - coussin environ 5 cm.
- ① Les palettes repose pieds sont réglables en hauteur, en angle et en profondeur (position par rapport à l'axe).
- ① **ATTENTION** : Seulement à partir de largeur d'assise 42 cm

Repose-jambes					
NX110030020	☐ Repose-jambe inclinable confort avec pivot ergonomique - gauche	■	- €		
NX110040020	☐ Repose-jambe inclinable confort avec avec pivot ergonomique - droit	■	- €		
NX110000080	☐ Repose-mollets standard	■	- €		
NX110000070	☐ Repose-mollets courts	■	- €		
NX110030030	☐ Sangle tallonière - gauche	■	- €		
NX110040030	☐ Sangle tallonière - droite	■	- €		
NX110000200	☐ Longueur de jambe court (LJ) creux poplité - talon (LJ 38 - 51 cm)	■	- €		
NX110000210	☐ Longueur de jambe longue (LJ) creux poplité - talon (LJ 48 - 57 cm)	■	- €		

- ① Dimension "LJ" correspond à la longueur de jambe de l'utilisateur, soit une distance repose-pied haut du coussin - coussin environ 5 cm.

Support de jambe pour amputés					
NX110000120	☐ Support de jambe pour amputé (A partir de largeur 37)				
Note	☐ Droit	150,00 €	142,18 €	9925544	Dans la limite de 600,00 €
note	☐ Gauche	150,00 €	142,18 €		

- ① VPH, ADJONCTION, PAP FORFAIT B ADJONCTIONS
MEMBRE INFÉRIEUR, LIFE MOBILITY



Dimensions (mm) Appui-mollets et Supports de jambes pour amputés

	Appui-Mollets Standards		Appui-Mollets Courts	
	Longueur	Largeur	Longueur	Largeur
Largeur d'assise 34,5	225	130	175	130
Largeur d'assise 37 / 39,5	230	150	180	150
Largeur d'assise 42 / 44,5	235	180	185	180
Largeur d'assise 47 / 49,5	240	205	190	205
Largeur d'assise 52 / 54,5 / 57	245	230	195	230

	Supports de jambes pour amputés	
	Longueur	Largeur
Largeur d'assise 34,5		
Largeur d'assise 37 / 39,5	250	180
Largeur d'assise 42 / 44,5	250	180
Largeur d'assise 47 / 49,5	250	230
Largeur d'assise 52 / 54,5 / 57	250	230

Accoudoirs		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
NX100030010	☐ Manchette d'accoudoir PUR 35 cm incurvé gauche	◆	- €		
NX100040010	☐ Manchette d'accoudoir PUR 35 cm incurvé droite	◆	- €		
NX100030070	☐ Manchette d'accoudoir PUR 40 cm incurvé gauche	■	- €		
NX100040070	☐ Manchette d'accoudoir PUR 40 cm incurvé droite	■	- €		
NX100030080	☐ Manchette d'accoudoir PUR 40 cm droit gauche	■	- €		
NX100040080	☐ Manchette d'accoudoir PUR 40 cm droit droite	■	- €		
NX100030030	☐ Manchette d'accoudoir rembourré 35 cm gauche	■	- €		
NX100040030	☐ Manchette d'accoudoir rembourré 35 cm droite	■	- €		
NX100030040	☐ Manchette d'accoudoir rembourré 40 cm gauche	■	- €		
NX100040040	☐ Manchette d'accoudoir rembourré 40 cm droite	■	- €		
NX100030050	☐ Manchette d'accoudoir en P gauche	■	- €		
NX100040050	☐ Manchette d'accoudoir en P droite	■	- €		
NX100030060	☐ Accoudoir gouttière pour hémiplegie - support rotatif - Gauche	■	- €		
NX100040060	☐ Accoudoir gouttière pour hémiplegie - support rotatif - Droit	■	- €		



Accessoires de Dossier		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
NX220000020	☐ Barre de tension de dossier - Rigide	■	- €		
NX220000010	☐ Barre de tension de dossier - Pliable	■	- €		
NX220000030	☐ Barre de tension de dossier avec support d'appui tête - Rigide	■	- €		



APPUI-TETES

Appui-têtes		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
NX140000010	☐ Appui-tête Compact	160,00 €	151,66 €	9992530	160,00 €
NX140000020	☐ Appui-tête Standard	160,00 €	151,66 €		
NX140000030	☐ Appui-tête Confort - Mesh	160,00 €	151,66 €		



ACCESSOIRES

Tablettes		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
NX150000010	☐ Tablette de travail en plexiglas	132,00 €	125,12 €	9982298	132,00 €
NX150000020	☐ Rembourrage pour les coudes (Pour tablette plexiglas seulement)	■	- €		
NX150030010	☐ Tablette de travail type College gauche	132,00 €	125,12 €		
NX150040010	☐ Tablette de travail type College droite	132,00 €	125,12 €		



Maintenance et Ceintures		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
NX160000010	☐ Ceinture de maintien	- €	- €		

Accessoires		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
NX160030010	☐ Anti-bascule Gauche	■	- €		
NX160040010	☐ Anti-bascule Droit	■	- €		
NX160040030	☐ Porte-canne Droit	■	- €		
NX160000050	☐ Porte- bouteille d'oxygène	500,00 €	473,93 €	9921799	500,00 €
NX160000040	☐ Bande de protection caoutchouc pour tubes inférieurs de châssis	■	- €		

