



Technische Daten

NEWTON CURVE

Newton Curve Universal-Montageplatte

Newton Curve Universal-Montageplatte schmal	Newton Curve Universal-Montageplatte breit	Newton Curve Universal-Montageplatte für Curve 3 DEEP
Curve 1,2,3	Curve 1,2,3	Curve 3 Deep
Für links und rechts gleich	Für links und rechts gleich	Linke und rechte Variante
Kleiner Rückenrohr-Abstand	Großer Rückenrohr-Abstand	Eine Maßausführung



Newton Einsteckteil

Breite zwischen den Rückenrohre



Newton Curve Universal-Montageplatte schmal




Newton Curve Universal-Montageplatte breit

Abstand zwischen Rückenrohre
(Außenseite Rohr zu Außenseite Rohr)

Newton Curve Rückenbreite	Min	Max	Min	Max
37 cm	36 cm	42	42	52
42 cm	36 cm	42	42	52
47 cm	36 cm	42	42	52
52 cm	46 cm	52	52	62
57 cm	46 cm	52	52	62

Newton Curve Sitztiefe Konsequenz^{1,2}

Rücken maximal gegen die Adapter geschoben	Rücken (W47) zwischen die Rückenrohre (Breite 54cm)	Rückenlehne komplett für die Rückenrohre
2 cm	-2 cm	5 cm



1 Abstand zwischen Vorderseite Rückenlehne (unbelastet) und Vorderseite der Rückenrohre
 2 Sitztiefe Konsequenz ist abhängig vom Rückenwinkel und Einstellung Beckenstütze