Life&Mobility

Inspired by life

BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

2026

Evo Altus

"Assise Low Rider"

FREV - Verticalisation électrique



karma

Indications

Patients en situation de handicap longue voire permanente et dont la durée estimée est supérieure à six mois.

Personnes avec incapacité de marche partielle ou totale, avec impossibilité de propulser un VPH à propulsion manuelle ou podale soit en raison de la déficience, soit en raison de la situation environnementale.

Nécessite les capacités cognitives et physiques permettant d'assurer la maîtrise du fauteuil roulant électrique. Commande uniquement par l'accompagnant possible à titre exceptionnel selon capacités et situation environementale.

Personnes dont les besoins nécessitent une verticalisation régulière, et en particulier les personnes ayant des rétractions musculo-tendineuse des membres inférieurs, et dont les capacités fonctionnelles ne leur permettent pas de se verticaliser elles-mêmes ou d'utiliser un système de verticalisation mécanique, assistée ou non.

Conditions de prescription et de prise en charge

Compétences du prescripteur hors renouvellement à l'identique :
Equipe pluridisciplinaire constituée au minimum d'un médecin spécialiste compétent en médecine physique et en réadaptation (MPR) ou d'un médecin titulaire d'un DU Appareillage, et d'un ergothérapeute ou d'un kinésithérapeute ayant une pratique dans le domaine des VPH.
Compétences du prescripteur renouvellement à l'identique : Médecin généraliste ou Ergothérapeute
Parcours hors renouvellement à l'identique :
Evaluation des besoins (+ Aptitude à la conduite) => Préconisations (VPH + Adjonctions) => Essais => Validation.
Cf Fiche de préconisation.
Prise en charge : Sur DAP (Demande d'accord préalable) : 15 jours - 2 mois si Adjonction(s) sur devis

Fauteuil	Montant LPP/PLV	Code LPP Individuel	
VPH, ACHAT NEUF, FREV, MODULAIRE ÉLECTRIQUE DE VERTICALISATION,LIFE MOBILITY	21 069,25 €	9544121	
Adjonctions	**Montant LPP/PLV**	**Code LPP Individuel**	***Adjonctions Disponibles***
VPH, ADJONCTION, REPOSE-JAMBE ÉLEC. DROIT+GAUCHE,FRE FREP FREV,LIFE MOBILITY	1 250,00 €	9936430	✓
VPH, ADJONCTION, SUPP. ÉLÉVATION ÉLECTRIQUE (LIFT) FRE FREP FREV,LIFE MOBILITY	1 500,00 €	9967867	✓
VPH, ADJONCTION, SUPPLÉMENT APPUI-TÊTE RÉGLABLE,LIFE MOBILITY	160,00 €	9992530	✓
VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPÉRIEUR,LIFE MOBILITY	Dans la limite de 600,00 €	9992641	✓
VPH, ADJONCTION, PAP FORFAIT B ADJONCTIONS MEMBRE INFÉRIEUR,LIFE MOBILITY	Dans la limite de 600,00 €	9925544	✓
VPH, ADJ., BOÎTIER DE COMMANDE PERSONNALISÉ POUR FRE, FREP,FREV,LIFE MOBILITY	1 500,00 €	9982714	✓
VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE,LIFE MOBILITY	132,00 €	9982298	✓
VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV	Sur devis	4960062	✓

INFORMATIONS CLIENT

☐ **COMMANDE** ☐ **DEVIS**

SOCIETE

Code Client :

Société :

Contact
Nom / Prénom :

E Mail :

Tel :

UTILISATEUR

Nom / Prénom :

Prescripteur - Thérapeute : Fonction :

DOCUMENT A RENVOYER A :

E Mail : service@life-mobility.fr **Tel** : 04 37 22 21 38

ADRESSE DE LIVRAISON

Adresse :


Code postal :

Ville :

TAMPON ET SIGNATURE

Prix publics conseillés en € - TVA 5,5% - Valides à la date d'impression - Sous réserve de modifications.
Photos et schémas non contractuels. Les caractéristiques produit sont données à titre indicatif et des modifications peuvent survenir sans préavis.
Les Informations relatives à la LPP sont également données à titre indicatif et n'engage en aucun cas Life&Mobility France. Nous vous invitons à consulter les textes de référence sur le site du gouvernement (Arrêté du 6 février 2025 NOR : TSSS2503855A, Avis Tarifaire du 17 Juillet 2025 NOR : TSSS2520446V, Arrêtés Modificatifs du 31 Mars 2025 NOR : TSSS2510196A et du 10 Octobre 2025 NOR : TSSS2527842A)

PRISE DE MESURE



	Poids (Kg) :
	Taille (cm) :
1	**Hauteur Assise / Haut Tête (cm) :**
2	**Hauteur Assise / Epaules (cm) :**
3	**Hauteur Assise / Coude (cm) :**
4	**Coude / Main (cm) :**
5	**Creux poplité / Talon (segment jambe) (cm) :**
6	**Bas du dos / Creux poplité (Segment cuisse) (cm) :**
7	**Largeur de hanches :**
8	**Largeur de buste (cm) :**
9	**Hauteur assise / Buste (cm) :**

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Base Motrice - Châssis

Type de propulsion	Base Motrice Evo : Traction - Roues Avant Motrices
Vitesse - Moteurs - Batteries	10 Km/h - Moteurs 2 x 320 W (Réductés en ligne) - Batteries Gel MTG 76 Ah
Electronique	R Net 120 Ah - Joystick Ecran Couleur - Contrôle de trajectoire avec Gyro intégré
Suspensions	4 suspensions indépendantes par combinés ressorts-amortisseurs à gaz réglables
Roues - Pneus	Roues avec jantes en aluminium à 3 branches, anodisées noir mat, et pneus gonflables noirs.
Transport	Crochets d'arrimage - Crash Test ISO 7176/19 / Pré équipement pour Station d'arrimage Dahl - Crash Test ISO 7176/19
Couleurs	Gris métallisé, Orange, Blanc

Dimensions - capacités

Longueur hors tout	98,5 cm (plaques repose-pieds relevées)
Largeur hors tout	61,5 cm (ext. Roues avant motrices)
Hauteur sol siège	Standard : à Partir de 44,5 cm (mesurée à la plaque d'assise). Low Rider : Hauteur sol-siège à partir de 41,5 cm (mesurée à la plaque d'assise).
Dimensions de siège	Profondeur réglable de 40 à 57,5 cm et largeur réglable de 42 à 62 cm (rails latéraux additionnels)
Poids utilisateur max.	136 kg (120 Kg en mode assis / couché / debout)

Siège - Fonctions d'assise - Equipements

Verticalisation	Siège Altus : Verticalisation électrique assis / couché / debout - Bascule d'assise / debout - Assis / debout
Dossier	Dossier électrique inclinable à 180° avec compensation biomécanique, réglable en hauteur
Repose-jambes	Repose-jambe central électrique inclinable à 180° avec compensation biomécanique - plaques repose-pieds séparées relevables, réglables en inclinaison et en hauteur de 25 à 60 cm
Lift	Lift électrique 40 cm
Bascule d'assise	Bascule d'assise électrique 15° / 30° / 50°
Accoudoirs	Accoudoirs à compensation biomécanique, relevables, réglables en hauteur, en écartement, en profondeur - garnitures 10 x 30 cm avec revêtement Mesh micro aéré.
Sellerie	Coussins d'assise et de dossier ergonomiques
Maintien - Sécurité	Ceinture de buste 2 points et cale-genoux amovible multiréglable, appuis capitonnés avec revêtement micro aéré Mesh
Appui-tête	Appui-têtes multi-réglables
Support de joystick	Escamotable à 45° (S'abaisse sous le niveau de l'accoudoir une fois escamoté)

Garantie

Garantie	2 ans / Hors batteries et pièces d'usure. Châssis 5 ans

SYMBOLES

✕	**Sélection d'office**	☐	**Sélection possible - A cocher**
◆	**Configuration standard - Choix par défaut**	■	**Configuration standard - Autre choix possible**
ⓘ	**Information**	ⓘ	**Avertissement**

ⓘ Prescription — **Information relative à la prise en charge Code et Montant LPP**

ⓘ Fact en Sus — **Option hors nomenclature - hors compensation du handicap - Facturable en sus du PLV (CF FAQ - Question 18)**

ⓘ Besoin couvert — **Explique la destination de l'adjonction - Exemples donnés à titre d'information - Liste non exhaustive**

FAUTEUIL

Fauteuil			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA000000080	✕	**Evo Altus**	**21 069,25 €**	**19 970,85 €**	**9544121**	**21 069,25 €**	VPH, ACHAT NEUF, FREV, MODULAIRE ÉLECTRIQUE DE VERTICALISATION,LIFE MOBILITY
			+ 7,42 € HT d'éco-participation				Note : L'Evo Altus est conforme aux spécifications LPPR pour la catégorie FREV (Certificat CERAH 25-103-A)

CHASSIS

Module gyroscopique			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
Std	✕	**Module Gyro R Net - Contrôle de trajectoire**	◆	- €			


Module Gyro R Net



Le module Gyro est installé dans le châssis. Il permet de détecter les déviations de trajectoires lors de la conduite et corrige automatiquement la direction. Il apporte sécurité et confort de conduite sleon les capacités de l'utilisateur, et l'environnement.


Hauteurs sol-siège - Siège surbaissé "Low Rider"			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
EA040000010	☐	Hauteur sol-siège - Siège surbaissé "Low Rider" (mesurée à la plaque d'assise) - 415 mm	■	- €		
EA040000020	☐	Hauteur sol-siège - Siège surbaissé "Low Rider" (mesurée à la plaque d'assise) - 425 mm	■	- €		
EA040000030	☐	Hauteur sol-siège - Siège surbaissé "Low Rider" (mesurée à la plaque d'assise) - 435 mm	■	- €		

Hauteur sol-siège **"Low Rider"** à partir de 41,5,5 cm



Hauteurs sol-siège - Siège "Classic"			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
EA040000040	☐	Hauteur sol-siège (mesurée à la plaque d'assise) - 445 mm	■	- €		
EA040000050	☐	Hauteur sol-siège (mesurée à la plaque d'assise) - 455 mm	■	- €		
EA040000060	☐	Hauteur sol-siège (mesurée à la plaque d'assise) - 465 mm	■	- €		

Hauteur sol-siège "Classic" à partir de 44,5 cm



Réglage des suspensions (selon poids de l'utilisateur)			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
EA720000010	☐	Réglage suspensions poids 0 à 50 kg	■	- €		
EA720000020	☐	Réglage suspensions poids 50 à 75 kg	■	- €		
EA720000030	☐	**Réglage suspensions poids 75 à 100 kg**	◆	- €		
EA720000040	☐	Réglage suspensions poids 100 à 125 kg	■	- €		
EA720000050	☐	Réglage suspensions poids 125 à 140 kg	■	- €		

Combiné Ressort / Amortisseur (x 4)



Le fauteuil est livré pré-réglé d'usine. Ces réglages sont modifiables ultérieurement selon les souhaits de l'utilisateur. Ressorts et amortisseurs à gaz sont réglables indépendamment.

Couleurs de châssis			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA500000010	☐	Couleur Gris Métallisé / Noir	■	- €			Les exemples de coloris sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels. Le rendu peut varier (nuance, contraste, luminosité) en fonction de la qualité de l'écran et/ou de l'impression. Attention : Life & Mobility France ne pourra être tenu responsable en cas d'insatisfaction concernant le coloris choisi et n'effectuera aucun échange.
EA500000020	☐	Couleur Orange / Noir	■	- €			
EA500000030	☐	Couleur Blanc / Noir	■	- €			
EA500000050	☐	Couleur personnalisée RAL - code RAL à préciser Code RAL : _____	605,90 €	574,31 €	**Hors LPP - Option à caractère Esthétique - Facturable en sus du PLV**		FAQ Réforme de la PEC des VPH - Question 18 -"options hors nomenclature qui ne relèvent pas de la compensation du handicap […], peuvent être facturées en sus sans prise en charge par l'Assurance maladie."

Exemples de couleurs de détail



Blanc



Orange



Gris



Nuancier RAL K7

Kit route			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €
EA160000100	☐	Kit route à LED	■	- €		

Kit route



BATTERIES ET CHARGEURS

Batterie			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA530000060	✕	**Batteries Gel MTG 76 Ah**	◆	- €			**Autonomie** : Jusqu'à 36 km avec des batteries de 76 Ah (autonomie donnée à titre indicatif, valeur théorique calculée sur la base des tests d'homologation CE. Cette valeur peut varier en fonction de l'utilisation, des conditions d'usage, de la charge embarquée, de l'utilisation des fonctions du siège, etc., ainsi que de l'ancienneté des batteries).

Chargeurs			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA660000010	☐	**Chargeur 24 V / 8A**	◆	- €			Un chargeur de plus forte intensité réduit le temps de charge
EA660000020 EA660000050	☐	Chargeur 24 V / 12A - Batterie MTG 76Ah - Prise de charge déportée obligatoire Avec prise de charge déportée à l'arrière du châssis	734,99 €	696,67 €	4960062	Sur devis	VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV
EA660000020 EA660000060	☐	Chargeur 24 V / 12A - Batterie MTG 76Ah - Prise de charge déportée obligatoire Avec prise de charge déportée - emplacement au choix	Sur Devis				
							Besoin couvert : Permet par exemple à l'utilisateur qui ne peut accéder à l'avant du joystick de brancher le chargeur de son fauteuil en autonomie, et/ou selon l'environnement, d'offrir un accès adapté à la prise de charge, autre que celui du joystick.

ROUES ET PNEUS

Roues avant motrices			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA050200020	☐	**Roues AV 3.00 x 8 : Pneus à bandages Noirs**	◆	- €			
EA050190020	☐	Roues AV 3.00 x 8 : Pneus gonflables Noirs	■	- €			Des pneus gris (bandages ou gonflables sont disponibles en SAV)

Pneus noirs roues AV



Roues arrières pivotantes			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA060200010	☐	**Roues AR 2.50 x 4 : Pneus à bandages Noirs**	◆	- €			
EA060190020	☐	Roues AR 2.50 x 4 : Pneus gonflables Noirs	■	- €			Des pneus gris (bandages ou gonflables sont disponibles en SAV)

Pneus noirs roues AR



DIMENSIONS DE SIEGE

Largeurs d'assise			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA020000010	☐	Largeur d'assise 420 mm	■	- €			
EA020000020	☐	Largeur d'assise 470 mm	■	- €			
EA020000030	☐	Largeur d'assise 520 mm	■	- €			Largeur d'assise : D'une épaisseur de 2,5 cm, les rails latéraux permettent d'ajuster facilement la largeur en ajoutant ou en retirant des rails supplémentaires.
EA020000040	☐	Largeur d'assise 570 mm	■	- €			
EA020000050	☐	Largeur d'assise 620 mm	■	- €			

Largeur d'assise



Profondeurs d'assise			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA030000010	☐	Profondeur d'assise 400 mm	■	- €			
EA030000020	☐	Profondeur d'assise 425 mm	■	- €			
EA030000030	☐	Profondeur d'assise 450 mm	■	- €			
EA030000040	☐	Profondeur d'assise 475 mm	■	- €			
EA030000050	☐	Profondeur d'assise 500 mm	■	- €			
EA030000060	☐	Profondeur d'assise 525 mm	■	- €			
EA030000070	☐	Profondeur d'assise 550 mm	■	- €			
EA030000080	☐	Profondeur d'assise 575 mm	■	- €			
EA030000090	☐	Rails latéraux coulissants pour réglage profondeur d'assise	580,25 €	550,00 €	4960062	Sur devis	VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV
							Besoin couvert : Les rails latéraux coulissants sont recommandés en prévison d'une évolution de la morphologie (croissance, corpulence) et donc de la profondeur d'assise. Il permettent d'ajuster la profondeur sans remplacement de pièces.

Profondeur réglable



Largeurs de dossiers		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA730000010	☐ Largeur de dossier 410 mm	■	- €			
EA730000020	☐ Largeur de dossier 460 mm	■	- €			
EA730000030	☐ Largeur de dossier 510 mm	■	- €			

Attention : La largeur du dossier doit être cohérente avec l'espace entre les accoudoirs. Elle ne peut en aucun cas être supérieure.

Largeur de dossier



Seulement en cas de Dossier "Type Lectus" => Voir choix "PAP Membre supérieur" ci-dessous

Hauteurs de dossiers		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA410000010	☐ Hauteur de dossier 530 mm	■	- €			
EA410000020	☐ Hauteur de dossier 600 mm	■	- €			
EA410000030	☐ Hauteur de dossier 670 mm - Seulement pour largeur 510 mm	■	- €			

La position du dossier est réglable en hauteur sur plusieurs positions

Hauteur de dossier



Seulement en cas de Dossier "Type Lectus" => Voir choix "PAP Membre supérieur" ci-dessous

Dimensions de dossier sur mesure		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA780310070	☐ Dossier sur mesure : Largeur : _____ cm x Hauteur : _____ cm	Sur Devis		4960062	Sur devis	

VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV

Dossier sur mesure



Besoin couvert : Permet à l'utilisateur d'avoir un positionnement des pieds/membres inférieurs fabriqué sur mesure, en l'absence de toute solution existante dans la liste des produits d'aide à la posture (PAP)

DISPOSITIFS DE COMMANDE ET MODULES ELECTRONIQUES

Joystick principal		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA770000010	☐ **Electronique R Net - Joystick Couleur CJSM1**	◆	- €			
EA770000020	☐ Electronique R Net - Joystick Couleur XL CJSM2	■	- €			
EA770000060	☐ Commande spéciale - Electronique R Net - Joystick Couleur XL CJSM2 avec contrôle d'environnement IR et Bluetooth	981,15 €	930,00 €	4960062	Sur devis	

VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV

Joystick R Net CJSM1



Joystick R Net CJSM2



Besoin couvert : Permet à l'utilisateur qui ne peut manipuler/porter des accessoires, et qui ne peut accéder qu'à son Joystick, de contrôler depuis le fauteuil des périphériques connectés via Bluetooth ou Infra rouge (Téléphone, ordinateur, tablette, outils de communication etc...)

Manettes de joystick - Embouts		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA930320020	☐ Manette de Joystick type Balle 32 mm	■	- €			
EA930320030	☐ Manette de Joystick type Balle 38 mm	■	- €			
EA930320040	☐ Manette de Joystick type Stick 80 mm	■	- €			
EA930320050	☐ Manette de Joystick type Champignon	■	- €			
EA930320060	☐ Manette de Joystick type Barre en "T"	■	- €			
EA930320070	☐ Manette de Joystick type Balle en mousse "Soft"	■	- €			
EA930320080	☐ Manette de Joystick type Balle de Golf	■	- €			
EA930320090	☐ Manette de Joystick Tétra Bodypoint larg. 75 mm	■	- €			
EA930320100	☐ Manette de Joystick Tétra Bodypoint larg.102 mm	■	- €			

Manettes de joystick



Balle 32 mm | Balle 38 mm | Stick 80 mm | Champignon | Barre en "T" | Balle en mousse "Soft" | Balle de Golf | Manette Tétra Bodypoint

Supports de joystick		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA750040010	☐ Support de joystick fixe type Altus - côté Droit	■	- €			
EA750030010	☐ Support de joystick fixe type Altus - côté Gauche	■	- €			
EA750040020	☐ Support de joystick escamotable - côté Droit	■	- €			
EA750030020	☐ Support de joystick escamotable - côté Gauche	■	- €			
EASpeJoy3	☐ Support de joystick escamotable intérieur / extérieur	1 342,46 €	1 272,47 €	4960062	Sur devis	

VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV

Escamotage de joystick



Besoin couvert : Destiné à des utlisateurs nécessitant de positionner en intérieur leur josytick (position frontale), tout en autorisant un escamotage latéral intégral pour l'accès aux tables par exemple.

BOITIERS DE COMMANDE PERSONNALISES

ATTENTION : Options non cumulables entre elles

Option Commande accompagnateur			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
BPPACK1	☐	Boitier de commande personnalisé - Commande accompagnateur	1 500,00 €	1 421,80 €			
		Choix du côté du montage :					
EA770040050	☐	Commande tierce-personne montée au dossier - à Droite	◆		9982714	1 500,00 €	ⓘ VPH, ADJ., BOÎTIER DE COMMANDE PERSONNALISÉ POUR FRE, FREP,FREV,LIFE MOBILITY
EA770030040	☐	Commande tierce-personne montée au dossier - à Gauche	■				

Commande tierce-personne



Option Commande par clavier			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
BPPACK2	☐	Boitier de commande personnalisé - Commande par Clavier 5 Switchs (5 rangées / 10 contacts)	1 500,00 €	1 421,80 €			
		Choix du type de boutons : Poussoirs ou Leviers :					
EA160000300	☐	Dispositif de contrôle par clavier PRO - 5 switchs type boutons poussoirs - Mo-Vis	■		9982714	1 500,00 €	ⓘ VPH, ADJ., BOÎTIER DE COMMANDE PERSONNALISÉ POUR FRE, FREP,FREV,LIFE MOBILITY
EA160000310	☐	Dispositif de contrôle par clavier PRO - 5 switchs type leviers - Mo-Vis	■				

Boîtier Mo-Vis à boutons poussoirs



Boîtier Mo-Vis à boutons leviers



ⓘ Répartition des fonctions programmables

Option Commande accompagnateur + Commande par clavier			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
BPPACK3	☐	Boitier de commande personnalisé - Commande accompagnateur + Commande par Clavier 5 Switchs (5 rangées / 10 contacts)	1 500,00 €	1 421,80 €			
		Choix du côté du montage :					
EA770040050	☐	Commande tierce-personne montée au dossier - à Droite	◆				
EA770030040	☐	Commande tierce-personne montée au dossier - à Gauche	■		9982714	1 500,00 €	ⓘ VPH, ADJ., BOÎTIER DE COMMANDE PERSONNALISÉ POUR FRE, FREP,FREV,LIFE MOBILITY
		Choix du type de boutons : Poussoirs ou Leviers :					
EA160000300	☐	Dispositif de contrôle par clavier PRO - 5 switchs type boutons poussoirs - Mo-Vis	■				
EA160000310	☐	Dispositif de contrôle par clavier PRO - 5 switchs type leviers - Mo-Vis	■				

Commande tierce-personne



Boîtier Mo-Vis à boutons poussoirs



Boîtier Mo-Vis à boutons leviers



ⓘ Répartition des fonctions programmables

Adaptations spéciales pour commandes personalisées			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA770000070	☐	Poignée pour commande tierce-personne (commande tierce-personne obligatoire)	1 727,17 €	1 637,13 €	4960062	Sur devis	ⓘ VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV



ⓘ Besoin couvert : Offre à l'accompagnant un accès facilité et ergonomique à la commande tierce personne, permettant une maitrise affiné de la conduite ou de la gestion des focntion du fauteuil.

EASpeJoy4	☐	Fab. Spé : Déplacement du Joystick principal au dossier pour l'accompagnant	369,25 €	350,00 €	4960062	Sur devis	ⓘ VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV

Joystick monté au dossier





ⓘ Besoin couvert : En complément d'une commande spéciale, ou lorsque qu'une commande personalisée pour l'accompagnateur n'est pas envisageable, le déport du Joystick principal du fauteuil au dossier permet l'accès à l'intégralité des fonctions du fauteuil, et offre aux utilisateurs de cette commande un retour visuel complet des menus/mode via l'écrant LCD (CJSM2 ou CJSM2).

Commande centrale sur mesure avec Joystick réversible sur tablette			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA770000030	☐	Commande spéciale -Joystick central réversible pour tablette - Choix de la tablette ci-dessous :					
EA150040020	☐	Tablette pour Joystick central réversible - escamotable à Droite	2 414,87 €	2 288,98 €	4960062	Sur devis	ⓘ VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV
EA150030020	☐	Tablette pour Joystick central réversible - escamotable à Gauche					

Joystick central réversible



Joystick sur tablette





ⓘ Besoin couvert : Permet à des utilisateurs dont la mobilité ne permet pas le contrôle d'un manipulateur latéral, et pour lesquels les membres supérieurs doivent rester en appui devant le tronc, de gérer la conduite et l'ensemble des fonctions du fauteuil.

ⓘ Attention : Le joystick central réversible est spécifique et doit obligatoirement être monté sur une tablette.
La tablette ne peut être commandée séparément.
Important : Lorsqu'il est retourné, un dispositif de sécurité bloque automatiquement la conduite.

SELLERIE (COUSSINS ET REVETEMENTS)

Coussins d'assise			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA240000010	☐	**Coussin d'assise ergonomique Altus - revêtement Mesh micro aéré**	◆	- €			
EA240000020	☐	Coussin d'assise ergonomique Altus - revêtement Dartex imperméable	■	- €			
EA240000040	☐	Sans coussin d'assise	■	- €			

ⓘ Note : dimensions de base des coussins d'assise Altus :
Largeurs : 42, 47, 52, 57 cm
Profondeurs : 45, 52,5 ou 60 cm

Coussin de siège



PAP MEMBRE SUPERIEUR ET MAINTIEN DU TRONC

Dossier Rigides "Type Lectus"			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA780000010	☐	Dossier rigide avec Coussin - revêtement Mesh micro aéré	■	- €			
EA780000020	☐	Dossier rigide avec Coussin- revêtement Dartex imperméable	319,99 €	303,31 €	9992641	Dans la limite de 600,00 €	ⓘ VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPÉRIEUR,LIFE MOBILITY
EA780000080	☐	Dossier rigide avec Coussin Extra Confort - revêtement Mesh	345,00 €	327,01 €			
EA780000090	☐	Dossier rigide avec Coussin Extra Confort - revêtement Dartex imperméable	365,00 €	345,97 €			
EA780000040	☐	Sans coussin de dossier	■	- €			
EA780000050	☐	Sans coussin de dossier et sans plaque de dossier	■	- €			

Dossier rigide




Coussin de dossier Extra Confort



Maintiens latéraux			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA780000060	☐	Biseaux dorso-lombaires - Inserts Latéraux de dossier (la paire)	148,00 €	140,28 €	9992641	Dans la limite de 600,00 €	ⓘ VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPÉRIEUR,LIFE MOBILITY
EA830040070	☐	Appui latéral capitonné - Côté Droit - revêtement Mesh micro aéré	■	- €			
EA830030070	☐	Appui latéral capitonné - Côté Gauche - revêtement Mesh micro aéré	■	- €			
EA830040080	☐	Appui latéral capitonné - Côté Droit - revêtement Dartex imperméable	145,00 €	137,44 €	9992641	Dans la limite de 600,00 €	ⓘ VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPÉRIEUR,LIFE MOBILITY
EA830030080	☐	Appui latéral capitonné - Côté Gauche - revêtement Dartex imperméable	145,00 €	137,44 €			
EA830040050	☐	Cale-tronc Droit - sur rail de réglage en hauteur - revêtement Mesh micro aéré	150,00 €	142,18 €			
EA830030040	☐	Cale-tronc Gauche - sur rail de réglage en hauteur - revêtement Mesh micro aéré	150,00 €	142,18 €			

Biseaux Dorso Lombaires





Appuis latéraux



Cale-tronc escamotable réglable en hauteur





ⓘ Les biseaux dorso-lombaires sont des coussins additionnels placés entre la plaque de dossier et le coussin afin d'en augmenter le galbe et assurer la stabilité du tronc en rotation.
Non compatibles avec les appuis latéraux
Les appuis latéraux sont des cale-troncs amovibles, réglables en hauteur et en écartement.
Les cale-troncs sont escamotables et multiréglables.

Butées de Coudes			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA790040080	☐	Butée de maintien arrière et latéral de coude capitonée - revêtement Mesh micro aéré - côté droit	300,00 €	284,36 €	9992641	Dans la limite de 600,00 €	ⓘ VPH, ADJONCTION, PAP, FORFAIT A ADJONCTIONS MEMBRE SUPÉRIEUR,LIFE MOBILITY
EA790030080	☐	Butée de maintien arrière et latéral de coude capitonée - revêtement Mesh micro aéré - côté gauche	300,00 €	284,36 €			


Butée de maintien (Butée de coude)



APPUI-TETES

Appui-têtes			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA140000060	☐	Appui-tête Gamme Lectus - multiréglable - revêtement Mesh micro aéré	■	- €			
EA140000070	☐	Appui-tête Gamme Lectus - multiréglable - revêtement Dartex imperméable	160,00 €	151,66 €	9992530	160,00 €	ⓘ VPH, ADJONCTION, SUPPLÉMENT APPUI-TÊTE RÉGLABLE,LIFE MOBILITY
EA140000080	☐	Appui-tête Gamme Lectus - Confort multiréglable - revêtement Confort Mesh micro aéré	160,00 €	151,66 €			
EA140000100	☐	Appui-tête Gamme Lectus - modulable - segmenté - multiréglable - revêtement Confort Mesh micro aéré	160,00 €	151,66 €			

Appui-tête multiréglable



Appui-tête Confort multiréglable -



Appui-tête modulable - segmenté multiréglable



ⓘ Les appui-têtes Altus sont amovibles (molettes de serrage), multiréglables y compris latéralement.

ACCOUDOIRS

Accoudoirs (Largeur 10 cm)			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA790040010	☐	Manchette d'accoudoir - 300 mm - revêtement Mesh micro aéré - Droite	■	- €			
EA790030010	☐	Manchette d'accoudoir - 300 mm - revêtement Mesh micro aéré - Gauche	■	- €			
EA790040020	☐	Manchette d'accoudoir - 300 mm - revêtement Dartex imperméable - Droite	■	- €			
EA790030020	☐	Manchette d'accoudoir - 300 mm - revêtement Dartex imperméable - Gauche	■	- €			
EA790040030	☐	Manchette d'accoudoir - 400 mm - revêtement Mesh micro aéré - Droite	■	- €			
EA790030030	☐	Manchette d'accoudoir - 400 mm - revêtement Mesh micro aéré - Gauche	■	- €			
EA790040040	☐	Manchette d'accoudoir - 400 mm - revêtement Dartex imperméable - Droite	■	- €			
EA790030040	☐	Manchette d'accoudoir - 400 mm - revêtement Dartex imperméable - Gauche	■	- €			
EA790000050	☐	Manchettes d'accoudoirs réglables en rotation	■	- €			
Fab Spé	☐	Capitonage Gel pour manchette - revêtement Mesh - Droite	Sur Devis		4960062	Sur devis	
Fab Spé	☐	Capitonage Gel pour manchette - revêtement Mesh - Droite	Sur Devis				
Fab Spé	☐	Manchettes sur mesure : Largeur : _____ cm x Hauteur : _____ cm	Sur Devis		4960062	Sur devis	

ⓘ Il est possible d'avoir des dimensions d'accoudoirs différentes à droite et à gauche : Merci de préciser vos souhaits à la commande.

ⓘ VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRM, FRMC, FRMA, FRMP, FRMV, FRE, FREP et FREV

ⓘ Besoin couvert : Permet de reduire les risques cutanés liés aux points d'appuis sous les coudes.

ⓘ VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRM, FRMC, FRMA, FRMP, FRMV, FRE, FREP et FREV

ⓘ Besoin couvert : Fabriquées aux dimensions souhaitées , elles permettent une adaptation précise à la morphologie de l'utilisateur et/ou,par exemple, permettent d'optimiser la largeur aux accoudoirs selon les contraintes d'encombrment imposées par le logement (ex : passages de portes).

Manchette (Largeur 10 cm) - Longeur 300 ou 400 mm



Réglage en rotation



Largeurs entre accoudoirs			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA730000040	☐	Largeur entre accoudoirs 410 mm	■	- €			
EA730000050	☐	Largeur entre accoudoirs 460 mm	■	- €			
EA730000060	☐	Largeur entre accoudoirs 510 mm	■	- €			

ⓘ La largeur entre accoudoirs ne peut pas être inférieure à celle du dossier

Largeur / Distance entre accoudoirs



REPOSE-PIEDS

Plaques repose-pieds			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA800000020	☐	**Plaques repose-pieds 2 parties escamotables - réglables en inclinaison - largeur 180 mm**	◆	- €			
EA800000030	☐	Plaque repose-pieds monobloc - escamotable - Larg. 397 mm x Prof. 244 mm	483,50 €	458,29 €	4960062	Sur devis	

ⓘ VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV

ⓘ Besoin couvert : Permet une adaptation spécifique de la position des pieds sur la palette, et/ou facilite les transferts (autonomes ou assistés), par exemple en cas de non-capacité de relever des palettes séparées, ou en cas de besoin d'une surface d'appui continue (sans espace entre côté droit et gauche)

Plaques repose-pieds séparées



Plaque repose-pied monobloc



PAP MEMBRE INFERIEUR

Soutien des jambes			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA850000010	☐	Appui-mollets - multiréglables - revêtement Mesh micro aéré	■	- €			

Appui-mollets



Cale-cuisses / cale-hanches			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA840040010	☐	Cale-cuisse Droit - revêtement Mesh micro aéré	300,00 €	284,36 €	9925544	Dans la limite de 600,00 €	
EA840030010	☐	Cale-cuisse Gauche - revêtement Mesh micro aéré	300,00 €	284,36 €			

ⓘ VPH, ADJONCTION, PAP FORFAIT B ADJONCTIONS MEMBRE INFÉRIEUR,LIFE MOBILITY

Cale-cuisse réglable



ⓘ Dimensions Cale-cuisse



CALE-GENOUX

Dispositifs de maintien pour la verticalisation - Cale-genoux			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA850000030	☐	**Cale-genoux multiréglable - revêtement Mesh micro aéré**	◆	- €			
EA850000040	☐	Cale-genoux multiréglable - revêtement Dartex imperméable	■	- €			

Cale-genoux



FONCTIONS DE SIEGE

Dossier			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA130000040	×	**Dossier à inclinaison électrique avec compensation biomécanique**	◆	- €			ⓘ Compensation mécanique du dossier : abaissement de l'inclinaison du dossier lors de la verticalisation (évitant les effets de cisaillement entre le dos et le dossier). Inclut la compensation biomécanique des accoudoirs : abaissement des accoudoirs en fonction de l'inclinaison du dossier.

Dossier à inclinaison électrique 180°



Bascule d'assise			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA810000010	☐	Bascule d'assise électrique 0 - 15°	■	- €			ⓘ Selon la configuration globale du fauteuil (hauteur sol-siège, profondeur, largeur d'assise, éventuels accessoires... des limitations d'amplitude son possibles pour la version 50° afin d'éviter tous conflits mécaniques en bascule maximale.
EA810000020	☐	**Bascule d'assise électrique 0 - 30°**	◆	- €			
EA810000030	☐	Bascule d'assise électrique 0 - 50°	■	- €			

Bascule d'assise électrique 0 => 50°




Verticalisation			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA980000010	×	**Verticalisation électrique Assis - Debout**	◆	- €			
EA980000030	☐	Verticalisation électrique Assis - Couché - Debout (Attention : Max. 120 kg)	■	- €			
EA980000070	☐	Verticalisation électrique Bascule d'assise 30° - Debout (Attention : Max. 120 kg)	■	- €			

Verticalisation



Mémoire de position programmable			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA980000050	×	**Mémoire de position (programmable par Boitier Externe - non fourni - Accès Pro uniquement)**	◆	- €			
EA980000060	☐	Mémoire de position - Accès utilisateur (Contacteur de programmation monté côté Joystick)	360,60 €	341,80 €	4960062	Sur devis	ⓘ VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV

Contacteur de mémoire de position



ⓘ Le Contacteur de programmation permet à l'utilisateur de mémoriser les angles de positions basse et haute souhaitées (verticalisation).
Il est monté par défaut à l'arrière du joystick.

Repose-jambe central			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA110000010	×	**Repose-jambe central à compensation biomécanique - Inclinaison électrique**	1 250,00 €	1 184,83 €	9936430	€ 1 250,00	ⓘ VPH, ADJONCTION, REPOSE-JAMBE ÉLEC. DROIT+GAUCHE,FRE FREP FREV,LIFE MOBILITY

Repose-jambe central à compensation biomécanique - Inclinaison électrique



ⓘ Le Repose-jambe électrique est partie intégrante de la conception de l'Evo Altus. Il est géré par un programme spécifique (séquence). L'Evo Altus ne peut pas fonctionner sans cette fonction, au même titre que les fonctions de dossier et bascule d'assise électiques, specifiquement pour les différents profils de verticalisation

EASTDLEG	☐	Hauteur électrique des repose-pieds - course 15 cm	2 321,00 €	2 200,00 €	4960062	Sur devis	ⓘ VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV
Note	☐	Pour cette option, merci de préciser la distance plaque d'assise / plaques repose-pieds souhaitée : _____ cm Et d'indiquer si la course souhaitée à partir de ce point doit :					
Note	☐	Effectuer 7,5 cm vers le haut et 7,5 cm vers le bas	◆	- €			
Note	☐	Effectuer 15 cm vers le haut	■	- €			
Note	☐	Effectuer 15 cm vers le bas	■	- €			


Hauteur électriqued des repose-pieds



ⓘ Besoin couvert : Permet à l'utilisateur de contrôler la hauteur du repose-pied, permet de faire varier les angles genoux/hanches/chevilles, la pression d'assise, et aussi d'abaisser au sol (selon mensurations) le repose-pieds pour permettre les transferts.

Lift (Elévation d'assise)			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA820000010	×	**Lift 400 mm**	1 500,00 €	1 421,80 €	9967867	€ 1 500,00	ⓘ VPH, ADJONCTION, SUPP. ÉLÉVATION ÉLECTRIQUE (LIFT) FRE FREP FREV,LIFE MOBILITY

Lift 400 mm



ⓘ Le Lift est partie intégrante de la conception de l'Evo Altus. Il est géré par un programme spécifique (séquence). L'Evo Altus ne peut pas fonctionner sans cette fonction, au même titre que les fonctions de dossier et bascule d'assise électiques, specifiquement pour les différents profils de verticalisation

Anti-bascules avant			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA440000010	×	**Anti-bascules avant - réglage de hauteur électrique**	◆	- €			ⓘ Le dispositif anti-bascule est électrique. Il s'abaisse et se relève automatiquement lors des séquences de verticalisation (quel que soit le mode choisi). Il peut également être contrôlé directement via une fonction dédiée sur le joystick.

Anti-bascules avant - réglage de hauteur électrique



DISPOSITIFS DE MAINTIEN DE BUSTE

Dispositifs de maintien pour la verticalisation - Buste		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA160000070	☐ Ceinture de buste - 2 points	■	- €			

Ceinture de buste



ⓘ Attention : La ceinture de buste n'est pas compatible avec l'installation du harnais 4 points.

EA160000210	☐ Support de buste ergonomique rigide - capitonné (fortement conseillé pour poids de plus de 90 kg)	1 103,64 €	1 046,10 €	4960062	Sur devis	ⓘ VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV

Support de buste



ⓘ Besoin couvert : Permet à des utlisateurs de forte corpulence et/ou dont les capacités de maintien de buste ne peuvent être assurées par des dispositifs de maintien souples et/ou qui nécessitent un appui antérieur rigide, de se verticaliser.

ACCESSOIRES

Sacoche d'accoudoir		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA160040160	☐ Sacoche d'accoudoir avec fermeture magnétique - côté Droit	Offert				
EA160030160	☐ Sacoche d'accoudoir fermeture magnétique - côté Gauche	Offert				

ⓘ Attention : 1 seul choix possible

Sacoche d'accoudoir



Ceintures et harnais		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA160000040	☐ Ceinture de bassin - 2 points	■	- €			
EA160000050	☐ Ceinture de bassin rétractable (enrouleur) - 2 points	■	- €			
EA160000060	☐ Harnais - 4 points	■	- €			

Ceinture 2 points



Ceinture 2 points avec enrouleur



Harnais 4 points



ⓘ Attention : Le harnais 4 points n'est pas compatible avec l'installation de la ceinture de buste.

Tablettes		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA150030040	☐ Tablette escamotable à Gauche - Pour joystick à Droite	132,00 €	125,12 €	9982298	132,00 €	ⓘ VPH, ADJONCTION, TABLETTE COMPLÈTE,LIFE MOBILITY
EA150040040	☐ Tablette escamotable à Droite - Pour joystick à Gauche	132,00 €	125,12 €			

Tablette



ⓘ Attention : Des incompatibilités de montage peuvent survenir en fonction du choix d'associer certains accessoires (par exemple : rétroviseur du même côté que l'escamotage de la tablette, ou poignée de transfert avec cale-cuisses du même côté, selon le réglage de chaque élément).

Accessoires		Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA160000010	☐ Poignées de poussée	■	- €			
EA160230160	☐ Crochets pour sac à dos - montés à l'arrière du dossier	■	- €			
EA160040180	☐ Poignée de transfert (unité) - Droite	165,24 €	156,63 €	4960062	Sur devis	ⓘ VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV
EA160030180	☐ Poignée de transfert (unité) - Gauche	165,24 €	156,63 €			

ⓘ Attention : Des incompatibilités de montage peuvent survenir en fonction du choix d'associer certains accessoires (par exemple : rétroviseur du même côté que l'escamotage de la tablette, ou poignée de transfert avec cale-cuisses du même côté, selon le réglage de chaque élément).

Poignées de poussée



Crochets pour sac à dos



Poignée de transfert



ⓘ Besoin couvert : Permet à l'utilisateur d'accéder à un point d'appui réglé idéalement pour assurer ses transferts en sécurité

EA160000030	☐ Bumpers de fourches arrières	198,14 €	187,81 €	4960062	Sur devis	ⓘ VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV

Bumpers



ⓘ Besoin couvert : Permettent, dans le cas d'espaces étroits par exemple (domicile, véhicules), ou selon les capacités de conduite de l'utilisateur, d'amortir les contacts avec le mobilier ou les murs par exemple, de protéger l'intégrité du fauteuil et/ou de l'environnement immédiat.

EA160040170	☐ Rétroviseur - Monté sur accoudoir Droit (Côté opposé au Joystick obligatoire)	116,26 €	110,20 €	4960062	Sur devis	ⓘ VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV
EA160030170	☐ Rétroviseur - Monté sur accoudoir Gauche (Côté opposé au Joystick obligatoire)	116,26 €	110,20 €			

Rétroviseur



ⓘ Besoin couvert : Destiné à des utlisateurs dont la mobilité de la tête et/ou le champ de vision est limité pour visualiser ce qui se passe en latérale ou à l'arrière du fauteuil.

Accessoires électroniques			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA160000090	☐	Chargeur USB	108,93 €	103,25 €	**Hors LPP - Option de confort - Facturable en sus du PLV**		FAQ Réforme de la PEC des VPH - Question 18 -"options hors nomenclature qui ne relèvent pas de la compensation du handicap […], peuvent être facturées en sus sans prise en charge par l'Assurance maladie."

Chargeur USB



EA160000200	☐	Commande d'arrêt à distance	612,03 €	580,12 €	4960062	Sur devis	VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV

Arrêt à distance



Besoin couvert : Permet à une tierce personne de stopper à distance le fauteuil grâce à une télécommande. Permet de sécuriser l'usage du fauteuil par exemple pour des utilisateurs en apprentissage de la conduite, ou dans des environnements spécifiques selon les capcités de conduite (Ex Limitation visuel, dextérité/capcité de control limitée en terrain accidenté etc...)

EA160040190	☐	Support pour smartphone (Ram Mount) - Monté à Droite	374,17 €	354,66 €	4960062	Sur devis	VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV
EA160030190	☐	Support pour smartphone (Ram Mount) - Monté à Gauche	374,17 €	354,66 €			
EA160040200	☐	Support pour tablette (Ram Mount) - Monté à Droite	485,64 €	460,32 €			
EA160030200	☐	Support pour tablette (Ram Mount) - Monté à Gauche	485,64 €	460,32 €			

Support pour Smartphone ou Tablette



Besoin couvert : Permet à l'utilisateur qui n'a pas la capacité de (ou limité pour) manipuler/tenir des accesoires, de fixer ses appareils mobiles (Téléphone, Tablette…) directement sur le fauteuil, avec des réglages adaptés à son champ visuel.

Attention : Des incompatibilités de montage peuvent survenir en fonction du choix d'associer certains accessoires (par exemple : rétroviseur du même côté que l'escamotage de la tablette,support de téléphone etc..).

DISPOSITIFS D'ARRIMAGE EN VEHICULE

Dispositif d'ancrage en véhicule par sangles			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
Note	✕	**Crochets d'arrimage pour transport en véhicule - Crash test ISO 7176/19**	◆	- €			L'Evo Altus est équipé de série de 4 points d'ancrage intégrés au châssis pour arrimage en véhicule par dispositifs à sangles (Ex marque Dahl, Q'Straint) **L'Evo Altus est Crash Testé ISO 7176/19 dans cette configuration**

Crochet d'arrimage



Dispositif d'arrimage automatique / Station d'accueil			Prix TTC	Prix HT	Code LPP	Montant €	
EA160000260	✕	**Pré-équipement châssis pour système d'arrimage DAHL (pré-perçage sous châssis)**	◆	- €			**Sans plaque** : Dans ce cas, la plaque d'arrimage Dahl doit être commandée séparément et installée par l'équipementier du véhicule sur les fixations intégrées au châssis.
EA160000230	☐	Pré-équipement châssis pour système d'arrimage DAHL avec plaque d'ancrage Dahl montée sous châssis	690,39 €	654,40 €	4960062	Sur devis	VPH, ADJ SPÉ, SUP SUR DEVIS POUR FRM FRMC FRMA FRMP FRMV FRE FREP FREV

Plaque d'arrimage Dahl montée sous châssis



Besoin couvert : Permet à l'utilisateur d'arrimer son fauteuil en véhicule sans l'intervention d'une tierce personne. Nécessite que le véhicule soit adapté en conséquence.

Pré-équipement : Dans ce cas, la plaque d'arrimage Dahl est pré-montée en usine et livrée avec le fauteuil. Elle ne comprend pas la station d'arrimage, nécessaire au montage sur le véhicule.

L'Evo Altus est Homologué selon Crash test ISO 7176/19 avec système d'arrimage Dahl.

SERVICES

Assistance à la mise en service			Prix TTC	Prix HT			
F95000	☐	Mise en route fauteuil - Assistance à la mise en service	274,30 €	260,00 €			Assistance sur site d'un intervemant Life & Mobility lors de la mise en route du matériel et de ses accessoires. Inclus tous réglages, paramétrages, conseils et formation à l'utilisation du fauteuil auprès du prestataire, de l'utilisateur et de tout tiers concerné. Ne comprends aucune autre prestation de type livraison, service après vente etc..

NOTES - COMMENTAIRES