


NEWTON. SITZEN IM GLEICHGEWICHT

Inspired by life

Life&Mobility

Eine entspannte Sitzposition mit Newton

NEWTON, ein innovatives und einzigartiges Positionierungssystem für manuelle und elektrische Rollstühle.
Mit geeigneten Sitzwinkeln und individuell einstellbarer Unterstützung garantiert Newton eine entspannte Sitzhaltung, die Ihnen mehr Energie für alltägliche Aktivitäten gibt. Newton ist dabei voll kompatibel mit einer funktionsorientierten Indikation. Das garantiert eine passende Produktlösung, die auf die individuellen Bedürfnisse des Nutzers abgestimmt ist.




„Sitzen im Gleichgewicht“ durch einen angemessenen Rückenwinkel und einen angepassten Sitzwinkel

Das erste Mal richtig!

Um die passende Einstellung zu finden, beginnt die Newton-Einstellungshilfe mit einer strukturierten Analyse der Beschwerden, Einschränkungen sowie der Anforderungen an Aktivität und Teilhabe. In Kombination mit den Körpermaßen ergibt sich daraus die persönliche Newton ID: eine fundierte Empfehlung für die passende Newton Curve Rückenlehne, den Newton Contour Sitz sowie die optimalen Einstellungen.

Erstellen Sie Ihre Newton ID direkt online unter:



Newton Curve Rückenlehnen

Die Newton Curve Rückenlehnen bieten eine hochwertige, einfach individuell anpassbare Sitzunterstützung für Nutzer mit unterschiedlichen Anforderungen. Dank mehrerer flexibel verstellbarer Unterstützungsflächen passt sich die Rückenlehne optimal an die Rückenkontur an und wird der Rumpf stabil unterstützt - für eine komfortable Sitzposition im Alltag. Erhältlich in vier Ausführungen mit flacher, mittlerer oder tiefer Kontur- und fünf verschiedene Rückenlehnen-Breiten. Newton Curve Rückenlehnen sind crashgetestet nach ISO 16840-4.





Newton Curve universales Befestigungssystem

Die Newton Curve Rückenlehnen können mit Hilfe des Universal Befestigungsadapters auf nahezu allen manuellen und elektrischen Rollstühlen anderer Hersteller montiert werden. Der Adapter sorgt für eine sichere, stabile Verbindung und ermöglicht die Verwendung der Newton Unterstützung auf verschiedenen Rollstühlen.

Scannen Sie den QR-Code, um eine Videoanleitung zur Einrichtung und Verwendung der Newton Curve Rückenlehne zu erhalten

Einstellmöglichkeiten Newton Curve

Lumbothorakale Unterstützung (LT-Fläche)
In der Höhe exakt auf die LT-Fläche des Nutzers positionierbar, mit Hilfe der grünen Markierungslinien auf dem Bezug.





Die Lendenführung
Zur individuellen Anpassung an die Lendenform des Rumpfes für eine optimale Druckverteilung der Rückenlehne.




Thorakale Unterstützung
Höhe und Winkel lassen sich einfach einstellen, um die individuelle Kontur des oberen Rückens zu unterstützen.

Laterale Unterstützung
Bietet zusätzliche seitliche Rumpfstabilität. Unabhängig links und rechts höhenverstellbar.

Beckenunterstützung
Unterstützung der individuellen Beckenposition durch einstellbaren Winkel.

Newton Curve Rückenlehnen	Curve 1	Curve 2	Curve 3	Curve 3 Deep
	  	  	  	  
HMV Nummer:	18.99.07.0033	18.99.07.0035	18.99.07.0032	18.99.07.0034
Rückenhöhe (H)	45 cm	45 cm	45 cm	50 cm
Rückenbreite (B) [1]	37-57 cm	37-57 cm	37-57 cm	37-57 cm
Contour Tiefe der Rückenlehne (T)	4 cm	7 cm	15 cm	15 - 25 cm
Rollstuhl Breite	34-65 cm	34-65 cm	34-65 cm	34-65 cm
Neigungswinkel	+/- 40°	+/- 40°	+/- 40°	+/- 40°
Gewicht Rückenlehne	Ab 2,5 kg	Ab 2,5 kg	Ab 2,5 kg	Ab 2,5 kg
Max. Benutzergewicht	160 kg	160 kg	160 kg	160 kg
Funktionalität				
Verstellbare Beckenstütze	•	•	•	•
Verstellbare Thorakalstütze		•	•	•
Verstellbare Lendenführung		•	•	
Laterale Unterstützung (Höhenverstellung)			•	•
Einstellbarer Winkel der lateralen Unterstützung				•

1 Die Rückenbreite kann 2 Größen kleiner sein als die Sitzbreite des Rollstuhls



Einfach einzustellen

Die Newton Curve Rückenlehne lässt sich schnell und präzise anpassen – mit dem Nutzer im Rollstuhl. Alles, was Sie benötigen, ist ein Inbusschlüssel Nummer 5. Auf der Rückseite der Rückenlehne sorgt eine gut sichtbare Nummerierung für eine logische Schritt-für-Schritt-Einstellung.

Scannen Sie den QR-Code für den Montage-Schrittplan der Newton Curve Rückenlehne

Life & Mobility GmbH

Oderstraße 59
14513 Teltow (Berlin)
T +49 (0) 3328 - 338 1300

www.life-mobility.com
verkauf@life-mobility.com

09/2026 – 2044AA